

quest[®]



Afgebeeld model : 2050-15



Elektrische onderzoekstafel
2050-10 / 2050-15 / 2050-20
2050-30 / 2050-50

Identificatie producten van de eigenaar

Model :

Serienummer :

Aanschafdatum :

Naam van de eigenaar / Organisatie :

Naam leverancier :

Telefoonnummer leverancier :

Door Promotal erkende servicedienst :

Wettelijke vermeldingen



PROMOTAL
22, rue de Saint-Denis de Gastines
B.P. 26 - 53500 ERNÉE Cedex
FRANKRIJK
Telefoon : +33 (0)2 43 05 12 70
Fax : +33 (0)2 43 05 68 99
internet : www.promotal.com

De beschrijvingen en specificaties in deze gebruikershandleiding werden correct bevonden op het ogenblik waarop ze zijn afgedrukt.

Promotal behoudt zich echter het recht voor om zonder kennisgeving vooraf zijn modellen en procedures te wijzigen of af te voeren.

We raden onze klanten aan om voor iedere bestelling een plaatselijke handelsvertegenwoordiger te raadplegen.

Productidentificatielabel



Belangrijke informatie	6
<i>Veiligheidssymbolen</i>	6
<i>Toepasselijk deel</i>	7
<i>Elektrische aansluiting</i>	7
<i>Elektromagnetische interferentie</i>	7
Instructies voor het uitpakken	8
<i>In karton geleverd materiaal</i>	8
<i>Niet gemonteerd geleverd materiaal</i>	8
<i>Op houten pallet geleverd materiaal</i>	8
<i>Opslagvoorwaarden</i>	8
<i>Gebbruiksvoorwaarden</i>	8
<i>Verpakking verwijderen</i>	8
<i>Controle</i>	9
Reinigingsprotocol	10
<i>Waarschuwing</i>	10
<i>Schoonmaken / Ontsmetten</i>	10
Gebruikshandleiding – onderzoekstafel	11
<i>Geschikt gebruik</i>	11
<i>Toestemming voor gebruik</i>	11
<i>Gewicht patiënt</i>	11
<i>Eigenschappen</i>	11
<i>Electrical connections</i>	12
<i>Afmetingen</i>	12
Instructies van montage	13
<i>Montage van het ligvlak</i>	13
<i>Montage van de handbedieningshouder</i>	14
Gebruik van de onderzoekstafel	15
<i>Aansluiting van de handbediening</i>	15
<i>Gebruik van de bedieningsgreep</i>	15
<i>Hoogte-instelling</i>	16
<i>Instelling van de hellingshoek van het ligvlak</i>	16

Samenvatting

Instelling van de hellingshoek van de rugleuning	17
Instelling van de hellingshoek van de rugleuning	17
Papierrol	18
<i>Montage van de rolhouder</i>	18
<i>Aanbrengen van de papierrol</i>	18
De stelvizels	19
<i>Instelling van de stelvizels</i>	19
Block'n Roll®	19
<i>Gebruik van het Block'n Roll® systeem</i>	19

Toebehoren **20**

Klemmen	20
<i>Aanbrengen van de klemmen</i>	20
Arملهuningen	20
<i>Verstellen van de arملهuningen</i>	20
Stel beugels	21
<i>Aanbrengen van de beugels</i>	21
Stel beensteunen	21
<i>Aanbrengen van de beensteunen</i>	21
Stel beschermhoezen voor de beensteunen	21
Infuuspaal met 2 haken	22
<i>Aanbrengen van de infuuspaal</i>	22
Infuuspaal met 2 haken	22
<i>Aanbrengen van de infuuspaal</i>	22
<i>Hoogte-instelling van de infuuspaal</i>	22
Hekken	23
<i>Aanbrengen van de hekk</i>	23
<i>Gebruik van de hekken</i>	23
Verstelbare hoofdsteen	24
Verlengstuk rugleuning	24
<i>Montage van de Verlengstuk rugleuning</i>	24
Hoofdsteen	25
<i>Montage van de hoofdsteen</i>	25
Verstelbare Rolhouder	26
<i>Installatie van de rolhouder</i>	26
<i>Installatie van de rolhouder [Indien het materiaal voorzien is van een hoofdsteen (Artikelnummer 2054-01)]</i>	27
<i>Aanbrengen van de papierrol</i>	28

Papiersnijder	28
<i>Installatie van de papiersnijder</i>	28
<i>Gebruik van de papiersnijder</i>	29
Bedieningspedaal	29
<i>Gebruik van het bedieningspedaal</i>	29
Bedieningspedaal	29
<i>Gebruik van het bedieningspedaal</i>	29
Bedieningspedaal	30
<i>Gebruik van het bedieningspedaal</i>	30
Opties	31
Wielen met rem	31
<i>Gebruik van het remsysteem</i>	31
Schroefgat	31
Accumulator	32
<i>Technische eigenschappen van de accumulator</i>	32
<i>Symboles de sécurité de l'accumulateur</i>	32
Protection Classification 1 en equipotentiaalklem	33
<i>Elektrische aansluiting : Class 1</i>	33
<i>Equipotentiaalklem</i>	33
Levensduur van het Medisch Hulpmiddel	34
Verplicht / specifiek onderhoud	34
Einde van de levensduur van het hulpmiddel	34
Toegang tot de elektrische organen	34
<i>Demontage van de verwijderbare carter</i>	34
<i>Remontage van het afneembare carter</i>	35
Onderhoudsboekje	36
Opmerkingen	37
Informatie over de garantie	38
Garantie	38
<i>Verbindingen</i>	38
<i>Uitsluitingen</i>	38
<i>Exclusieve verplichting</i>	38
<i>Ontbreken van toestemming</i>	38
Conformiteitsverklaring	39

Belangrijke informatie

Veiligheidssymbolen



Waarschuwingstekens

Informatie die met dit symbool is gemerkt moet worden gelezen en strikt worden opgevolgd!

Opmerking

Benadrukt een procedure, een handeling of een situatie.



Beperkte vochtigheidsgraad



Maximum aantal gestapelde pallets



Juiste richting voor vervoer



Beperkte atmosferische druk



Temperatuurgrens



Breekbaar



Droog bewaren



Gebruik geen scherpe voorwerpen



Fabrikant



Toepasselijk deel van type B



Dubbele isolatie



Apart van het huishoudelijk afval wegdoen



Gevaarlijke spanning / risico van een elektrische schok



Gebruikscyclus (motorcyclus) werking gedurende 1 minuut / 9 minuten stilstand



Symbool voor algemene beveiliging



equipotentiaalklem



Raadpleeg de handleiding / het instructieboekje



CE markering

IP

Beschermingsklasse (IP) tegen vaste en vloeibare lichamen




Niet op de rugleuning gaan zitten



Niet op de armsteunen gaan zitten



De onderzoekstafel niet gebruiken voor personentransport



Let op : Kans op knelling tussen de spijlen van de zitting



Waarschuwing

Pictogrammen en waarschuwingstekens die door de fabrikant zijn aangebracht, mogen niet verwijderd worden! Als ze worden verwijderd, vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant.

Toepasselijk deel

De toepasselijke delen in de zin van normblad EN 60601-1 zijn:

- PVC zadelwerk
- Hulphandgrepen (accessoires)
- voetsteunen voor gynaecologisch onderzoek (accessoires)

Elektrische aansluiting



De producten van het type klasse 2 zijn niet beschermd met een aarding vanwege het gebruik van elektrische kasten met dubbele isolatie die worden gevoed met een tweepolige kabel.

Elektromagnetische interferentie

Dit medische apparaat van Promotal is ontworpen en gebouwd om elektromagnetische interferentie met andere apparaten te minimaliseren. Als er desondanks storing wordt geconstateerd, moet het apparaat dat de storing veroorzaakt uit het vertrek worden verwijderd en/of moet het apparaat op een geïsoleerd circuit worden aangesloten.

Instructies voor het uitpakken

In karton geleverd materiaal

Compact, licht of eenvoudig te hanteren materiaal

In dit geval kan de hantering eenvoudig en zonder hefinrichting uitgevoerd worden. Neem de richting voor het plaatsen van de zijkanten in acht. Gebruik, bij het ontbreken van een pijl voor de aanduiding van de boven en onderzijde, de diverse, aan de bovenzijde van het product aangebrachte identificatielabels, als richtlijn.

Niet gemonteerd geleverd materiaal

Dit materiaal moet na levering gemonteerd worden.

De diverse elementen waaruit dit materiaal bestaat zijn beschermd door een verpakking bestaand uit :

- Een kunststof bescherming (vinyl)
- Een bescherming van noppen-/schuimplasticfolie of polystyreen
- Een kartonnen verpakking.

Op houten pallet geleverd materiaal

Het op een houten pallet geplaatste materiaal kan eenvoudig verplaatst worden met behulp van een vorkheftruck, mits deze op correcte wijze gebruikt wordt. Controleer, alvorens de pallet te verplaatsen, de correcte stand van de heftruck ten opzichte van de pallet en tevens de stabiliteit van het geheel.

Bij het hanteren van hoog materiaal (type kast) is extra voorzichtigheid geboden.

Opslagvoorwaarden

Omgevingstemperatuur :

Relatieve vochtigheid :

Luchtdruk :

Bij opslag dienen altijd de volgende aanwijzingen nageleefd te worden :

- Een schone, goed geventileerde ruimte met een matige temperatuur.
- Het opgeslagen materiaal mag niet blootgesteld worden aan regen, wind en direct zonlicht.
- Een droge ruimte.

Gebruiksvoorwaarden

- Droog lokaal met matige temperatuur.
- Maximale hoogte: 2000 m

Verpakking verwijderen

Verwijder, tijdens de installatie voorzichtig alle nietjes, klemmen alsmede de kartonnen verpakking. De kwetsbare elementen van het materiaal (bekleding, carter en kunststof onderdelen, enz.) kunnen zich net onder de verpakking bevinden. Wees dus voorzichtig met het gebruik van scherpe werktuigen.

Verwijder na de verpakking alle eventueel resterende beschermingen.

Zwaar, omvangrijk materiaal waarbij het gebruik van een hefi nrichting vereist is.

In dit geval is het gebruik van een heftruck mogelijk mits deze op correcte wijze gebruikt wordt. Controleer, alvorens het materiaal te verplaatsen, de plaatsrichting en check tevens of de lading evenwichtig verdeeld is.

-15°C tot 60°C (+5 °F tot 140 °F)

10 % tot 90 % (zonder condensatie)

0.5 bar tot 1.05 bar (500 hPa tot 1050 hPa)

- Het opgeslagen materiaal mag niet blootgesteld worden aan schokken.
- (geen opslag op plaatsen met frequente doorgang van mensen of machines).
- Het materiaal mag niet gestapeld worden.
- Opslag in de oorspronkelijke verpakking tot aan de uiteindelijke bestemming.

- Temperatuur van 10 tot 40°C

- Relatieve vochtigheid 75% max.

Als de inrichting verpakt op een pallet geleverd wordt. Verwijder de verpakking op bovenstaande wijze. De modellen zijn geblokkeerd met behulp van geschroefde fl enzen of met genagelde houten latten. Gebruik een sleutel (in het geval van metalen fl enzen). Gebruik een nijptang (in het geval van houten latten). Verwijder het materiaal van de pallet en verwijder hierna de resterende beschermingen, het materiaal kan vervolgens gebruikt worden.

Controle

Volg na het uitpakken van het toestel de onderstaande procedure :

Controleer de leveringsdocumenten om u ervan te vergewissen dat de levering compleet is.

Controleer externe onderdelen op eventuele vervoerschade.

Controleer of het toestel, de accessoires en opties, het netsnoer (indien het medisch hulpmiddel elektrisch is aangedreven) en de gebruikershandleiding zich in de verpakking bevinden.

Opmerking :

Erkende EG vertegenwoordiger

Binnen de Europese Unie, dienen alle problemen, klachten of vragen voorgelegd te worden aan de hieronder vermelde erkende EG vertegenwoordiger van Promotal :

Promotal
22, rue de Saint-Denis de Gastines
53500 Ernée,
FRANKRIJK
Telefoon : + 33 (0)2 430 517 76
Fax : + 33 (0)2 430 572 00

Waarschuwing

Het Medische Hulpmiddel mag alleen worden gehanteerd na het volledig doornemen van de Gebruikshandleiding. Het toestel is uitsluitend voor zijn specifieke gebruiksbestemming die wordt beschreven in onze handleiding. Alleen gekwalificeerd personeel mag het Medische

Hulpmiddel monteren en aansluiten. In geen geval mogen de elektrische componenten (cilinder, kast, behuizing, bedieningshandgreep, accu, adapter enz.) worden geopend. Promotal is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van het niet volgen van deze instructies.



Iedere wijziging aan het Medische Hulpmiddel zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.



**Let op
Enkel accessoires die door Promotal worden aanbevolen en geleverd zijn toegestaan voor dit MH.**



**Let op
Dit medische hulpmiddel is niet geschikt om te worden schoongemaakt in een wasstraat.**

Schoonmaken / Ontsmetten

Dit medische hulpmiddel moet regelmatig worden schoongemaakt met behulp van geschikte reinigingsmiddelen en regelmatig worden ontsmet met ontsmettingsmiddelen die voldoen aan de definities van bactericide, bactericide, viricide en fungicide. Voor de routineschoonmaak van het zadelwerk, gelakte oppervlakken, roestvrij staal of aluminium, kunststof onderdelen, bedieningselementen, mag er gebruik worden gemaakt van een zacht reinigingsmiddel zoals zeepsop dat vervolgens grondig moet worden afgespoeld met helder water en volledig gedroogd. Het gebruik van ontsmettende reinigingsmiddelen bedoeld voor medische hulpmiddelen zoals middelen bestaande uit quaternaire ammoniumzouten, waterstofperoxide, ethanol en chloorhoudende stoffen enz. is toegestaan voor onze medische hulpmiddelen onder voorwaarde dat:

- De door de leveranciers van deze producten voorgeschreven concentraties in acht worden genomen;
- De voorwaarden voor het aanbrengen van het product (contactduur, aangebrachte hoeveelheid, temperatuur, spoelen enz.) in acht worden genomen;
- Het gebruikte ontsmettende reinigingsmiddel volgens de informatie van de leverancier kan worden gebruikt voor:

- PVC, ABS, Polyamide, Polyurethaan, Polypropyleen
- Metalen oppervlakken bedekt met epoxyhars
- Metalen oppervlak een van roestvrij staal en aluminium

Waarschuwing:

- Het gebruik van oplosmiddelen is strikt verboden.
- Het gebruik van schuurpoeder of andere schurende producten is verboden.
- Schoonmaken onder hoge druk is verboden.



Alle schade die het resultaat is van het niet naleven van de gebruiksvoorschriften van een ontsmettend reinigingsmiddel kan niet in aanmerking komen voor garantie door Promotal.



Geschikt gebruik

Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik in een professionele ruimte :

Artsenpraktijk
Verzorgingsinstituut

Dit apparaat mag niet gebruikt worden in een ruimte bestemd voor huiselijk doeleinden.

Deze tafel is uitsluitend bestemd voor gebruik door ziekenhuispersoneel. Met deze onderzoekstafel kan algemeen medische onderzoek worden verricht in de veiligste omstandigheden.



Deze draagbaar is niet bedoeld voor gebruik als draagbaar.


Toestemming voor gebruik

De bank mag uitsluitend door een medisch specialist (arts, verplegend personeel) en/of een technisch vakman gerepareerd of gebruikt worden.

De patiënt en diens begeleider(s) komen niet direct aan de bank. Zij mogen geen toegang hebben tot de bediening van de bank.

Dit medisch apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van ontvlambare anesthetica op oxidatieve lucht of gassen, zoals zuurstof of distikstofoxide, om het risico op ontploffingen te vermijden.

Gewicht patiënt



Eigenschappen

Elektrisch verstelbare hoogte van 54 tot 94 cm.

Stalen frame met epoxy coating, wolkrijfs.

Verstelbare rugleuning door luchtcilinder of elektrische cilinder.

Vlakke en M1 vuurbestendige bekleding.

Handbediening.

Stelvizels onder het pootgedeelte.

Block'n Roll' - Geïntegreerd en inklapbaar wielsysteem (onderdeelnr : 2050-10, 2050-30 en 2050-50)

Papierrol-houder (max. lengte 50 cm – ø 20)

12 cm vrije ruimte vanaf de vloer, compatibel voor het overbrengen van patiënten



Gebruikshandleiding – onderzoekstafel

Elektrische aansluiting

Dit medische hulpmiddel moet worden aangesloten op het lichtnet.

Aansluiting op de voedingseenheid:	120 V or 230 V (<i>afhankelijk van het land van bestemming</i>)
Frequentie:	50/60 Hz
Beveiligingsklasse:	Class 2 / B
Opgenomen vermogen:	200 W
Intermitterende werkwijze:	1 min / 9 min
Maximale gebruikshoogte :	2000 m




Opgelet

een stroomonderbreking kan tot gevolg hebben dat de ondersteuning van de patiënt niet meer in de laagste stand kan worden teruggeplaatst. Men moet de patiënt in de veiligste omstandigheden kunnen laten zakken.

In geval de bank voor langere tijd niet wordt gebruik, is het aanbevolen om hem uit te schakelen.


Afmetingen



Instructies van montage

De onderzoekstafel wordt gedemonteerd geleverd.

De verpakking bestaat uit 2 pakketten : bekleding, rolhouder,
frame, handbedieningshouder.



Montage van het ligvlak


Rugbekleding





Controleer vóór het gebruik of alle onderdelen correct zijn bevestigd.



X 6



Inbussleutel nr. 4




Instructies van montage

Montage van de handbedieningshouder


De aangewezen steun handvat voor de zadelmakerij nemen :

- **A2A200-03** / 600150-65, 600151-65
- **A2A200-04** / 600150-70, 600150-75, 600151-75



De handbedieningshouder die geklemd zit tussen de bekleding en het zitframe kan verplaatst worden of zelfs aan de andere zijde aangebracht worden. Hiertoe hoeft men slechts de montageschroeven aan de onderzijde van de ligplaat los te draaien.



Bekleding zitvlak



Controleer vóór het gebruik of alle onderdelen correct zijn bevestigd.



Gebruik van de onderzoekstafel



Veiligheid :

Om veiligheidsredenen en om storingen te voorkomen, mag er zich geen enkel voorwerp bevinden onder het ligvlak of tussen de bewegende delen van de onderzoekstafel.



Let op


de voedingskabel van dit medische hulpmiddel kan een obstakel vormen en een val veroorzaken. Vergeet bij het verplaatsen van het hulpmiddel de kabel niet, wanneer deze op het net is aangesloten.



Veiligheidsvoorschriften

Koppel de voedingskabel altijd los voordat u het medische hulpmiddel verplaatst.

Aansluiting van de handbediening



Mogelijkheid om 3 bedieningen aan te sluiten.

Gebruik van de bedieningsgreep


Door de drukknop van de bediening ingedrukt te houden, wordt de gewenste beweging geactiveerd. Zodra men de drukknop loslaat, stopt de beweging. De fauteuil is uitgerust met een interne beveiliging

die de hoge en lage stand begrenst. De afstelling in de hoogte kan uitgevoerd worden met de patiënt op de zitting.

Gebruik van de onderzoekstafel

Hoogte-instelling

Gebruik de bedieningsgreep.



Opmerking : Nadat het materiaal enkele malen gebruikt is kunnen er zich afwijkingen met betrekking tot de horizontale stand voordoen. Het volstaat de tafel in de lage (of hoge) stand te zetten om de motors te resetten.

Instelling van de hellingshoek van het ligvlak

(voor de modellen 2050-20, 2050-30, 2050-40 en 2050-50)

Gebruik de bedieningsgreep.





Instelling van de hellingshoek van de rugleuning

(voor de modellen 2050-10, 2050-15, 2050-20 en 2050-30)

Bedien met één hand de hendel (L1) en breng met

de andere hand de rugleuning omlaag of omhoog naargelang de gewenste hellingshoek.


 De patiënt mag tijdens de verstelling niet op de rugleuning steunen.



Instelling van de hellingshoek van de rugleuning

(voor model 2050-50)





Gebruik de bedieningsgreep.



Gebruik van de onderzoekstafel

Papierrol

Montage van de rolhouder




Aanbrengen van de papierrol

Het papier over de bekleding afwikkelen voordat de patiënt plaatsneemt op de onderzoekstafel.




Opgelet de aangegeven instructies nauwkeurig in acht nemen voor een langere levensduur van het materiaal.



De stelvizels

Instelling van de stelvizels

Til de onderzoekstafel enigszins op. De stelvizel (P) aan- of losdraaien om de gewenste hoogte in te stellen.



Block'n Roll

(voor de modellen 2050-15, 2050-30 en 2050-50)

Gebruik van het Block'n Roll systeem



Opgelet :

Niet te gebruiken met de patiënt, dit systeem is uitsluitend bestemd voor het verplaatsen van de lege onderzoekstafel bij het reinigen van de vloer.

Werkstand



Transportstand




Opgelet

Controleer of de onderzoekstafel in de werkstand staat, voordat de patiënt hierop plaatsneemt.

Toebehoren

Klemmen


(onderdeelnummer 166)



Aanbrengen van de klemmen


Verwijder zo nodig de dop (B) van de vierkante buis. Draai de wielen (V) los en breng het stel klemmen aan (onderdeelnummer 166 (E)) in de vierkante buizen. De wielen weer aandraaien.

Door middel van de klemmen kunnen er toebehoren diameter 16 aangebracht worden.



ArMLEUNINGEN

(onderdeelnummer 2536)



Verstellen van de arMLEUNINGEN

De standaard arMLEUNINGEN kunnen in de hoogte (H) veresteld en in alle richtingen gedraaid worden dankzij een kogelgewricht onder de armsteun. Om deze te verstellen, hoeft men slechts de borgwielen los te draaien en ze vervolgens in een andere richting te draaien.



Opgelet

De wielen vóór het gebruik weer vastdraaien.



Opgelet


De montage van deze toebehoren vereist het gebruik van de klemmen.

(onderdeelnr. : 166)


Stel beugels

(onderdeelnummer 850)

Aanbrengen van de beugels



Vóór het gebruik de bevestiging deugdelijk controleren.




Opgelet

De montage van deze toebehoren vereist het gebruik van de klemmen. (onderdeelnr. : 166)

Stel beensteunen

(onderdeelnummer 840)

Aanbrengen van de beensteunen



Vóór het gebruik de bevestiging deugdelijk controleren.



Opgelet

De montage van deze toebehoren vereist het gebruik van de klemmen. (onderdeelnr. : 166)

Stel beschermhoezen voor de beensteunen

(onderdeelnummer 861)




Infuuspaal met 2 haken

(onderdeelnummer 985-01)

Aanbrengen van de infuuspaal

 Vóór het gebruik de bevestiging deugdelijk controleren.

Opgelet
 De montage van deze toebehoren vereist het gebruik van de klemmen.
(onderdeelnr. : 166)



Infuuspaal met 2 haken

(onderdeelnummer 2985-01)




Hoogte-instelling van de infuuspaal

De infuuspaal beschikt over 1 schuifstang.
Stel met behulp van de vergrendeling de hoogte van de bovenstang af.

Aanbrengen van de infuuspaal

Borgwiel losdraaien.

De infuuspaal aanbrengen en vastdraaien

Opgelet
 De montage van deze toebehoren vereist het gebruik van de klemmen.
(onderdeelnr. : 166)

 Vóór het gebruik de bevestiging deugdelijk controleren.




Hekken

(onderdeelnummer 85114-01)

Aanbrengen van de bekk

1. Draai de borgwielen los.
2. Breng de hekken aan. *Schuif de hekken naar de tafel toe om een tussenruimte van 25 mm tussen de hekken en de bekleding te verkrijgen.*
3. Draai de borgwielen opnieuw vast.




Gebruik van de hekken

Hoge stand

Pak het hek (BR) vast aan de bovenzijde en trek het op tot de vergrendeling van het systeem.

Lage stand

Houd met één hand de bovenzijde van het hek vast en druk met de andere hand op de bediening (CB) om het systeem te ontgrendelen, laat het hek vervolgens naar de lage stand glijden.



Controleer, vóór het gebruik, of de hekken op correcte wijze vergrendeld zijn.

Verstelbare hoofdsteun

(onderdeelnummer 1102-10)







Verlengstuk rugleuning

(onderdeelnummer 2055-01)

Montage van de Verlengstuk

rugleuning



Hoofdsteen



(onderdeelnummer 2054-01)

Montage van de hoofdsteen


x4

EMC4014




A2A164-XX



Montage van de hoofdsteen voor de bekleding
600150-65 en 600150-75




Montage van de hoofdsteen voor de bekleding
600150-70




Verstelbare Rolhouder

(onderdeelnummer 2056-02)



Installatie van de rolhouder



1. Demonteer de standaard rolhouder indien deze reeds was aangebracht.




3. Vervang door de rolhouder.



Installatie van de rolhouder





[Indien het materiaal voorzien is van een hoofdsteun (Artikelnummer 2054-01)]



Inbussleutel nr. 4

M6x30 (x 2)

ENT0810 (x 2)




Aanbrengen van de papierrol

De papierrol wordt aangebracht op een beweegbare as die aan beide uiteinden voorzien is van een afstelbaar haaksysteem.

1. Draai de borgwielen los (VS).
2. Enigszins terugtrekken $\frac{1}{2}$ (PR).
3. Breng de papierrol aan.

Rol het papier over de bekleding af voordat de patiënt op de tafel plaatsneemt.







Papiersnijder


(onderdeelnummer 2052-65 en 2052-75)

(art. nr. afhankelijk van de bij de aanschaf geselecteerde bekleding)

Installatie van de papiersnijder



- 1) Draai de 2 schroeven van het ligvlak enigszins los.
- 2) Breng de papiersnijder in de ingeklapte stand aan.
- 3) Draai de schroeven van de tafel opnieuw vast en breng vervolgens de VBA schroeven in de hiertoe bestemde gaten aan.

 Controleer vóór het gebruik of alle onderdelen correct zijn bevestigd

Gebruik van de papiersnijder


- 1) trek het papier onder de papiersnijder door.
- 2) duw de papiersnijder omlaag.




Bedieningspedaal

*(onderdeelnummer 2051-10)
(voor de modellen 2050-10 en 2050-15)*

Gebruik van het bedieningspedaal



(Cf: bladzijde 16)




Bedieningspedaal

*(onderdeelnummer 2051-20)
(voor de modellen 2050-20 en 2050-30)*

Gebruik van het bedieningspedaal



(Cf: bladzijde 16)





Bedieningspedaal

(onderdeelnummer 2051-30)

(voor model 2050-50)

Gebruik van het bedieningspedaal

(Cf: bladzijde 16)



Wielen met rem

(onderdeelnummer 81036)


(voor de modellen 2050-10 en 2050-20)

Gebruik van het remsysteem



Opgelet :

Niet te gebruiken met de patiënt, dit systeem is uitsluitend bestemd voor het verplaatsen van de lege onderzoekstafel bij het reinigen van de vloer.



(onderdeelnummer 81036)



Opgelet

Zorg voor een volledige remstand van de wielen alvorens de patiënt plaats te laten nemen.

Schroefgat

(onderdeelnummer 2231-65 en 2231-75)


600150-75

Alleen voor de verwijzing van volgende zadelmakerijen : **600150-65**

1




2



3



Accumulator (onderdeelnummer 2092)



Technische eigenschappen van de accumulator

Spanning..... :	24 V DC
Capaciteit..... :	1.2 Ah
Zekering..... :	T 15 A
Beschermingsgraad..... :	IPX6
Type accumulator..... :	Loodgel
Laadtijd..... :	Circa 14 uur (naar gelang het voedingskastje)
Levensduur..... :	Circa 1000 cycli (afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van de fauteuil)
Ontlaadtijd..... :	Circa 1 jaar (opslag)

Symboles de sécurité de l'accumulateur



CE markering



Apart van het
huishoudelijk afval
verwerken

IPX6

Beschermingsklasse
(IP) tegen vaste en
vloeibare lichamen



Recycleerbaar



Uitsluitend te gebruiken
in droge ruimtes

Pb

Bevat verontreinigende
middelen Lood, enz...



Zekeringen



Om de veiligheid van de producten te waarborgen werden deze voorzien van een zegel.

Bij het openen van het product wordt het zegel verbroken wat aanduidt dat het product beschadigd of vervalst werd.

Bij een gebroken zegel komt de garantie te vervallen.



Veiligheid :

Om veiligheidsredenen en om storingen te voorkomen, mag er zich geen enkel voorwerp bevinden onder het ligvlak of tussen de bewegende delen van de onderzoekstafel.

Protection Classification 1 en equipotentiaalklem

(onderdeelnummer 2059-01)

Elektrische aansluiting : Class 1

Connection to the supply :	120 V or 230 V (depending on country)
Frequency :	50/60 Hz
Protection Classification / Degree of electric shock protection :	Class 1 / B
Power input :	200 W
Intermittent function mode :	1 min / 9 min
Maximale gebruikshoogte :	2000 m



Dit medische hulpmiddel is van elektrisch klasse 1. Het moet worden aangesloten op een lichtnet met een beschermde aarding.

Equipotentiaalklem

via de equipotentiaalklem kan een equipotentiaalgeleider worden aangesloten, om ervoor te zorgen dat de verschillende onderdelen van een elektrisch medisch apparaat dezelfde spanning hebben.



De equipotentiaalklem mag in geen geval als aardverbinding worden gebruikt.



Opgelet

De 85114-01 barrières zijn niet compatibel met dit DM in klasse 1.

Levensduur van het Medisch Hulpmiddel

Dit medisch hulpmiddel is ontworpen voor een levensduur van 10 jaar in normale gebruiksomstandigheden, uitgezonderd de slijtagegevoelige onderdelen. Deze levensduur kan variëren afhankelijk van de gebruiksfrequentie.

CONTROLEER OP ZIJN MINST EEN KEER PER JAAR DE ALGHELE TOESTAND VAN HET HULPMIDDEL.

De slijtagegevoelige onderdelen zijn :

- De bekleding.
- De vliegwielen- en handgreepklemmen

Promotal beveelt aan deze slijtagegevoelige onderdelen na een gebruik van ten hoogste 5 jaar te vervangen.

Voor reparaties kunt u contact opnemen met uw vaste detailhandelaar onder vermelding van het serienummer van het hulpmiddel.

Verplicht / specifiek onderhoud

Jaarlijks :

- De bevestiging van de bouten en drijfstukken controleren.
- De staat van de bevestigingen van de bewegende delen controleren.
- Het frame controleren op vervormingen.
- De diverse verbindingen controleren (overmatige speling, geluid...)
- De resultaten en de controledatum noteren in het onderhoudsboekje.

Einde van de levensduur van het hulpmiddel

Uw wederverkoper is verantwoordelijk voor de recuperatie en verwerking van dit hulpmiddel op het einde van de levensduur.

Aarzel niet om indien nodig contact op te nemen met Promotal. Wij zullen u een oplossing voorstellen om deze uitrusting in de beste omstandigheden te verwerken.



Waarschuwing materieel

Om optimale werking van dit medisch hulpmiddel te garanderen, moet iedere matras waarvan de hoes is gescheurd onmiddellijk worden vervangen.



Waarschuwing inzake het apparaat APPARAAT NIET DEMONTEREN

Neem ingeval van storingen onmiddellijk contact op met uw verkoper of de technische dienst van het bedrijf van uw verkoper (zie Hoofdstuk Garantie) voor een volledige controle. In geval van twijfel, het apparaat niet gebruiken.

Toegang tot de elektrische organen

(uitsluitend bij storingen),



Demontage van de verwijderbare carter

Gebruik een platte schroevendraaier om dit onderdeel te verwijderen.



Levensduur van de onderzoekstafel

Remontage van het afneembare carter



Opmerkingen

Garantie

Promotal biedt twee (2) jaar garantie* vanaf de aankoop op de door Promotal gefabriceerde materialen en de onderdelen.

Verbindingen

Promotal verbindt zich tot het vervangen van defecte, tijdens de garantieperiode teruggezonden onderdelen die na onderzoek van Promotal daadwerkelijk als defect beschouwd worden.

De Promotal dealer is zowel tijdens als na de garantieperiode verantwoordelijk voor de te verlenen service.

Uitsluitingen

- Deze garantie is niet van toepassing op :

- (1) Slijtvlakken en consumptiegoederen
- (2) De verplaatsingskosten en de werkuren
- (3) Pannes ten gevolge van een verkeerd gebruik of duidelijke onachtzaamheid of bij het verplaatsen van het toestel
- (4) Materialen waarvan de oorspronkelijke eigenschappen door de gebruiker werden gewijzigd
- (5) De controle-eenheden, de hydraulische en elektrische vijzels, indien deze door de gebruiker werden geopend (zegels verbroken)
- (6) De schade, pannes, defecten of gebreken te wijten aan externe oorzaken (bliksem, elektrische overspanning, overstromingen, natuurrampen, schokken enz.) of omwille van de aanwezigheid van vreemde materialen
- (7) Schade te wijten aan een slechte aansluiting of aan de voeding, schade te wijten aan roestvorming of de geleidelijke achteruitgang van de kwaliteit van het product
- (8) Indirecte schade ten gevolge van genotsderving en strafbaarheid omwille van een slechte prestatie van het toestel
- (9) Esthetische schade veroorzaakt aan zichtbare onderdelen van het materiaal die de goede werking van het toestel niet belemmeren, zoals krassen, schilfering, schrammen
- (10) Toestellen waarvan het serienummer onleesbaar, gewijzigd of verwijderd is.

Exclusieve verplichting

De enige verplichting van Promotal tijdens de garantieperiode bestaat uit het vervangen van defecte onderdelen. Promotal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, specifieke of toevallige schade of geleden verliezen ten gevolge van het niet kunnen gebruiken van de materialen.

Ontbreken van toestemming

Geen enkele persoon of onderneming heeft het recht overige verbindingen of verplichtingen met betrekking tot het materiaal op te stellen in naam van Promotal.

DEZE GARANTIE BETREFT DE ENIGE DOOR PROMOTAL GEBODEN EN VAN TOEPASSING ZIJNDE GARANTIE TEN DETRIMENTE VAN ALLE OVERIGE IMPLICIETE GARANTIES.

* De bekledingen genieten één jaar garantie tegen fabricagefouten.

EG-conformiteitsverklaring

Wij,

Promotal

22, rue de Saint-Denis de Gastines

53500 Ernée – Frankrijk

SRN: FR-MF-000001666

verklaren, onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgende elektrische medische hulpmiddel:

Handelsnaam: Quest 2050-10 / 2050-15 / 2050-20
2050-30 / 2050-50

Beschrijving: Elektrische onderzoekstafel

Basic UDI-DI: 37014094BASEQUEST4U

is een medisch hulpmiddel klasse I,

voldoet aan de vereisten van **Verordening (EU) nr. 2017/745** van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017,

voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

- **Richtlijn 2011/65/EU (RoHS II)** van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011
- **Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2015/863** van de Commissie van 31 maart 2015
- **Richtlijn (EU) 2017/2102** van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2017

voldoet aan de daarvoor geldende (Europese) normen,

draagt als zodanig de CE-markering.

Jaar van eerste aanbrenging van de CE-markering (Medische Hulpmiddelen): 2007

Gedaan te Ernée,

Op dinsdag 26 mei 2021



Rudolf MOURADIAN

President



CE

PROMOTAL - FRANCE
www.promotal.com
DIC2050-10_2121NL

