

1600982 - CryoPen M - paquet - 2 applicateurs - 12x 8g cartouches N2O - 1 pc



Déscription

CryoPen M – Kit de Démarrage avec 2 Applicateurs & 12x8g Cartouches

Le **CryoPen M** est la solution idéale pour les professionnels de santé souhaitant pratiquer une cryothérapie simple, sûre et précise. Cet instrument compact est spécialement conçu pour traiter de petites lésions cutanées telles que les verrues, les taches pigmentaires et les kératoses actiniques. Avec le CryoPen M, vous pouvez effectuer des traitements rapides et confortables sans endommager les tissus environnants.

Pourquoi choisir le CryoPen M ?

Le CryoPen M combine simplicité d'utilisation et précision, parfait pour une utilisation moins fréquente ou le traitement de petites lésions. Grâce à son design ergonomique et aux deux applicateurs inclus, vous pouvez travailler avec précision, même dans des zones difficiles d'accès. Cela rend le CryoPen M idéal pour les médecins généralistes, dermatologues et autres spécialistes.

- **Précis** : Traite les lésions cutanées au millimètre près sans endommager les tissus environnants.
- **Économique** : Gaspillage minimal de gaz grâce à un interrupteur marche/arrêt.
- **Polyvalent** : Compatible avec les cartouches N2O de 8g, adapté à diverses disciplines médicales.

Comment fonctionne le CryoPen M ?

Le CryoPen M utilise du protoxyde d'azote (N₂O) libéré à haute pression via l'applicateur. Cela permet de congeler les lésions cutanées sans endommager les tissus environnants. Le traitement dure seulement 15 à 30 secondes et ne nécessite aucune préparation ni suivi, ce qui en fait une solution rapide et efficace pour les professionnels de santé.

Que contient le kit de démarrage ?

- 1 CryoPen M avec un design ergonomique
- 2 micro-applicateurs (1-3 mm et 2-6 mm)
- 12 cartouches de 8g N₂O
- Mallette de rangement et manuel d'utilisation

Questions fréquentes sur le CryoPen M

Qu'est-ce qu'un CryoPen ?

Le CryoPen est un instrument de cryothérapie utilisé pour éliminer les lésions cutanées bénignes, telles que les verrues et les taches pigmentaires, par congélation.

Comment fonctionne un CryoPen ?

Le CryoPen délivre un flux précis de protoxyde d'azote (N₂O) pour congeler et éliminer les lésions cutanées. Le traitement est rapide et précis.

La cryothérapie est-elle douloureuse ?

Les traitements avec le CryoPen M sont pratiquement indolores et ne nécessitent pas d'anesthésie préalable.

Pour quelles affections puis-je utiliser le CryoPen M ?

Le CryoPen M convient aux petites lésions cutanées bénignes telles que les verrues, les kératoses actiniques, les kératoses séborrhéiques et le molluscum contagiosum.

Puis-je traiter un grain de beauté avec le CryoPen ?

Les grains de beauté bénins peuvent être traités avec le CryoPen, mais cela doit être fait sous la supervision d'un professionnel de santé.

Puis-je traiter une verrue avec le CryoPen ?

Oui, le CryoPen M est idéal pour l'élimination sûre et précise des verrues.

Quelle est la différence entre CryoPen M, X+, XP et O+ ?

Le CryoPen M est conçu pour une utilisation occasionnelle et des lésions plus petites, tandis que les CryoPen X+ et XP sont mieux adaptés à un usage intensif avec plus d'options d'applicateurs. Le CryoPen O+ est destiné aux lésions plus importantes et à des applications plus larges.

Avantages du CryoPen M

- **Compact et ergonomique** : Parfait pour les petites lésions et une utilisation moins fréquente.
- **Efficace** : Consommation de gaz économique grâce à une technologie avancée.
- **Traitement rapide** : Traite les lésions en seulement 15 à 30 secondes.
- **Facile à transporter** : Inclus une mallette de rangement pratique.

Commandez le CryoPen M dès aujourd'hui

Complétez votre pratique avec le polyvalent **CryoPen M**. Commandez facilement en ligne chez Arseus Medical et découvrez comment cet instrument rend vos traitements plus efficaces et adaptés aux patients. Pour plus d'informations ou de conseils, n'hésitez pas à nous contacter.

Spécifications

Marque	H&O Equipments
sku	1600982
Cartouches incluses	12x 8g cartouches N2O
Applicateurs inclus	Blanc/rouge (2 - 6 mm) Bleu/rouge (1 - 3 mm)
Catégorie cryothérapie	Cryopen
Convient pour	Cartouches 8g N2O
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce
Utilisateurs	Dermatologues Esthétique Médicale Généralistes Instituts de beauté Pédiatres
Utilisation	Utilisation moins fréquente