

## 1552256 - Tête de traitement multifréquence - grande - pour SONOPULS 190/ 490/ 492



### Déscription

Vous pouvez connecter la petite tête de traitement de 0,8 cm<sup>2</sup> et la grande de 5 cm<sup>2</sup> au Sonopuls 190/ 490/ 492, ce qui vous permet de passer rapidement d'une tête à l'autre.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1552256
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce