

1208212 - Ecarteur autostatique ALM - crochets arrondis - 10 cm - 1 pc



Déscription

Ils sont utilisés pour écarter, exposer ou déplacer des tissus, des muscles, des organes ou des os pendant l'opération. Les écarteurs manuels doivent être maintenus en place pendant l'opération. Les modèles autoportants restent en place automatiquement. La taille et la conception des écarteurs sont déterminées par la profondeur de l'incision. Les plus petits sont utilisés en surface pour immobiliser la peau et les tissus. Les plus grands maintiennent les muscles, les organes et les os en profondeur.

Spécifications

Marque	Nopa
Composition	Acier inoxydable
sku	1208212
Qualité instruments	Chirurgical
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Ir
Taille	10 cm
Type d'emballage	Pièce