


1609640 - Mepitel One - 5 x 7,5 cm - 10 pcs



Déscription

Mepitel One est une interface de contact pour plaies développée pour le traitement d'un large éventail de plaies exsudatives, telles que les déchirures cutanées, les abrasions, les incisions chirurgicales, les brûlures du second degré, les plaies traumatiques, les greffes de second et troisième degré, la peau irradiée, ainsi que les ulcères de jambe et du pied. Il peut également être utilisé comme couche protectrice sur des plaies non exsudatives, des ampoules ou des zones de peau fragile.

Mepitel® One peut rester en place jusqu'à 14 jours, en fonction de l'état de la plaie, réduisant ainsi la fréquence des changements de pansements. Grâce à ses perforations, Mepitel One permet le passage de l'exsudat vers un pansement absorbant. La technologie Safetac® empêche l'adhérence du pansement à la plaie, garantissant des changements atraumatiques. Cette couche Safetac® scelle les bords de la plaie, évitant les fuites d'exsudat sur la peau environnante et minimisant ainsi le risque de macération.

Il peut être utilisé en combinaison avec Mesorb® ou, pour les plaies fortement exsudatives, avec Mextra® Superabsorbent, fixé avec Tubifast®, et également sous des bandages de compression. Mepitel One est également compatible avec la thérapie par pression négative (Negative Pressure Wound Therapy - NPWT).

Spécifications

Marque	Mölnlycke
sku	1609640
Taille	5 x 7,5 cm
Type d'emballage	Boîte