

1626903 - Mepi Press 2 - Système de compression multicomposant - 2 rouleaux



Déscription

Mepi Press 2 est un **système de compression non stérile à deux couches pour usage unique**, développé pour le traitement prolongé des **affections veineuses chroniques** nécessitant une thérapie de compression. Le système convient aux patients ayant un **IPPA compris entre 0,8 et 1,3** et peut, selon la situation de la plaie et le pansement utilisé, être porté **jusqu'à 7 jours**.

Le système se compose d'un **premier pansement de remplissage blanc** et d'un **deuxième bandage de compression cohésif brun avec indication visuelle**. Ensemble, ces couches forment un système de compression fiable qui aide à **réduire l'œdème** et à soutenir un retour veineux efficace.

Grâce aux **propriétés à courte extension**, Mepi Press 2 offre une **pression de travail élevée et une pression de repos faible** chez les patients mobiles. Cela le rend particulièrement adapté aux patients ambulatoires pour lesquels une compression thérapeutique est souhaitée tout en conservant le confort au repos. L'**impression d'indication** appliquée sur le bandage brun aide à une application correcte : dès que le marquage prend une **forme carrée**, l'étirement correct est atteint pour réaliser la pression de compression requise.

Principaux avantages

- Système de compression à 2 couches pour une thérapie de compression veineuse prolongée
- Peut être porté jusqu'à 7 jours, selon l'état de la plaie et la fréquence de changement du pansement
- Haute pression de travail, basse pression de repos pour une compression efficace chez les patients mobiles
- Indication visuelle facilitant une application correcte et reproductible
- Soutient la réduction de l'œdème
- Non stérile et destiné à un usage unique

Composition

- **Couche 1** : pansement de remplissage blanc
- **Couche 2** : bandage de compression cohésif brun avec indication

Applications

- Mepi Press 2 est adapté pour :
 - la thérapie de compression en cas d'insuffisance veineuse chronique
 - le traitement des affections nécessitant une compression thérapeutique
 - le soutien à la réduction de l'œdème
 - une utilisation en cabinets médicaux, hôpitaux, soins des plaies, soins à domicile et centres de rééducation

Précautions importantes

Avant le début du traitement, un **examen Doppler** doit être réalisé pour déterminer l'**IPPA**. Avant l'application, la plaie doit être nettoyée et recouverte d'un **pansement adapté**. Lors de la pose, les deux bandages doivent être **étirés uniformément** et appliqués **parallèlement** afin d'obtenir une répartition homogène de la pression et d'éviter toute constriction.

Après la pose, vérifiez toujours la **circulation au niveau des orteils**. En cas de douleur, complications ou décoloration persistante des orteils, comme des **orteils bleus ou blancs**, le bandage doit être **immédiatement retiré** et le médecin traitant informé. Pendant le traitement, le patient est encouragé à continuer à bouger pour soutenir l'effet thérapeutique.

Spécifications

Marque	Mölnlycke
sku	1626903
Stérile	Non
Sans latex	Oui
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Paquet