

## 1541240 - BD™ PosiFlush™ SP pré-rempli avec 10 ml NaCl 0,9 % - 30 pcs



### Déscription

Les seringues BD PosiFlush™ SP sont destinées à une utilisation immédiate pour maintenir la perméabilité des dispositifs d'accès vasculaire. L'étiquetage clair, une meilleure visibilité du contenu de la seringue réduisent les risques d'erreurs d'administration. De plus, l'utilisation de flacons et d'ampoules en verre devient superflue. La seringue est conçue pour éviter le risque d'endommagement du cathéter. Les seringues BD PosiFlush™ SP ne sont pas destinées à la reconstitution de produits secs, à la dilution de médicaments ou à une thérapie intraveineuse avec du chlorure de sodium.

## Spécifications

<b>Marque</b>	BD
<b>Composition</b>	Solution saline: chlorure de sodium 0,9 %, récipient: polypropylène, bouchon: polypropylène et plastique, tige de piston: polypropylène, lubrifiant: huile de silicone
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Normes</b>	ISO 15223-1
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1541240
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Non
<b>Contenu</b>	10 ml
<b>Couleur</b>	Orange
<b>Location de la pointe</b>	Concentrique
<b>Méthode de stérilisation</b>	Vapeur
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe III
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Tip</b>	Luer lock