

1005980 - Cartouches N2O - 8 g - pour ancien modelles CryoPen - 10 pc



Déscription

Cartouches N2O - 8 g - Pour Anciens Modèles de CryoPen (10 Pièces)

Optimisez vos traitements de cryothérapie avec les **Cartouches N2O de 8 grammes**, spécialement conçues pour les anciens modèles de CryoPen. Ces cartouches offrent une solution fiable et efficace pour une cryothérapie précise. Commandez maintenant chez Arseus Medical, l'expert en dispositifs médicaux.

Pourquoi choisir nos Cartouches N2O ?

- **Qualité supérieure** : Produites selon la norme européenne MDD 93/42/EEC Classe IIb.
- **Pression durable** : Une fois percée, la pression reste constante pendant 7 jours.
- **Compatibilité** : Spécialement conçues pour les anciens modèles de CryoPen.
- **Performances efficaces** : Contient 8 grammes de N2O, suffisant pour environ 100 secondes de congélation précise.

Spécifications

- Contenu : 10 cartouches de 8 grammes.
- Compatibilité : Convient aux anciens modèles de CryoPen.
- Stockage : À conserver à température ambiante.
- Réglementation : MDD 93/42/EEC - Classe IIb.

Qu'est-ce qu'un CryoPen ?

Le CryoPen est un appareil médical utilisant de l'azote liquide (N2O) pour congeler précisément les tissus indésirables, tels que les verrues, les taches pigmentaires et les fibromes. Grâce à une précision millimétrique, les tissus sains restent intacts, ce qui permet des traitements rapides et efficaces avec un temps de récupération minimal.

Comment fonctionne un CryoPen ?

Le CryoPen pulvérise de l'azote liquide sous pression contrôlée sur le tissu à traiter. Cela provoque une congélation, entraînant la mort cellulaire dans la zone endommagée. Le corps répare naturellement cette zone en générant un tissu sain.

Quels types de recharges sont disponibles ?

- **Cartouches N2O de 8g** : Convient aux anciens modèles.
- **Cartouches N2O de 16g** : Idéal pour des traitements plus importants.
- **Cartouches N2O de 23,5g** : Pour un usage intensif et des applications professionnelles.

Avantages des Cartouches N2O

- Fiables et sûres à utiliser.
- Performances constantes grâce à une pression durable.
- Faciles à stocker et à manipuler.
- Parfaitement adaptées aux anciens modèles de CryoPen.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un CryoPen ?

Le CryoPen est un appareil médical de cryothérapie permettant de traiter précisément les anomalies cutanées par congélation.

Comment fonctionne un CryoPen ?

Le CryoPen utilise de l'azote liquide (N2O) pour congeler les tissus indésirables. Les tissus sains restent intacts, ce qui permet une guérison rapide.

Quels types de recharges sont disponibles ?

Selon vos besoins, des recharges de 8g, 16g et 23,5g sont disponibles, chacune adaptée à différents modèles et fréquences d'utilisation.

Commandez dès aujourd'hui !

Qu'attendez-vous ? Commandez vos **Cartouches N2O - 8g** dès aujourd'hui chez Arseus Medical et assurez les meilleures performances de votre CryoPen. Profitez d'une livraison rapide et d'un service fiable !

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | H&O Equipments |
| sku | 1005980 |
| Catégorie cryothérapie | Cartouches |
| Convient pour | Anciens modèles |
| Grammage cartouches N2O | 8 grammes (pour 100 sec) |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIb |
| Type d'emballage | Boîte |