


1603629 - Pansement Kaltostat® - Alginate de calcium et de sodium - 15 x 25 cm - stérile - 1 x 10 pcs



Déscription

Le pansement de plaie Kaltostat® à l'alginate de calcium-sodium possède un pouvoir nettoyant et absorbant pour les plaies présentant des débris épais, ainsi qu'une action hémostatique pour les plaies saignantes. De plus, le pansement Kaltostat® agit comme un hémostatique pour les plaies saignant légèrement et peut être utilisé sur les sites donneurs. Le Kaltostat absorbe, crée un environnement de plaie humide et favorise le nettoyage de la plaie. Le Kaltostat® peut rester en place jusqu'à 7 jours maximum. (À mesure que la guérison progresse, la fréquence des changements de pansement diminuera)

Avantages

- Ulcères de jambe, escarres et ulcères diabétiques
- Plaies aiguës telles que les sites donneurs
- Plaies oncologiques
- Brûlures au troisième degré, en tant que compresse chirurgicale et pour les plaies saignant abondamment

Ce pansement n'est pas recommandé aux patients qui sont hypersensibles à l'alginate de calcium-sodium : étant donné que le fonctionnement du pansement repose sur une interaction avec l'exsudat de la plaie, son application sera peu utile pour les plaies nécrotiques sèches.

Spécifications

Marque	convatec
Composition	Alginate de calcium et de sodium
Stérile	Oui
sku	1603629
Méthode de stérilisation	Rayonnement
Quantité par emballage	1 x 10 pcs
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Taille	15 x 25 cm
Type d'emballage	Boîte