

## 1608840 - Capuchon désinfectant pour valves bi-directionnelle - CFF10-250R - 10 x 25 pcs



## **Déscription**

https://www.arseus-medical.be/be-fr/nos-marques/3m/Capuchon désinfectant pour valves bi-directionelle désinfecte en 1 minute. Protège les points d'accès intraveineux jusqu'à 7 jours s'ils ne sont pas enlevés.

## **Avantages**

- Aide à réduire le risque de pénétration de contaminants dans l'embout intraveineux via le cathéter, après insertion
- De couleur vive pour aider les médecins à vérifier et à évaluer la conformité
- De couleur vive pour aider les médecins à vérifier et à évaluer la conformité.

*Utulisation*: N'utiliser que des valves bi-directionnelles Ne pas utiliser de raccords Luer femelles ouverts. Désinfecter les valves bi-directionnelles avant l'accès à la voie.

## **Spécifications**

Marque	3M™
sku	1608840
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Paquet