

## 1523934 - Semelle de marche Cellona® Shoe - S - taille (35 - 38) - 1 pc



### Déscription

Cellona® Shoe est portée par exemple sous les plâtres et bandages rigides synthétiques et sous des bandages en phlébologie et en lymphologie. La chaussure orthopédique soutient et soulage ainsi le patient pendant la marche. Il accroît ainsi sa mobilité.

Cellona® Shoe peut être utilisé comme soulier bas ou comme sandale. Il protège le pied et le pansement. Grâce à ses bandes auto-agrippantes réglables, il peut être ajusté sur mesure et porté aussi bien à gauche qu'à droite. Une poulie placée au niveau de la cheville permet une fixation simple et une tenue adaptée. La chaussure orthopédique est antidérapante et offre ainsi un bon soutien même en présence d'humidité. Le matériaux permet le lavage (à la main) de la chaussure jusqu'à 30 °C.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Lohmann Rauscher
<b>Composition</b>	Semelle extérieure (semelle de marche) : caoutchouc thermoplastique, semelle intérieure : couche de mousse: polyéthylène, cartonnage: polypropylène/chloroprène-adhésif caoutchouc, fil de couture: polyester, partie supérieure : filet (extérieur) : polyester, mousse (couche intermédiaire)? : polyuréthane, fil de couture : polyester, bandes auto-agrippantes: polyamide
<b>Code CNK</b>	2242816
<b>sku</b>	1523934
<b>Groupe cible</b>	Adultes
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	S
<b>Type d'emballage</b>	Pièce