

## 1603708 - Z1 Utility Positioner Small - 1 pc



### Déscription

Le positionnement et, plus important encore, le repositionnement du patient sont recommandés dans le cadre d'un protocole de prévention des escarres réussi. 1 Les positionneurs fluidifiés Mölnlycke® Z-Flo™ offrent la possibilité de s'adapter de manière unique au corps du patient et de le soutenir dans une position confortable jusqu'à ce qu'il soit temps de le repositionner.

Les positionneurs fluidifiés Z-Flo sont utilisés pour répartir la force sur une plus grande surface ou pour soulager les protubérances osseuses tout en maintenant un alignement neutre du corps. Contrairement aux positionneurs et aux coussins en forme de pouf, ces positionneurs fluidifiés uniques ne sont pas soumis à l'effet de la gravité ou de la mémoire. Une fois façonnés pour répondre aux besoins anatomiques d'un patient, ils conservent cette forme jusqu'à ce qu'ils soient remodelés et sont disponibles dans une grande variété de tailles.

Les positionneurs Z-Flo peuvent être utilisés pour protéger l'arrière de la tête en redistribuant la pression tout en maintenant la tête et le cou correctement alignés. Vous pouvez aussi facilement former un espace pour protéger les oreilles ou créer des canaux pour les dispositifs médicaux. Les épaules, le dos, les hanches, les genoux et les chevilles sont d'autres zones qui peuvent être utilisées pour soutenir une position couchée sur le côté. Au lieu d'utiliser des oreillers ou d'autres aides de fortune, vous pouvez utiliser les positionneurs Z-Flo pour faire flotter ou soulager les talons d'un patient en position couchée.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Mölnlycke
<b>sku</b>	1603708
<b>Type d'emballage</b>	Pièce