

## 1012295 - Cellona® bandes plâtrées classiques - 8 cm x 3 m - 1 x 10 pcs



### Déscription

Solidité et confort de pose réunis: Les bandes de plâtrées Cellona® prêtes à utiliser constituent une crème fine et douce lors de la mise en forme. Elles sont utilisées pour l'immobilisation après des fractures. En outre, elles sont utilisées après des interventions chirurgicales et des corrections orthopédiques pour le traitement des maladies articulaires et osseuses et favorisent ainsi le processus de guérison. Les bandes plâtrées Cellona® permettent une utilisation rapide et un ajustement simple sur la zone corporelle déterminante. Elles disposent d'une durée d'immersion relativement courte et permettent une imprégnation rapide. En outre, le pansement terminé peut rapidement être mis en charge et résiste au transport après 30 min. Le durcissement complet est obtenu après 24 heures environ.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Lohmann Rauscher
<b>Composition</b>	Gaze coton 17 fils, masse de plâtre en sulfate de calcium hémihydraté ? et ?
<b>sku</b>	1012295
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	8 cm x 3 m
<b>Type d'emballage</b>	Boîte