

## 1542368 - Severo 3.0 - broyeur de pillule électrique avec chargeur - 1 pc



### Déscription

#### De la pilule à la poudre... en quelques secondes

Le broyage manuel des médicaments est une action supplémentaire qui prend du temps, mais qui peut également entraîner des troubles physiques. De plus, une formation indésirable de poussière peut se produire, avec des dommages possibles pour la santé.

#### Severo – rapide et pratique

Avec le broyeur de médicaments électrique Severo, tous ces problèmes appartiennent au passé. C'est aussi simple que bonjour. Mettez le médicament dans le SeveroCup spécifique, placez une rondelle sur le cup, placez-le dans le broyeur, fermez la trappe et en un clin d'œil, le médicament est à nouveau disponible sous forme de poudre. Le SeveroCup peut également être utilisé pour mélanger le médicament avec un liquide.

#### Sûr et économique

Saviez-vous que broyer un paracétamol nécessite une pression de plus de 21 kg ? Le broyage électrique des médicaments évite de nombreuses souffrances physiques et fait gagner du temps. Cela signifie plus de mains auprès des patients. En cette période de demande croissante de soins et de pression au travail, c'est un avantage important. Le danger d'inhalation de poussière est également réduit au minimum grâce au système fermé. C'est à quel point le Severo est sûr.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Severo
<b>Dimensions du produit</b>	L 7 cm, H 21.7 cm, L 8 cm
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>sku</b>	1542368
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce