

**1543935 - Renol coussin confort - h 9 cm x l 50 cm x l 38 cm - 1 pc**



## Déscription

Caractérisé par sa faible inclinaison, le coussin Confort peut être associé à l'usage du relève buste et donc utilisé en position semi-assise. Positionné en dessous des cuisses, il évite alors au patient de glisser vers le pied du lit. En même temps, il permet de bien caler l'abdomen contre le relève buste, mieux répartir les points d'appui et alléger les pressions exercées par le buste. Utilisé en décubitus dorsal, le coussin Confort sera placé sous les genoux ; rehaussant ainsi légèrement les cuisses, il soulagera la pression exercée sur les jambes. A usages multiples, on peut s'en servir pour positionner et soutenir d'autres parties du corps. Nettoyage en surface.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>Dimensions du produit</b>	L 50 cm, H 9 cm, L 38 cm
<b>SKU leverancier</b>	RCM14000
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Composition</b>	PU
<b>sku</b>	1543935
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>Couleur housse</b>	Bleu
<b>Lavable</b>	n/a
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Renol
<b>Matériel</b>	PU
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce