

## 1600987 - CryoPen XP - 4 applicatoren - 6x 16g N2O patronen - 1 st



### Beschrijving

## CryoPen XP – 4 Applicatoren & 6x16g N2O Patronen

De **CryoPen XP** is dé keuze voor medische professionals die precisie en efficiëntie eisen bij cryotherapie. Dit krachtige toestel wordt geleverd met vier geavanceerde micro-applicatoren en zes N2O-patronen van 16 gram, ideaal voor intensief gebruik in drukke praktijken. Dankzij de microscopische precisie en gebruiksvriendelijkheid is de CryoPen XP geschikt voor een breed scala aan dermatologische en medische toepassingen.

### Waarom kiezen voor de CryoPen XP?

Met de CryoPen XP kunt u goedaardige huidletsels zoals pigmentvlekken, wratten en fibromen veilig en pijnloos behandelen. Het toestel werkt zonder verdoving en beschadigt omliggend weefsel niet. De ergonomische vormgeving en krachtige prestaties maken het een onmisbaar hulpmiddel voor dermatologen, huisartsen en andere medische specialisten.

- **Uiterst nauwkeurig:** Behandelt tot op de millimeter, zonder omliggend gezond weefsel te beschadigen.
- **Snel:** Een behandeling duurt slechts 15 tot 30 seconden.
- **Gebruiksvriendelijk:** Geen verdoving of onderhoud vereist.
- **Compleet pakket:** Inclusief 4 micro-applicatoren en 6 N2O-patronen.

### Hoe werkt de CryoPen XP?

De CryoPen XP maakt gebruik van lachgas (N2O) om huidletsels te bevriezen. Door een uiterst precieze gasstroom af te geven, wordt het doelgebied behandeld zonder pijn of schade aan omliggend weefsel. Het systeem is ontworpen voor snel, nauwkeurig en veilig gebruik, waardoor het ideaal is voor medische professionals.

### Unieke eigenschappen:

- **Micro-applicatoren:** Vier verschillende applicators (1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 5-8 mm) voor maximale precisie.

- **Flexibiliteit:** Werkt met 8g en 16g N<sub>2</sub>O-patronen.
- **Duurzaamheid:** Aluminium behuizing en autoclaveerbare onderdelen.

## Veelgestelde vragen over de CryoPen XP

### Wat is een CryoPen?

De CryoPen is een medisch apparaat dat huidletsels behandelt door middel van cryotherapie. Het bevriest ongewenst weefsel met een precieze lachgasstroom, waardoor gezonde huid onaangetast blijft.

### Hoe werkt een CryoPen?

De CryoPen gebruikt vloeibaar stikstof (N<sub>2</sub>O) om huidletsels te bevrozen. Door de millimeterprecisie is de behandeling veilig, snel en vrijwel pijnloos.

### Is cryotherapie pijnlijk?

De CryoPen XP biedt een vrijwel pijnloze behandeling. Dankzij de precieze gasstroom blijft omliggend weefsel onaangetast, wat zorgt voor een comfortabele ervaring.

### Voor welke aandoeningen kan ik de CryoPen gebruiken?

De CryoPen XP is geschikt voor het behandelen van pigmentvlekken, wratten, ouderdomsvlekken, fibromen, en andere goedaardige huidletsels.

### Kan ik een moedervlek behandelen met de CryoPen?

Goedaardige moedervlekken kunnen behandeld worden met de CryoPen, mits dit wordt uitgevoerd onder toezicht van een medische professional.

### Kan ik een wrat behandelen met de CryoPen?

Ja, de CryoPen XP is ideaal voor het behandelen van wratten, waaronder plantaire wratten en filiforme wratten.

### Welke andere CryoPen-modellen zijn er?

Naast de XP biedt Arseus Medical andere modellen zoals de CryoPen X+, CryoPen XP, CryoPen O, CryoPen O+ en CryoPen M, elk afgestemd op specifieke behoeften.

## Voordelen van de CryoPen XP

- **Geen pijn:** Behandelingen zijn comfortabel voor de patiënt.
- **Geen nazorg:** Na de behandeling is verdere zorg meestal niet nodig.
- **Veelzijdigheid:** Geschikt voor een breed scala aan medische specialismen.
- **Ergonomisch:** Ontworpen voor intensief gebruik zonder inspanning.

## Specificaties

<b>Merk</b>	H&O Equipments
<b>sku</b>	1600987
<b>Normeringen</b>	ISO 13485:2016
<b>Applicatoren inbegrepen</b>	Blauwe ring (1 - 3 mm) Gele ring (5 - 8 mm) Grijs ring (2 - 4 mm) Groene ring (3 - 5 mm)
<b>Categorie cryotherapie</b>	Cryopen
<b>Compatibel met</b>	16g N2O patronen
<b>Gebruik</b>	Intensief en gevarieerd gebruik
<b>Gebruikers</b>	Dermatologen Dierenartsen Gynaecologen Huisartsen Tandartsen
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk