


1620130 - Mepitel One - 10 x 18 cm - 10 st



Beschrijving

Mepitel One is een wondcontactlaag die ontwikkeld is voor de behandeling van een breed scala aan exsuderende wonden, zoals skin tears, schaafwonden, chirurgische incisies, tweedegraads brandwonden, traumatische wonden, tweede- en derdegraads grafts, bestraalde huid, been- en voetzweren. Het kan ook worden gebruikt als een bescherm laag op niet-exsuderende wonden, blaren en op gebieden met een kwetsbare huid.

Mepitel® One kan tot 14 dagen op zijn plaats blijven, afhankelijk van de wondconditie, waardoor minder verbandwissels nodig zijn. Dankzij de perforaties van Mepitel One kan worden doorgelaten naar een absorberend verband. De Safetac® laag voorkomt dat het verband aan de wond kleeft en zorgt voor atraumatische verbandwissels. De Safetac® laag sluit de wondranden af, waardoor het exsudaat niet op de omliggende huid kan lekken en het risico op maceratie dus minimaal is.

Het kan worden aangebracht in combinatie met Mesorb® of voor sterk exsuderende wonden met Mextra® Superabsorbent, met Tubifast® fixatie, en ook onder compressieverbanden. Mepitel One kan ook worden gebruikt in combinatie met Negative Pressure Wound Therapy (NPWT).

Specificaties

Merk	Mölnlycke
sku	1620130
Maat	10 x 18 cm
Type verpakking	Doos