

1523937 - Loopzool Cellona® Shoe - XL - maat (44 - 47) - 1 st



Beschrijving

De **L&R** Cellona® Shoe wordt bijvoorbeeld gedragen over gips- en castverband, wondverband en flebologisch en lymfologisch verband. De verbandschoen vormt een steun en biedt zo verlichting voor de patiënt bij het lopen. Daardoor vergroot hij de mobiliteit.

De CCellona® Shoe kan als lage schoen of als sandaal worden gedragen. Hij beschermt voet en verband. Dankzij de variabele klittenbanden is hij individueel aan te passen aan elke voet, en zowel links als rechts te dragen. Een rol in het enkelgebied zorgt voor eenvoudig fixeren en passende vorm. De verbandschoen is gripvast en biedt zo ook bij regen goed steun. Het materiaal laat wassen (handwas) van de schoen toe bij 30°C.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	buitenzool (loopvlak): thermoplastisch rubber, binnenzool: schuimlaag: polyethyleen, kartonlaag: polypropyleen/chloropreen-rubberlijm, naaigaren: polyester, bovengedeelte: netweefsel (buiten): polyester, schuim (tussenlaag): polyurethaan, naaigaren: polyester, klittenbanden: polyamide
CNK-code	2242816
sku	1523937
Doelgroep	Volwassenen
Maat	XL
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk