

## 1600984 - CryoPen X+ - 6 applicatoren - 6x 16g N2O patronen - 1 st



### Beschrijving

## CryoPen X+ – 6 Applicatoren & 6x16g N2O Patronen

De **CryoPen X+** is de ultieme tool voor medische professionals die cryotherapie met precisie en efficiëntie willen toepassen. Dit krachtige instrument is ontworpen voor intensief gebruik en biedt een breed scala aan toepassingen, ondersteund door een uitgebreide set van zes applicatoren en 16g N2O-patronen. Of u nu dermatoloog, huisarts, of gynaecoloog bent, de CryoPen X+ levert uitstekende resultaten zonder onnodige gasverspilling.

### Waarom kiezen voor de CryoPen X+?

De CryoPen X+ is het meest veelzijdige model in het assortiment. Met een breed scala aan applicatoren en de mogelijkheid om zowel 8g als 16g patronen te gebruiken, is dit toestel ideaal voor het behandelen van alle goedaardige huidletsels. Bovendien zorgt de zuinige gasafgifte voor een betere rendabiliteit op lange termijn.

- **Veelzijdig:** Geschikt voor uiteenlopende medische specialismen.
- **Precisie:** Microscopisch nauwkeurig dankzij geavanceerde applicators.
- **Zuinig:** Beperkt gasverbruik dankzij gecontroleerde afgifte.
- **Duurzaam:** Robuuste constructie met autoclaveerbare applicatoren.

### Hoe werkt de CryoPen X+?

De CryoPen X+ maakt gebruik van lachgas (N2O) om goedaardige huidletsels te bevriezen. Dankzij de nauwkeurige applicators wordt alleen het doelgebied behandeld, zonder omliggende weefsels te beschadigen. Het apparaat is eenvoudig in gebruik en vereist geen speciale voorbereiding, waardoor behandelingen snel en effectief kunnen worden uitgevoerd.

### Unieke kenmerken van de CryoPen X+

- **Meerdere applicators:** Zes applicatoren voor diverse laesies (1-3mm, 2-6mm, 4-8mm, 7-20mm, en lange versies).

- **Dubbele compatibiliteit:** Werkt met zowel 8g als 16g N2O-patronen.
- **Efficiënt ontwerp:** Minimale gasverspilling dankzij aan/uit-schakelaar.
- **Ergonomisch:** Ontworpen voor langdurig gebruik zonder vermoeidheid.

## Veelgestelde vragen over de CryoPen X+

### Wat is een CryoPen?

De CryoPen is een medisch apparaat dat huidletsels behandelt door middel van cryotherapie. Het werkt door nauwkeurig lachgas toe te dienen om het ongewenste weefsel te bevriezen.

### Hoe werkt een CryoPen?

De CryoPen gebruikt een gecontroleerde gasstroom om huidletsels te behandelen. Met de X+ kunt u dankzij de diverse applicators precies werken, zelfs op moeilijk bereikbare plekken.

### Is cryotherapie pijnlijk?

Behandelingen met de CryoPen X+ zijn vrijwel pijnloos. Door de precisie blijft omliggend gezond weefsel onaangetast.

### Voor welke aandoeningen gebruik ik de CryoPen?

De CryoPen is geschikt voor goedaardige huidletsels zoals wratten, pigmentvlekken, keratosen, en molluscum contagiosum.

### Kan ik een moedervlek behandelen met de CryoPen?

Goedaardige moedervlekken kunnen worden behandeld, maar altijd onder toezicht van een medische professional.

### Kan ik een wrat behandelen met de CryoPen?

Ja, de CryoPen X+ is ideaal voor het verwijderen van wratten, inclusief plantaire wratten en genitale wratten.

### Wat is het verschil tussen de CryoPen X+ en XP?

De CryoPen X+ biedt een bredere set applicatoren en is geschikt voor een grotere verscheidenheid aan laesies. De XP is meer gericht op microscopische precisie met minder variabele applicatoren.

## Voordelen van de CryoPen X+

- **Snelle behandeling:** Elke behandeling duurt slechts 2 tot 25 seconden.
- **Geen nazorg:** Na de behandeling is verdere zorg meestal niet nodig.
- **Veelzijdigheid:** Geschikt voor dermatologie, huisartsgeneeskunde, en meer.
- **Duurzaam gebruik:** Alleen de patronen hoeven vervangen te worden.

## Specificaties

<b>Merk</b>	H&O Equipments
<b>sku</b>	1600984
<b>Normeringen</b>	ISO 13485:2016
<b>Applicatoren inbegrepen</b>	Blauw/rood (1 - 3 mm) Blauw/rood (1 - 3 mm) - 60 mm lange applicator Geel/rood (7 - 20 mm) Groen/rood (4 - 8 mm) Wit/rood (2 - 6 mm) Wit/rood (2 - 6 mm) - 60 mm lange applicator
<b>Categorie cryotherapie</b>	Cryopen
<b>Compatibel met</b>	16g N2O patronen
<b>Gebruik</b>	Intensief en gevarieerd gebruik
<b>Gebruikers</b>	Dermatologen Dierenartsen Gynaecologen Huisartsen Kindergeneeskunde Medische Esthetiek Oogartsen Podologen Schoonheidsspecialisten Tandartsen
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk