

1603629 - Kaltostat® verband - Calcium-natriumalgiinaat - 15 x 25 cm - steriel - 1 x 10 st



Beschrijving

Kaltostat® calcium-natrium algiinaat wondverband heeft een reinigend en absorberend vermogen bij wonden met dik debris en een bloedstelpende werking bij bloedende wonden. Bovendien werkt het Kaltostat® verband bloedstelpend bij licht bloedende wonden en kan het worden toegepast bij donorsites. Het kaltostaat absorbeert, zorgt voor een vochtig wondmilieu en bevordert de reiniging van de wond. Kaltostat® kan maximaal 7 dagen in situ blijven. (naarmate de genezing vordert zal de frequentie van de verbandwisselingen afnemen)

Voordelen

- Ulcus cruris, decubitus en diabetische ulcera
- Acute wonden zoals donorsites
- Oncologische wonden
- Derdegraads brandwonden, als chirurgische spons en bij hevig bloedende wonden

Dit verband wordt niet geadviseerd aan patiënten die bekend zijn met een overgevoeligheid voor calcium-natrium algiinaat: Aangezien de werking van het verband berust op interactie met het wondexsudaat zal de toepassing van dit verband weinig zinvol zijn bij droge necrotische wonden.

Specificaties

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Merk | Convatec |
| Samenstelling | Calcium-natriumalginaatvezel |
| Steriel | Ja |
| sku | 1603629 |
| Aantal per verpakking | 1 x 10 st |
| Maat | 15 x 25 cm |
| Sterilisatie methode | Radiatie |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb |
| Type verpakking | Doos |