

1603629 - Kaltostat® verband - Calcium-natriumalgiinaat - 15 x 25 cm - steriel - 1 x 10 st



Beschrijving

Kaltostat® calcium-natrium algiinaat wondverband heeft een reinigend en absorberend vermogen bij wonden met dik debris en een bloedstelpende werking bij bloedende wonden. Bovendien werkt het Kaltostat® verband bloedstelpend bij licht bloedende wonden en kan het worden toegepast bij donorsites. Het kaltostaat absorbeert, zorgt voor een vochtig wondmilieu en bevordert de reiniging van de wond. Kaltostat® kan maximaal 7 dagen in situ blijven. (naarmate de genezing vordert zal de frequentie van de verbandwisselingen afnemen)

Voordelen

- Ulcus cruris, decubitus en diabetische ulcera
- Acute wonden zoals donorsites
- Oncologische wonden
- Derdegraads brandwonden, als chirurgische spons en bij hevig bloedende wonden

Dit verband wordt niet geadviseerd aan patiënten die bekend zijn met een overgevoeligheid voor calcium-natrium algiinaat: Aangezien de werking van het verband berust op interactie met het wondexsudaat zal de toepassing van dit verband weinig zinvol zijn bij droge necrotische wonden.

Specificaties

Merk	Convatec
Samenstelling	Calcium-natriumalginaatvezel
Steriel	Ja
sku	1603629
Aantal per verpakking	1 x 10 st
Maat	15 x 25 cm
Sterilisatie methode	Radiatie
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos