



## ManuMax Examination

De 2-delige tafel  
voor onderzoek  
en behandelingen



PARTNER FOR LIFE

# ManuMax Examination



Stoer en stijlvol  
gecombineerd in één  
behandeltafel: de ManuMax



# ManuMax Examination

## Maximaal comfort voor maximaal welzijn

De Enraf-Nonius ManuMax is een serie behandelafels van de nieuwe generatie. Deze professionele tafels van hoge kwaliteit zijn ontwikkeld door onze experts om een nieuwe norm voor fysiotherapie te stellen.

## De stabielste behandelafel

Het degelijke frame is ontworpen om te zorgen voor een zeer stabiel behandeloppervlak. Alle ManuMax-tafels hebben een toelaatbare bedrijfslast van 250 kilogram. De als standaard uitgevoerde elektrische bediening (hoog/laag) maakt de ManuMax gebruiksvriendelijk. Deze nieuwe generatie behandelafels is standaard uitgevoerd met het soft-landing wielsysteem en digitale vergrendeling. Een behandelafel was nog nooit zo comfortabel voor de patiënt en de behandelaar.

Het frame van de ManuMax-tafels is verkrijgbaar in twee tinten grijs. De bekleding van de hoogste kwaliteit is met zorg gekozen en uitgevoerd in kleuren die altijd passen in iedere praktijk en behandelruimte. De perfecte behandelafel die bij uw eigen stijl past.



# ManuMax Examination

Met zijn moderne, eigentijdse design is de ManuMax een pronkstuk in elke praktijk



## Examination lijn

De Examination-lijn heeft een extra lang ruggedeelte en is ideaal voor onderzoek en basisbehandelingen.

De patiënt hoeft zich niet om te draaien om van een liggende naar een zittende positie te wisselen.

  
M A N U M A X <sup>TM</sup>  
BY ENRAF-NONIUS

## ManuMax Examination

### De ManuMax Examination 2.2

De ManuMax Examination 2.2 is de 2-delige tafel voor onderzoek en basisbehandelingen. Het extra lange ruggedeelte biedt ook de langste patiënten comfortabele ondersteuning. Het ruggedeelte kan worden ingesteld tot 90° om de patiënt tijdens elke behandeling te ondersteunen.





# ManuMax Examination

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen (lxb)	205 x 67 cm
Hoogteverstelling	ongeveer 48-96 cm
Tijdsduur hoogteverstelling	ongeveer 18 sec.
Hefvermogen	250 kg
Netspanning	100-240V ~ 50/60 Hz
Opgenomen stroom	2.5 A max.

Kleuren polstering	204 siriusblauw
	012 zwart
	170 baby blauw

Kleuren frame	licht
	donker




Dit is een medisch hulpmiddel  
**CE**

Het voldoet aan alle toepasselijke medische voorschriften. Raadpleeg voor meer details de gebruiksaanwijzing (te downloaden via [www.enraf-nonius.com](http://www.enraf-nonius.com)).

Ontwikkeld door uw "Partner for Life"

De ManuMax™ is ontwikkeld door Enraf-Nonius, uw partner voor state-of-the-art producten voor fysiotherapie en revalidatie.



# ManuMax Examination

## ACCESSOIRES

### Papierrolhouders en papierrollen

- 1570800 Papierrolhouder voor de ManuMax banken
- 3445280 Papierrolhouder vrijstaand
- 3445278 Papierrollen 50 cm x 150 m, verpakt per 5 stuks




1570800



3445280



3445278



# Taboeretten

# ACCESSOIRES

- 3xxx010 Taboeret, hoogte instelbaar van 40-53 cm
- 3xxx011 Taboeret, met zwenkwielen en hoogte instelbaar van 59-85 cm
- 3xxx012 Taboeret, met wielen, voetensteun en hoogte instelbaar van 59-85 cm
- 3xxx013 Volgkruk, met zwenkwielen en hoogte instelbaar van 43-56 cm
- 3xxx020 Taboeret, zadelzit, met zwenkwielen en hoogte instelbaar van 59-85 cm



3xxx010



3xxx011



3xxx012




3xxx013



3xxx020

In onderstaande kleuren leverbaar


NATURAL	LIFESTYLE	EXECUTIVE
<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #1a1a1a; color: white; padding: 5px;">811</div> <div style="background-color: #c08040; color: white; padding: 5px;">851</div> </div>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px;">410</div> <div style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 5px;">408</div> </div>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #1a1a1a; color: white; padding: 5px;">012</div> <div style="background-color: #555; color: white; padding: 5px;">213</div> <div style="background-color: #ccc; color: white; padding: 5px;">199</div> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px;">204</div> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px;">169</div> <div style="background-color: #009999; color: white; padding: 5px;">170</div> </div>





# Kussens

3xxx002	Halfrol, met platte onderkant, klein, speciaal voor de enkel	28x9x11 cm
3xxx003	Halfrol, met platte onderkant, groot	56x16x18 cm
3xxx023	Massagerol	50x Ø15 cm
3xxx004	Nekrol, zandloper model	30x15 cm
3xxx005	Massagekussen	30x28x8 cm
3xxx015	Wigkussen	50x30x15 cm



In onderstaande kleuren leverbaar

NATURAL	LIFESTYLE	EXECUTIVE

# ACCESSOIRES




# Kussens

# ACCESSOIRES

1550813 Neusplug driehoekig <sup>(1)</sup> 16,5 x 21 cm

3445297 Wig volgens Kaltenborn, rubber <sup>(1)</sup> 22,5 x 10,5 x 8,5

3446161 Zandkussen 1,2 kg <sup>(2)</sup> 15x25 cm



1550813



3445297




3446161

(1) = alleen in zwart verkrijgbaar  
(2) = alleen in grijs leverbaar

# Badstofhoezen

# ACCESSOIRES

3445240	Badstofhoes met neusgat	blauw
3445241	Badstofhoes met neusgat	bordeaux
3445242	Badstofhoes met neusgat	wit
3445244	Badstofhoes met neusgat	jade
3445249	Badstofhoes met neusgat	antraciet
3445250	Badstofhoes met neusgat	royal blue
3445261	Badstofhoes zonder neusgat	blauw
3445034	Badstofhoes zonder neusgat	bordeaux
3445267	Badstofhoes zonder neusgat	wit
3445262	Badstofhoes zonder neusgat	jade
3445248	Badstofhoes zonder neusgat	antraciet
3445247	Badstofhoes zonder neusgat	royal blue
3445259	Elastische bankhoesbretels, set van 3 stuks	



3445240  
3445261



3445241  
3445034



3445242  
3445267



3445244  
3445262



3445248  
3445249



3445247  
3445250



3445259





# ManuMax Examination

De 2-delige tafel  
voor onderzoek  
en behandelingen

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Rotterdam | Nederland  
[www.enraf-nonius.com](http://www.enraf-nonius.com) | [info@enraf-nonius.nl](mailto:info@enraf-nonius.nl) | + 31 - ( 0 ) 10 20 30 600



PARTNER FOR LIFE