

**tyromotion**



## Toestel voor revalidatie van de hand, arm en pols

### Kenmerken

- Hand/arm revalidatietoestel
- Computergebaseerde evaluatie van de bovenste ledematen
- Progressierapportage
- Sensor systeem voor isometrische kracht meting
- Sensorsysteem voor ROM evaluatie
- Geïntegreerde software met verschillende therapiemodules
- USB-connectie - geen aparte voeding nodig

### Technische specificaties

- **Afmetingen (DxL):** 50x170 mm
- **Gewicht:** 235 gr

### Pablo Plus Multiboard

- Hands-off behandeling van alle lichaamsdelen van de bovenste ledematen (aangetaste zijde en bilateraal)
- Complexe toepassing van de meest divergente tonus levels
- Computerondersteund, taakgerichte training met externe focus
- Repetitieve training van individuele en meerdere gewrichten met distale of proximale aanpak

### Pablo Plus Multiball

- Optimale activatie dankzij externe focus
- Complexe toepassing van de meest divergente tonus levels
- Computerondersteunde repetitieve training vd hand en lagere armfuncties
- Training van polsstabilisatie

### Bestelgegevens

- 89-0-9899000 Pablo Assessment (met Assessment software)
- 89-0-9899005 Pablo Therapy (met Assessment software & basic software)
- 89-0-9899010 Pablo Plus (met Pablo Plus Multiboard, Pablo Plus Multiball, Assessment software & basic software)
- 89-0-9899015 Pablo Plus Pro (met Pablo Plus Multiboard, Pablo Plus Multiball, Multipads, Multibelt, Multibag, Assessment software, basic software & Professional software)



01/01/2012