



ARSEUS MEDICAL

Driving superior care

1554084

MCU



De Multi-Cervicale Unit is het meest effectieve en complete systeem voor het beoordelen en revalideren van patiënten die lijden aan nekpijnen, stoornissen ten gevolge van Whiplash, en algemene problemen met de halswervelkolom.

Dankzij de geavanceerde technologie van de MCU krijgt u een objectieve en evidence-based evaluatie en maakt u een voorgeschreven en gevalideerd behandelprotocol op.

De geïnformatiseerde interface slaat real-time bewegingen op van de wervelkolom en van de isometrische kracht in alle bewegingsvlakken. Subjectiviteit wordt uitgesloten.

Kenmerken

- Objectieve metingen voor een juiste diagnose
- Uitgebreide cervicale ROM evaluaties
- Volledige cervicale kracht evaluaties
- Patronen in enkelvoudige en meervoudige bewegingsvlakken
- Variabele weerstand voor krachtopbouw
- Grafische rapporten van beweging en kracht
- Kleurendiagrammen, grafieken en tabellen
- Een evidence-based medische behandeling (Melbourne Protocol)

Indicaties

- Algemene en chronische pijnen in de nek
- Stoornissen ten gevolge van Whiplash
- Hoofdpijn ten gevolge van spierspanning
- Compressie van de cervicale schijf
- Sportgerelateerde kwetsuren
- Job- of houdingsgerelateerde problemen

Technische kenmerken

Afmetingen: 196 x 79 x 119 cm (hxlaxp)

BTE

Bestelgegevens

1554084

BTE MCU

Arseus Medical NV
Rijksweg 10, 2880 Bornem
T. 0800 76 769
www.arseus-medical.be
info.hospital@arseus-medical.be