

Eén steriele handschoen

Enkele synthetische, steriel verpakte, poedervrije onderzoekshandschoen, ideaal voor korte, steriele toepassingen

Enkele synthetische, steriel verpakte, poedervrije onderzoekshandschoen, ideaal voor korte, steriele toepassingen

- Verpakt als één enkele steriele handschoen per zakje
- Verpakt op een inlegvel om ze gemakkelijk aan te trekken
- Voordelig synthetisch alternatief voor steriel gebruik
- Bescherming tegen Type I-latexallergie



Sectoren

- Gezondheidszorg

Aanbevolen voor

- Steriele procedures buiten de OK
- Korte onderzoeksprocedures met een laag risico
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex



TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Extern handschoenoppervlak	Glad
Certificaten	ISO 13485, ISO 9001
Productcertificering	MDD 93/42/EEC Class I Sterile
Overzicht verpakkingen	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per karton 1000 handschoenen per karton
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Taiwan
Productsegmentering	Essential-serie
Antistatisch	Niet-getest
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none">Geen

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden	Testmethode
Lengte (mm/inch)	278 / 10,9	ASTM D3767,EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	AQL 1,5	ASTM D5151,EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.03 / 1.2	ASTM D3767,EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.03 / 1.2	ASTM D3767,EN 420
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING
Treksterkte bij breuk (N)	≥2	≥2
		EN 455-2

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



ISO 13485

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.