



5th GEN. 5L met Dual Protect Pro

Algemene Info

Productcode	SHA-51025610
GTIN	5056271508931
Productnaam	Sharpsafe® 5th GEN. 5L met Dual Protect Pro
Omschrijving	Container 5 Liter bestaande uit 1 basis + 1 deksel om te monteren
Merk	Sharpsafe®
Bereik	Safety Solutions
Categorie veiligheidsverpakking	Naaldencontainer voor scherpe en prikkende voorwerpen
Indicatie	Scheiding, bescherming, transport, verwijdering van scherp en niet-scherp biologisch gevaarlijk afval met restvloeistoffen

Info fabrikant

Made in	United Kingdom
By	Frontier Plastics Ltd
Marketed in	A/B/CH/D/F/LUX/NL
By	Hospidex Group

Kenmerken

Nominaal volume	5 l
Totale volume	5,19 l
Nuttig volume	4,31 l
Maximaal gewicht	1,27 Kg
Achtergrond kleur	Neutraal antraciet
Deksel kleur	Geel
Label of print kleur	Geel
Kleur binnenzak	NVT
dominante kleur	Geel
Talen op etiket	FR/NL
	Afmetingen (gemonteerd) in mm
Lengte	205 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	260 mm
Opening	65 x 61 mm
Hoogte maximale vullijn	212 mm
Gewicht	331 g
Materiaal	Polypropyleen recycled 100% (basis) + Polypropyleen virgin 100% (deksel)
Vrij van latex	Ja
CO2-reductie	62%
Autoclaveerbaar	Ja
voorwaarden voor autoclaveerbaarheid	134° gedurende 18 min met open deksel
Tijdelijke sluiting	Ja
Permanente sluiting	Ja
handvaten	1
Accessoires beschikbaar	Standvoet, plateau, hangsystemen voor aan muur/ trolley

Logistieke Info

Aantal kartons	48
Karton gewicht	16,7 Kg
Karton afmetingen (LxWxH)	593 x 399 x 490 mm
Karton Volume	115,90 dm3
Aantal op pallet	768 units
Totaalgewicht volle pallet	282,2 Kg
Pallet afmetingen (LxWxH)	120 x 80 x 215 cm

Info Certificaten

ADR (UN3291)	Ja
EN ISO23907-1:2019	Ja
Kwaliteitslabel	BSI Kitemark - (NF 302 in verwerking)
TRBA250	Ja
NFX30-507:2018	NVT
CE MARK	94/62/EC packaging and packaging waste
	Quality management system
ISO 9001	Ja
ISO 13485	Ja
ISO 14001	Ja
ISO 45001	Ja