



ARSEUS MEDICAL

Driving superior care

1554082

Primus



De Primus RS is het meest veelzijdig en functioneel revalidatiesysteem dat vandaag op de markt is. Met alle weerstandmodules en hulpstukken (om zo tegemoet te komen aan de noden van iedere ergotherapeut, kinesitherapeut of industriële klant), combineert dit "high-performance" systeem alle eigenschappen van 4 verschillende machines in één compacte unit.

Kenmerken

- Voor evaluatie en behandeling
- Mogelijkheid om bijna elke functionele activiteit te 'repliceren'
- Toepassingen voor bovenste & onderste ledematen en romp
- Isometrische, isotonische, CPM en isokinetische modes
- Geavanceerde trainingsmogelijkheden: plyometrics, rhythmische stabilizatie, neuromusculaire revalidatie, high-load excentriciteit.
- Meet snelheid tot 4500 graden per seconde
- Kabelsysteem zorgt voor weerstand in de drie vlakken
- Primal Pictures Interactive Functional Anatomy software
- Gestandaardiseerde of gepersonaliseerde behandelings-templates en protocollen
- Monitor op computerarm en keyboard met touch-screen software
- Inclusief tools 001, 102, 103, 122, 136, 151, 162, 181, 191, hulpstukken voor 191, 202, 302, 303, 502, 504, 601, 701, 802, hulpstukken voor 701 en 802, 901

Technische specificaties

Afmetingen (h x b x l)	198 x 71 x 144 cm
Gewicht	365 kg
Afmetingen patiëntenstoel	56x150 cm
Gewicht patiëntenstoel	73 kg

BTE

Bestelgegevens

1554082

BTE Primus

Arseus Medical NV
Rijksweg 10, 2880 Bornem
T. 0800 76 769
www.arseus-medical.be
info.hospital@arseus-medical.be