

HOSPITAL CARE

Terumo spuit

3-delige spuit

Productinformatie



Spuiten voor
eenmalig gebruik

Elk detail is het resultaat van Terumo's jarenlange ervaring op dit gebied, die door gebruikers over de hele wereld wordt gewaardeerd.

- Siliconisatie voor optimale plunjerbeweging
- Stevige en duidelijke eindstop
- Duidelijke schaalmarkeringen voor een nauwkeurige dosering
- Transparante cilinder voor visuele controle
- Vingergrepen voor eenvoudige hantering

Beschrijving	Grondstoffen
1 Cilinder	Polypropyleen
2 Plunjer	Polypropyleen
3 Stamper	Thermoplastisch elastomeer (voor 'SS'-codes) Polyisopreenrubber (voor 'MDSS'-codes)
Glijmiddel	Siliconenolie

Bevat geen componenten die vervaardigd zijn uit pvc of natuurlijk rubberlatex.

Sterilisatie

Met bestraling (e-beam) (voor 'SS'-codes) of ethyleenoxide (voor 'MDSS'-codes) tot een Sterility Assurance Level (steriliteitsgarantieniveau) van ten minste 10^{-6}

Bewaring

- Houdbaarheidsperiode van 5 jaar
- Het lotnummer en de vervaldatum zijn op het papier gedrukt (voor 'MDSS'-codes) of in reliëf in de folie van de blisterverpakking aangebracht (voor 'SS'-codes)
- Vermijd extreme temperaturen en vochtigheid tijdens het bewaren

Productassortiment

Productcode	Capaciteit		Verdeling	Tip	Vervanging voor
	Nominaal	Gegradueerd			
MDSS01SE	1 ml	1 ml	0.01 ml	Concentrische Luer-Slip	SS+01T1
SS*02LE1	2.5 ml	2.5 ml	0.1 ml	Concentrische Luer-Lock	-
SS*02SE1	2.5 ml	2.5 ml	0.1 ml	Concentrische Luer-Slip	-
MDSS03SE	3 ml	3 ml	0.1 ml	Concentrische Luer-Slip	SS*02SE1, SS+03S
MDSS03LE	3 ml	3 ml	0.1 ml	Concentrische Luer-Lock	SS*03L, SS+03L1
MDSS05SE	5 ml	5.5 ml	0.2 ml	Concentrische Luer-Slip	SS*05SE1, SS+05S
MDSS05LE ¹	5 ml	5.5 ml	0.2 ml	Concentrische Luer-Lock	-
SS*05LE1	5 ml	6 ml	0.2 ml	Concentrische Luer-Lock	-
SS*05SE1	5 ml	6 ml	0.2 ml	Concentrische Luer-Slip	-
MDSS10ESE	10 ml	11 ml	0.2 ml	Excentrische Luer-Slip	SS+10ES1
MDSS10LE ¹	10 ml	11 ml	0.2 ml	Concentrische Luer-Lock	-
SS*10LE1	10 ml	12 ml	0.2 ml	Concentrische Luer-Lock	-
MDSS20ESE	20 ml	22 ml	1 ml	Excentrische Luer-Slip	SS+20ES1
MDSS20LE ¹	20 ml	22 ml	1 ml	Concentrische Luer-Lock	-
SS+20L1	20 ml	25 ml	1 ml	Concentrische Luer-Lock	-
SS+30ES1	30 ml	35 ml	1 ml	Excentrische Luer-Slip	-
SS+30L1MP	30 ml	35 ml	1 ml	Concentrische Luer-Lock	-
SS+50L1	50 ml	60 ml	1 ml	Concentrische Luer-Lock	-
SS+50ES1	50 ml	60 ml	1 ml	Excentrische Luer-Slip	-
SS+50C1	50 ml	60 ml	1 ml	Katheterpunt	-

CE 0197 STERILE EO voor 'MDSS'-codes STERILE R voor 'SS'-codes

¹ Deze concentrische luer-lock referentie is niet geschikt voor gebruik met spuitpompen.

Voorzorgsmaatregelen

- Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is
- Niet opnieuw gebruiken
- Scherpe voorwerpen na eenmalig gebruik volgens het protocol van de instelling weggooien om infectiegevaar te voorkomen

Raadpleeg altijd het productetiket voor een volledig overzicht van waarschuwingen en/of voorzorgsmaatregelen voordat u het product daadwerkelijk gebruikt.

Keuze uit verschillende volumes van 1 ml tot 50 ml

Spuiten zijn verkrijgbaar in alle gangbare tiptypes.

Verpakking

Eenheidsdoos	Verzenddoos		
	Hoeveelheid	Brutogewicht	Afmetingen (l x b x h)
100	3000	12.70 kg	635 x 295 x 505 mm
100	2400	10.40 kg	397 x 581 x 444 mm
100	2400	9.30 kg	394 x 581 x 444 mm
100	1800	10.30 kg	445 x 447 x 449 mm
100	1800	11.10 kg	445 x 447 x 449 mm
100	1800	12.80 kg	656 x 419 x 426 mm
100	1800	13.20 kg	655 x 418 x 426 mm
100	1600	10.60 kg	412 x 573 x 444 mm
100	1600	10.40 kg	411 x 576 x 444 mm
100	1200	14.20 kg	568 x 496 x 460 mm
100	1200	13.00 kg	575 x 455 x 455 mm
100	800	15.00 kg	359 x 581 x 383 mm
50	400	8.30 kg	468 x 390 x 455 mm
50	400	8.10 kg	465 x 380 x 445 mm
50	600	9.90 kg	468 x 390 x 455 mm
25	200	6.30 kg	560 x 398 x 255 mm
25	200	6.20 kg	558 x 395 x 254 mm
25	100	5.10 kg	464 x 320 x 275 mm
25	100	5.10 kg	472 x 324 x 282 mm
25	100	5.30 kg	472 x 324 x 282 mm

Individuele verpakking: Blister (film/film voor 'SS'-codes en film/papier voor 'MDSS'-codes)

Wettelijke status

CE-certificering – Klasse IIa medisch hulpmiddel

Aangemelde instantie
TÜV Rheinland 0197

Fabrikant

voor 'SS+/-codes' TERUMO (Philippines) CORPORATION, 124 East Main Avenue, Laguna Technopark, Binan, Filippijnen
voor 'SS*-codes' TERUMO CORPORATION, 2-44-1 Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokio 151-0072, Japan
voor 'MDSS'-codes Yangzhou Medline Industry Co., Ltd. (China)

EG-vertegenwoordiger

voor 'SS'-codes TERUMO EUROPE N.V. – Leuven, België
voor 'MDSS'-code Shanghai International Corp. GmbH (Europa) – Hamburg, Duitsland

Distributeur

voor 'MDSS'-codes TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, België

Uw Terumo Partner



TERUMO EUROPE N.V.

Terumo Corporation Terumo Europe N.V.
+81 3 6742 8500 +32 16 38 12 11

www.terumo-europe.com

Alle merknamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van TERUMO CORPORATION, haar dochterondernemingen of niet-verbante derde partijen. Gepubliceerd door Terumo Europe N.V.

Sommige producten zijn mogelijk niet in alle regio's verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke Terumo-contactpersoon.