

HOSPITAL CARE

Terumo spuit met naald

3-delige spuit met naald

Productinformatie



Elk detail is het resultaat van Terumo's jarenlange ervaring op dit gebied, die door gebruikers over de hele wereld wordt gewaardeerd.

- De stamper zorgt voor een stevige en duidelijke eindstop
- Duidelijke schaalverdeling voor een nauwkeurige dosering
- Transparante cilinder voor visuele controle
- Vingergrepen voor eenvoudige hantering
- Zacht glijdende naald en nauwkeurig gevormde naaldpunt

Beschrijving	Grondstoffen
Spuit	
1 Cilinder	Polypropyleen
2 Plunjer	Polypropyleen
3 Stamper	Thermoplastisch elastomeer (voor 'SS'-codes) Polyisopreenrubber (voor 'MDSS'-codes)
Glijmiddel	Siliconenolie
Naald	
4 Hub	Polypropyleen + kleurconcentraat
5 Canule	Roestvrij staal
Kleefmiddel	Epoxylijm
Glijmiddel	Siliconenolie

Bevat geen componenten die vervaardigd zijn uit pvc of natuurlijk rubberlatex.



Sterilisatie

Met bestraling (e-beam) (voor 'SS'-codes) of ethyleenoxide (voor 'MDSS'-codes) tot een Sterility Assurance Level (steriliteitsniveau) van ten minste 10⁻⁶



Bewaring

- Houdbaarheidsperiode van 5 jaar
- Het lotnummer en de vervaldatum zijn op het papier gedrukt (voor 'MDSS'-codes) of in reliëf in de folie van de blisterverpakking aangebracht (voor 'SS'-codes)
- Vermijd extreme temperaturen en vochtigheid tijdens het bewaren

Voorverpakt met hypodermische naald

Productassortiment

Productcode	Cilinderschaal		Canule ø		Lengte canule		Vervanging voor
	Nominaal	Verdeling					
MDSS01S2516E	1 ml	0,01	25G	0,5 mm	5/8 inch	16 mm	SS+01T25161
MDSS01S2613E	1 ml	0,01	26G	0,45 mm	1/2 inch	13 mm	SS+01T26131
MDSS01S2713E	1 ml	0,01	27G	0,4 mm	1/2 inch	13 mm	-
SS*02SE22381	2,5 ml	0,1	22G	0,7 mm	1 1/2 inch	38 mm	-
SS*02SE23321	2,5 ml	0,1	23G	0,6 mm	1 1/4 inch	32 mm	-
MDSS03S2116E	3 ml	0,1	21G	0,8 mm	5/8 inch	16 mm	SS*02SE21161
MDSS03S2125E	3 ml	0,1	21G	0,8 mm	1 inch	25 mm	SS*02SE21251
MDSS03S2138E	3 ml	0,1	21G	0,8 mm	1 1/2 inch	38 mm	SS*02SE21381
MDSS03S2325E	3 ml	0,1	23G	0,6 mm	1 inch	25 mm	SS*02SE23251
MDSS03S2516E	3 ml	0,1	25G	0,5 mm	5/8 inch	16 mm	SS*02SE25161
MDSS05S2138E	5 ml	0,2	21G	0,8 mm	1 1/2 inch	38 mm	SS+05S21381
MDSS05S2238E	5 ml	0,2	22G	0,7 mm	1 1/2 inch	38 mm	SS+05S22381
MDSS05S2332E	5 ml	0,2	23G	0,6 mm	1 1/4 inch	32 mm	SS+05S23321
MDSS10S2038E	10 ml	0,2	20G	0,9 mm	1 1/2 inch	38 mm	SS+10S20381
MDSS10S2138E	10 ml	0,2	21G	0,8 mm	1 1/2 inch	38 mm	SS+10S21381
MDSS10S2238E	10 ml	0,2	22G	0,7 mm	1 1/2 inch	38 mm	SS+10S22381



Voorzorgsmaatregelen

- Niet gebruiken wanneer de verpakking beschadigd is
- Niet opnieuw gebruiken
- Scherpe voorwerpen na eenmalig gebruik volgens het protocol van de instelling weggooien om infectiegevaar te voorkomen

Raadpleeg altijd het productetiket voor een volledig overzicht van waarschuwingen en/of voorzorgsmaatregelen voordat u het product daadwerkelijk gebruikt.

Keuze uit verschillende volumes van 1 ml tot 10 ml

Alle spuitvolumes zijn verkrijgbaar met gebruiksklare naalden in verschillende gauges.

Verpakking

Eenheidsdoos	Verzenddoos		
	Hoeveelheid	Brutogewicht	Afmetingen (l x b x h)
100	2400	12,50 kg	547 x 425 x 405 mm
100	2400	12,50 kg	547 x 425 x 405 mm
100	2400	12,50 kg	547 x 425 x 405 mm
100	1800	9,70 kg	522 x 389 x 439 mm
100	1800	9,70 kg	522 x 389 x 439 mm
100	2400	16,80 kg	580 x 425 x 485 mm
100	2400	16,80 kg	580 x 425 x 485 mm
100	2400	16,80 kg	580 x 425 x 485 mm
100	2400	16,80 kg	580 x 425 x 485 mm
100	2400	16,80 kg	580 x 425 x 485 mm
100	1800	16,60 kg	575 x 430 x 490 mm
100	1800	16,60 kg	575 x 430 x 490 mm
100	1800	16,60 kg	575 x 430 x 490 mm
100	1200	14,60 kg	625 x 458 x 480 mm
100	1200	14,60 kg	625 x 458 x 480 mm
100	1200	14,60 kg	625 x 458 x 480 mm

Individuele verpakking: Blister
(film/film voor 'SS'-codes en film/papier voor 'MDSS'-codes)

Wettelijke status

CE-certificering –
Klasse IIa medisch hulpmiddel

Aangemelde instantie
TÜV Rheinland 0197

Fabrikant

voor 'SS'-codes
TERUMO CORPORATION,
2-44-1 Hatagaya, Shibuya-Ku,
Tokio 151-0072, Japan

voor 'MDSS'-codes

Yangzhou
Medline Industry Co., Ltd.
(China)

EG-vertegenwoordiger

voor 'SS'-codes
TERUMO EUROPE N.V. –
Leuven, België

voor 'MDSS'-code
Shanghai
International Corp. GmbH
(Europa) – Hamburg, Duitsland

Distributeur

TERUMO EUROPE N.V.,
Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven,
België



Uw Terumo Partner

TERUMO EUROPE N.V.

Terumo Corporation Terumo Europe N.V.
+81 3 6742 8500 +32 16 38 12 11

www.terumo-europe.com

Alle merknamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van TERUMO CORPORATION, haar dochterondernemingen of niet-verbante derde partijen. Gepubliceerd door Terumo Europe N.V.

Sommige producten zijn mogelijk niet in alle regio's verkrijgbaar. Neem contact op met uw plaatselijke Terumo-contactpersoon.