

Beatmungsbeutel, Einmalgebrauch



REF: 48.010.55.104, 48.010.55.204, 48.010.55.004

Produktgruppe: Zubehör für Beatmung

Verwendungszweck:

Die Beatmungsbeutel mit Masken dienen dem Einsatz zur Beatmung bei apnoischen oder ateminsuffizienten Patienten, um die Sauerstoffversorgung zu gewährleisten.

Produktbeschreibung:

Die Beatmungsbeutelsets beinhalten einen Beatmungsbeutel mit Pop-off Ventil, zwei verschieden große Beatmungsmasken, ein Sauerstoffreservoir und einen Sauerstoffverbindungsschlauch. Das Set ist in einem Zip Beutel verpackt.

Sterilität: Nein

REF	Anwendungsbereich	Beatmungsbeutel	Sauerstoffreservoir	ABE_MENGE	ABE_GTIN	VPE_MENGE	VPE_GTIN
48.010.55.104	Neugeb./Säugling	280 ml	600 ml	1 Stck	04034342305901	24 Stck	04034342305918
48.010.55.204	Kind	550 ml	2.500 ml	1 Stck	04034342075132	24 Stck	04034342075149
48.010.55.004	Erwachsener	1.600 ml	2.500 ml	1 Stck	04034342075095	12 Stck	04034342370916

Material

Produkt	PVC, PP, TPR, PC, Silikon, rostfreier Edelstahl
Verpackung	PE, Pappe, Wellpappe
Latex	Nein
DEHP/BBP/DBP	Nein

Weitere Informationen

Regulatorische Grundlagen	Richtlinie 93/42/EWG
Benannte Stelle	TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)
Klassifizierung	Ila
UMDNS	17-592
eClass	34241125
Hersteller	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH
Einmalprodukt	Ja
Sterilisation	-
Haltbarkeit	5 Jahre
Gebrauchsanweisung	Ja