

2023

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION

ARTICOLO / ITEM 25164-S200

CONTENITORE 60 ml PER FECI IN POLIPROPILENE TAPPO A VITE ROSSO, CON SUPERFICIE DI SCRITTURA, SACCHETTO DA 200 pz
 FAECES CONTAINER 60 ml IN POLYPROPYLENE WITH RED SCREW CAP, WITH FROSTED LABEL, BAG OF 200 pcs

Produttore / Manufacturer

F.L. MEDICAL s.r.l.

Indirizzo / Address

Via Enrico Mattei, 20 – 35038 TORREGLIA (Padova) – Italy

1. INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION:

CODICE ARTICOLO / CODE:

25164-S200

CAPACITA' / CAPACITY:

60 ml

MATERIALE CONTENITORE / CUP MATERIAL:

Polipropilene / Polypropylene

MATERIALE TAPPO / CAP MATERIAL:

Polietilene / Polyethylene

ASPETTO / APPEARANCE:

Cilindrico / Cylindrical

MISURE ESTERNE / OUTSIDE SIZES:

Ø inferiore / Ø lower: 37,3 mm

Ø superiore / Ø higher: 38,2 mm

Altezza senza tappo / Height without cap: 63,3 mm

Altezza con tappo / Height with cap: 64,3 mm

COLORE CONTENITORE / CUP COLOUR:

Neutro, trasparente / Neutral, transparent

COLORE TAPPO / CAP COLOUR:

Rosso / Red

ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS:

Graduazione a / Graduated at: 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ml

Superficie di scrittura dati paziente / Frosted label for patient data: NAME, N°, DATE

2. STERILIZZAZIONE / STERILIZATION:

Non sterile / Not sterile

3. QUANTITA' CONFEZIONE / BOX QUANTITY:

Confezione da 600 pz / 600 Pieces per box

4. QUANTITA' INTERNA / INNER QUANTITY:

Articoli sfusi / Bulk items

5. VOLUME SCATOLA / BOX VOLUME:

mc / cbm: 0,09

Misure scatola / box sizes: 39 x 59 x 39 cm

6. PESO SCATOLA / BOX WEIGHT:

Peso lordo / Gross weight: 7,00 Kg

7. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE / ADDITIONAL INFORMATION:

Prodotto IVD, marcato CE / IVD item, CE marked

8. STOCCAGGIO / STORAGE:

Non porre a contatto o nelle vicinanze di fiamme, non disperdere il prodotto nell'ambiente in quanto non biodegradabile / Do not expose or leave near open flames, do not leave the product around as it is not biodegradable.