

Finess Healthcare Group Co.,Ltd

Add : No.1503 A-1 Block, No.203 Lantian Road, 315000,Ningbo, China

Fiche technique - Dispositif Médical

Informations complétées en date du :2023-5-11

Complété par : Vicky Jiang



Informations administratives			
Nom du fabricant	Finess Healthcare Group Co.,Ltd		
Adresse complète	No.1503 A-1 Block, No.203 Lantian Road, 315000,Ningbo,China	Phone	86-574-27835863
		Fax	86-574-27835986
		e-mail	vicky@finess-healthcare.com
		Site internet	www.finesshealthcare.com
		SRN	CN-MF-000004124
Nom du représentant dans la CEE	ZOUSTECH S.L.		
Adresse complète	Pso.Castellana,141-Planta 19,28046,Madrid, Spain	Phone	+34 658 396 230
		Fax	+34 694 42 64 46
		e-mail	legal@zoustech.eu
		Site internet	www.zoustech.eu
		SRN	ES-AR-000002008
Informations sur le dispositif			
Dénomination commune	Urinal homme avec couvercle		
Dénomination commerciale	Urinal homme avec couvercle		
Référence catalogue	FN-UB0101010103		
IUD-ID de base	697391169UB0101GK		
Classe du DM	Classe 1		
Règlementation applicable	MDR		
Numéro de l'organisme notifié (si			

Finess Healthcare Group Co.,Ltd

Add : No.1503 A-1 Block, No.203 Lantian Road, 315000,Ningbo, China

<i>applicable)</i>	
Description du DM	Urinal homme avec couvercle
Caractéristiques techniques	Fabriqué en matériau PP
Conditionnement/Emballage	1pc/sac, 25pcs/ctn
Composition du dispositif	Bouteille d'urine + bouchon
Réutilisable (Oui/Non)	Oui
Méthode de nettoyage et désinfection (<i>si réutilisable</i>)	Nettoyer avec de l'eau chaude ou un détergent
Températures min/max supportées	Max 120°C
Poids net (g)	120g+/-5g
Dimensions LxlxH (mm)	(31cm x 9cm x 8.5cm) +/-0.5cm
Accessoires	N/A
Domaine d'utilisation	Pour centres de soins, hôpitaux ou soins à domicile
Indication d'utilisation	Pour la collecte d'urine, pour l'hôpital, les soins et la maison
Procédé de stérilisation (<i>si DM fourni stérile</i>)	
Péremption (<i>si applicable</i>)	
Méthode de destruction	N/A
Conditions de stockage (<i>si applicable</i>)	
Température de stockage (<i>si applicable</i>)	
Incompatibilité chimique	N/A
Contre-indications	N/A
Population cible	N/A
Autres informations	N/A