

OtoClear[®] oorirrigatietip

Met Bionix OtoClear[®] oorirrigatie kunnen zorgverleners een zachte, kegelvormige tip met drie kanalen gebruiken, waarmee schoner kan worden gewerkt, de veiligheid voor de patiënt wordt verbeterd en die compatibel is met verschillende toedieningshulpmiddelen, zodat tegemoet kan worden gekomen aan de persoonlijke voorkeur van iedere instelling.



PROBLEEM

Bij traditionele oorirrigatie wordt water rechtstreeks in het oorkanaal gespoten, wat gevaarlijk kan zijn en waarbij een gaatje in het trommelvlies kan ontstaan.

OPLOSSING

Met OtoClear[®] oorirrigatietips wordt het water gericht op de wand van het oorkanaal, met drie divergerende stromen, in plaats van rechtstreeks op het trommelvlies. De tip is bovendien gemaakt van zacht, flexibel materiaal ten behoeve van het comfort van de patiënt en is kegelvormig, zodat het water niet terugspat en de tip niet te ver in het oor kan worden ingebracht.

RESULTATEN

Een schone en veilige ingreep die efficiënter is en de patiëntervaring verbetert.

'Onze praktijk is heel blij met de zachte (OtoClear) tips. Ze zijn makkelijk in het oorkanaal te manoeuvreren en zijn comfortabeler voor de patiënt.' - Laura Griffith, MA



OTOCLEAR TIPS
ZIJN
UITSLUITEND VOOR
EENMALIG GEBRUIK



OTOCLEAR TIPS
WORDEN
GEPRODUCEERD IN
DE VS



Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53 • 1030 Brussel, BELGIË
Tel: +(32) 2.732.59.54 • Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net
Bionix LLC • 1670 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537, United States
Telefoon: +1 419.727.8421 • Fax: +1 800.455.5678 • www.Bionix.com



INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR ALLEDAGSE PROBLEMEN

+1 800.551.7096 • www.bionix.com

©2021 Bionix LLC | INTL-0040-NL | Rev. C

OtoClear® oorirrigatietip

PRODUCTAANBOD



OtoClear SprayWash-set

- Handmatige intermitterende spoeling.
- Geeft meer water af dan een spuit of ander handmatig hulpmiddel.
- Efficiënt ontwerp maakt ingreep met twee handen mogelijk.
- Fles met inhoud van 500 ml.

Nr. 7290 - 1 SprayWash-fles, 20 OtoClear-tips, 1 oorbekken

Nr. 7295 - 1 SprayWash-fles, 5 OtoClear-tips, 1 oorbekken




OtoClear Aquabot® set

- Geeft meer water af dan een spuit of ander handmatig hulpmiddel.
- Efficiënt ontwerp maakt ingreep met twee handen mogelijk.
- Levert een ononderbroken stroom, zonder handmatig pompen.
- Fles met inhoud van 650 ml.

Nr. 7270 - 1 Aquabot® fles, 20 OtoClear-tips, 1 oorbekken

Nr. 7275 - 1 Aquabot® fles, 5 OtoClear-tips, 1 oorbekken



OtoClear-oorirrigatietips

- Richt het water op de wand van het oorkanaal, met drie divergerende stromen, in plaats van rechtstreeks op het trommelvlies.
- Kegelvormig model zorgt ervoor dat water niet terugspat en de tip niet te ver in het oor kan worden ingebracht.

Nr. 7200- OtoClear-oorirrigatietips (40 per doos)

Nr. 7202- OtoClear-oorirrigatietips (20 per doos)

Aquabot® is geregistreerd onder Lunatech®, gebruikt met toestemming van Lunatech®, Inc. Alle rechten voorbehouden.



INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR ALLEDAAGSE PROBLEMEN

+1 800.551.7096 · www.bionix.com