



De SaeboMAS is een **dynamisch** en **mobiel** ondersteuningssysteem met **zwaartekrachtcompensatie**. Het hulpmiddel is specifiek ontworpen om de verzwakte schouder en elleboog te ondersteunen en uit te dagen tijdens het uitvoeren van **functionele taken**.

SaeboMAS biedt de nodige **proximale ondersteuning** aan patiënten die, als gevolg van neurologische en orthopedische aandoeningen, proximale zwakte vertonen. Dit resulteert in een groter bereik van de bewegingen en kracht waardoor de gebruiker een **verbeterde functionele onafhankelijkheid** bereikt.

- 1 Gemakkelijk te bevestigen, geen gereedschap nodig. Standaard geleverd met tafelklem.
- 2 Instelbare veer, tot 100% van het gewicht van het bovenste lidmaat wegneembaar.
- 3 Opvolgen en documenteren van de vooruitgang dankzij de meetbare schaal.
- 4 3-dimensionale bewegingsmogelijkheid laat multidirectionele activiteiten toe.
- 5 In hoogte instelbaar, zowel staand als zittend te gebruiken.
- 6 Comfortabele, volgzaam onderarm met uitneembare voering.
- 7 Geleverd met elleboogsteun voor handmond-activiteiten.
- 8 Ook verkrijgbaar met verrijdbaar frame.

Voordelen van SaeboMAS

- Toename motorische controle, kracht en ROM (range of motion).
- Verbetering van de ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen).
- Patiënt heeft minder assistentie nodig, speelt actievere rol in zijn revalidatie.
- Beperken/voorkomen van overbelasting en ongewenste bewegingen.
- Gebruiker kan meer repeterende taakgerichte oefeningen uitvoeren.
- Veilige en effectieve manier om schouderluxatie te behandelen.



De SaeboMAS wordt verdeeld door:

Enraf-Nonius - Scherpenhoek 80 - 2850 Boom - 03 451 00 70 - info@enraf-nonius.be - www.enraf-nonius.be