



Nobi waakt over  
je bewoners



HENRY VAN  
DE VELDE  
AWARDS 2021  
WINNER



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
2022

nobi  
Safe & happy living

# Dit is Nobi.

Ontwikkeld voor valdetectie, valpreventie en veilig leven. De lampen zitten vol spits technologie, maken gebruik van artificiële intelligentie en waken over elke ruimte.

De slimme lampen van Nobi ondersteunen zorgverleners aangezien het personeel van een serviceflat of woonzorgcentrum niet op elk moment van de dag kan waken over alle bewoners. Zeker 's nachts wanneer er minder zorgverleners aanwezig zijn kan Nobi een grote meerwaarde betekenen. Hier helpt bijvoorbeeld het overzichtelijke dashboard waarop alle belangrijke informatie van alle bewoners is samengevat.

Niet enkel bij een val van de bewoner worden de zorgverleners gewaarschuwd. Ook de andere functies van Nobi of Nobita (de kleinere versie geschikt voor vochtige ruimtes) zijn nuttig voor zorgpersoneel en bewoners.



De oplossing voor  
ondersteuning van  
zorgpersoneel



## Waar zorgt Nobi voor?

### Zorg & comfort

- Valdetectie
- Alarmfunctie met ontgrendeling voordeur
- Valpreventie: in- en uit bed verlichting
- In- en uit bed detectie met melding voor zorgpersoneel
- Voorkomt uitdroging
- Actieve assistentie d.m.v. koppelingen: agenda, medicatie herinneringen, oefeningen
- Opvolging parameters
- Slaap rapportage
- Dashboard en koppeling zorgdossier

### Veiligheid

- Automatische en gepaste verlichting
- Bewaking van luchtkwaliteit
- Automatisch aan- uitschakelen alarm/ veiligheidsslot
- Handsfree tweeweg communicatie met familie, vrienden en zorgverleners
- Privacy proof tijdlijn

## Hoe werkt Nobi bij een val?



Nobi  
detecteert  
een val



Nobi  
verwittigt een  
zorgverlener



Hulp  
arriveert



Nobi  
kan de deur  
openen



De bewoner  
wordt geholpen

## Hoe helpt Nobi nog?



Nobi stuurt  
herinneringen  
om te bewegen,  
om je medicijn  
te nemen, ...



Nobi  
verlicht de  
kamer bij het  
ontwaken


### Privacy

Alle beelden worden in de lamp zelf geanalyseerd dankzij een krachtige processor. Beelden komen dus niet in de cloud terecht. De lampen communiceren alleen gebeurtenissen zoals een valpartij, een inbraak of rookdetectie. De bewoner beslist zelf of deze beelden gedeeld mogen worden.



De bewoner  
wordt herleid  
tot een  
abstract figuur  
om privacy te  
garanderen

# Integratie zorgapparatuur en zorgdossier




## App

Via de app kan aangegeven worden wie er in nood gebeld moet worden, kan de deur geopend worden en kunnen parameters zoals kamertemperatuur en luchtkwaliteit opgevolgd worden.

Gebruiksvriendelijke en intuïtieve app voor contacten


## Integraties

Koppeling met zorgdossier en alarmcentrales zijn perfect mogelijk. Nobi ondersteunt vaste en draagbare paniekknoppen. Via Bluetooth kan zorgapparatuur zoals bijvoorbeeld thermometer, bloeddrukmeter en weegschaal geïntegreerd worden. Dankzij het dashboard krijgen zorgverleners een helder overzicht van de status van elke bewoner.



Overzichtelijk dashboard voor zorgpersoneel


## Installatie



Eenvoudige installatie zonder extra bekabeling: de plafondlamp wordt vervangen door Nobi of Nobita.

### Nobi

Onze slimme lampen overzien elke kamer vanuit een centraal punt. Nobi's tijdloze design past in elk interieur en kan in woon- en slaapkamer gehangen worden.



### Nobita

Het kleine zusje van Nobi is strak vormgegeven voor plaatsing in kleinere ruimtes zoals keuken, badkamer of toilet.

## Betaalbare technologie

Nobi slimme lampen kunnen worden aangekocht of gehuurd. Een investering in deze technologie kan directe en indirecte kosten besparen. Denk hierbij aan andere hulpmiddelen, installaties, onnodige interventies door zorgverleners of zelfs een ziekenhuisopname.

Neem even contact op voor een offerte op maat of een demo.

# Nobi in een notendop

Valdetectie  
en- preventie

24/7  
monitoring

Discreet

Informeert,  
activeert en  
motiveert de  
bewoner

Betaalbaar &  
Kostenbesparend

Tweeweg  
communicatie

Eenvoudige  
installatie

Ondersteunend  
voor het  
zorgpersoneel



# Nobi zorgt voor een langer zorgeloos leven

## Vragen?

Neem een kijkje in onze veelgestelde vragen en antwoorden:



Scan mij

<https://nobi.life/nl/veelgestelde-vragen/>

## Contact

Arseus Medical is verdeler van Nobi in België



**ARSEUS MEDICAL**  
Part of Arseus Medical Group

info.care@arseus-medical.be  
0800 76 988

[www.arseus-medical.be](http://www.arseus-medical.be)

## Nobi, trots ondersteund door

AGENTSCHAP  
INNOVEREN &  
ONDERNEMEN



**Vlaanderen**  
is ondernemen

