



## Endomed 482

Het complete, makkelijke,  
snelle en verantwoorde  
apparaat voor elektrotherapie



# Endomed 482

De Endomed 482 is het elektrotherapieapparaat voor de veeleisende therapeut.

Elektrotherapie kent vele mogelijkheden en toepassingen. De inzet voor pijnbestrijding en spierstimulatie kent een lange historie en is wetenschappelijk goed onderbouwd. Gebruik van elektrotherapie is niet invasief, makkelijk toepasbaar en niet belastend voor de patiënt. Elektrotherapie is daardoor vaak een uitstekend alternatief voor medicatie of andere ingrepen.



## Elektrotherapie


Apparatuur met de mogelijkheden tot pijnmanagement, spierstimulatie en/of diagnostiek. Met behulp van elektrotherapeutische toepassingen kan snel pijnverlichting worden gerealiseerd zonder bijwerkingen. Daarnaast kunnen spieren gestimuleerd worden ter verbetering van de functie van de weke delen. Door het gebruik van elektrotherapie kan gedifferentieerd de weefselrespons op stimulatie gemeten worden, waardoor men een diagnostische uitspraak kan doen over de kwaliteit van dat weefsel.

# Endomed 482

De Endomed 482 kenmerkt zich, net zoals de andere apparaten uit de Enraf-Nonius 4-serie, door bedieningsgemak met een touchscreen interface en door de uitgebreide bibliotheek met protocollen (maar liefst 42 stuks en evidence based).

De Endomed 482 kan uitgebreid worden met een Vacotron 460. Deze geïntegreerde unit maakt toepassen van elektrotherapie met behulp van vacuümelektroden heel makkelijk.


De Endomed 482, het complete, makkelijke, snelle en verantwoorde apparaat voor elektrotherapie!



# Endomed 482

## Evidence based protocollen

42 Evidence Based protocollen voor elektrotherapie. Compleet met weergave van de anatomische lokalisaties en instructies voor behandeling.



## Afstandsbediening (optioneel)

Met behulp van de optionele "afstandsbediening" kan de patiënt betrokken worden bij zijn eigen behandeling. Vooral met elektrotherapeutische toepassingen krijgt de patiënt hierdoor de mogelijkheid zijn therapie te sturen.

## Batterijvoeding (optioneel), dus draagbaar.

Naast netvoeding werkt de 4-serie ook met batterijvoeding (optioneel). Hierdoor kunt u overal terecht met uw apparaat. Of het nu bij de patient thuis is of aan het bed in het ziekenhuis.

## Krasvast helder TFT-scherm

Zeer fraai en helder full colour beeldscherm dat vanuit alle invalshoeken goede zichtbaarheid biedt op de instellingen en het programma.





## Endomed 482

### Made by ENRAF-NONIUS

Enraf-Nonius staat voor veilig, betrouwbaar en duurzaam. Een apparaat van Enraf-Nonius, dé leverancier voor de wereldwijde fysiotherapeut is gemaakt met het oog op kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

### Full colour touch screen

Een gemakkelijke bediening met heldere menu's via het touchscreen scherm. Zeer intuïtief en net zo makkelijk als de modernste smartphones.

### Compact en stijlvol

Een uiterst compact apparaat, klein en licht, waardoor makkelijk mee te nemen. Maar ook uiterst stijlvol en fraai. Dit apparaat mag gezien worden in de praktijk.

### snelheid in gebruik

De menu's en de keuzes zijn geoptimaliseerd voor snelheid en logisch gebruik. In de meeste gevallen bent u met 3 stappen al geheel pathologiespecifiek aan het werk! Snel en eenvoudig!

### Programmeerbaar

Naast de standaard aanwezige behandelprotocollen kunt u uw persoonlijke protocollen opslaan naar eigen inzicht.



# Endomed 482

## BESTELGEGEVENS

1498920 Endomed 482

### Standaard accessoires Endomed 482

- 1498757 4-Serie Gebruikershandleiding (cd rom)
- 1498756 4-Serie Informatieboekje
- 3444290 Netsnoer 230V-EUR
- 1498010 Inclinatievoet 4-serie (niet voor Vacotron 460)
- 3444021 Fixatieband 250x3 cm
- 3444020 Fixatieband 100x3 cm
- 2x 3444129 Rubberelektrode 6x8 cm, 2 mm bus, set van 2 st.
- 1460266 Sponshoes voor rubberelektrode 6x8 cm, set van 4 st.
- 2x 3444211 Patiëntenkabel, 2-aderig, 2 mm stekker, zwart, met gekleurde clips



# Endomed 482

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning	100 – 240 V ± 10% / 50 / 60 Hz
Afmetingen (BxDxH)	
Apparaat	24 x 32 x 12 cm
Apparaat met voet	24 x 30.5 x 18.2 cm
Apparaat met Vacotron	24 x 30.5 x 21.6 cm
Gewicht	2 kg
Gewicht, inclusief optionele batterij	3 kg

### Electrotherapie

Stroomkanalen	2 (100 % onafhankelijk)
Stroomvormen	26 (per kanaal)
Voorgeprogrammeerde protocollen	42 - evidence based en grafisch ondersteund
Vrij programmeerbare posities	300

Dit is een medisch hulpmiddel.

Het voldoet aan alle toepasselijke medische voorschriften. Raadpleeg voor meer details de gebruiksaanwijzing (te downloaden via [www.enraf-nonus.com](http://www.enraf-nonus.com)).



# Endomed 482

## ACCESSOIRES

### Klefelectroden

3444222 Klefelectroden Ø 2,2 cm, 2 mm bus, set van 10x8 st. (ook voor EMG)

3444056 EN-Trode Ø 3,2 cm, 2 mm bus, set van 10x4 st.

3444135 EN-Trode Ø 5,0 cm, 2 mm bus, set van 10x4 st

3444057 EN-Trode 5x5 cm, 2 mm bus, set van 10x4 st

3444058 EN-Trode 5x9 cm, 2 mm bus, set van 10x4 st.


### Puntelektroden

3444180 Puntelektrode Ø 5 mm, aansluiting vrouwelijk 2 mm, incl 10 geleidende rubberen doppen

### Adapters

2523524 Adapter van 2 mm bus naar 4 mm stekker, rood


2523523 Adapter van 2 mm bus naar 4 mm stekker, zwart




3444222



3444056



3444135



3444057



3444058



3444180



2523524



2523523





# Endomed 482

## ACCESSOIRES

### Rubberelectroden

- 3444128 Rubberelektrode 4x6 cm, 2 mm bus, set van 2 st.
- 3444129 Rubberelektrode 6x8 cm, 2 mm bus, set van 2 st.
- 3444130 Rubberelektrode 8x12 cm, 2 mm bus, set van 2 st.

### Sponshoezen voor rubberelectroden

- 1460273 Sponshoes voor rubberelektrode 4x6 cm, set van 4 st.
- 1460266 Sponshoes voor rubberelektrode 6x8 cm, set van 4 st.
- 1460275 Sponshoes voor rubberelektrode 8x12 cm, set van 4 st.

### Fixatiebanden

- 3444020 Fixatieband 100x3 cm
- 3444021 Fixatieband 250x3 cm
- 3444022 Fixatieband 100x5 cm
- 3444023 Fixatieband 250x5 cm



3444128



3444129



3444130



1460273  
1460266  
1460275



3444020  
3444021



3444022  
3444023



# Endomed 482

# ACCESSOIRES

## Patiëntenkabel

3444211 Patiëntenkabel, 2-aderig, 2 mm stekker - zwart, met gekleurde clips

## Afstandsbediening

1498800 Afstandsbediening 4-serie

## Draagtas

3444675 Draagtas

## Batterij

2501016 Batterij 12.0V 1.8AH



3444211



1498800



3444675



2501016





## Endomed 482

Het complete, makkelijke,  
snelle en verantwoorde  
apparaat voor elektrotherapie