



**Hillrom**<sup>™</sup>

**Welch Allyn**<sup>®</sup>  
**Connex**<sup>®</sup> Spot Monitor

# SLIMMERE, BETER GEÏNFORMEERDE KLINISCHE BESLUITVORMING

## Maak kennis met de Welch Allyn® Connex® Spot Monitor

De monitor is gebruiksvriendelijk en ondersteunt uitgebreide patiëntbewaking aan het bed, van routinematige controles van vitale waarden tot vroegtijdige signaleringsscores en intervalbewaking. We kunnen daarnaast integreren met uw EPD, zodat uw zorgteams direct toegang hebben tot belangrijke informatie, waar en wanneer ze die nodig hebben.

## ONTWORPEN MET HET OOG OP PATIËNTRESULTATEN.

- 1 Met de aangepaste functies kunnen artsen sneller tekenen van verslechtering van de patiënt identificeren en hierop reageren
- 2 De vitale waarden en andere gezondheidsgegevens van de patiënt worden rechtstreeks naar het EPD gestuurd om fouten en hiaten te verminderen
- 3 Toonaangevende technologieën ondersteunen en produceren meetwaarden waarop u kunt vertrouwen



## Met onze handleidingen en functies kunt u uw workflows aanpassen en standaardiseren.

Maak een keuze uit zes aanpasbare protocollen voor vroegtijdige signaleringsscores (bijv. MEWS, PEWS, NEWS2) om verslechtering van de patiënt te detecteren

Het grote kleurenaanraakscherm en de single sign-on aanmeldingsfunctie vereenvoudigen de training en bediening

Handmatig invoering van meetwaarden (gewicht, lengte, ademhalingsfrequentie, pijn) en documentatie van wijzigingsfactoren, zoals lichaamspositie en O<sub>2</sub>-therapie



Controleer de ademhalingsmeting met de Masimo® RRp-technologie

Onze SureBP®-technologie registreert bloeddrukmetingen bij inflatie na ongeveer 15 seconden

Selecteer Masimo®, Nellcor® of Nonin® SpO<sub>2</sub>

Kies de Braun ThermoScan® PRO 6000-oorthermometer of een SureTemp Plus orale/oksel-/rectale thermometer

Werkt met een breed scala aan manchetten voor het diagnosticeren van volwassen, pediatrie en neonatale patiënten

## ADEMHALINGSFREQUENTIE VISUEEL BEOORDELEN? KIES VOOR DIGITAAL.

Controleer de ademhalingsfrequentie van een patiënt digitaal zonder uw workflow te wijzigen. Verkrijg nauwkeurige, gekoppelde meetwaarden via de vingertop, zodat uw team transcriptiefouten kan verminderen en tekenen van verslechtering opmerkt.



## Uw netwerk- en patiëntgegevens beveiligen

Als gegevensbeveiliging uw grootste zorg is, nemen wij u deze graag uit handen. Wij sluiten aan op uw netwerkbeveiligingsprotocollen als u uw Connex Spot Monitor uitrust met Welch Allyn EPD-verbindingsopties, om uw patiënten en infrastructuur te beschermen.

- Versleuteling conform FIPS van verzonden gegevens met apparaat- en serververificatie
- Digitaal ondertekende softwarebeelden en configuratiebestanden beschermen apparaten tegen ongeoorloofde wijzigingen
- Single sign-on compatibiliteit, zoals met Imprivata, ondersteunt snel en veilig aanmelden
- De schermvergrendelingsfunctie beschermt inactieve apparaten tegen toegang door onbevoegden
- Patiëntgegevens worden automatisch van het apparaat verwijderd nadat ze naar de EPD zijn verzonden



DOD RMF



APPROVED





# Hillrom™

## ACCESSOIRES

7000-APM	APM mobiel statief (Accessory Power Management)
7000-MS3	Klassiek mobiel statief
7000-MWS	Mobiel statief met werkoppervlak
7000-GCX	GCX-wandbevestiging
6000-NC	VSM 6000-oproepkabel voor verpleegkundigen
7000-916HS	2D-barcode-scanner
7000-916HSR	2D-barcode-scanner + RFID-lezer met hoge frequentie
BATT22	CSM 2-Cell Lithium Ion accu
BATT99	CSM 9-Cell Lithium Ion accu
7000-35	Bloeddrukslang met FlexiPort® (10 ft)
7000-33	Neonatale bloeddrukslang (10 ft)
<b>Uitgebreide garantie#</b>	Uitbreiding van de fabrieksgarantie
<b>SmartCare-preventie*</b>	Preventieve onderhoudsservices
<b>SmartCare-respons*</b>	Uitgebreide reparatieservices
<b>SmartCare volledig*</b>	Preventief onderhoud en uitgebreide reparatieservices

# Enige beschikbare verkooppunt

\* Service wordt verleend op de locatie van de klant en/of in het Hillrom EMEA-servicecentrum

\* Alleen beschikbaar in bepaalde markten.

De Connex Spot Monitor is compatibel met een breed assortiment reinigingsproducten om het risico op kruisbesmetting te verminderen.



## APM MOBIELE STATIEF (ACCESSORY POWER MANAGEMENT)

7000-APM

Verleng de levensduur van de batterij tot 17 uur, waardoor uitval als gevolg van het opnieuw moeten opladen tot een minimum wordt beperkt. Daarnaast wordt uw productiviteit verhoogd dankzij het geïntegreerde werkoppervlak en de ingebouwde opslagruimte voor accessoires/reinigingsmiddelen.

**Wilt u meer weten? Neem vandaag nog contact op met uw Hillrom-accountmanager voor een demo of ga naar [hillrom.com/welchallyn](http://hillrom.com/welchallyn)**

**hillrom.com**

Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co Meath, C15 AW22, Ierland

Hillrom behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hillrom biedt, is de expliciete schriftelijke garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van haar producten.

De Connex Spot Monitor is bestemd voor gebruik door klinici en medisch gekwalificeerd personeel voor de bewaking van vitale functies van alle patiënten. Medisch hulpmiddel (93/42/EEG); klasse IIa aangemelde instantie: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297) Fabrikant: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 VS. Vertegenwoordiger in de EU: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Ierland. Dit medisch hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat op grond van deze regulering is voorzien van een CE-markering. Welch Allyn adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het personeel van zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen. Welch Allyn behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Welch Allyn biedt, is de expliciete schriftelijke garantie die wordt verleend op de verkoop van haar producten.

© 2020 Welch Allyn Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. APR58101-NL-R1 4 MEI 2020 DUTCH