



ARSEUS MEDICAL

Driving superior care

1553271

EN-Cardio Crosswalker



De Crosswalker: de total body workout-ergometer

De Crosswalker is een total body workout-ergometer waarbij zowel de onderste als de bovenste extremiteiten betrokken worden in de vermogensleverantie. Door de combinatie van deze twee ballistische bewegingen wordt het cardio-respiratoire vermogen van de gebruiker extra aangespoord.

Eigenschappen

- Eenduidige bediening
- Goed afleesbaar display
- Ergonomisch design
- Slijtvaste werelstroomrem
- Hartslagregistratie: standaard met Polar® borstbanden ontvanger
- Geluidsarme snaaraandrijving
- Chipcardtechnologie
- EN-Track compatible
- Unieke 'constant koppel'-modus

Technische kenmerken

- Netspanning: 100 – 240 V
- Frequentie: 50 – 60 Hz
- Opgenomen vermogen: ongeveer 40 VA
- Remprincipe: processor gestuurde werelstroomrem
- Hartslag registratie: door middel van Polar® borstband en ontvanger
- Oefenmodi:
 - constant koppel
 - constant vermogen
 - constant hartslag
- Weergegeven parameters tijdens training: tijd, hartslag, snelheid, afstand, arbeid, vermogen, weerstand en RPM
- Afmetingen (lxbxh): 190 x 55 x 177 cm
- Gewicht: 80 kg
- Max. patiëntengewicht: 150 kg

Enraf-Nonius

Bestelgegevens

1553271 EN-Cardio Crosswalker

Arseus Medical NV
Rijksweg 10, 2880 Bornem
T. 0800 76 769
www.arseus-medical.be
info.hospital@arseus-medical.be