



# ARSEUS MEDICAL

Driving superior care

1552187

## Sonopuls 492



Een compleet toestel dat u in staat stelt om ultrageluidtherapie, elektrotherapie en combinatietherapie toe te passen.

### Kenmerken

#### Ultrageluid

Ultrageluidsfrequenties	1 en 3 MHz
Ultrageluid	Continu en pulserend
Duty cycle	100 Hz/ 5, 10, 20, 33 1/3, 50, 80%
Pulsfrequenties	16 Hz, 48 Hz en 100 Hz
Intensiteit	Continu: 0-2 W/cm <sup>2</sup> Pulserend: 0-3 W/cm <sup>2</sup>

#### Elektrotherapie

Aantal stroomkanalen	2, 100% onafhankelijk
Stroomvormen	36 (per kanaal)
Voorgeprogrammeerde protocollen	42 - evidence based en grafisch ondersteund
Programmeerbare posities	1000+

#### Combinatietherapie

Voorgeprogrammeerde protocollen	2 - evidence based en grafisch ondersteund
Programmeerbare posities	1000+

## Enraf-Nonius

### Bestelgegevens

1552187	Sonopuls 492 NEW - thérapie combinée 2 canaux avec 1 grande tête à ultrason
---------	-----------------------------------------------------------------------------

### Standaard accessoires

1552218	Sponshoes rubberelektrode 6x8cm (set van 4 stuks)
1552256	Multifrequente behandelkop groot voor Sonopuls 190/490/492 (donkergrijs)
1552276	Fixatieband (100 x 3 cm)
1552277	Fixatieband (250 x 3 cm)
1552307	Rubberelektrode 6x8cm, 2mm bus (set van 2 stuks)
1552314	Patiëntenkabel universeel, 2mm steker zwart, met kleurenclips
1552319	Netsnoer 230V met rechte aansluitplug

Arseus Medical NV  
Rijksweg 10, 2880 Bornem  
T. 0800 76 769  
[www.arseus-medical.be](http://www.arseus-medical.be)  
[info@arseus-medical.be](mailto:info@arseus-medical.be)