

# DISPOSITIFS MÉDICAUX 2023

Catalogue de vente



# Les dispositifs MÉDICAUX

Depuis leur création en 1985, les Laboratoires Euromédis, spécialisés dans la fabrication, l'importation et la distribution des dispositifs médicaux à usage unique, sont devenus un des principaux fournisseurs des établissements de santé publics et privés.



## Notre savoir-faire à votre service

**Partenariats**  
Commerciaux privilégiés

**Plateformes logistiques**  
de 20 000 m<sup>2</sup>

- Nord : Neuilly-sous-Clermont (60)
- Sud : Fos-sur-Mer (13)

**Service**  
Après-vente

**Support**  
Marketing

## Nos Partenaires

Les grandes marques associées au savoir-faire d'Euromédis



## SERVICE APRÈS VENTE

**PROCÉDURE DE RÉCLAMATION M.A.D.\***

\*Valable uniquement en France.



Afin de traiter votre demande, il vous suffit de flasher ce QR CODE et de nous retourner le document complété à l'adresse suivante : [sav.mad@euromedis.fr](mailto:sav.mad@euromedis.fr)



### DÉCOUVREZ NOS FICHES COMMERCIALES ET S.A.V. EN FLASHANT LES QR CODES

Il suffit de positionner l'appareil photo de votre smartphone sur le QR code pour être redirigé vers les fiches.



## POUR COMMANDER

### ADRESSE

**Laboratoires Euromédis**  
Z.A. de la Tuilerie  
60290 Neuilly-sous-Clermont  
[contact@euromedis.fr](mailto:contact@euromedis.fr)  
Fax : 03 44 73 57 32  
Tel : 03 44 73 83 60

### CONTACTS

- Responsable des ventes  
[c.grimont@euromedis.fr](mailto:c.grimont@euromedis.fr)
- Responsable commercial secteur nord-est  
[a.faure@euromedis.fr](mailto:a.faure@euromedis.fr)
- Responsable commercial secteur sud-ouest  
[a.ibrahim@euromedis.fr](mailto:a.ibrahim@euromedis.fr)
- Responsable commercial secteur sud-est  
[h.stecki@euromedis.fr](mailto:h.stecki@euromedis.fr)
- Assistante commerciale  
[sylvie.pruvost@euromedis.fr](mailto:sylvie.pruvost@euromedis.fr)

### LÉGENDE DES PICTOGRAMMES



Poids maximum de l'utilisateur



Poids du produit



Grammage du produit



Dimensions du produit



Nombre de rouleaux



Nombre de formats



Graduation



Produit remboursable



Offre volume de 3%



Garantie produit



Grand public


# SOMMAIRE



**Gant**  
Page 6




**Abord parentéral**  
Page 84



**Protection**  
Page 16



**Désinfection**  
Page 94



**Soin**  
Page 22



**Drapage  
Habillage**  
Page 100



**Incontinence**  
Page 40



**Sonde  
Drainage**  
Page 108



**Maintien  
à domicile**  
Page 54



**Oxygénothérapie**  
Page 112



**Diagnostic**  
Page 76



**Plastique  
Cellulose**  
Page 114



**Liste  
pièces détachées**  
Page 118



**Index**  
Page 120





# GAMME GANTS

## Gants non stériles

Doigtier roulé latex - sans poudre .....	12
Euronyl® 240 mm - sans poudre .....	11
Eurotex® 240 mm - sans poudre .....	12
Eurotex® 240 mm - poudré .....	12
Flexiskin® 240 mm - sans poudre .....	11
Gant de nettoyage floqué .....	12
Gant polyéthylène .....	12
Nitrile 240 mm / 300 mm / 400 mm - sans poudre .....	10
Sensisafe® sans latex - sans poudre .....	11
Sensiskin® 240 mm - sans poudre .....	11

## Gants stériles

Euromedis latex 300 mm - poudré .....	15
Euromedis latex 300 mm - sans poudre .....	15
Finessis® Aegis .....	14
Finessis® Corium .....	14
Finessis® Zero .....	14
Gant d'intervention latex bord droit 300 mm - sans poudre .....	15
Gant d'intervention latex bord roulé 300 mm - sans poudre .....	15
Gant d'obstétrie 480 mm - sans poudre .....	15
Microchirurgie Maxitex® Neuro PF 300 mm - sans poudre .....	15
Nuzone® x2 polychloroprène 300 mm - sans poudre .....	14



# Gants non stériles

## RÈGLEMENT (UE) 2016/425 : ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

### NF EN ISO 374-1

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – Partie 1 : Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques. Elle spécifie les exigences relatives aux gants de protection servant à protéger l'utilisateur contre les produits chimiques dangereux et définit les termes à utiliser. Conformément à cette norme, les gants sont classés en 3 catégories : Type A, Type B ou Type C, en fonction de leur niveau de performance à la perméation et du nombre de produits chimiques contre lesquels ils peuvent protéger. Le tableau ci-contre reprend le niveau de performance et le nombre de produits chimiques requis pour chaque catégorie. Ces tests sont effectués conformément à la NF EN 16523-1+A1.

Catégorie	Niveau de performance minimum requis	Nombre de produits chimiques minimum sur les 18 recensés
A	2 (transit time ≥ 30 min.)	6
B	2 (transit time ≥ 30 min.)	3
C	1 (transit time ≥ 10 min.)	1

### Niveaux de performance à la perméation

Temps de passage mesuré (min)	Niveau de performance à la perméation
> 10	1
> 30	2
> 60	3
> 120	4
> 240	5
> 480	6

### Liste des produits chimiques d'essai selon la NF EN ISO 374-1

Lettre code	Produit chimique	Numéro Cas	Classe
A	Methanol	67-56-1	Primary alcohol
B	Acetone	67-64-1	Cetone
C	Acetonitrile	75-05-8	Nitrile compound
D	Dichloromethane	75-09-2	Chlorinated
E	Carbon disulphide	75-15-0	Organic compound containing sulphur
F	Toluene	108-88-3	Aromatic hydrocarbon
G	Diethylamine	109-89-7	Amine
H	Tetrahydrofuran	109-99-9	Heterocyclic ether compound
I	Ethyl acetate	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	141-82-5	Saturated hydrocarbon
K	Sodium hydroxyde 40%	1310-73-2	Inorganic base
L	Sulphuric acid 96 %	7664-93-9	Inorganic oxidant mineral acid
M	Nitric acid 65 %	7697-37-2	Inorganic oxidant mineral acid
N	Acetic acide 99%	64-19-7	Organic acid
O	Ammonia 25%	1336-21-6	Organic base
P	Hydrogen peroxide 30%	7722-84-1	Peroxide
S	Hydrogen fluorure 40%	7664-39-3	Inorganic mineral acid
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldéhyde

### NF EN ISO 374-2

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration. Elle une méthode d'essai pour la détermination de la résistance à la pénétration des gants de protection contre les produits chimiques et/ou micro-organismes dangereux.

### NF EN ISO 374-4

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – Partie 4 : Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques. Elle spécifie la méthode d'essai pour la détermination de la résistance des matériaux des gants de protection à la dégradation par contact continu avec des produits chimiques dangereux.

### NF EN ISO 374-5

Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes – Partie 5 : Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes. Elle spécifie une méthode d'essai permettant de déterminer la résistance à la pénétration des gants qui protègent contre les micro-organismes.

### NF EN ISO 21420

Gants de protection – Exigences générales et méthodes d'essai. Elle définit les exigences générales et les procédures d'essai concernant l'ergonomie et la construction du gant, la résistance des matériaux constitutifs à la pénétration de l'eau, l'innocuité, le confort et l'efficacité, le marquage et l'information fournie par le fabricant applicable à tous les gants de protection.

### NF EN 16523-1+A1

Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques – Partie 1 : Perméation par des produits chimiques liquides potentiellement dangereux dans des conditions de contact continu. Elle spécifie une méthode d'essai pour la détermination de la résistance des matériaux utilisés dans la confection de vêtements de protection, gants et chaussures à la perméation par des produits chimiques liquides potentiellement dangereux, dans des conditions de contact continu.

### Légendes de pictogrammes

Pictogrammes	ISO 374-1/Type A	ISO 374-1/Type B	ISO 374-1/Type C	ISO 374-5:2016	ISO 374-5:2016	PHT	
Marquages	Gant de type A	Gant de type B	Gant de type C	Gants protégeant contre les bactéries et les moisissures	Gants protégeant contre les virus, les bactéries et les moisissures	Absence de phtalate CMR (réglementation REACH)	Adapté au contact alimentaire selon règlements (UE) n°10/2011 et 1935/2004

### Indice de perméation des gants Euromedis

Lettre code	Produit chimique	VINYLE		LATEX		NITRILE				
		EURONYL	SENSISAFE 240 mm	EUROTEX POUDRE	EUROTEX SANS POUDRE	FLEXISKIN	SENSISKIN	240 mm	300 mm	400 mm
J	N HEPTANE					2	6		3	3
K	HYDROXYDE DE NA 40%	6	6	2	0	6	5	5	6	6
L	AC SULFURIQUE 96%						0		0	0
M	ACIDE NITRIQUE 65 %									
N	AC ACETIQUE 99%			1	0			0		
O	AMMONIAQUE 25%						0			
P	PEROXYDE D'HYDROGENE 40%	6		0	0	1	1	1		
S	FLURORURE D'HYDROGENE 40%									
T	FORMALDÉHYDE 37%	5		0	1	5	5	5		
		Type B	Type C*	Type C	Type C*	Type B	Type B	Type C*	Type C*	Type C*

\* Test en cours pour le passage en type B

## RÈGLEMENT (UE) 2017/745 – DISPOSITIFS MÉDICAUX

### NORME NF EN 455-1+A1

Gants médicaux non réutilisables – Partie 1 : Exigences et essais pour la détection de l'absence de trous. Elle spécifie des exigences et indique la méthode d'essai permettant de déterminer l'absence de trous dans les médicaux non réutilisables.

### NORME NF EN 455-2

Gants médicaux non réutilisables – Partie 2 : Exigences et essais pour propriétés physiques. Elle spécifie les exigences et méthodes d'essai relatives aux propriétés physiques des gants médicaux non réutilisables (c'est-à-dire des gants de chirurgie et des gants d'examen et de soins), afin de garantir qu'ils assurent et conservent pendant toute la durée de leur utilisation un niveau de protection suffisant contre toute contamination croisée, à la fois pour le patient et pour l'utilisateur

### NORME NF EN 455-3

Gants médicaux non réutilisables – Partie 3 : Exigences et essais pour évaluation biologique. Elle spécifie les exigences permettant d'évaluer la sécurité biologique des gants médicaux à usage unique. Elle mentionne aussi les exigences d'étiquetage des gants et de diffusion des informations concernant les méthodes d'essai utilisées.

### NORME NF EN 455-4

Gants médicaux non réutilisables – Partie 4 : Exigences et essais relatifs à la détermination de la durée de conservation. Elle les exigences et les méthodes d'essai permettant de déterminer la durée de conservation des gants médicaux non réutilisables ainsi que les exigences relatives à l'étiquetage et à la diffusion des informations concernant les méthodes d'essai utilisées.

Tous les gants d'examen non stériles ont un AQL de 1,5.

### Légendes de pictogrammes

Pictogrammes							
Marquages	Dispositif médical	Usage unique	Ne pas utiliser si emballage endommagé	CE	Notice d'utilisation	Absence de phtalate CMR (réglementation REACH)	Adapté au contact alimentaire selon règlements (UE) n°10/2011 et 1935/2004

	VINYLE	LATEX	NITRILE
	Polychlorure de vinyle, PVC	Latex de caoutchouc naturel, NRL	Caoutchouc nitrile butadiène, NBR
Élastomère	Plastique avec plastifiant	Élastomère naturel	Élastomère synthétique
Base chimique	Polymère thermoplastique à base de chlorure de polyvinyle	Polymère naturel à base de cis-1,4-polyisoprène	Copolymère à base d'acrylonitrile butadiène
Barrière de protection	●●●○	●●●●●●	●●●●●●●●
Robustesse	●●●○	●●●●●●	●●●●●●●●
Elasticité	●●●○	●●●●●●	●●●●●●●●
Résistance à la perforation	●●●○	●●●●●●	●●●●●●●●
Résistance aux produits chimiques	●●●○	●●●●●○	●●●●●●●●
Ajustement et confort	●●●○	●●●●●●	●●●●●●●●
Risques utilisateurs	Faibles car aucune protéine de latex mais présence d'ingrédients chimiques. Idéal pour les personnes sensibles aux allergies.	Liés à la présence de latex, il peut y avoir des réactions immédiates, problèmes respiratoires, démangeaisons, urticaires... Risque d'allergie type I et IV.	Faibles car aucune protéine de latex mais présence d'ingrédients chimiques. Risque d'allergie type IV.
Utilisation	Actes de courtes durées ne comportant ni sang, ni liquides corporels.	Utilisation pour des gestes précis nécessitant de la sensibilité et de la dextérité	Utilisation pour des gestes précis nécessitant de la sensibilité et de la dextérité avec l'avantage d'être moins allergisants et plus résistants aux produits chimiques.

# Gants non stériles



**GANTS NITRILES**

## NITRILE - SANS POUVRE

Gant recommandé aux personnes ne pouvant utiliser des gants latex.



### • Manchette normale - 240 mm

Résistance à de nombreux produits chimiques. (ASTM 6978-05).

Vente au carton - Carton de 10 boîtes de 100. Palette de 54 ctn.

Référence	Description	EAN
127584	Extra small (5/6)	3389360011275
127585	Small (6/7)	3389360001740
127586	Medium (7/8)	3389360001757
127587	Large (8/9)	3389360001764
127588	Extra large (9/10)	3389360001771



### • Manchette longue - 300 mm

Résistance à de nombreux produits chimiques. (ASTM 6978-05).

Vente au carton - Carton de 10 boîtes de 100. Palette de 75 ctn.

Référence	Description	EAN
127575	Small (6/7)	3389360001702
127576	Medium (7/8)	3389360001719
127577	Large (8/9)	3389360001726
127578	Extra large (9/10)	3389360001733



### • Manchette extra longue - 400 mm

Idéal pour le nettoyage des endoscopes et manipulation des agents cytotostatiques.

Vente au carton - Carton de 10 boîtes de 50. Palette de 36 ctn.

Référence	Description	EAN
127545	Small (6/7)	3389360001627
127546	Medium (7/8)	3389360001634
127547	Large (8/9)	3389360001641
127548	Extra large (9/10)	3389360001658




## GANTS VYNILES



### SENSISKIN® 240 MM - SANS POUVRE

Gant souple permettant un toucher de grande sensibilité. Utilisation pour les décontaminations, nettoyage et pour manipulation d'agents cytotostatiques (très haute résistance aux solvants). Certifié de catégorie III. (ASTM 6978-05).



### • Bleu violet


Vente au carton - Carton de 10 boîtes de 100. Palette de 66 ctn.

Référence	Description	EAN
127550	Extra small (5/6)	3389360011312
127551	Small (6/7)	3389360011329
127552	Medium (7/8)	3389360011336
127553	Large (8/9)	3389360011343
127554	Extra large (9/10)	3389360011350



### FLEXISKIN® 240 MM SANS POUVRE

Gant souple permettant un toucher de grande sensibilité et un grand confort. Utilisation pour les décontaminations, nettoyage et pour manipulation d'agents cytotostatiques (très haute résistance aux solvants). Certifié de catégorie III. (ASTM 6978-05).



Vente au carton - Carton de 10 boîtes de 100. Palette de 66 ctn.

Référence	Description	EAN
127595	Extra small (5/6)	3389360016256
127596	Small (6/7)	3389360016263
127597	Medium (7/8)	3389360016270
127598	Large (8/9)	3389360016287
127599	Extra large (9/10)	3389360016294



## FOCUS SUR

### LES EURONYL® 240 MM SANS POUVRE



Gant vinyle, ambidextre. Gant de haute qualité répondant aux demandes exigeantes.

Précautions d'emploi : Il n'est pas recommandé de mettre les gants vinyles sans poudre ou poudrés en contact avec les produits alimentaires contenant des huiles et/ou des graisses.



Vente au carton - Carton de 10 boîtes de 100. Palette de 72 ctn.

Référence	Description	EAN
107119PM	Extra small (5/6)	3389360009180
107115PM	Small (6/7)	3389360009197
107116PM	Medium (7/8)	3389360009203
107117PM	Large (8/9)	3389360009210
107118PM	Extra large (9/10)	3389360009227

### • Noir


Vente au carton - Carton de 10 boîtes de 100. Palette de 66 ctn.

Référence	Description	EAN
127560	Small (6/7)	3389360017864
127561	Medium (7/8)	3389360017871
127562	Large (8/9)	3389360017888
127563	Extra large (9/10)	3389360017895



### SENSISAFE® 240 MM SANS LATEX SANS POUVRE

Véritable seconde peau alliant souplesse et élasticité permettant une parfaite adaptation aux mains. Précautions d'emploi : Il n'est pas recommandé de mettre les gants vinyles sans poudre ou poudrés en contact avec les produits alimentaires contenant des huiles et/ou des graisses.



Vente au carton - Carton de 10 boîtes de 100. Palette de 72 ctn.

Référence	Description	EAN
107610A	Extra small (5/6)	3389360002044
107611A	Small (6/7)	3389360002051
107612A	Medium (7/8)	3389360002068
107613A	Large (8/9)	3389360002075
107614A	Extra large (9/10)	3389360002082



# Gants non stériles

GANTS  
LATEX



## EUROTEX® 240 MM - SANS POUVRE

Gant conçu pour les utilisateurs ayant besoin de sensibilité.

Précautions d'emploi : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant provoquer des réactions allergiques voire même des chocs anaphylactiques



Vente au carton - Carton de 10 boîtes de 100, Palette de 54 ctn.

Référence	Description	EAN
127510NF	Extra small (5/6)	3389360006080
127511NF	Small (6/7)	3389360006066
127512NF	Medium (7/8)	3389360006059
127513NF	Large (8/9)	3389360006042
127514NF	Extra large (9/10)	3389360006073

## EUROTEX® 240 MM - POUVRE

Standard incontournable de notre gamme latex. Pré-poudré à l'amidon de maïs. Ambidextre.

Précautions d'emploi : Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant provoquer des réactions allergiques voire même des chocs anaphylactiques



Vente au carton - Carton de 10 boîtes de 100, Palette de 54 ctn.

Référence	Description	EAN
127308	Extra small (5/6)	3389360001450
127300	Small (6/7)	3389360001429
127301	Medium (7/8)	3389360001436
127302	Large (8/9)	3389360001443
127309	Extra large (9/10)	3389360001467



## GANT POLYÉTHYLÈNE

Gant en plastique transparent ambidextre. Bonne sensibilité tactile. Utilisé dans les collectivités pour l'hygiène et le nettoyage. Taille standard.

Vente au sachet - Carton de 100 sachets de 50, Palette de 42 ctn.

Référence	Description	EAN
106103	Blanc, 500 mm	3389360004895

Vente au sachet - Carton de 50 sachets de 50, Palette de 25 ctn.

Référence	Description	EAN
130100	Orange, Spécial vétérinaire, 900 mm	3389360005946



## DOIGTIER ROULÉ LATEX SANS POUVRE

Ce doigtier en pur latex est également apprécié en milieu industriel. Excellente sensibilité tactile.

Vente au sachet - Carton de 150 sachets de 100.

Référence	Description	EAN
108100A	Medium N°3	4051642002842
108102A	Large N°4	4051642002859

Vente au sachet - Carton de 300 sachets de 100.

Référence	Description	EAN
108103	Extra large N°5	4051642150383



## GANT DE NETTOYAGE FLOQUÉ

Gant en PVC blanc. Parfaitement adapté à de nombreuses utilisations industrielles. 300 mm. Manchette longue. En pochette individuelle non stérile.

Vente au sachet - Carton de 20 sachets de 10 paires.

Référence	Description	EAN
107711	Small (6/7)	3389360007780
107712	Medium (7/8)	3389360007797
107713	Large (8/9)	3389360007803
107714	Extra large (9/10)	3389360007810

# Gants stériles

## LA GAMME GANT DE CHIRURGIE

Le partenariat exclusif avec la société ADVENTA HEALTH nous permet de vous proposer une gamme complète de gants de chirurgie avec un éventail de produits alliant haute technicité, confort et protection des utilisateurs.

- Confort et sécurité
- Double gantage facilité grâce à la technologie polymère multicouche
- Technologie Suregrip® pour assurer une parfaite préhension

	PRÉCONISATION D'UTILISATION	MATIÈRE	ÉPAISSEUR	COULEUR	POUDRE	AQL
EUROMEDIS						
GANT LATEX EUROMEDIS POUVRE	Chirurgie générale	Latex naturel	0,20 MM	Crème	OUI	1,5
GANT LATEX EUROMEDIS NON POUVRE			0,22 MM		NON	
ADVENTA HEALTH						
MAXITEX® NEURO	Microchirurgie	Latex naturel	0,19 MM	Marron	NON	1,5
MAXITEX® UG	Microchirurgie ou sous gant	Latex naturel	0,17 MM	Vert		
NUZONE®	Chirurgie générale	Neoprène	0,25 MM	Marron		
FINESSIS® ZERO			Flexylon®	0,22 MM	Blanc	
FINESSIS® CORIUM	Microchirurgie ou sous gant	Flexylon®		0,19 MM	Vert	0,1
FINESSIS® AEGIS (EX G VIR)	Chirurgie à risque et aseptique		0,34 MM	Vert et blanc		

## GAMME FINESSIS® EUROMEDIS

Le Flexylon®, matériau révolutionnaire, permet d'obtenir des gants aux niveaux d'étanchéité et de protection inégalés.

La mise en œuvre de ce matériau permet d'obtenir des films d'une très grande qualité offrant :

- une meilleure étanchéité avec absence de porosité permettant de garantir des niveaux d'assurance qualité (AQL) de 0.1 au lieu de 1.5.
- un effet barrière incomparable
- l'absence d'accélérateurs de vulcanisation et de réticulation apportent une réponse aux allergies « type I » (latex) et « type IV » (accélérateurs).
- un grand confort d'utilisation et une faible pression sur la peau car le matériau épouse parfaitement la main

## AEGIS

En cas de chirurgie à haut risque ou aseptique. La technologie G VIR acquise par notre partenaire Adventa Health puis améliorée par l'utilisation du Flexylon® permet de limiter l'épaisseur du gant.

Grâce à la combinaison de l'effet barrière et d'agents désinfectants présents entre les deux couches d'élastomère, le gant AEGIS assure une protection et une sécurité supplémentaire aux utilisateurs confrontés à un AES\* en présence d'agents bactériens ou viraux connus.

\*AES : Accident d'exposition au sang.

## TRAITEMENT POLYMER COATED

Le traitement polymer coated des gants permet d'éviter les réactions secondaires dues à une trop importante chlorination, il améliore la glisse et l'enfilage.

# Gants stériles



## FINESSIS® ZERO

Gant de chirurgie synthétique sans latex et sans accélérateurs. Fabriqué dans un matériau synthétique : le Flexylon®. Élastomère de synthèse à haute performance offrant un niveau d'étanchéité et une barrière de protection inégalée. Technologie de fabrication permettant de réaliser des films d'une très grande qualité. Pas de porosité intrinsèque du matériau. AQL = 0,1. Pas d'accélérateurs de vulcanisation ni autres résidus chimiques. Grand confort d'utilisation grâce à la forme anatomique et la faible pression sur la peau. Manchette bord roulé anti enroulement. Coloris : blanc.

Vente à la boîte - Carton de 4 boîtes de 50 paires. Palette de 27 ctn.

Référence	Description	EAN
114907G	Taille 5 1/2	9555076112290
114900G	Taille 6	9555076112306
114901G	Taille 6 1/2	9555076112313
114902G	Taille 7	9555076112320
114903G	Taille 7 1/2	9555076112337
114904G	Taille 8	9555076112344
114905G	Taille 8 1/2	9555076112351
114906G	Taille 9	9555076112368



## FINESSIS® AEGIS

Gant de chirurgie synthétique en Flexylon®, sans latex et sans accélérateurs incluant un liquide désinfectant séquestré à l'intérieur du gant dans sa couche centrale. Aucun contact entre le désinfectant et la peau ou/et le patient dans les conditions normales d'utilisation. La solution antiseptique n'est libérée qu'en cas de rupture du gant, seulement à l'endroit de la rupture et uniquement de la quantité présente à cet endroit. Diminution de la charge virale (virus enveloppés) transmise en cas d'accident percutané. Coloris : vert et blanc.

Vente à la boîte - Carton de 4 boîtes de 40 paires. Palette de 30 ctn.

Référence	Description	EAN
114920	Taille 6	9555076100426
114921	Taille 6 1/2	9555076100488
114922	Taille 7	9555076100495
114923	Taille 7 1/2	9555076100556
114924	Taille 8	9555076100563
114925	Taille 8 1/2	9555076100624



## FINESSIS® CORIUM

Gant de chirurgie synthétique sans latex et sans accélérateurs. Fabriqué dans un matériau synthétique : le Flexylon®. Corium est principalement destiné à être utilisé en sous-gant. Le sur-gantage est très aisé, avec tout type de gant externe. Élastomère de synthèse offrant un niveau d'étanchéité et une barrière de protection inégalée. Pas de porosité intrinsèque du matériau. AQL = 0,1. Sans accélérateurs de vulcanisation ni autres résidus chimiques. Grand confort d'utilisation grâce à la forme anatomique. Manchette bord roulé anti enroulement. Coloris : vert.

Vente à la boîte - Carton de 4 boîtes de 50 paires. Palette de 30 ctn.

Référence	Description	EAN
114910	Taille 6	9555076103182
114911	Taille 6 1/2	9555076103199
114912	Taille 7	9555076103205
114913	Taille 7 1/2	9555076103212
114914	Taille 8	9555076103229
114915	Taille 8 1/2	9555076103236
114916	Taille 9	9555076103243



## NUZONE® X2 POLYCHLOROPRÈNE SANS Poudre 300 MM

Gant synthétique de chirurgie en néoprène. Recommandé pour la chirurgie orthopédique, cardio-thoracique et générale. Couleur ambrée pour minimiser les reflets de l'éclairage opératoire. Emballage film PE/film PE. Manchette bord roulé anti-enroulement.

Vente à la boîte - Carton de 4 boîtes de 50 paires. Palette de 30 ctn.

Référence	Description	EAN
114140	Taille 5 1/2	9555076110326
114141	Taille 6	9555076110333
114142	Taille 6 1/2	9555076110340
114143	Taille 7	9555076110357
114144	Taille 7 1/2	9555076110364
114145	Taille 8	9555076110371
114146	Taille 8 1/2	9555076110388
114147	Taille 9	9555076110395



## GANT D'INTERVENTION LATEX BORD ROULÉ 300 MM - SANS Poudre

Gantage facilité. Confort et sécurité. Polymère coated.

Vente à la boîte - Carton de 4 boîtes de 50 paires. Palette de 42 ctn.

Référence	Description	EAN
114200P	Taille 6	3389360015303
114201P	Taille 6 1/2	3389360015310
114202P	Taille 7	3389360015327
114203P	Taille 7 1/2	3389360015334
114204P	Taille 8	3389360015341
114205P	Taille 8 1/2	3389360015358
114206P	Taille 9	3389360015365



## EUROMEDIS LATEX 300 MM SANS Poudre

Gant premium en latex sans poudre recommandé pour tout type de chirurgie. Emballage film PE/film PE. Manchette à bord roulé anti-enroulement.

Vente à la boîte - Carton de 4 boîtes de 50 paires. Palette de 36 ctn.

Référence	Description	EAN
114157	Taille 5 1/2	3389360014184
114150	Taille 6	3389360013279
114151	Taille 6 1/2	3389360013286
114152	Taille 7	3389360013293
114153	Taille 7 1/2	3389360013309
114154	Taille 8	3389360013316
114155	Taille 8 1/2	3389360013323
114156	Taille 9	3389360013330



## GANT D'INTERVENTION LATEX BORD DROIT 300 MM - SANS Poudre

Gant anatomique stérile. Le traitement « Polymer Coated » améliore la glisse et l'enfilage du gant non poudré. Surface faiblement rugueuse. Manchette longue. Double emballage par paire.

Vente à la boîte - Carton de 6 boîtes de 50 paires. Palette de 24 ctn.

Référence	Description	EAN
127270P	Taille 6	3389360007889
127271P	Taille 6 1/2	3389360007896
127272P	Taille 7	3389360007902
127273P	Taille 7 1/2	3389360007919
127274P	Taille 8	3389360007926
127275P	Taille 8 1/2	3389360007933
127276P	Taille 9	3389360007940



## EUROMEDIS LATEX 300 MM - Poudre

Gant de chirurgie latex poudré. Poudre d'amidon produite à partir de maïs non génétiquement modifié. Recommandé pour tout type de chirurgie. Emballage film PE/film PE. Manchette bord roulé anti-enroulement.

Vente à la boîte - Carton de 4 boîtes de 50 paires. Palette de 36 ctn.

Référence	Description	EAN
114100	Taille 6	33893600013897
114101	Taille 6 1/2	33893600013903
114102	Taille 7	33893600013910
114103	Taille 7 1/2	33893600013927
114104	Taille 8	33893600013934
114105	Taille 8 1/2	33893600013941
114106	Taille 9	33893600013958



## GANT D'OBSTÉTRIE 480 MM - SANS Poudre

Spécifiquement recommandé aux gestes d'obstétrique et doté d'une manchette extra longue, ce gant offre un pouvoir important de protection. Anatomique.

Vente à la boîte - Carton de 4 boîtes de 50 paires. Palette de 18 ctn.

Référence	Description	EAN
216122	Taille 6 1/2	18906002541222
216124	Taille 7 1/2	18906002541246
216126	Taille 8 1/2	18906002541260



## MICROCHIRURGIE MAXITEX® NEURO PF 300 MM - SANS Poudre

Gant développé spécifiquement pour les procédures de microchirurgies comme l'ophtalmologie, chirurgie de la main, chirurgie plastique/reconstructive... 15 % plus fin qu'un gant de chirurgie générale. Couleur ambrée pour minimiser les reflets de l'éclairage opératoire. Emballage film PE/film PE. Manchette bord roulé anti-enroulement.

Vente à la boîte - Carton de 4 boîtes de 50 paires. Palette de 30 ctn.

Référence	Description	EAN
114130	Taille 5 1/2	9555076107937
114131	Taille 6	9555076107944
114132	Taille 6 1/2	9555076107951
114133	Taille 7	9555076107968
114134	Taille 7 1/2	9555076107975
114135	Taille 8	9555076107982
114136	Taille 8 1/2	9555076107999
114137	Taille 9	9555076108006





# GAMME PROTECTION

Blouse .....	20
Bonnet de chirurgien .....	19
Bonnet universel .....	19
Casquette à visière .....	19
Calot plat en papier .....	19
Charlotte clip .....	19
Charlotte ronde en non-tissé .....	19
Compact roll .....	21
Couvre-chaussure .....	18
Drap de transfert .....	21
Drap d'examen plastifié imperméable bleu .....	21
E-roll .....	21
Masque 2 plis .....	18
Masque 3 plis - Type II et type IIR .....	18
Masque FFP2 type bec de canard .....	18
Manchette de protection .....	19
Tablier en polyéthylène .....	20

SE PROTÉGER, PROTÉGER LES PATIENTS EST NOTRE PRIORITÉ. EUROMEDIS A DÉVELOPPÉ UNE GAMME COMPLÈTE D'ÉLÉMENTS DE PROTECTION DESTINÉE À CHAQUE PERSONNE ET À CHAQUE SITUATION.

**Protection de la tête**  
Casquette à visière, charlotte corde en non-tissé, charlotte clip, calot plat en papier, cagoule ou bonnet de chirurgien, bonnet universel

**Protection orale et respiratoire**  
Masque 2, 3 plis, masque plié FFP2

**Protection du corps**  
Blouse visiteur, blouse de laboratoire, tablier en polyéthylène, bavoir

**Protection des bras**  
Manchette de protection

**Protection des mains**  
Gant de chirurgie, gant non stérile, gant stérile

**Protection des chaussures**  
Couvre-chaussure



### LES MASQUES 3 PLIS TYPE II ET IIR



Masque facial médical jetable avec barre nasale. Non stérile. Taille adulte.  
Efficacité de la filtration bactérienne :  $\geq 98\%$ .  
Type II R : résistant aux projections de liquides.

Vente à la boîte - Carton de 40 boîtes de 50 masques.

Référence	Description	EAN
161320	Type II	6974782830381
161321	Type IIR	6974782830503



#### MASQUE DE PROTECTION

Nos masques offrent une protection et répondent aux exigences de la norme NF EN 14683\*

Ils sont adaptés aux blocs opératoires et à une longue utilisation en salles propres. Ils s'adaptent au visage pour prévenir toute fuite. Respirabilité et douceur.

Filtration  $\geq 98\%$ .

\* NF EN 14683 : La norme classe les masques en 4 catégories dont le Type II qui offre une filtration avec un seuil  $> 98\%$ .

FABRIQUÉ EN FRANCE



#### MASQUE FFP2 TYPE BEC DE CANARD

Demi-masque, à usage unique, non stérile. Respiration optimale, adaptabilité à la morphologie du visage.

Vente à la boîte - Carton de 37 boîtes de 40 masques.

Référence	Description	EAN
01010183	Masque FFP2	



#### MASQUE 2 PLIS

Masque de soins, couleur blanche, en non-tissé avec barrette nasale incorporée. Fixation élastique à bord large.

Vente au carton - Boîte de 100 - Carton de 20.

Référence	Description	EAN
161101	Masque 2 plis	3389360005052

#### COUVRE-CHAUSSURE

Couvre-chaussure, de taille unique, en polyéthylène ou non-tissé avec ou sans antidérapant. Répond aux besoins des utilisateurs en milieu industriel, en salle blanche ou en milieu hospitalier. Les variantes en polyéthylène (CPE) ou en non-tissé de 35 à 45 g/m<sup>2</sup> avec ou sans antidérapant constituent un large choix. La présence d'un élastique à la cheville, assure à chacun de ces produits, un bon maintien.

Vente au carton - Carton de 400.

Référence	Description	EAN
161548	Blanche avec semelle antidérapante imperméable	3389360014733

Vente au carton - Sachet de 100 - Carton de 50.

Référence	Description	EAN
161104	Bleu 14 x 35 cm CPE	3389360005960

Vente au carton - Boîte de 100 - Carton de 10.

Référence	Description	EAN
161540	En non-tissé, blanc cousues - 40 g/m <sup>2</sup>	3389360004833



1



#### CALOT PLAT EN PAPIER

Adapté aux utilisateurs en milieu hospitalier ou industriel. En papier blanc, avec liseret bleu pour l'agroralimentaire, 80 g/m<sup>2</sup>, réglable avec fond perforé.

1 Vente au carton.

Référence	Description	EAN
161153	Boîte/100. Carton/1000.	3389360019202
161154	Boîte/100. Carton/1000.	3389360019219

2 Vente au carton.

Référence	Description	EAN
161125	Blanche - Sachet/100. Carton/1000.	3389360005687
161126	Bleu - Sachet/100. Carton/1000.	3389360005694

2



#### CHARLOTTE RONDE EN NON-TISSE

Sa forme ronde avec élastique souple non traumatisant. Grammage : 14 g/m<sup>2</sup>.

3



#### BONNET DE CHIRURGIEN

Bonnet 25 g/m<sup>2</sup>. Bleu.

3 Vente au carton.

Référence	Description	EAN
161151J	Sachet/100. Carton/1000.	3389360010100

4



#### BONNET UNIVERSEL

Bonnet en non-tissé polypropylène de 42 g/m<sup>2</sup>. Perméable à l'air et bon pouvoir couvrant de la tête. Il répond aux besoins d'hygiène hospitalière en milieu chirurgical. Coloris : bleu ou vert. Diamètre 56,5 cm.

4 Vente au carton.

Référence	Description	EAN
161151	Bleu - Boîte/100. Carton/500.	3389360015884
161152	Vert - Boîte/100. Carton/500.	3389360015891



#### CASQUETTE À VISIÈRE

Casquette blanche à visière avec ou sans résille en non-tissé. En polypropylène 50 g/m<sup>2</sup>, avec visière de protection de 80 g/m<sup>2</sup>. Le grammage de la résille est de 16 g/m<sup>2</sup>.

Vente au carton - Boîte de 50 - Carton de 500.

Référence	Description	EAN
161131	Sans résille	3389360012630
161132	Avec résille	3389360010407



#### CHARLOTTE CLIP

Pour une protection de la tête et des cheveux. Confection réalisée avec clip double élastique. Grammage : 14 g/m<sup>2</sup>. Facile à manipuler. Pliage par compression. Taille unique.

Vente au carton - Boîte de 250 - Carton de 1000.

Référence	Description	EAN
161130	Blanche	3389360005717



#### MANCHETTE DE PROTECTION

Assure la protection des avant-bras en milieu industriel agro-alimentaire. Épaisseur de 20 µm. Manchette en PE. Dimensions : 220 x 440 mm. Parfaitement étanche grâce aux élastiques aux deux extrémités.

Vente au carton - Sachet de 100 - Carton de 2000.

Référence	Description	EAN
161119	Opaque blanche	3389360012623
161161	Bleue	3389360012647

# Protection



## BLOUSE

Blouse visiteur en non tissé 25 g/m<sup>2</sup> en polypropylène, fermée à la ceinture et à l'encolure, avec poignets élastiques. Conçue pour la protection des visiteurs hospitaliers. 110 x 130 cm.

Vente au carton - Carton de 100.

Référence	Description
161265/100	Blanche - 25 g/m <sup>2</sup> - Carton de 100
161266/100	Bleu - 25 g/m <sup>2</sup> - Carton de 100



## TABLIER EN POLYÉTHYLÈNE

Tablier en polyéthylène destiné à une bonne protection, tant dans le domaine médical qu'industriel. Épaisseur de 25 µm. Dimensions : 125 cm à 140 cm.

Vente au carton - Sachet de 100 - Carton de 1000.

Référence	Description	EAN
161103A	Blanc opaque 125 cm	3389360005373
161105	Blanc opaque 140 cm	3389360005366
161106	Bleu opaque 125 cm	3389360005359



# FOCUS SUR

## LE DRAP D'EXAMEN PLASTIFIÉ IMPERMÉABLE BLEU



Super absorbant 28 g + 14 g, face polyéthylène. Rouleau de 50 ou 75 cm de large. Prédécoupé tous les 38 cm (180 formats), 114 cm (60 formats), 192 cm (40 formats).

Vente au carton - carton de 6 rlx.

Référence	Description	EAN
121300	180 formats 50 x 38 cm. Palette/36 ctn.	3389360007018
121301	60 formats 50 x 114 cm. Palette/36 ctn.	3389360007001
121321	40 Formats 75 x 192 cm. Palette/25 ctn.	3389360020086



Formats 300  
Rouleaux 6  
Dimensions 50 x 35 cm  
g/m<sup>2</sup> 2 x 18

### 1 COMPACT ROLL

Deux fois plus long qu'un rouleau de draps traditionnel. Il permet des économies directes d'emballage (plastique, carton et mandrin) et facilite le stockage. En utilisant le Compact Roll vous participez directement au développement durable. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 35 cm.



### 2 DRAP DE TRANSFERT

Drap de transfert en non-tissé polypropylène. Dimensions : 150 x 217 cm Grammage : 70 g/m<sup>2</sup>.



Formats 300  
Rouleaux 6  
Dimensions 50 x 35 cm  
g/m<sup>2</sup> 2 x 18

### 3 E-ROLL COMPACT

Deux fois plus long qu'un rouleau traditionnel. Il permet des économies directes d'emballage (plastique, carton et mandrin) et facilite le stockage. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 30 cm.



Formats 135  
Rouleaux 9  
Dimensions 50 x 35 cm  
g/m<sup>2</sup> 2 x 18

### 4 E-ROLL GAUFRÉ

2 plis micro-gaufré collé, très résistant. Pure cellulose doux.



Formats 150  
Rouleaux 12  
Dimensions 50 x 38 cm  
g/m<sup>2</sup> 2 x 18

### 5 E-ROLL PREMIUM

En pure ouate de cellulose extra forte. Extra-blanc. Résistant et absorbant.



Formats 150  
Rouleaux 12  
Dimensions 50 x 30 cm  
g/m<sup>2</sup> 2 x 18

### 6 E-ROLL CLASSIC 150

Résistant et idéal pour le confort pure ouate de cellulose fibre longue, 2 plis. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 30 cm.



Formats 135  
Rouleaux 9  
Dimensions 50 x 35 cm  
g/m<sup>2</sup> 2 x 18

### 7 E-ROLL CLASSIC 135

Confort et résistance pure ouate de cellulose fibre longue, 2 plis. Largeur 50 cm. Prédécoupé tous les 35 cm.



Formats 150  
Rouleaux 12  
Dimensions 50 x 38 cm  
g/m<sup>2</sup> 2 x 18


### 8 E-ROLL ECO

Ouaté blanc (2 x 18 g), mixte et résistant, largeur 50 cm, longueur d'un format 38 cm.

Vente au carton.

	Référence	Description	EAN
1	221253	Compact roll - Carton/6 rlx. Palette/32 ctn.	3389360017789
2	164120	Drap de transfert - Carton/50. Palette/20 ctn.	3389360011084
3	221254	E-roll compact - Carton/6 rlx. Palette/24 ctn.	3389360019196
4	121252	E-roll gaufré Carton/9 rlx. Palette/24 ctn.	3389360013569

	Référence	Description	EAN
5	221250	E-roll premium Carton/12 rlx. Palette/24 ctn.	3389360019035
6	121256	E-roll classic 150 Carton/12 rlx. Palette/32 ctn.	3389360017772
7	121254	E-roll classic 135 Carton/9 rlx. Palette/42 ctn.	3389360017765
8	121250M	E-roll eco Carton/12 rlx. Palette/32 ctn.	3389360007025



# GAMME SOIN

## Sets et instruments

Cupule stérile .....	29
Curette dermatologique stérile .....	30
Gamme Euroset® .....	27
Instrument satellite stérile métal .....	30
Instrument satellite stérile plastique .....	29
Punch à biopsie stérile .....	30
Set d'ablation de fils .....	28
Set de pansement .....	25-27
Set de suture .....	28

## Pansement

Décolle-adhésif .....	33
Gamme Anapore® .....	33
Gamme Europlaie® .....	32
Gamme Eurovit® .....	32
Méditulle® .....	32
Pansement .....	33

## Bandes et filets

Bandage tubulaire .....	35
Bande de contention cohésive .....	34
Bande de crêpe .....	34
Bande de gaze extensible .....	34
Ceinture abdominale .....	35
Eurofix® .....	34
Filet tubulaire .....	35
Singlefix® .....	34

## Compresse et coton

Boule de gaze ou non-tissé non stérile .....	39
Boule de gaze ou non-tissé stérile .....	39
Compresse de gaze ou non-tissé non stérile .....	38
Compresse de gaze ou non-tissé stérile .....	37-38
Compresse oculaire stérile .....	38
Compresse ORX pour laparotomie .....	38
Coton .....	39



# Sets et instruments

ij

## AVANTAGE DES SETS

Découvrez nos sets  
Pansement, suture, perfusion, pharmacie, cupule

- Rapidité de mise en œuvre
- Respect des règles d'aseptie
- Stérilité garantie
- Utilisation des emballages comme soutien au geste médical
- Économique (quantité et type de composants étudiés), pas de gaspillage
- Gain de temps, prêt à l'emploi, usage unique

## GARANTIE EUROMEDIS


- Son expertise acquise au long des années
- Une large gamme à votre disposition
- Une réponse adaptée à vos besoins spécifiques



Set pharmacie




Set suture/ablation



Instrumentation

Set de pansement pour pose de perfusion



Set pansement



ij

## SET DE PANSEMENT

Présentés en blister rigide 2, 3, 4 alvéoles ou en sachet pelable. Avec ou sans étiquettes de traçabilité.

Différents composants :

- Champ de soin absorbant imperméable
- Pince anatomique en plastique à bouts mousses ou fins (bleue, verte ou rouge)
- Pince Kocher en plastique
- Tampons de gaze ou en non-tissé Ø 3 cm
- Compresses en non-tissé ou de gaze
- Essuie-mains en non-tissé 20 x 20 cm
- Gant Vilain (poubelle)




## SET DE PANSEMENT SANS CHAMP

\* Composant arrivant en 1<sup>er</sup> à l'ouverture du blister.

Vente au carton - Carton de 50.

Avec 1 pince anatomique et 1 pince Kocher	Référence		
	174965	C10102K	D1500K
Blister rigide 3 alvéoles	1	1	
Blister rigide 4 alvéoles			1
Pince anatomique verte mousse	1	1	1
Pince anatomique verte fine			
Pince kocher bleue 14 cm	1*	1*	1*
Compresse non-tissé 7,5 x 7,5 cm	5	10	
Tampon non tissé Ø3 cm (prune)			5
EAN	3389360013484	3389360015518	3389360015525



Vente au carton - Carton de 50.

Avec pince anatomique	Référence	
	174966	F1500
Blister rigide 2 alvéoles	1	
Blister rigide 4 alvéoles		1
Pince anatomique bleue mousse	1*	1*
Pince anatomique verte mousse	1	
Tampon non tissé Ø3 cm (prune)		5
Tampon gaze Ø3 cm (prune)	3	
EAN	3389360012913	3389360015532

# Sets et instruments



## SET DE PANSEMENT AVEC CHAMP, PINCE KOCHER ET PINCE ANATOMIQUE

\* Composant arrivant en 1er à l'ouverture du blister.

Vente au carton - Carton de 50

Avec 1 pince anatomique	Référence							
	CD1552K	CD1552K-1	CD1552K-4	174942	CD1552K-3	174944	174937	CD11000K
Blister rigide 4 alvéoles	1	1	1	1	1	1	1	1
Champ imperméable 38 x 45 cm	1	1*	1	1	1	1*	1	1*
Pince anatomique verte mousse		1	1		1			1
Pince anatomique verte fine	1			1		1	1	
Pince kocher bleue 14 cm	1*	1	1*	1*	1*		1*	1
Compresse non-tissé 7,5 x 7,5 cm	5	5	5	5	5	5		
Compresse gaze 7,5 x 7,5 cm							5	
Tampon non tissé Ø3 cm (prune)	5	5	5					10
Tampon gaze Ø3 cm (prune)				5	5	5	6	
Etiquette de traçabilité		2	2	2				
EAN	3389360015129	3389360015440	3389360015471	3389360013491	3389360015464	3389360013989	3389360014139	3389360015433



## SET DE PANSEMENT AVEC CHAMP ET DEUX PINCES ANATOMIQUES

\* Composant arrivant en 1er à l'ouverture du blister.

Vente au carton - Carton de 50.

Avec 2 pinces anatomiques	Référence								
	CD2552K	CD2652K	174940	174943	CD2600-1	CB2800	174939	CD2522	CB2555
Blister rigide 3 alvéoles			1						
Blister rigide 4 alvéoles	1	1		1	1	1	1	1	1
Champ imperméable 38 x 45 cm	1*	1	1*	1*	1	1	1*	1	1
Pince anatomique bleue mousse		1*			1*				1*
Pince anatomique verte mousse	1	1							1
Pince anatomique bleue fine	1		1	1		1*	1	1*	
Pince anatomique verte fine			1	1	1	1	1	1	
Pince kocher bleue 14 cm	1	1							
Compresse non-tissé 7,5 x 7,5 cm	5	5						2	5
Tampon non tissé Ø3cm (prune)		6			6	8		5	5
Tampon gaze Ø3 cm (prune)	5		5	6			8		
Essuie-mains 20 x 20 cm							1		
Gant Vilain									
EAN	3389360015501	3389360013507	3389360014191		3389360013835	3389360013514	3389360015136	3389360014900	



LPP



## EUROSET® PHARMACIE

Set post-opératoire pour plaie suturée non infectée : en boîte pour 3 soins pour le nettoyage, la désinfection, le recouvrement des plaies, en post-opératoires.

174973 Petit // 174974 Moyen // 174975 Grand

Vente au carton - Boîte de 3 - Carton de 2.

	Référence		
	174973	174974	174975
Notice d'utilisation	1	1	1
Coupe-fils stérile	1	1	1
Sac collecteur de déchets	3	3	3
Pansement adhésif stérile avec compresse	8 x 10 cm	9 x 15 cm	10 x 25 cm
Film adhésif semi-perméable stérile	10 x 12 cm	15 x 20 cm	15 x 30 cm
<b>3 Blisters rigides contenant chacun</b>			
Compresse en non-tissé 10 x 10 cm	5	5	10
Pince anatomique plastique	2	2	2
Champ absorbant imperméable 30 x 45 cm	1	1	1
EAN	3389360012876	3389360009258	3389360012883
LPP	6355951	6355968	6355974

LPP



## EUROSET® STANDARD

Set standard plaies chroniques : en boîte pour 5 soins pour le nettoyage, la désinfection et le recouvrement des plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine.

Vente au carton - Boîte de 5 - Carton de 2.

	Référence	
	173000	
Notice d'utilisation	1	
Sac collecteur de déchets	5	
Film adhésif transparent semi-perméable 100 x 150 mm	5	
<b>5 Blisters rigides contenant chacun</b>		
Champ imperméable 30 x 45 cm	1	
Paire de ciseaux pointus métal	1	
Pince anatomique à bouts mousses	1	
Pince anatomique à bouts fins	1	
Compresse en non-tissé 10x10 cm	10	
EAN	3389360018755	
LPP	6356940	



Vente au carton.

Avec 2 champs	Référence					
	174478	174688	174420	174689	CS0052GN	CD1552KNGW
Sachet pelable	1	1	1	1	1	
Blister rigide						1
Sac à déchet DASRI	1					1
Champ enveloppant 45x75 cm	1					
Champ enveloppant 60x50 cm		1		1		
Essuie-mains 30x40 cm	1					
Charlotte à clip - élastique	1					
Masque HF	2	1				
Champ imperméable 38x45 cm fenêtre - pré-fendu	1					
Champ imperméable 38x45 cm		1		1		1
Gant nitrile - T7/8	2	2			2	2
Compresse non-tissé 7,5x7,5 cm	10	5	5	10	5	5
Bandelette adhésive double	2					
Seringue 20ml LL	1	1				
Seringue 10 ml LL			1			
Aiguille 18 G x 1 1/2	1	1	1			
Tampon non tissé Ø3 cm						5
Pince kocher plastique bleue						1
Pince anatomique verte						1
EAN	3389360017253	3389360016744	3389360016768	3389360016751	3389360016324	3389360016317
Conditionnement	Carton de 50	Carton de 30	Carton de 30	Carton de 30	Carton de 50	Carton de 50

## SET DE PANSEMENT POUR PERFUSSION À DOMICILE

Adapté aux plateaux techniques en hospitalisation à domicile. Ces sets ont été conçus pour assurer les actes de perfusion, par voie centrale ou par voie périphérique et la réalisation ou réfection des pansements. Complètes, ils répondent aux besoins des infirmières.

# Sets et instruments

## SET DE SUTURE

Présentation en blister rigide 4 alvéoles, 1 alvéole dédiée aux compresses et 2 étiquettes de traçabilité repositionnables.

\* Composant arrivant en 1er à l'ouverture du blister.



Vente au carton - Carton de 50.

	Référence	
	174647	174648
Avec 1 champ patient		
Blister rigide 4 alvéoles	1	1
Champ fenêtré adhésif 50 x 50 cm	1*	1*
Porte aiguille 12,5 cm. Métal	1	1
Pince à disséquer à griffes 12,5 cm. Métal		
Pince à disséquer sans griffes 12,5 cm. Métal	1	
Pince Adson à griffes 12,5 cm. Métal		1
Ciseaux bouts pointus 11 cm. Métal	1	1
Compresses non-tissé 7,5 x 7,5 cm	5	5
Étiquette de traçabilité	2	2
EAN	3389360015297	3389360015299



Vente au carton - Carton de 50.

	Référence				
	174668	174671	174667	174953	174400 (suture fine)
Avec 2 champs patient					
Blister rigide 4 alvéoles	1	1	1	1	1
Champ de table - 38 x 45 cm	1*	1*	1*	1*	1*
Champ fenêtré adhésif - 50 x 50 cm	1	1	1	1	1
Porte aiguille - 12,5 cm. Métal	1	1	1	1	
Porte aiguille fin (Derf) - 12,5 cm. Métal					1
Pince à disséquer à griffes - 12,5 cm. Métal	1				
Pince Adson à griffes - 12,5 cm. Métal		1		1	
Pince Adson sans griffes - 12,5 cm. Métal			1	1	
Pince micro Adson sans griffes - 12,5 cm. Métal					1
Ciseaux bouts pointus - 11 cm. Métal	1	1	1	1	1
Compresses non-tissé - 7,5 x 7,5 cm	5	5	5	5	5
Étiquette de traçabilité	2	2	2	2	2
EAN	3389360015266	3389360015280	3389360015273	3389360016614	3389360016959



## SET D'ABLATION DE FILS

Vente au carton - Carton de 50.

	Référence		
	174672	174670	174948
Avec 2 champs patient			
Blister rigide 3 alvéoles	1		
Blister rigide 4 alvéoles		1	1
Champ imperméable 38 x 45 cm			1*
Pince anatomique bouts pointus	1	1	1
Lame coupe fils long	1	1	1
Tampon non tissé Ø3 cm (prune)	3	6	
Tampon gaze Ø3 cm (prune)			6
Compresses non-tissé 7,5 x 7,5 cm			
EAN	3389360015631	3389360015624	3389360013590



## CUPULE STÉRILE



• Simple emballage

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
174615	60 ml - 60 mm - Carton/100.	3389360017031
174616	90 ml - 75 mm - carton/100.	3389360017048
174617	120 ml - 80 mm - Carton/100.	3389360017055
174618	150 ml - 90 mm - Carton/100.	3389360017062
174619	250 ml - 100 mm - Carton/75.	3389360017079
174620	500 ml - 125 mm - Carton/50.	3389360017086
174621	1000 ml - 165 mm - Carton/30.	3389360017093
174622	2000 ml - 220 mm - Carton/30.	3389360017109



• Double emballage

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
174623	60 ml - 60 mm - Carton/75.	3389360017116
174624	90 ml - 75 mm - Carton/75.	3389360017123
174625	120 ml - 80 mm - Carton/75.	3389360017130
174626	150 ml - 90 mm - Carton/75.	3389360017147
174627	250 ml - 100 mm - Carton/50.	3389360017154
174628	500 ml - 125 mm - Carton/40.	3389360017161
174629	1000 ml - 165 mm - Carton/30.	3389360017178
174630	2000 ml - 220 mm - Carton/20.	3389360017185

## INSTRUMENT SATELLITE STÉRILE PLASTIQUE

Bleu. Emballage unitaire. Sachet pelable.




Vente au carton - Carton de 100.

Référence	Description	EAN
135908	Pince kocher 14 cm	3389360014375
135907	Pince anatomique bouts mousses 12,5 cm	3389360014825
SP-PDFB	Pince anatomique bouts fins 12,5 cm	3389360015815

## FOCUS SUR

### LES CURETTES ET PUNCHS



#### PUNCH À BIOPSIE STÉRILE

Caractéristiques :

- Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure
  - Manche strié pour assurer un geste précis et sûr
  - Taille gravée sur chaque punch pour une identification aisée
  - Stérile et prêt à l'emploi
  - Usage unique
  - Large gamme de tailles
- Domaines d'application : Dermatologie, Gynécologie, Podologie.

Vente à la boîte - Boîte de 10 - Carton de 50 boîtes.

Référence	Description	EAN
174455	1 mm	3389360018045
174456	1,5 mm	3389360018052
174457	2 mm	3389360018069
174458	2,5 mm	3389360018076
174459	3 mm	3389360018083
174464	3,5 mm	3389360018090
174465	4 mm	3389360018106
174466	5 mm	3389360018113
174467	6 mm	3389360018120
174468	7 mm	3389360018137
174469	8 mm	3389360018144

#### CURETTE DERMATOLOGIQUE STÉRILE

Caractéristiques :

- Bordure tranchante en acier inoxydable sans soudure
  - Manche à prise en main dynamique et aisée.
  - Usage unique
  - Stérile et prêt à l'emploi
  - Large gamme de tailles
- Domaines d'application : Dermatologie, Oncologie.

Vente à la boîte - Boîte de 10 - Carton de 50 boîtes.

Référence	Description	EAN
174445	2 mm	3389360017994
174446	3 mm	3389360018007
174447	4 mm	3389360018014
174448	5 mm	3389360018021
174449	7 mm	3389360018038

#### INSTRUMENT SATELLITE STÉRILE MÉTAL



Vente au carton.

Référence	Description	EAN
1	Stylet Olivaire double. 14 cm Carton/100.	3389360016676
2	Sonde canelée. 14 cm Carton/100.	3389360016690
3	Pince à disséquer à griffes. 12,5 cm Carton/100	3389360015563
4	Pince à disséquer sans griffes. 12,5 cm Carton/100.	3389360015570
5	Pince Adson à griffes. 12,5 cm Carton/100.	3389360016911
6	Pince Adson sans griffes. 12,5 cm Carton/100.	3389360015587
7	Pince micro Adson à griffes métal. 12,5 cm Carton/100.	3389360016980
8	Pince micro Adson sans griffes métal. 12,5 cm - Carton/100.	3389360016973
9	Pince Kocher à griffes. 14 cm Carton/50.	3389360016683
10	Pince Kocher sans griffes. 14 cm Carton/50.	3389360016966

Référence	Description	EAN
6	Porte aiguille à mors striés. 12 cm Carton/50.	3389360015594
6	Porte aiguille à mors striés. 14 cm Carton/50.	3389360016669
7	Ciseaux métal. 11,5 cm. Sachet pelable. Bouts pointus. - Carton/100.	3389360015822
7	Ciseaux métal. 11,5 cm. Sachet pelable. Bouts pointus/mousse. - Carton/100.	3389360015839
7	Ciseaux métal. 11,5 cm. Sachet pelable. Coupe-fils. - Carton/100.	3389360015846
7	Ciseaux métal. 11,5 cm. Blister rigide. Bouts pointus. - Carton/50.	3389360015556
8	Ciseaux anneaux plastique. 11,5 cm. Bouts pointus - Carton/100.	3389360018410
9	Ciseaux anneaux plastique. 11,5 cm. Bouts ronds - Carton/100.	3389360018427
10	Ôte agrafe. 10 cm. Sachet pelable Carton/120.	3389360016706
10	Ôte agrafe. 10 cm. Blister rigide Carton/50.	3389360015600

## BANDE : LES SYSTÈMES DE MAINTIEN

### Bandes adhésives

Caractéristiques	EUROFIX	SPARADRAP ANAPORE	
		Anapore Microporeux	Anapore Micro
Indications	Se retire sans léser la peau	Support en non-tissé blanc	Support micro-perforé en polyéthylène
	Maintien des pansements réalisation des «strappings»	Peaux sensibles	Pansement ayant besoin d'être aéré

### Bandes non-adhésives

Caractéristiques	BANDES DE GAZE EXTENSIBLE	BANDES DE CRÊPE	FILET TUBULAIRE SURGIFIX*	BANDE COHÉSIVE
	Indications	Sans latex, extensible à 100% stérile ou non stérile	100 % coton ou 97% coton et 3 % Spandex* 75 g/m2 ou 100 g/m2	Trame en maille large sans latex
	Maintien de pansements immobilisation	Utilisé en milieu médical, immobilisation, compression	Maintien de pansement	Traumatologie, Phlébologie, Maintien de Pansement

La réalisation des pansements va dépendre de plusieurs facteurs :

- 1 La forte émission d'exsudat ou non
- 2 La taille de la plaie
- 3 Le maintien du pansement

Notre gamme répond à tous ces facteurs. Elle est adaptée à tous types de plaies et brûlures et répond aux normes NF EN 13726-1/2. Ces normes détaillent les méthodes d'essai pour les pansements en contact avec la plaie :

- Perméabilité à la vapeur d'eau
- Absorption
- Conformabilité
- Propriétés de barrière antimicrobienne
- Contrôle de l'odeur

#### GAMME

### EUROPLAIE®

Pansement adhésif : Adapté aux plaies légères ou post opératoires sans grande émission d'exsudats. En non-tissé (Europlaie®) ou transparent (Europlaie® Film). Fortement adhésif (colle acrylique) sur les 4 côtés (conformabilité importante), avec compresse absorbante recouverte d'un voile en mylar pour éviter l'adhérence à la plaie.

#### GAMME

### EUROVIT®

Pansement non adhésif : Adapté aux plaies importantes ou post opératoires avec grande émission d'exsudats. En fonction de la nature des plaies, il est nécessaire d'avoir une étanchéité parfaite à l'air (Eurovit® Bleu) ou de laisser passer l'air afin d'accélérer la cicatrisation (Eurovit®+).

#### GAMME

### MÉDI Tulle®

Pansement adapté aux brûlures et escarres. Pansement stérile imprégné de paraffine.

Indications :

- Brûlures
- Lacérations, abrasions, autres plaies avec perte de substance cutanée dues aux brûlures



# Pansement



## RECOMMANDATION

Remplacez la compresse ou le pansement au moins une fois par jour.



● Produits LPP

### MÉDITULLE®

Compresse stérile. Larges mailles de coton imprégnées de paraffine (vaseline). Protectrice et non adhérente à la plaie.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN	LPP
135290	10 x 10 cm - Boite de 10 - Carton de 6	3389360009296	6355862
135292	10 x 40 cm - Boite de 10 - Carton de 6	3389360013453	6355879
135291	5 x 5 cm - Boite de 10 - Carton de 6	3389360013446	

### EUROPLAIE®

Pansement stérile en non-tissé adhésif sur les 4 cotés avec compresse de gaze absorbante centrale, recouverte d'un film de Mylar. N'adhère pas à la plaie.

Vente à la boîte.

Référence	Description	EAN	LPP
135285Z	5 x 7,2 cm - Boite/5. Carton/40	3389360009944	6356784
135286Z	10 x 8 cm - Boite/5. Carton/40	3389360009951	6356790
135287Z	10 x 15 cm - Boite/5. Carton/20	3389360009968	6356809
135288Z	10 x 20 cm - Boite/5. Carton/20	3389360009975	6356815

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
135261Z	5 x 7,2 cm - Boite/100. Carton/10.	3389360008237
135262Z	10 x 8 cm - Boite/50. Carton/10.	3389360008251
135263Z	10 x 10 cm - Boite/50. Carton/10.	3389360008176
135264Z	10 x 15 cm - Boite/50. Carton/10.	3389360008190
135265Z	10 x 20 cm - Boite/50. Carton/10.	3389360008213
135266Z	10 x 30 cm - Boite/50. Carton/10.	3389360009920
135267Z	10 x 25 cm - Boite/50. Carton/10.	3389360009913
135269Z	9 x 35 cm - Boite/50. Carton/10.	3389360009937

### EUROPLAIE® FILM

Pansement transparent stérile. Adhésif sur les 4 cotés avec compresse de gaze absorbante centrale, recouverte d'un film de Mylar. Imperméable à l'eau. N'adhère pas à la plaie.

Vente à la boîte.

Référence	Description	EAN	LPP
135270	5 x 7 cm - Boite/5. Carton/40	3389360008220	6356904
135271	9 x 10 cm - Boite/5. Carton/40	3389360008244	6356927
135272	9 x 15 cm - Boite/5. Carton/40	3389360018830	6356933
135273	10 x 20 cm - Boite/5. Carton/20	3389360008206	6394260

### GAMME EUROVIT®

Pansement absorbant stérile ou non stérile, non adhérent à la plaie "type pansement américain". Fermé sur les quatre côtés, muni sur la face externe d'un filet bleu pour une mise en place correcte. Constitué d'un coussin doux et absorbant, recouvert :

- face interne, d'un voile de cellulose qui permet la diffusion des exsudats.
- face externe :
  - EUROVIT BLEU® : d'un film en polyéthylène totalement imperméable et intraversable
  - EUROVIT +® : d'un voile de cellulose hydrophobe, perméable à l'air.



#### • Non stérile

Vente au carton - Sachet de 50 - Carton de 10.

Référence	Description	EAN
135580Z	Eurovit Bleu - 10 x 10 cm	3389360007674
135581	Eurovit Bleu - 10 x 15 cm	3389360007681
135582Z	Eurovit Bleu - 10 x 20 cm	3389360007698
135583	Eurovit Bleu - 10 x 30 cm	3389360007704
135584Z	Eurovit Bleu - 15 x 20 cm	3389360007711
135585	Eurovit Bleu - 15 x 25 cm	3389360007728
135586	Eurovit Bleu - 20 x 20 cm	3389360007735
135587Z	Eurovit Bleu - 20 x 25 cm	3389360007742
135588	Eurovit Bleu - 20 x 30 cm	3389360007759
135570Z	Eurovit + - 10 x 10 cm	3389360007575
135572Z	Eurovit + - 10 x 20 cm	3389360007599
135573	Eurovit + - 10 x 30 cm	3389360007605
135574Z	Eurovit + - 15 x 20 cm	3389360007612
135576Z	Eurovit + - 20 x 20 cm	3389360007636
135577Z	Eurovit + - 20 x 25 cm	3389360007643
135578	Eurovit + - 20 x 30 cm	3389360007650
135579Z	Eurovit + - 20 x 40 cm	3389360007667

#### • Stérile

Vente au carton - Boite de 10 - Carton de 10.

Référence	Description	EAN	LPP
135540Z	Eurovit Bleu - 10 x 10 cm	3389360007476	
135542Z	Eurovit Bleu - 10 x 20 cm	3389360007490	
135543	Eurovit Bleu - 10 x 30 cm	3389360007506	
135544Z	Eurovit Bleu - 15 x 20 cm	3389360007513	
135546Z	Eurovit Bleu - 20 x 20 cm	3389360007537	
135547Z	Eurovit Bleu - 20 x 25 cm	3389360007544	
135548	Eurovit Bleu - 20 x 30 cm	3389360007551	
135549Z	Eurovit Bleu - 20 x 40 cm	3389360007568	
135530Z	Eurovit + - 10 x 10 cm	3389360007377	6356821
135531	Eurovit + - 10 x 15 cm	3389360007384	
135532Z	Eurovit + - 10 x 20 cm	3389360007391	6356838
135534Z	Eurovit + - 15 x 20 cm	3389360074140	6356844
135535Z	Eurovit + - 15 x 25 cm	3389360007421	
135536Z	Eurovit + - 20 x 20 cm	3389360007438	
135537Z	Eurovit + - 20 x 25 cm	3389360007445	6356850
135538	Eurovit + - 20 x 30 cm	3389360007452	
135539Z	Eurovit + - 20 x 40 cm	3389360007469	



### PANSEMENT

Pansement unitaire doté d'une compresse non adhérente à la plaie avec un haut pouvoir absorbant, et support tissu élastique saumon de forte adhésivité.

Vente à la boîte - Boite de 100 - Carton de 100.

Référence	Description	EAN
135102	7 x 2 cm	3389360014917

### DÉCOLLE-ADHÉSIF

Pulvérisateur 100 ml. Enlève toutes les traces d'adhésif.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
298215	3401521507264



### GAMME ANAPORE®



● Produits LPP

#### • Anapore®

Sparadrapp microporeux. Support non-tissé blanc. Haute tolérance cutanée. Se retire sans douleur. Indiqué pour maintenir les pansements sur les peaux sensibles. Recommandé pour les renouvellements de pansements fréquents. Avec dévidoir (AD) ou sans dévidoir (SD)

Vente au carton - Carton de 6.

Référence	Description	EAN	LPP
135300	5 m x 2,5 cm - Boites/1 r.l. AD	3389360000057	6380080
135312	9,14 m x 2,5 cm - Boites/1 r.l. AD	3389360000064	6380096

Vente au carton - Carton de 10.

Référence	Description	EAN
135320	9,14 m x 1,25 cm - Boites/24 rlx. SD	3389360000118
135321	9,14 m x 2,5 cm - Boites/12 rlx. SD	3389360000125
135322	9,14 m x 5 cm - Boites/6 rlx. SD	3389360000132
135323	5 m x 1,25 cm - Boites/24 rlx. SD	3389360000149
135324	5 m x 2,5 cm - Boites/12 rlx. SD	3389360000156
135325	5 m x 5 cm - Boites/6 rlx. SD	3389360000163
135329	5 m x 1,25 cm - Boites/24 rlx. AD	3389360009340
135326	5 m x 2,5 cm - Boites/12 rlx. AD	3389360000170
135327	9,14 m x 2,5 cm - Boites/12 rlx. AD	3389360000187
135335	9,14 m x 7,5 cm - Boites/4 rlx. AD	3389360009401

#### • Anapore Micro®

Sans dévidoir. Sur base polyéthylène micro-perforé. Se découpe facilement et résiste à l'eau. Structure perforée et extensible.

Vente à la boîte

Référence	Description	EAN
135390	9,14 m x 1,25 cm - Boites/24 rlx. Carton/10	3389360009456
135391	9,14 m x 2,5 cm - Boites/12 rlx. Carton/10	3389360009463
135395	5 m x 1,25 cm - Boites/24 rlx. Carton/10	3389360009494
135396	5 m x 2,5 cm - Boites/12 rlx. Carton/10	3389360009500
135397	5 m x 5 cm - Boites/6 rlx. Carton/10	3389360009517

# Bandes et filets



## BANDE DE CRÊPE

Préconisée pour toutes les fixations. Emballage individuel sous cellophane. 100 % coton. Étirable jusqu'à 4 mètres.

• 75 g/m<sup>2</sup>, non stérile, 100 % coton

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
135175A	4 m x 5 cm - Carton/50 b.	3389360005458
135176A	4 m x 7 cm - Carton/50 b.	3389360005465
135177A	4 m x 10 cm - Carton/50 b.	3389360005472
135178A	4 m x 15 cm - Carton/50 b.	3389360005489
135179A	4 m x 20 cm - Carton/50 b.	3389360005496
135180A	4 m x 30 cm - Carton/50 b.	3389360005502

• 75 g/m<sup>2</sup>, non stérile, 97% coton 3% Spandex

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
135175H	4 m x 5 cm - Carton/50 b.	3389360011718
135176H	4 m x 7 cm - Carton/50 b.	3389360011725
135177H	4 m x 10 cm - Carton/50 b.	3389360011732
135178H	4 m x 15 cm - Carton/50 b.	3389360011749
135179H	4 m x 20 cm - Carton/50 b.	3389360011756

• 100 g/m<sup>2</sup>, non stérile, sous cellophane, 100 % coton

Vente au carton.

Référence	Description	EAN	LPP
135155	4 m x 5 cm - Carton/50 b.	3389360000194	6355661
135156	4 m x 7 cm - Carton/40 b.	3389360000200	6355715
135157	4 m x 10 cm - Carton/30 b.	3389360000217	6355721
135158	4 m x 15 cm - Carton/20 b.	3389360000224	6355738

LPP

## BANDE DE CONTENTION COHÉSIVE

Résistante. Convient pour le traitement des maladies veineuses, la petite traumatologie (entorses, claquages musculaires, ...) et le maintien des pansements.



Vente au carton - Boîte de 1 - Carton de 6.

Référence	Description	EAN	LPP
135240	7 cm x 3 cm - Chair	3389360018854	6356979
135241	7 cm x 3 cm - Blanc	3389360018861	6356979
135242	10 cm x 3,5 cm - Chair	3389360018878	6356991
135243	10 cm x 3,5 cm - Blanc	3389360018885	6356991



Produits LPP

## BANDE DE GAZE EXTENSIBLE

Emballage individuel sous cellophane. Allongement 100 %. Coton et polyamide.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN	LPP
135181	3 m x 5 cm - Carton/60 b.	3389360000286	6355833
135182	3 m x 7 cm - Carton/48 b.	3389360000293	6355840
135183	3 m x 10 cm - Carton/36 b.	3389360000309	6355856
135185A	3 m x 15 cm - Carton/50 b.	3389360011169	
135186	3 m x 20 cm - Carton/50 b.	3389360012456	
135164	4 m x 5 cm - Carton/50 b.	3389360000255	6355744
135165	4 m x 7 cm - Carton/40 b.	3389360000262	6355750
135166	4 m x 10 cm - Carton/30 b.	3389360000279	6355773
135168	4 m x 15 cm - Carton/20 b.	3389360009234	6355827
135169	4 m x 20 cm - Carton/20 b.	3389360013125	

LIBERTÉ DE MOUVEMENT PRÉSERVÉE



## SINGLEFIX®

Bandage stérile pour les doigts. Haute élasticité. Extensible et résistant.

Vente à la boîte - Boîte de 100.

Référence	Description	EAN
135620	Type A - Grand	8033971550177
135621	Type B - Moyen	8033971550184
135622	Type C - Enfant	8033971550191

LPP

## EUROFIX®

Bande en non-tissé adhésive multi-extensible. À couper avec des ciseaux. La gamme Eurofix® est disponible en quatre largeurs et peut être référencée comme pansement de rétention. Sa bande perméable à la vapeur d'eau est peu susceptible de causer la macération des tissus et ne gêne pas la transpiration.



Vente à la boîte - Carton de 24.

Référence	Description	EAN	LPP
135315	10 m x 5 cm	3389360000071	6355916
135316	10 m x 10 cm	3389360000088	6355922
135317	10 m x 15 cm	3389360000095	6355922
135318	10 m x 20 cm	3389360000101	6355922



## BANDAGE TUBULAIRE COMPRESSIF REDIGRIP®

Bandage tubulaire élastique. Application facile et uniforme. Soutien constant. Spécialement étudié afin d'exercer la pression adéquate tout en assurant un soutien idéal de la partie du corps concernée. Redigrip® peut être porté en toute circonstance où un soutien radial se révèle nécessaire. L'utilisation préventive durant et après les interventions chirurgicales réduit le risque de thromboses post-opératoires.

Vente à la boîte - Boîte de 10 m.

Référence	Description	EAN
135450	N° A - 4,5 cm	8033954290335
135451	N° B - 6,25 cm	8033954290342
135452	N° C - 7,75 cm	8033954290359
135453	N° D - 7,5 cm	8033954290366
135454	N° E - 8,75 cm	8033954290373
135455	N° F - 10 cm	8033954290380
135456	N° G - 12 cm	8033954290397
135457	N° H - 15 cm	8033954290403
135458	N° J - 17,5 cm	8033954290410
135459	N° K - 21,5 cm	8033954290427
135460	N° KL - 26 cm	8033954290434
135461	N° L - 32,5 cm	8033954290441
135462	N° M - 36 cm	8033954290458

Pharmacie - Vente à la boîte - Boîte de 1 m.

Référence	Description
135515	Taille C - Largeur 6,75
135516	Taille D - Largeur 7,50
135518	Taille F - Largeur 10,00



## BANDAGE TUBULAIRE REDIGAUZ®

Grâce à son caractère polyvalent, Redigauz® peut être porté en toute circonstance où un soutien radial se révèle nécessaire. Bandage tubulaire 100 % coton. Il assure le soutien de la partie du corps concernée.

Vente à la boîte - Boîte de 20.

Référence	Description	EAN
135520	Taille 01 - Largeur 15 mm	8033954290595
135521	Taille 12 - Largeur 25mm	8033954290601
135522	Taille 34 - Largeur 35mm	8033954290618
135523	Taille 78 - Largeur 80mm	8033954290632
135526	Taille K2 - Largeur 220mm	8033954290670



## FILET TUBULAIRE ÉLASTIQUE SURGIFIX®

Filet tubulaire élastique en polyester, utilisé pour maintenir les pansements. Trame en mailles larges à haute élasticité. Extensible et résistant. Permet à la peau de respirer plus facilement.

Vente à la boîte - Boîte de 25 m étirés.

Référence	Description	EAN
135412	N° 0 - Doigt enfant	8033971550016
135400	N° 0,5 - Doigt adulte	8033971550023
135401	N° 1 - 2 doigts, pouce	8033971550030
135402	N° 2 - Poignet, cheville, pied	8033971550047
135403	N° 3 - Coude	8033971550054
135404	N° 4 - Main, bras	8033971550061
135405	N° 5 - Jambe	8033971550078
135406	N° 5,5 - Cordon ombilical, cuisse	8033971550085
135407	N° 6 - Tête, thorax	8033971550092
135408	N° 7 - Thorax, abdomen	8033971550108
135409	N° 8 - Thorax, bassin, épaule	8033971550115
135410	N° 9 - Thorax très fort	8033971550122
135411	N° 10 - Thorax extra fort	8033971550139

## CEINTURE ABDOMINALE REDIGRIP®

À utiliser pour son effet de soutien, en cas de lésions occasionnées par des blessures, des entorses, des foulures, des luxations, des contusions et des déchirures ou élongations musculaires et pour soutenir et soulager après le retrait de plâtre.



Vente à la boîte - Boîte de 1.

Référence	Description	EAN
135513	Small	8033954290922
135510	Medium	8033954290939
135511	Large	8033954290946
135512	Extra Large	8033954290953

## FILET TUBULAIRE POLYAMIDE SANS LATEX SURGIFIX®

A mailles élastiques confortable. Léger et aéré. Parfaitement adapté aux articulations.



Vente à la boîte - Boîte de 25 m étirés.

Référence	Description	EAN
135440	A - 2 doigts, pouce	8033971550399
135441	B - Poignet, cheville - pied	8033971550405
135442	C - Coude	8033971550412
135443	D - Main, bras /jambe	8033971550429
135444	E - Jambe/cordon ombilical, cuisse	8033971550436
135445	F - Tête thorax	8033971550443
135446	G - Thorax abdomen	8033971550450
135447	H - Thorax, bassin, épaule	8033971550467
135448	I - Thorax très fort et extra fort	8033971550474

# Compresse et coton

La qualité de nos produits réside dans leur capacité d'absorption, le confort et la douceur lors de leur utilisation. Il est recommandé de changer la compresse au moins une fois par jour.

## Compresse de gaze

- Issue du coton filé et tissé


### Critères de choix :

- Nombre de fils au cm<sup>2</sup> tissé verticalement et horizontalement (13 fils ou 17 fils)
- Nombre de plis (8,12,16 plis). Compresse pliée « à bords rentrés »
- Dimensions finales de la compresse Euromédis (5 x 5 cm, 7,5 x 7,5 cm...)
- Nos compresses sont stérilisées par OE (oxyde d'éthylène)

- La compresse tissée est surtout indiquée pour nettoyer ou protéger des plaies avec ou sans exsudats.

### Intervention :

- Opération de nettoyage et de désinfection de la plaie
- Assèchement d'une lésion grâce à la forte hydrophilie
- Élément constitutif du pansement



## NORME / NF EN 14079

Elle décrit les essais applicables à la gaze de coton absorbante ainsi qu'à la gaze de coton et viscose absorbante, par exemple au temps de coulage ou à la capacité d'absorption en volume et dans le minimum de temps.

## Compresse en non-tissé

- Issue des fibres naturelles et/ou synthétiques liées (viscose et polyester), moins hydrophile que le modèle tissé, mais plus souple et résistante

### Critères de choix :

- Poids de la matière (30g/m<sup>2</sup> ou 40g/m<sup>2</sup>)
- Dimensions de la compresse
- Pliage 4 plis systématique

## NORME / NF EN 1644-1

Méthodes d'essai pour compresses en non-tissé à usage médical pour la fabrication des compresses :

- Détermination du temps d'absorption d'un liquide
- Détermination de la capacité d'absorption d'un liquide
- Détermination des substances hydrosolubles
- Détermination de la fluorescence
- Détermination de l'acidité et de l'alcalinité des extraits aqueux

## Compresse Xray

Les compresses utilisées au bloc opératoire doivent être radio-déTECTABLES. Dans leur trame est tissé un fil de sulfate de baryum multi-filament opaque aux rayons X. Sous double emballage et dotées d'étiquettes de traçabilité, la récupération de toutes les compresses utilisées lors de l'opération est garantie.

## Compresse pour laparotomie

Elles sont adaptées aux opérations de laparotomie, qui impliquent l'absorption de grandes quantités d'exsudats. Ces compresses sont préalablement lavées et comportent un lacet qui permet de les récupérer facilement. Leur taille est importante.

## TOUTES LES COMPRESSES EN NON-TISSÉ ET DE GAZE PEUVENT ÊTRE :

- Stériles ou non
- En simple ou double emballage
- En sachet unitaire, par 2, 3, 5, 10
- Pour la pharmacie, conformes à la LPP

## COMPRESSE EN NON-TISSÉ STÉRILE

Douceur et confort. Pas d'émission particulaire. Excellent pouvoir d'absorption et de restitution. Non-tissé, de qualité supérieure qui ne peluche pas. Elle offre une grande résistance à l'étirement. Tolérance et innocuité parfaites. 4 plis. 30 ou 40 g/m<sup>2</sup>. Pochette de 2, 5 ou 10 compresses. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.



### • 30 g/m<sup>2</sup>

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
175570	7,5 x 7,5 cm - Sachet/2 - Boite/100s. Carton/8.	3389360006493
175587	10 x 10 cm - Sachet/2 - Boite/100s. Carton/8.	3389360009135
175589	5 x 5 cm - Sachet/5 - Boite/50s. Carton/8.	3389360010391
175571	7,5 x 7,5 cm - Sachet/5 - Boite/50s. Carton/12.	3389360006516
175572	10 x 10 cm - Sachet/5 - Boite/50s. Carton/12.	3389360006523
175584	7,5 x 10 cm - Sachet/5 - Boite/20s. Carton/40.	3389360011305

### • 40 g/m<sup>2</sup>

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
175576	5 x 5 cm - Sachet/2 - Boite/100s. Carton/8.	3389360006547
175573	7,5 x 7,5 cm - Sachet/2 - Boite/100s. Carton/8.	3389360006554
175577	10 x 10 cm - Sachet/2 - Boite/100s. Carton/8.	3389360006561
175578	5 x 5 cm - Sachet/5 - Boites/50s. Carton/12.	3389360006578
175574	7,5 x 7,5 cm - Sachet/5 - Boites/50s. Carton/12.	3389360006585
175575	10 x 10 cm - Sachet/5 - Boites/50s. Carton/12.	3389360006615
175597	10 x 20 cm - Sachet/5 - Boites/25s. Carton/8.	3389360012296
175580	10 x 10 cm - Sachet/10 - Boites/50s. Carton/4.	3389360006608

## COMPRESSE DE GAZE STÉRILE

Ne peluche pas grâce à un pliage chirurgical à bords rentrés. Très grande capacité d'absorption. Tissage en fil de coton hydrophile, réalisé en 13 ou 17 fils. Blanchie et purifiée. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

### • Tissage 17 fils. Simple emballage.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
175200	5 x 5 cm - Sachet/2 - 8 plis - Boites/50s. Carton/12.	3389360013132
175235	7,5 x 7,5 cm - Sachet/2 - 8 plis - Boites/40s. Carton/10.	3389360006264
175236	7,5 x 7,5 cm - Sachet/2 - 12 plis - Boites/40s. Carton/10.	3389360006271
175201	10 x 10 cm - Sachet/2 - 8 plis - Boites/50s. Carton/8.	3389360012890
175244	10 x 10 cm - Sachet/2 - 12 plis - Boites/150s. Carton/6.	3389360006288
175221	5 x 5 cm - Sachet/3 - 8 plis - Boites/40s. Carton/10.	3389360006400
175222	7,5 x 7,5 cm - Sachet/3 - 8 plis - Boites/40s. Carton/10.	3389360006417
175223	10 x 10 cm - Sachet/3 - 8 plis - Boites/40s. Carton/10.	3389360006424
175241	5 x 5 cm - Sachet/5 - 8 plis - Boites/100s. Carton/5.	3389360006301
175237	7,5 x 7,5 cm - Sachet/5 - 8 plis - Boites/25s. Carton/10.	3389360006318
175238	7,5 x 7,5 cm - Sachet/5 - 12 plis - Boites/20s. Carton/10.	3389360006325
175250	10 x 10 cm - Sachet/5 - 8 plis - Boites/20s. Carton/10.	3389360013439
175239	10 x 10 cm - Sachet/5 - 12 plis - Boites/20s. Carton/10.	3389360006332
175245	10 x 10 cm - Sachet/5 - 16 plis - Boites/50s. Carton/5.	3389360006349
175246	10 x 10 cm - Sachet/10 - 16 plis - Boites/30s. Carton/5.	3389360006363

### • Tissage 17 fils. Double emballage.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
175261	10 x 10 cm - Sachet/5 - 16 Plis - Boites/50s. Carton/3.	3389360013262
175263	10 x 10 cm - Sachet/10 - 12 plis - Boites/10s. Carton/6.	3389360012265
175288	10 x 10 cm - Sachet/10 - 16 plis - Boites/10s. Carton/6.	3389360012616

## COMPRESSE STÉRILE EMBALLAGE UNITAIRE

Spécifiquement adaptées aux professionnels de la santé, les compresses sont conditionnées en pochette de 1 unité. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

### • Compresse de gaze : 23 g/m<sup>2</sup>, sachet de 1

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
175218	5 x 5 cm - 8 plis - Boites/100s. Carton/10.	3389360006370
175219	7,5 x 7,5 cm - 8 plis - Boites/100s. Carton/10.	3389360006387
175220	10 x 10 cm - 8 plis - Boites/100s. Carton/10.	3389360006394
175656	5 x 5 cm - 16 plis - Boites/100s. Carton/10.	3389360012586
175657	7,5 x 7,5 cm 16 plis - Boites/100s. Carton/10.	3389360012609
175658	10 x 10 cm 16 plis - Boites/100s. Carton/10.	3389360012494
175653	5 x 5 cm - 12 plis - Boites/100s. Carton/8.	3389360012579
175654	7,5 x 7,5 cm 12 plis - Boites/100s. Carton/8.	3389360011886
175655	10 x 10 cm 12 plis - Boites/100s. Carton/8.	3389360011893

**EMBALLAGE COLLECTIVITÉS**



### • Compresse en non-tissé : 40 g/m<sup>2</sup>, 4 plis, sachet de 1

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
175535A	5 x 5 cm - Boite/100s. Carton/10.	3389360006622
175540A	7,5 x 7,5 cm - Boite/100s. Carton/10.	3389360006639
175550A	10 x 10 cm - Boite/100s. Carton/10.	3389360006646

# Compresse et coton

LPP



## COMPRESSE DE GAZE STÉRILE

Pliage américain. Bonne capacité d'absorption. Tissage en fil de coton hydrophile, réalisé en 17 fils, 8 plis. Blanchie et purifiée. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Conditionnement adapté à la vente en pharmacie. Emballée par 2.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN	LPP
175420	7,5 x 7,5 cm - Boîte/10s. Carton/40 b.	3389360000392	6350646
175421	7,5 x 7,5 cm - Boîte/25s. Carton/12 b.	3389360000408	6350698
175422	7,5 x 7,5 cm - Boîte/50s. Carton/6 b.	3389360000415	6356005
175423	10 x 10 cm - Boîte/10s. Carton/40 b.	3389360000422	6356011
175424	10 x 10 cm - Boîte/25s. Carton/12 b.	3389360000439	6356028
175425	10 x 10 cm - Boîte/50s. Carton/6 b.	3389360000446	6356034

## COMPRESSE EN NON-TISSÉ NON STÉRILE

Pouvoir d'absorption et de restitution. Non-tissé de bonne qualité qui ne peluche pas. Bonne résistance à l'étirement.



• 30 g/m<sup>2</sup>, 4 plis

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
175500	5 x 5 cm - Sachets/100. Carton/50.	3389360005861
175501	7,5 x 7,5 cm - Sachets/100. Carton/50.	3389360005878
175503	7,5 x 10 cm - Sachets/100. Carton/50.	3389360010643
175502	10 x 10 cm - Sachets/100. Carton/50.	3389360005885

• 40 g/m<sup>2</sup>, 4 plis

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
175505	5 x 5 cm - Sachets/100. Carton/50.	3389360005892
175506	7,5 x 7,5 cm - Sachets/100. Carton/50.	3389360005908
175507	7,5 x 10 cm - Sachets/100. Carton/50.	3389360010186
175508	10 x 10 cm - Sachets/100. Carton/50.	3389360005915

## COMPRESSE OCULAIRE STÉRILE

Compresse de gaze. Non adhésive. Forme ovale. 5,5 x 7,5 cm.



Vente au carton - Carton de 20 boîtes de 10.

Référence	EAN	LPP
175611	3389360007223	6355508

LPP



## COMPRESSE EN NON-TISSÉ STÉRILE

Pouvoir d'absorption et de restitution. Non-tissé de bonne qualité qui ne peluche pas. 40 g/m<sup>2</sup>. 4 plis. Compatibilité avec les solutions antiseptiques et l'éther. Sèche ou humide, elle offre une bonne résistance à l'étirement. Tolérance et innocuité parfaites. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Conditionnement adapté à la vente en pharmacie. Emballée par 2.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN	LPP
175430	7,5 x 7,5 cm - Boîte/10s. Carton/40 b.	3389360000453	6356040
175431	7,5 x 7,5 cm - Boîte/25s. Carton/12 b.	3389360000460	6356057
175432	7,5 x 7,5 cm - Boîte/50s. Carton/6 b.	3389360000477	6356063
175433	10 x 10 cm - Boîte/10s. Carton/40 b.	3389360000484	6356070
175434	10 x 10 cm - Boîte/25s. Carton/12 b.	3389360000491	6356086
175435	10 x 10 cm - Boîte/50s. Carton/6 b.	3389360000507	6356092

## COMPRESSE DE GAZE NON STÉRILE

Ne s'effiloche pas grâce à un pliage chirurgical à bords rentrés. Bonne capacité d'absorption. Tissage en fil de coton hydrophile. Blanchie et purifiée. Sans pour autant altérer leurs qualités.

• 13 fils, 20 g/m<sup>2</sup>

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
175300	5 x 5 cm - 8 plis - Sachets/100. Carton/50.	3389360005724
175301	5 x 7,5 cm - 8 plis - Sachets/100. Carton/50.	3389360005731
175302	7,5 x 7,5 cm - 8 plis - Sachets/100. Carton/50.	3389360005748
175303	7,5 x 7,5 cm - 12 plis - Sachets/100. Carton/50.	3389360005755
175304	8 x 10 cm - 8 plis - Sachets/100. Carton/50.	3389360005762
175305	10 x 10 cm - 12 plis - Sachets/100. Carton/50.	3389360005779

• 17 fils, 23 g/m<sup>2</sup>

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
175306	5 x 5 cm - 8 plis - Sachets/100. Carton/50.	3389360005786
175307	5 x 7,5 cm - 8 plis - Sachets/100. Carton/50.	3389360005793
175308	7,5 x 7,5 cm - 8 plis - Sachets/100. Carton/50.	3389360005809
175309	7,5 x 7,5 cm - 12 plis - Sachets/100. Carton/50.	3389360005816
175312	8 x 10 cm - 8 plis - Sachets/100. Carton/50.	3389360005823
175313	10 x 10 cm - 8 plis - Sachets/100. Carton/50.	3389360005830
175314	10 x 10 cm - 12 plis - Sachets/100. Carton/50.	3389360005847
175315	10 x 10 cm - 16 plis - Sachets/100. Carton/50.	3389360005854

## COMPRESSE DE GAZE ORX STÉRILE POUR LAPAROTOMIE

Sticker de traçabilité. 17 fils, 4 plis.

Vente au carton - Carton de 4 boîtes de 10 barquettes de 5.

Référence	Description	EAN
175340	36 x 36 cm	3389360012432
175341	43 x 66 cm	3389360012449
175342	45 x 45 cm	3389360012425



## BOULE EN NON-TISSÉ STÉRILE

1 à 1,2 g Prune T20.

1 Vente au carton.

Référence	Description	EAN
175386	Sachet de 2 - Boîte/30 s. Carton/8.	3389360007353
175385	Sachet de 4 - Boîte/20 s. Carton/8.	3389360007346

## BOULE DE GAZE STÉRILE

1 à 1,2 g Prune T20

2 Vente au carton.

Référence	Description	EAN
175372	Sachet de 2 - Boîte/40 s. Carton/8.	3389360007261
175373	Sachet de 4 - Boîte/25 s. Carton/8.	3389360007278
175374	Sachet de 10 - Boîte/25 s. Carton/8.	3389360007285
175375	Sachet de 5 - Boîte/25 s. Carton/8.	3389360007292



## BOULE DE GAZE OU NON TISSÉ NON STÉRILE

3 Vente au carton.

Référence	Description	EAN
175376	Gaze. 3 g extra - Sachet/100. Carton/10.	3389360007308
175379	Gaze. 1 à 1,2 g prune - Sachet/500. Carton/10.	3389360007339
175387	En non-tissé. 1 à 1,2 g prune - Carton/10 s.	3389360007360

## BOULE DE COTON

4 Vente au carton - Carton de 16 sachets.

Référence	Description	EAN
128203A	0,5 - 0,6 g - Sachet/700.	3389360006677



● Produits LPP



## COTON HYDROPHILE

100 % coton. Extra blanc. Pliage accordéon. Sachet avec cordon.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN	LPP
128300B	100 g - Carton/30 s.	3389360019592	6356778
128301B	250 g - Carton/24 s.	3389360000583	
128302B	500 g - Carton/20 s.	3389360000590	

## CARRÉ & RECTANGLE DE COTON

Carrés et rectangles de coton, faciles à prendre en mains, se séparent bien et ne s'effiloquent pas.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
128200	Carré 5 x 5 cm - Carton/12 sachets de 500.	3389360005922
128201	Rectangle 8 x 10 cm 180 g - Carton/10 sachets de 200.	3389360005939

## TAMPON PUR ZELLIN

Tampon de ouate pur Zellin. Sous forme de rouleau de 500 tampons.

Vente au carton - Carton de 16 sachets.

Référence	Description	EAN
199120A	Tampon de ouate pur Zellin	4049500832878



# GAMME INCONTINENCE

## Incontinence

Alèse de protection pour lit et fauteuil .....	47
Couche droite .....	45
Incontinence légère à modérée .....	43
Incontinence modérée à forte .....	44-45
Protection masculine .....	43
Slip de maintien pour protections anatomiques	46

## Hygiène


Kit maintenance .....	53
Lotion apaisante .....	51
Récupérateur d'aiguille Sanibox® .....	53
Collecteur de déchets Stil'eco .....	53
Collecteur de déchets Sharpsafe® .....	53
Essuie-mains .....	52
Essuie-tout .....	52
Papier hygiénique .....	52

Distributeur d'essuie-mains .....	52
Savon crème moussante .....	52
Distributeur de savon .....	52
Gel douche corps et cheveux .....	50
Crème lavante .....	50
Gel douche .....	50
Shampooing .....	50
Solution nettoyante sans rinçage .....	50
Eau de toilette .....	50
Brume d'eau .....	51
Lotion hydratante .....	50-51
Huile de massage et de soin .....	51
Huile de soin prévention escarre .....	51
Lotion prévention escarre .....	51
Soin protecteur cutané .....	51



# Incontinence

## LE TÉMOIN DE SATURATION

Ligne d'impression grise  
  
 Témoigné imprimé s'efface après miction

Elle ne doit pas gâcher le quotidien de vos clients.  
 Conseils pour choisir le produit le mieux adapté en cas de fuites légères jusqu'à l'incontinence.

LES DIFFÉRENTS TYPES D'INCONTINENCE	EXPLICATIONS
Urinaire d'effort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Environ 50 % des cas</li> <li>• Rire, tousser, éternuer, un effort physique peuvent entraîner une perte d'urine (quelques gouttes) à cause de l'augmentation de la pression abdominale</li> </ul>
Par instabilité vésicale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Environ 30 % des cas</li> <li>• La vessie se contracte de façon involontaire et est hyperactive</li> <li>• Cela entraîne des envies d'uriner fréquentes, pressantes</li> <li>• Le volume est assez important</li> </ul>
Mixte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Environ 20 % des cas</li> <li>• C'est l'association chez la même personne d'une incontinence urinaire d'effort et d'une instabilité vésicale</li> </ul>
Par regorgement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forme la plus fréquente chez l'homme</li> <li>• Cela engendre un trop-plein de la vessie et des fuites par gouttes.</li> </ul>

## Les indispensables

Une protection urinaire doit être adaptée aux besoins de la personne incontinente.

- Le bon choix de taille **S M L XL**
- La bonne absorption 
- La technique de pose



## 1 LE BON CHOIX DU PRODUIT ET SA SATISFACTION PASSENT PAR LE BON CHOIX DE LA TAILLE







### Guide des tailles

Bien mesurer le tour de hanches et non le tour de taille.

Tailles	Tour de hanche	Taille de vêtement
1 - S	60 > 80 cm	> 36 / 38
2 - M	70 > 110 cm	> 42 / 44
3 - L	110 > 160 cm	42 > 54 / 58
4 - XL	140 > 175 cm	< 58

## 2 UTILISER LA PROTECTION QUI SERA LA PLUS ADAPTÉE AUX BESOINS DE VOTRE PATIENT

### Niveau d'absorption

Fuites urinaires légères	MEN	LADY	Fuites urinaires modérées et incontinence	PANT	FORM	SLIP
EXTRA 	50 ml	50 ml	EXTRA 	200 ml	500 ml	600 ml
SUPER 	//	75 ml	OPTIMUM 	400 ml	900 ml	900 ml
MAXI 	//	100 ml	OPTIMUM+ 	//	//	1500 ml



### 1 FINÉA® LADY

Protection féminine pour fuites urinaires légères. Forme anatomique pour améliorer le maintien et le confort.

Vente au carton - Sachet de 28.

Référence	Description	EAN
120534B	Extra - Carton/12	3701116401589
120535B	Super - Carton/10	3701116401596
120536B	Maxi - Carton/7	3701116401602

### 2 FINÉA® MEN

Protection masculine pour fuites urinaires légères. Forme anatomique pour améliorer le maintien et le confort.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
120537A	Super Sachet/20, Carton/6 s.	3389360017666



### 3 TENA DISCREET

Incontinence légère, protection anatomique. Protection qui apporte sécurité et confort aux femmes. Protection féminine pour fuites urinaires légères à modérées. Absorption rapide et capteurs d'odeurs pour fraîcheur et confort en toutes circonstances.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
210211	Discreet Ultra Mini - Sachet/28, Carton/10 s.	7322540662702
209014	Discreet Mini - Sachet/20, Carton/10 s.	7322540852431
760482	Discreet Normal - Sachet/24, Carton/12 s.	7322540851977
760694	Discreet Extra - Sachet/20, Carton/12 s.	7322541067087
761661	Discreet Extra Plus - Sachet/16, Carton/6 s.	7322541067896
210159	Discreet Maxi - Sachet/12, Carton/12 s.	7322540594041
210158	Discreet Maxi Night - Sachet/12, Carton/6 s.	7322540455311
760721	Lady Normal - Sachet/24, Carton/12 s.	7322541124858
761733	Lady Super - Sachet/30, Carton/6 s.	7322541176420



### 4 TENA MEN

Incontinence légère à modérée. Protection masculine pour fuites urinaires légères à modérées. Forme anatomique pour plus de confort. Dôté du système exclusif Odour Control qui aide à neutraliser les odeurs indésirables. TENA Men a un design qui met en avant la zone d'absorption sécurisée. Voile extérieur doux et respirant.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
209017	Extra Light - Sachet/14, Carton/8 s.	7322540770384
210139	Light Level 1 - Sachet/24, Carton/6 s.	7322540426403
209000	Medium Level 2 - Sachet/20, Carton/6 s.	7322540770131
210141	Super Level 3 - Sachet/16, Carton/6 s.	7322540467055



### 5 TENA MEN ACTIVE FIT ET TENA MEN PREMIUM

Fit pour fuites modérées, les sous-vêtements masculins sont dotés de barrières anti-fuites et du système Odour Control pour un maximum de sécurité. Le design masculin permet plus de discrétion et de confort.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
209022	Actif Fit Taille M - Sachet/9, Carton/4 s.	7322540887631
209023	Actif Fit Taille L - Sachet/8, Carton/4 s.	7322540887655
210185	Premium Fit Taille M - Sachet/12, Carton/4 s.	7322540886283
210186	Premium Fit Taille L - Sachet/10, Carton/4 s.	7322540886245



### 6 TENA SILHOUETTE

Incontinence légère à modérée, sous-vêtement jetable. Le premier sous-vêtement absorbant conçu uniquement pour les femmes. Matière douce et souple pour une discrétion et un confort maximum. Liberté de mouvement. Respirant. Des micro-billes neutralisent les odeurs. Ajustement au plus près du corps féminin. Normal : 810 ml. Plus : 1010 ml.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
210178	Normal - L - Sachet/10, Carton/6 s.	7322540679205
210177	Normal - M - Sachet/12, Carton/6 s.	7322540679120
795511	Normal Noir - M - Sachet/10, Carton/6 s.	7322541056548
795617	Normal Noir - L - Sachet/9, Carton/6 s.	7322541056753
703083	Plus Noir - M - Sachet/9, Carton/4 s.	7322541095059
703084	Plus Noir - L - Sachet/8, Carton/4 s.	7322541095080

# Incontinence



## TENA PANTS PROSKIN

Pour fuites urinaires modérées à fortes. TENA Pants ProSkin (doté de la technologie ConfioFit®), le confort d'un sous-vêtement allié à une sécurité TENA renforcée. Sous-vêtement absorbant jetable pour fuites urinaires modérées à fortes. Convient aux hommes et aux femmes. Discret et confortable, voile extérieure douce et respirante.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
792340	Plus XSmall - Sachet/14, Carton/4 s.	7322541357768
210167	Plus Small - Sachet/14, Carton/4 s.	7322540587548
210170	Plus large - Sachet/14, Carton/4 s.	7322540574869
210169	Plus medium - Sachet/14, Carton/4 s.	7322540574760
792215	Plus XXSmall - Sachet/14, Carton/4 s.	7322541357782
210171	Plus XL - Sachet/12, Carton/4 s.	7322540587562
793413	Super Small - Sachet/12, Carton/4 s.	7322541140117
793520	Super Medium - Sachet/12, Carton/4 s.	7322541140018
793614	Super Large - Sachet/12, Carton/4 s.	7322541139890
793713	Super Extra Large - Sachet/12, Carton/4 s.	7322541140209
794410	Maxi Small - Sachet/10, Carton/4 s.	7322541385228
794512	Maxi Medium - Sachet/10, Carton/4 s.	7322541139760
794623	Maxi Large - Sachet/10, Carton/4 s.	7322541139548
794762	Maxi Extra Large - Sachet/10, Carton/4 s.	7322541358932
792862	Plus Bariatric Extra Extra Large - Sachet/12, Carton/4 s.	7322540901511



## FINÉA® PANT

Sous-vêtement absorbant mixte pour fuites urinaires. Renfort élastique à la taille et ajustement du tour de cuisses pour un meilleur maintien.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
22014100	Small Flufsan - Sachet/14, Carton/6 s.	3401046876432
120542	Medium Extra - Sachet/14, Carton/6 s.	3389360008817
120543	Large Extra - Sachet/14, Carton/6 s.	3389360008824
120548	Medium Optimum - Sachet/14, Carton/6 s.	3389360014757
120549	Large Optimum - Sachet/14, Carton/6 s.	3389360014764
120550	Extra Large Flufsan - Sachet/14, Carton/6 s.	3389360019295



## TENA SLIP PROSKIN

Incontinence modérée à forte. Change complet ultra absorbant pour personne à mobilité réduite. Assure une protection maximale. Technologie ConfioAir™ : Les côtés et voiles extérieurs aérés laissent la peau respirer. Attaches plus larges, faciles à fixer et à ajuster plusieurs fois. Testé dermatologiquement pour garder une peau saine.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
209003	Plus Extra Small - Sachet/30, Carton/3 s.	7322540646177
209004	Plus Small - Sachet/30, Carton/3 s.	7322540646191
210115	Plus Medium - Sachet/30, Carton/3 s.	7322540646733
210116	Plus Large - Sachet/30, Carton/3 s.	7322540646924
209005	Super Small - Sachet/30, Carton/3 s.	7322540646986
210119	Super Medium - Sachet/28, Carton/3 s.	7322540647006
210120	Super Large - Sachet/28, Carton/3 s.	7322540646900
209019	Super XL - Sachet/28, Carton/3 s.	8699114502498
209006	Maxi Small - Sachet/24, Carton/3 s.	7322540647198
210117	Maxi Medium - Sachet/24, Carton/3 s.	7322540647211
210118	Maxi Large - Sachet/24, Carton/3 s.	7322540647273
209020	Maxi Extra Large - Sachet/24, Carton/3 s.	8699114502504
210217	Ultima M - Sachet/21, Carton/3 s.	7322540647327
210218	Ultima L - Sachet/21, Carton/3 s.	7322540647341
210219	Ultima XL - Sachet/18, Carton/3 s.	8699114502511
210215	Bariatric Super XXL - Carton/ 2s.	7322540555554
210216	Bariatric/Bariatric Super 3XL Sachet/8, Carton/4 s.	7322540925784



## FINÉA® SLIP

Change complet pour incontinence modérée à forte. Une meilleure identification produit avec un système de gouttes pour l'absorption et un témoin de saturation lisible ainsi que des absorptions renforcées.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
120660	Small Optimum - Sachet/20, Carton/4 s.	3389360014597
120661	Medium Extra - Sachet/20, Carton/4 s.	3389360014603
120662	Medium Optimum - Sachet/20, Carton/4 s.	3389360014610
120663	Medium Optimum+ - Sachet/20, Carton/4 s.	3389360014627
120664	Large Extra - Sachet/20, Carton/4 s.	3389360014634
120665	Large Optimum - Sachet/20, Carton/4 s.	3389360014641
120666	Large Optimum+ - Sachet/20, Carton/4 s.	3389360014658
120667	XL Optimum - Sachet/20, Carton/3 s.	3389360014665
120668	XL Optimum+ - Sachet/20, Carton/3 s.	3389360015792



## TENA COMFORT PROSKIN

Incontinence modérée à forte, protection anatomique. Solution anti-fuites discrète et efficace. Technologie ConfioAir™, pour un produit entièrement respirant. Godet intégral et forme anatomique.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
210142	Normal - Sachet/42, Carton/3 s.	7322540696028
210143	Plus - Sachet/46, Carton/2 s.	7322540696042
210144	Extra - Sachet/40, Carton/2 s.	7322540696202
210152	Super - Sachet/36, Carton/2 s.	7322540698411



## FINÉA® FORM

Protection anatomique mixte pour incontinence modérée à forte. Un voile externe en non-tissé « sensation textile » et une meilleure identification produits : système de gouttes pour l'absorption et un témoin de saturation lisible.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
120750	Extra - Sachet/20, Carton/4 s.	3389360014573
120751	Optimum - Sachet/20, Carton/4 s.	3389360014580
15006100	Max+ - Sachet/20, Carton/4 s.	3401040104326



## FINÉA® COUCHE DROITE

Protection rectangulaire traversable destinée à renforcer l'absorption de slips absorbants ou changes complets.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
137110	20 x 60 cm traversable - Sachet/20, Carton/4.	3389360008909



# Incontinence



ACCESSOIRES  
POUR UN BON MAINTIEN  
DES PROTECTIONS  
ANATOMIQUES



## TENA FIX PREMIUM

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
210220	Acute Small - Sachet/250. Carton/1 s.	7322540963915
210221	Acute Medium - Sachet/250. Carton/1 s.	7322540963816
210222	Acute Large - Sachet/250. Carton/1 s.	7322540424560
210223	Acute Extra Large - Sachet/200. Carton/1 s.	7322540963915
210202	Small - Sachet/5. Carton/20 s.	7322540419429
210203	Medium - Sachet/5. Carton/20 s.	7322540419443
210204	Large - Sachet/5. Carton/20 s.	7322540419467
210146	Extra Large - Sachet/5. Carton/20 s.	7322540419481
210147	XXL - Sachet/5. Carton/20 s.	7322540419504
209021	XXXL - Sachet/5. Carton/20 s.	7322540735857
210201	Small - Sachets/25. Carton/8.	7322540419535
210148	Medium - Sachets/25. Carton/8.	7322540419559
210149	Large - Sachets/25. Carton/8.	7322540419573
210150	Extra Large - Sachets/25. Carton/8.	7322540419597
210151	XXL - Sachets/25. Carton/8.	7322540419610



## SLIP DE MAINTIEN COTTON FIX

Slip de maintien doux, léger et agréable à porter. Composé de 96 % polyester et 4 % élastane, sans latex. Lavable jusqu'à 30 fois à 60°.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
154310	Small - Sachets/25. Carton/4.	370116400957
154311	Medium - Sachets/25. Carton/4.	370116400964
154312	Large - Sachets/25. Carton/4.	370116400971
154313	X. Large - Sachets/25. Carton/4.	370116400988
154314	XX. Large - Sachets/25. Carton/4.	370116400995




## SLIP DE MAINTIEN STANDARD

Maintien efficace des protections. Filet externe et résistant. Lavable à 60 °C.

Vente au carton - Boîte de 50 - Carton de 300.

Référence	Description	EAN
154303	Taille 1 Small - Jaune.	3389360008671
154300	Taille 2 Medium - Bleu.	3389360008640
154301	Taille 3 Large - Marron.	3389360008657
154302	Taille XL Extra Large - Vert.	3389360008664




## SLIP SOFT PANT À USAGE UNIQUE

Slip à grande élasticité, résistant et très léger. Indiqué pour le maintien de pansements, de couches moyennes et grandes incontinences. Slip pour patients alités. Slip à usage unique, mais peut être lavé à 60 °C et réutilisé. Taille unique. Polyester : 96 %. Élastomère : 3 %. Polyamide : 1 %.

Vente à la boîte - Boîte de 100.

Référence	Description	EAN
154360	Medium	8033971551334
154361	Large	8033971551341
154362	X. Large	8033971551358
154363	XX. Large	8033971551365



## TENA PROTÈGE-DRAP

Feuille de protection avec une fine membrane plastique. Protection multi-usages résistante.

Vente au carton - Sachet de 100 - Carton de 1 sachet.

Référence	Description	EAN
209009	80 x 210 cm - Sachet/100. Carton/1 s.	7322540801385
209008	80 x 175 cm - Sachet/100. Carton/1 s.	7322540801378




## TENA MAXI TRAVERSABLE

Protections droites avec coussin absorbant en cellulose super-absorbant.

Vente au carton - Sachet/30. Carton/6 s.

Référence	Description	EAN
210184A	Sachet/30. Carton/6 s.	7310791198842



## ALÈSE CLINIDRY 2

Absorbante et imperméable avec rabats de bordage. Bleu / Blanc. Lavable à 90° et réutilisable. 450 g/m². Protège le bassin. 95% de fibres - 5 % film P.U.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
206219	3760079140218



## TENA BED

Protection pour lit et chaise contre fuites urinaires accidentelles. Très absorbant avec ailettes de fixation. Surface douce pour la peau.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
210978	Normal 60 x 60 cm - Sachet/40. Carton/4 s.	7322540729450
210979	Normal 60 x 90 cm - Sachet/35. Carton/4 s.	7322540729740
210995	Plus 60 x 60 cm - Sachet/40. Carton/4 s.	7322540729177
209007	Plus 60 x 90 cm - Sachet/35. Carton/4 s.	7322540728880
210163	Plus Bordable - Sachet/20. Carton/4 s.	7322540522235
210997	Super 60 x 90 cm - Sachet/35. Carton/4 s.	7322540742350
770132	Plus 40 x 60 cm - Sachet/40. Carton/6 s.	7322541198941



## ALÈSE LITRERIE ET FAUTEUIL FINÉA® BED

Protection de literie ou de fauteuil. Matelas absorbant en pulpe de cellulose et voile interne ultra-doux.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
124134	60x40 super - 42 g - Sachet/30. Carton/9 s.	3389360008916
124135	60x60 super - 60 g - Sachet/30. Carton/4 s.	3389360008923
124136	60x90 super - 100 g - Sachet/30. Carton/4 s.	3389360008930
124140B	Bordable 90 x 180 cm - 100 g - Sachet/25. Carton/4 s.	





## MOUCHOIRS

Pure ouate de cellulose. 2 épaisseurs. Dimensions : 19 x 21 cm. 15 g/m<sup>2</sup>.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
199219	Carton/40 b.	3389360002396



## CARRÉ DE SOIN

• Gaufré : 100% fibre de cellulose. Offre une grande vitesse et capacité d'absorption. Souple, doux, efficace pour la toilette des patients.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
124500	30 x 30 cm Sachets/50. Carton/40 s.	3389360017000



## TENA CELLDUK PROSKIN

Carrés de cellulose ou de soin. Participe à préserver la peau des personnes âgées, en complément de la TENA Wash Cream pour la toilette. Une excellente résistance, même mouillée. Toilette toutes zones du corps. Sachet de 200.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
210450	25 x 33 cm Carton/6 s.	7310791056074
210138	25 x 26 cm Carton/8 s.	7310791042138



## TENA SOFT WIPES PROSKIN

Carrés de cellulose. Pour les peaux âgées. Toilette toutes zones du corps. Résistante et douce même humide. Douce et respectueuse de la peau.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
210449	19 x 30 Sachets/135. Carton/8 s.	7310791187426
210137	30 x 30 Sachets/135. Carton/8 s.	7310791187457



## LINGETTES CORPS

Lingettes corporelles pour la toilette des personnes alitées. Lingette de 216 x 240 mm. Boîte de 200 lingettes.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
152600	Carton/6.	3468080782259

## LINGETTES ALOÉ VERA

Taille XL, 22 x 20 cm. Conçues pour prendre soin des peaux délicates des utilisateurs de produits d'incontinence. Contiennent de la glycérine, du panténol, de la camomille et de l'aloé vera. Parfum de fraîcheur, légèrement savonné, avec couvercle refermable. Testées sous contrôle dermatologique sans PARABEN pH 4,7 - 5,5.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
28400300	Sachet/108. Carton/8 s.	5201263007743



## GANT PRÉ-HUMIFIÉ SANS RINCAGE

Utilisation facile et rapide, sans recours aux accessoires habituels, pour patients alités. Sa matière douce à haute teneur en viscosité et sa lotion nettoyante sans rinçage permettent la réalisation d'une toilette douce, efficace et sans rinçage.

- ICBATH12 : Toilette avec revêtement interne protecteur : Son dispositif « mains protégées », assure hygiène et sécurité au soignant
- HCBG12 : Toilette économique : Lotion nettoyante à l'Aloe Vera
- ICSHAMP12 : Shampoing : Son dispositif « mains protégées », assure hygiène et sécurité au soignant

Vente au sachet.

Référence	Description	EAN
1	ICBATH12 Sachet/12. Carton/12 s.	3661809030086
2	HCBG12 Sachet/12. Carton/20 s.	3661809030055
3	ICSHAMP12 Sachet/12. Carton/12 s.	3661809030109



## TENA WASH GLOVES PROSKIN

Résistant et doux. 3 produits distincts :

- 210135 : Molletonné doux.
- 210136 : Plastifiés à l'intérieur pour une hygiène renforcée.
- 209012 : Soft and strong. Structure gaufrée sur les côtés pour plus de résistance.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
210135	Non Plastifiés - Sachet/200. Carton/6 s.	7310791055992
210136	Plastifiés - Sachet/175. Carton/6 s.	7310791009544
209012	Soft & Strong - Sachet/50. Carton/12 s.	7322540796766



## PROTÈGE BASSIN

Permet l'élimination des excréments des patients dépendants dans des conditions optimales d'hygiène et de sécurité. Absorption rapide. Mise en place facile.

Vente à la boîte.

Référence	Description	EAN
B60020	Boîte/20	3661809030024



# FOCUS SUR

## LES GANTS DE TOILETTE

En non-tissé (15 x 23 cm).

- 199305 - Standard bleu : Gant absorbant, résistant et doux à l'état humide (42 g/m<sup>2</sup>)
- 199311 - Molletonné blanc : Très absorbant et doux, très résistant. Utilisation longue durée 80 g/m<sup>2</sup> soudé
- 199306 - Imperméable en non tissé avec couche de polyéthylène

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
199305	Sachet/100. Carton/1000.	3389360004840
199306	Sachet/100. Carton/1000.	3389360005953

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
199311	Sachet/50. Carton/750. Palette/36 ctn.	3389360012906



## TENA WET WASH GLOVES PROSKIN

Gant imprégné, sans rinçage. Soins et toilette pratiques de tout le corps, sans eau ni savon. Pour la toilette quotidienne. Facile à utiliser.

Vente au carton - Sachet de 30 - Carton de 8 sachets.

Référence	Description	EAN
209011	Tena wet wash gloves proskin	7322540717679



## PROTÈGE SEAU

Permet l'élimination des excréments des patients dépendants dans des conditions optimales d'hygiène et de sécurité. Absorption rapide. Mise en place facile.

Vente à la boîte.

Référence	Description	EAN
C60020	Boîte/20	3661809030352



## URINAL MASCULIN

Permet le recueil des urines des patients masculins à mobilité temporairement réduite, dans des conditions optimales d'hygiène et de sécurité.

Vente à la boîte.

Référence	Description	EAN
U60020	Boîte/20	3661809030345

# Hygiène



## LABORATOIRE RIVADIS

- Rivadouce partenaire soin, une gamme ayant fait ses preuves dans le milieu médical depuis 50 ans
- Des produits pour la toilette et le soin de la personne dépendante ou en perte d'autonomie, testés sous contrôles cliniques et dermatologiques
- Entreprise familiale et française avec un service R&D et une activité de fabrication basés à Thouars, dans les Deux-Sèvres.

- 1 SOLUTION NETTOYANTE SANS RINÇAGE**  
Plus de 20 ans d'expérience clinique et utilisée par plus de 1 000 établissements. Convient pour l'essuyage du visage après le repas, la toilette totale ou le change. Formule testée sous contrôle dermatologique et gynécologique.
- 2 GEL DOUCHE CORPS ET CHEVEUX**  
• 124400 et 124410 : Gel dermatologique corps et cheveux. Extrêmement doux pour la peau et les cheveux fragilisés  
• 124409 : Gel douche corps et cheveux. Base lavante douce enrichie en extrait de tilleul.



**3 EAU DE TOILETTE AU TILLEUL**  
Rafraîchit et parfume.

**4 SHAMPOING**  
• 124428 : Douche miel  
• 124418 : Ultra doux



**5 SHAMPOING SANS RINÇAGE**  
Adultes alités ou à mobilité réduite



Vente au carton.

Référence	Description	EAN
1	124401 500 ml - Carton/15.	3361370630455
1	124411 1000 ml + pompe - Carton/12.	3361370632862
2	124400 500 ml - Carton/15.	3361370630479
2	124410 1000 ml - Carton/15..	3361370630462
2	124409 1000 ml - Carton/15.	3361370630400

Référence	Description	EAN
3	124403 500 ml - Carton/15.	3361370630509
4	124428 500 ml - Carton/15.	3361370621958
4	124418 500 ml - Carton/15.	3361370630486
5	124416 250 ml - Carton/12.	3361370658831

## GAMME TENA HYGIÈNE ET SOIN

### TENA SHAMPOO & SHOWER PROSKIN

Shampooing et gel douche associés. Lave en douceur les peaux sensibles. Idéal pour un usage fréquent.



Vente au carton - Carton de 10.

Référence	Description	EAN
210105	Shampoo & Shower ProSkin 500 ml	7322540545999

Vente au carton - Carton de 30.

Référence	Description	EAN
210101	Shampoo Cap ProSkin	7322540624809

### TENA BODY LOTION PROSKIN

Lotion hydratante enrichie en vitamine E pour une utilisation quotidienne. Parfum discret qui minimise les risques d'allergies. 500 ml.



Vente au carton - Carton de 10.

Référence	Description	EAN
210102	500 ml	7322540545791

### TENA WASH CREAM PROSKIN

Crème lavante : 3 en 1 sans savon, nettoie, nourrit et protège à la fois. Toilette complète du corps. Sans rinçage.



Vente au carton.

Référence	Description	EAN
210680	1000 ml flacon pousoir Carton/8.	7322540545357
210106	250 ml Carton/10.	7322540545173
210107	500 ml Carton/10.	7322540545258

### TENA BARRIER CREAM PROSKIN

Crème préventive. Idéale pour la prise en charge de l'incontinence. Protège la peau contre les agents extérieurs en formant une barrière qui repousse l'eau. Tube de 150 ml.



Vente au carton - Carton de 10.

Référence	EAN
210104	7322540724479

### ZINC CREAM PROSKIN

Crème apaisante et réparatrice. Idéale pour les peaux irritées et sensibles. Contient de l'oxyde de zinc (concentration à 10%) et de la vitamine E. S'applique et s'élimine facilement. Sans parfum, ni conservateurs. Tube de 100 ml.



Vente au carton - Carton de 10.

Référence	EAN
210556	7322540546316

### BRUME D'EAU

Rafraîchit et hydrate.



Vente au carton - Carton/12.

Référence	Description	EAN
124415	125 ml.	3361370661046

### COLD CREAM

Sécheresse cutanée, rougeurs et tiraillements.



Vente au carton - Carton/40.

Référence	Description	EAN
124420	50 ml	3361370626991

### CUTAFACINE

Crème protectrice. Restaure l'hydratation cutanée, apaise et protège les peaux fragilisées et sensibles. Utilisée également en tant qu'adjuvant au protocole de surveillance par effleurage des points d'appui.



Vente au carton - Carton/12.

Référence	Description	EAN
124404	150 g.	3361370644247

### HUILE DE SOIN PRÉVENTION ESCARRE

Prévention des escarres faibles à modérés - plus de deux millions d'unités utilisées par an en univers médico-hospitalier. Facilite le glissement de la peau sous les doigts lors de l'effleurage. Adoucit la peau grâce à la présence d'huile d'amande douce et d'agents émollients. Dispositif médical de classe I.



Vente au carton - Carton/50.

Référence	Description	EAN
124406	50 ml	3361370652143

**HUILE DE MASSAGE ET DE SOIN**  
Idéale pour les massages corporels. Nourrit et assouplit l'épiderme grâce à la présence d'huile d'amande douce.



Vente au carton - Carton/15.

Référence	Description	EAN
124407	500 ml	3361370630424

### SOIN HYDRATANT

Pour une peau souple et hydratée. Corps et visage. Pour peaux sensibles, fragilisées et déshydratées.



Vente au carton - Carton/15.

Référence	Description	EAN
124412	500 ml	3361370630394



### DERMACTYL A2B - PRÉVENTION ESCARRE

Innovation brevetée pour la prévention de l'escarre modéré à fort. Emulsion Quickbreak (glycérine végétale et phytosqualane) et complexe Rivaprotect® (pectine de pomme et hydrocotyle asiatique) pour un effleurage nouvelle génération. Renforce intensément l'hydratation et améliore les propriétés biomécaniques de la peau. Protège la peau de l'adhésion des bactéries pathogènes extérieures. Dispositif médical de classe I.

Vente au carton - Carton/6.

Référence	Description	EAN
124427	50 ml	3361370795123

# Hygiène



**1 ESSUIE-MAINS PLIÉ**  
En ouate blanche 2 plis 50 g/m<sup>2</sup>. En format inter-folié 22 x 35 cm.



**2 ESSUIE-TOUT COMPACT**  
Pure ouate de cellulose double épaisseur. 200 feuilles de 20 cm de large prédécoupées tous les 24 cm. Absorbant et résistant. Facilité de stockage (L. 48 cm, l. 13,6 cm, H. 20 cm).



**3 BOBINE À DÉVIDAGE CENTRAL**  
En ouate de cellulose blanche 2 épaisseurs 20 g/m<sup>2</sup>. 200 formats de 21 x 35 cm. Ø extérieur 13 cm.



**4 PAPIER HYGIÉNIQUE ROULEAU STANDARD**  
100 % pure ouate blanche. Extra doux, 2 plis. Rouleaux de 200 feuilles.



**5 PAPIER HYGIÉNIQUE COMPACT**  
Doux. En rouleau pure ouate de cellulose blanche 2 plis. 500 feuilles 10 x 12 cm. En bobines compactes s'adaptant aux distributeurs traditionnels. Un carton de 36 rouleaux est équivalent à 90 rouleaux de 200 feuilles.



**6 DISTRIBUTEUR D'ESSUIE-MAINS**  
Distributeur mural pour essuie-mains plié. Matière plastique (ABS). Blanc.



**7 DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS BOBINE**  
Distributeur mural plastique (ABS) blanc. Idéal pour bobines de 150 à 300 formats.



**8 DISTRIBUTEUR DE SAVON**  
Distributeur mural de savon. Matière plastique (ABS). Capacité 1 litre.



**9 SAVON CRÈME MOUSSANTE**  
Très doux pour la peau. Nacré blanc épais. Convient à tous types de distributeurs. Senteur fleurie. Bidon de 5 l.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
1	Essuie-mains plié - Carton/3200.	7141039568147
2	Essuie-tout compact - Carton/12.	
3	Bobine à dévidage central - Carton/12.	
4	Papier hygiénique standard - Carton/108.	
5	Papier hygiénique compact - Carton/36.	

Vente à l'unité.

Référence	Description	EAN
6	Distributeur d'essuie-mains - Unité	
7	Distributeur essuie-mains bobine - Unité	
8	Distributeur de savon - Unité	
9	Savon crème moussante - Bidon/5 litres.	3700874707018



**COLLECTEUR DE DÉCHETS SHARPSAFE®**  
Conteneurs conçus pour la collecte de déchets médicaux perforants comme les lames de bistouri, les aiguilles, les seringues... Sharpsafe®, certifiée EN ISO 23907-1:2019 (obligatoire en France au 01/01/2022) est la première gamme intégrant des matières plastiques recyclées totalement contrôlées (validation Marque NF). Modèle 5<sup>ème</sup> génération.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
162530	Modèle Exchange NF 0,45 L - Carton/100	5056271508306
162531	Modèle Compact NF 0,60 L - Carton/100	5056271508313
162532	Modèle Sharpsafe NF 1 L - Carton/100	5056271508337
162533	Modèle Sharpsafe NF 2 L - Carton/50	5056271508351
162534	Modèle Sharpsafe NF 3 L - Carton/50	5056271508375
162535	Modèle Sharpsafe NF 4 L - Carton/50	
162536	Modèle Sharpsafe NF 7 L - Carton/50	5056271508429
162537	Modèle Sharpsafe NF 9 L - Carton/20	5056271508467
162538	Modèle Sharpsafe NF 13 L - Carton/20	5056271508498
162515	Modèle Sharpsafe Quiver - 7,5 L - Carton/20.	5060107837522
162539	Modèle Sharpsafe 30 L - Carton/15	

Vente à l'unité.

Référence	Description	EAN
162511	Container 50 L - Palette/400.	5440000089011



**COLLECTEUR DE DÉCHETS STIL'ECO**  
Collecteurs pour OPCT - DASRI \*: Une gamme complète et conforme à la nouvelle norme NF EN ISO 23907-1 : 2019, titulaire du label NF 302 et homologuée ADR. (Transport des marchandises dangereuses). 100 % fabriqué en France

(\* OPCT : Objets Piquants Coupants Tranchants / DASRI : Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux).

Vente à l'unité.

Référence	Description	EAN
162400	Pocket 0,25 L - Carton/100	
162401	Mini collecteur 0,6 L - Carton/70	3701206500000
162402	Mini collecteur 1,1 L - Carton/60	3701206500024
162410	Collecteur Pacto + 2 L - Carton/50	3701206500087
162411	Collecteur Pacto + 3 L - Carton/38	3701206500084
162412	Collecteur Pacto + 4,5 L - Carton/45	3701206500087
162413	Collecteur Pacto + 6,5 L - Carton/27	3701206500088
162407	Maxi collecteur 11 L - Carton/15	3701206500086



**RÉCUPÉRATEUR D'AIGUILLE SANIBOX®**  
Produit sûr et efficace pour collecter tous les déchets dangereux ou infectés. Capacité de 200 aiguilles.

Vente au carton - Carton de 400.

Référence	Description	EAN
162100	0,17 L	3389360008619



**KIT MAINTENANCE**  
Kit comprenant les produits essentiels pour l'entretien du matériel médical.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description
207001	Kit maintenance



# GAMME MAINTIEN À DOMICILE

## Transfert et mobilité

Assise antiglisse .....	59
Canne et stabilisateur .....	58-59
Déambulateur/rollator .....	56-57
Disque de transfert souple .....	59
Dragonne .....	59
Fauteuil de Transfert .....	59
Planche de transfert .....	59
Sit Ring Rond + Taie .....	59

## Bain et toilettes

Barre d'appui .....	63
Cadre de toilette .....	61
Chaise/fauteuil garde-robe .....	62
Douchette pour robinet .....	63
Éponge .....	63
Marche-pied/tabouret .....	63
Planche de bain .....	61
Plateau lave-tête .....	63
Rehausse WC .....	62
Siège de bain/douche .....	61

Tabouret/chaise de douche .....	60
Tapis antidérapant .....	63

## Confort

Apaisant cutané .....	72
Appui-dos .....	68
Bain de pied rétractable .....	69
Barre de lit et protection .....	68
Bouillotte .....	70
Coussin de positionnement .....	67
Crème contre les chocs .....	72
Désodorisant .....	72
Dorsaback® .....	69
Fauteuil releveur .....	64-65
Froid mentholé .....	72
Lampe de luminothérapie .....	69
Lotion asséchante .....	72
Massage .....	70
Miroir éclairé .....	69
Oreiller/Traversin .....	67
Pied à sérum .....	68

Produits chaud/froid .....	70-71
Table de lit .....	66
Tapis d'amortissement .....	68
Trousse manucure pédicure .....	69

## Aides visuelles & sonores

Aide au sommeil .....	73
Amplificateur de son .....	73
Horloge .....	73
Réveil .....	73
Télécommande universelle .....	73
Téléphone .....	73

## Aides techniques

Bavoir et serviette .....	75
Chaise .....	74
Chemise de patient .....	75
Coupeur/broyeur .....	74
Pédalier d'exercice .....	75
Pilulier et présentoir .....	74
Pince de préhension .....	75



# Transfert et mobilité



## EFFICACITÉ

Gamme de produits (indispensables) pour sécuriser le domicile, la salle de bain, les sanitaires, et faciliter la mobilité.

## SÉCURITÉ

Etudiés spécialement pour éviter les chutes, équipé de pads anti-dérapants, de freins, de garantie de mise en charge. Des matériaux légers et durables, confortables pour les utilisateurs.



### DÉAMBULATEUR PLIANT

Cadre de marche. Pliant. Largeur maxi : 58 cm. Hauteur réglable : 74 à 93 cm.

Vente au carton - Carton de 4.

Référence	EAN	LPP
216103	3389360011398	6256108



### DÉAMBULATEUR ARTICULÉ PLIANT

Cadre de marche aluminium pliant articulé réglable en hauteur de 74 à 93 cm.

Vente au carton - Carton de 4.

Référence	EAN	LPP
211040	3389360015181	6256108



### ROLLATOR 4 ROUES

Métal époxy. Hauteur poignées réglables de 80 à 95 cm. Freins ergonomiques. Position « parking ». Panier + tablette amovibles + porte canne. Coloris gris.

Vente au carton - Carton de 1. Palette de 10.

Référence	EAN	LPP
216111	3389360015648	6256108



## FOCUS SUR LE ROLLATOR 4 ROUES PLIANT


LPP



En aluminium et pliant. Ultra léger et compact. Hauteur : 80 à 92 cm. Panier intégré. Porte canne de série. Largeur hors tout : 63 cm.

Vente au carton - Carton de 1. Palette de 12.

Référence	EAN	LPP
216113	3389360018748	6256108



### ROLLATOR 2 ROUES

Hauteur poignée réglable de 69,5 à 93 cm. Pliant à roulettes. Avec siège.

Vente au carton - Carton de 1. Palette de 18.

Référence	EAN	LPP
216112R	3389360016904	6256108



### ROLLATOR 2 ROUES ACTIO 2 AVEC SIÈGE

Compact et léger. Pliant, poignées anatomiques réglables en hauteur (74 à 100 cm). Assise rembourée. Largeur 55 cm, hauteur du siège 55 cm.

Vente au carton - Carton de 1.

Référence	EAN	LPP
203001	7331492563661	6234041



### ROLLATOR 2 ROUES

Déambulateur 2 roues avec siège confortable et appui-dos. Réglable en hauteur de 80 à 89,5 cm. Pliant.

Vente au carton - Carton de 2.

Référence	EAN	LPP
216102	3389360011411	6256108



### ROLLATOR 3 ROUES ACIER PLIANT

Freins à câble, extérieur. Poignées anatomiques réglables en hauteur. Pliant avec plateau.

Vente au carton - Carton de 1. Palette de 10 ctn.

Référence	EAN	LPP
216101M	3389360012548	6256108



### ROLLATOR 4 ROUES ALUMINIUM

Siège confortable et dossier arrondi. Structure légère pliable. Blocage des freins. Hauteur du siège : 53,5 cm. Hauteur de 86 à 96 cm. Largeur : 59 cm. Panier amovible.

Vente au carton - Carton de 1. Palette de 10 ctn.

Référence	EAN	LPP
216104	3389360011688	6256108



### ROLLATOR 4 ROUES BARIATRIQUE

Structure aluminium. Léger et ultra-résistant. Hauteur réglable de 86 à 100 cm. Coloris rouge.

Vente au carton - Carton de 1.

Référence	EAN	LPP
216109	3389360014177	6256108



# Transfert et mobilité

LPP



## 1 2 3 4 CANNE RÉGLABLE

Canne aluminium. Réglable de 76 à 99 cm. S'adapte aux personnes de 1,52 m à 1,95 m. Poignée droite en bois.

Produit 0,3 kg  
Max. utilisateur 110 kg



## 6 7 CANNE PRÉCISA

Canne aluminium. Poignée avec grip antidérapant. Ajustement précis grâce à son bouton presseur. Hauteur de 66,5 à 103 cm.

Produit 0,43 kg  
Max. utilisateur 113 kg



## 5 CANNE RÉGLABLE NOIRE

Canne aluminium. Poignée droite noire. Hauteur de 70 à 92,7 cm.

Produit 0,3 kg  
Max. utilisateur 100 kg



## 8 CANNE ANATOMIQUE

Poignée anatomique pour faciliter la prise en main.

Produit 0,3 kg  
Max. utilisateur 100 kg



Vente à l'unité.

Référence	Description	EAN	LPP
1	203011 Beige / rose - Carton /25	3389360015907	6256114
2	203012 Fantaisie rouge - Carton /25	3389360015914	6256114
3	203013 Fleurie rose / bleu - Carton /25	3389360015921	6256114
4	203014 Beige / blanc - Carton /25	3389360015938	6256114
5	251102 Noir - Carton /20	3389360014405	6256114

Vente à l'unité.

Référence	Description	EAN	LPP
6	203023 Rose - Carton /25	3389360017376	6256114
7	203024 Noir - Carton /25	3389360017383	6256114
8	251100 Droitier - Carton /20	3389360014382	6256114
8	251101 Gaucher - Carton /20	3389360014399	6256114

LPP

## CANNE RÉGLABLE PLIANTE

Canne aluminium, poignée droite en bois. Pliante de 85 à 95 cm. S'adapte aux personnes de 1,60 m à 1,85 m.



Vente à l'unité - Carton de 25.

Référence	Description	EAN	LPP
9	203015 Beige / rose	3389360015945	6256114
10	203016 Fantaisie rouge	3389360015952	6256114

Référence	Description	EAN	LPP
11	203017 Fleurie rose / bleue	3389360015969	6256114
12	203018 Beige / blanc	3389360015976	6256114

LPP



## CANNE ALU PLIANTE NOIRE

Poignée avec grip rouge et noir. Hauteur de 81,5 à 91,5 cm.



Produit 0,34 kg  
Max. utilisateur 100 kg

Vente à l'unité - Carton de 20.

Référence	EAN	LPP
251107R	3389360014450	6256114

LPP



## CANNE PLIANTE ÉCLAIRANTE + ALARME

Réglable en hauteur. Éclairage par LED. Aluminium anodisé. Poignée noire.



Produit 0,38 kg  
Max. utilisateur 110 kg

Vente à l'unité - Carton de 1.

Référence	EAN	LPP
251113	3389360016188	6256114

LPP



## CANNE TRIPODE

Réglable. Embouts antidérapants.

Produit 0,76 kg  
Max. utilisateur 100 kg

Vente à l'unité - Carton de 1.

Référence	EAN	LPP
251112	3389360014504	6256746

Pour plus de précision sur les produits



SCANNEZ MOI!

# FOCUS SUR

## LE FAUTEUIL DE TRANSFERT KLEM



LPP

GARANTIE 2 ANS

Max. utilisateur 110 kg

Remise VOLUME



Assise confortable. Pliant, léger et facilement transportable.

Vente au carton - Carton de 1.

Référence	Largeur d'assise	Largeur plie	Poids	Palette	EAN	LPP
216205	40 cm	22 cm	9,1 kg	Palette de 10 ctn	3389360015662	9256586
236101	43 cm	25 cm	11,6 kg	Palette de 6 ctn	3389360011596	9256586
236103	46 cm	34 cm	10,6 kg	Palette de 10 ctn	3389360014146	9256586

## STABILISATEUR DE CANNE

Stabilité renforcée grâce à sa large surface au sol de 9 cm. Maintien la canne à la verticale. S'adapte sur des cannes Ø 15 à 16 mm et/ou 18 à 19 mm.



Vente à l'unité - Carton de 30.

Référence	EAN
203022	3389360017390

## DRAGONNE

Fixation par élastique. Longueur totale : 21,5 cm.



Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
215070	3389360019615

## DISQUE DE TRANSFERT SOUPLE

Pour sortir plus facilement de la voiture. Permet de pivoter sans effort. 2 cm d'épaisseur. Ø 39 cm.



Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
253200	3760223830460



Max. utilisateur 100 kg

## SIT RING ROND + TAIE

Diam Extérieur 46 cm. Utilisation possible sur les toilettes et fauteuils adaptés. Mousse de polyuréthane sans CFC, hypo-allergénique de densité 57 kg/m³. Livrée avec une housse éponge 100% coton lavable en machine.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
203002	4250694702407

## ASSISE ANTIGLISS

En textile technique, évite le glissement. Pour fauteuil à la maison ou roulant. Glisse dans un seul sens et permet de relever la personne. Composition : dessus 100 % PVC antidérapant, Dessous 10 % silicone - 80 % polyamide - 10 % polyester.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
203007	3760079140225



Max. utilisateur 190 kg

## PLANCHE DE TRANSFERT ERGO

Ultra-résistante, glisse exceptionnelle. 2 découpes permettent d'accrocher les tubes du fauteuil. Extrémités antidérapantes facilitant le transfert. Longueur : 76 cm  
Largeur : 24,5 cm  
Épaisseur : 1,2 cm.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
253201	3760223830002

# Bain et toilettes



**CHAISE DE DOUCHE AVEC POIGNÉES**  
Épouse la forme du corps. Une découpe à l'avant facilite la toilette intime sur la chaise.

Vente à la boîte - Boîte individuelle.

Référence	EAN
204037	3389360017277



**2 EN 1 CHAISE / TABOURET DE DOUCHE AVEC POIGNÉES**  
Plastique et aluminium. Dossier amovible. Assise réglable en hauteur de 35 à 53 cm. Embouts antidérapants.

Vente à la boîte - Boîte individuelle.

Référence	EAN
204046	3389360017369



**CHAISE DE DOUCHE**  
Chaise avec bras amovibles. Plastique et aluminium. Hauteur assise réglable de 42 à 55 cm.

Vente à la boîte - Boîte individuelle.

Référence	EAN
204036	3389360017260



**TABOURET DE DOUCHE ROND**  
Plastique et aluminium. Hauteur réglable de 36 à 54 cm.

Vente à la boîte - Boîte individuelle.

Référence	EAN
204039	3389360017291




**TABOURET DE DOUCHE D'ANGLE MEO**  
Hauteur réglable 43 à 58 cm. Assise triangulaire 36 x 36 cm. Traitement anti-corrosion. Embouts antidérapants.

Vente au carton - Carton de 1.

Référence	EAN
211046	3389360015990


Pour plus de précision sur les produits



**PLANCHE DE BAIN**  
Grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation qui s'adaptent sur toutes les baignoires. Confortable, ergonomique, sûre. Poignée porte-savon. Espacements entre les supports réglables (de 31 à 53 cm).

Vente à la boîte - Boîte individuelle.

Référence	EAN
204045	3389360017352



**SIÈGE DE BAIN SUSPENDU**  
Confortable et ergonomique. S'adapte à toute baignoire.

Vente à la boîte - Boîte individuelle.

Référence	EAN
204041	3389360017314



**SIÈGE DE BAIN PIVOTANT CONFORT LENZO**  
L'assise reste au niveau du haut de la baignoire, appuyés et accoudoirs en mousse PU. Blocage possible tous les 90°. Accoudoirs relevables. Profondeur : 55 cm. Assise : 41 x 35 cm.

Vente au carton - Carton de 1.

Référence	EAN
237129	3389360012814



**SIÈGE DE DOUCHE MURAL**  
Siège rabattable en PVC et acier inoxydable. Assise à 50 cm. Large découpe pour la toilette intime. Ajustage précis de chaque pied. Relevable, profondeur pliée : 11 cm.

Vente à la boîte - Boîte individuelle.


Référence	EAN
204040	3389360017307



**CADRE DE TOILETTE AKO**  
Réglable : hauteur 69 à 81 cm et largeur 52 à 55 cm. Poids maxi utilisateur : 100 kg.

Vente au carton - Carte de 1.

Référence	EAN
227115	3389360013422



**CHAISE 2 EN 1**  
Cadre de toilette, garde robe. Structure acier. Réglable en hauteur, dossier escamotable. Hauteur : 41 à 55 cm. Largeur : 55 cm. Profondeur 48 cm.

Vente au carton - Carton de 1. Palette de 24 ctn.

Référence	EAN
211041	3389360015204



**CHAISE 3 EN 1**  
Cadre de toilette et garde-robe, hauteur réglable. Accoudoirs escamotables. Hauteur réglable. Poignées mousse. Embouts antidérapants. Structure en acier blanc. Livré avec seau. Hauteur : 37 à 47 cm, largeur 49 cm.

Vente au carton - Carton de 1.

Référence	EAN	LPP
211043	3389360015211	6256261

# Bain et toilettes



**CHAISE GARDE-ROBE TANA**  
Chaise tube époxy bleu. Garniture confort bleue. Hauteur ajustable : 78 à 93 cm. Hauteur du siège : 41 à 56 cm. Largeur 57 cm x profondeur 52 cm.

Vente au carton - Carton de 3. Palette de 9 ctn.

Référence	EAN	LPP
227114	3389360013156	6256261



**GARDE-ROBE PLIANTE OMEGA**  
Facile à ranger. Seau anatomique escamotable. Découpe intime. Pliante.

Vente au carton - Carton de 2.

Référence	EAN	LPP
227118	4250067207003	6236011

## FOCUS SUR LE REHAUSSE-WC



**AQUATEC 900**  
Rehausse-WC ajustable en hauteur (6, 10 ou 15 cm). Accoudoirs amovibles. Livré avec couvercle.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
227119	4028698083323

Pour plus de précision sur les produits



SCANNEZ MOI!



### BARRE D'APPUI STRONG

Étirable pour permettre d'ajuster la longueur de 12 cm. Avec ventouses caoutchouc très haute tenue.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
227121	65 / 78 cm	5060266849831
227122	55 / 68 cm	5060266849824
227123	44 / 56 cm	5060266849817



### MARCHE-PIED / TABOURET DE BAIN

Plastique et aluminium. Hauteur ajustable : 22 à 27 cm.

Vente au carton - Carton de 1.

Référence	EAN
237114	3389360011558



### MARCHE DE BAIN MOOREA

Permet d'enjamber le rebord de la baignoire plus facilement. Stable et sécurisante grâce à sa surface texturée et ses pads antidérapants. Empilable.

Dessus : 44 x 35 cm. Hors tout : 50 x 39 cm.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
227750	3760223830446




### BARRE D'APPUI À VENTOUSES

Ventouses caoutchouc très haute tenue avec témoin de verrouillage.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
227120	40 cm	3760223830484




### ÉPONGE ANATOMIQUE

Manche : 57 cm. Déformable à l'eau chaude.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
227751	3760223830958



### ÉPONGE LAVÉ-PIED ET DOS

Avec son long manche de 60 cm, ce kit vous permet une toilette sans se pencher. Fourni avec 1 brosse, 2 petites éponges pour les oreilles et 1 éponge ronde pour le corps.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
227752	3574590277403




### BARRE DE RELÈVEMENT

Coudée. ABS blanc.

Vente au carton - Carton de 1.

Référence	Description	EAN
211044	52 x 52 cm	3389360015198



### BARRE D'APPUI RAINURÉE

En résine blanche rainurée sur toute la longueur. Prise en main optimale même si les mains sont mouillées.

Vente à la boîte - Boîte individuelle.

Référence	Description	EAN
204042	30 cm	3389360017321
204043	45 cm	3389360017338
204044	60 cm	3389360017345



### DOUCHETTE POUR ROBINET

Très pratique à utiliser. Se fixe sur le bec du robinet. Longueur de 1 m.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
227753	3574590517509



### PLATEAU LAVÉ-TÊTE

Faire un shampoing facilement. Avec lanières d'attache. Adapté aux personnes en fauteuil. En ABS, lavable à l'eau et au savon. Long. 44 cm x larg. 32 cm x rebord 3,5 cm.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
227754	3574590147102




### CHAISE DE DOUCHE 3 EN 1 CLARYS

Percée, garde-robe et cadre de toilette. Structure aluminium. Réglable en hauteur. Avec accoudoirs et marche-pieds. 4 roulettes dont 2 à freins. Dossier et repose-pieds démontables. Assise et couvercle en mousse. Largeur d'assise : 44 cm.

Vente au carton - Carton de 1.

Référence	EAN	LPP
204013	3389360016843	6256261



### FAUTEUIL GARDE-ROBE À ROULETTES

Équipé d'accoudoirs et de repose-pieds amovibles. Deux roues arrière équipées de frein. Livré avec seau + couvercle. Robuste et compact. Hauteur du siège : 53 cm. Largeur assise : 45 cm. Profondeur : 42 cm.

Vente au carton - Carton de 1. Palette de 6 ctn.

Référence	EAN	LPP
227111	3389360012685	6256261





# Confort




## S'ASSEoir ET SE RELEVER SANS EFFORT DEVIENT UN JEU D'ENFANT !


### Comment bien choisir son fauteuil releveur ?

- Mesurer l'espace : il est conseillé de prévoir entre 45 à 65 cm à l'arrière du fauteuil afin de pouvoir l'utiliser aisément dans les différentes positions.
- Prendre un fauteuil adapté à la morphologie de l'utilisateur afin d'être confortablement assis ou allongé.

### Les différentes positions :



## FAUTEUILS RELEVEURS



Pour plus de précision sur les produits






SCANNEZ MOI !

# FOCUS SUR

## CONFORT HAUT DE GAMME

# LE FAUTEUIL RELEVEUR ARUBA



## FOCUS SUR LES TABLES DE LIT SIMPLE ET DOUBLE PLATEAU



### TABLE DE LIT HAUTEUR VARIABLE ASSISTÉE

Roulettes avec freins.  
Grand plateau fixe : 80 x 40 cm.  
Hauteur réglable de 72,5 à 115 cm.

Vente au carton - Carton de 1.

Référence	EAN
264101	3389360013774



### SIA TABLE DE LIT DOUBLE PLATEAU

En noyer avec rebord épais en PVC, piètement époxy gris. Grand plateau : 60 x 40 cm. Petit plateau : 20 x 20 cm. Hauteur réglable de 71 à 105 cm.

Vente au carton - Carton de 1.

Référence	EAN
264109	3389360012760



### ZOÉ À HAUTEUR VARIABLE

Piètement à roulettes avec freins.  
Grand plateau : 77 x 38 cm. Coloris : Hêtre clair.

Vente au carton - Carton de 1. Palette de 20 ctn.

Référence	EAN
264105	3389360019288



### TABLE DE LIT HAUTEUR VARIABLE MANUELLE

Piètement époxy. Simple plateau : 60 x 40 cm.  
Hauteur réglable de 71,5 à 110 cm.

Vente au carton - Carton de 1.

Référence	EAN
264102	3389360013781



### TÉA DOUBLE PLATEAU REBORD

Piètement à roulettes avec freins. Grand plateau : 60 x 38 cm. Petit plateau : 20 x 38 cm.  
Coloris : Hêtre foncé.

Vente au carton - Carton de 1. Palette de 20 ctn.

Référence	EAN
264108	3389360011459

Pour plus de précision sur les produits



SCANNEZ MOI !



### OREILLER ERGONOMIQUE

Standard à mémoire de forme. Mousse viscoélastique thermosensible. 30 x 50 x 10 cm.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
232023	3664604009165



### OREILLER BACTÉRIOSTATIQUE

Anti-feu. Destiné aux collectivités médicales et paramédicales. Enveloppe imperméable polyester enduit polyuréthane bactériostatique. Garnissage fibres creuses siliconées 100% polyester. Entretien par épongeage. 60x60 cm. 140 g/m<sup>2</sup>. (Conforme à la norme EN ISO 12952 partie 1, test cigarette, décembre 2010).

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
204011	3760079140003



### TRAVERSIN BACTERIOSTATIQUE

Anti-feu. Destiné aux collectivités médicales et paramédicales. Enveloppe imperméable polyester enduit polyuréthane bactériostatique. Garnissage fibres creuses siliconées 100% polyester. Entretien par épongeage. 90 cm. (Conforme à la norme EN ISO 12952 partie 1, test cigarette, décembre 2010).

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
206221	3760079140256



### COUSSIN DE POSITIONNEMENT POZ'IN'FORM

Garantit un positionnement efficace et confortable dans le temps. L'association d'une fibre longue, creuse à effet mémoire, d'un tissu micromailé, et de housses Pharmatex ou Lenzing FR® donne à POZ'IN'FORM® des caractéristiques particulièrement efficaces dans la prévention des escarres. La résilience de la fibre, combinée à la respirabilité maximum du tissu micromailé, apporte un soutien et une absorption des appuis favorables à une bonne répartition des pressions et à une diminution des forces de cisaillement. Éléments entièrement déhoussables et lavables.

Vente à l'unité - Carton de 25.

Référence	Description	EAN
1	199010 Universel - 55 x 40 cm	3664604040557
2	199011 Semi fowler - 200 x 30 cm	3664604040196
3	199012 Form décubitus - 185 x 35 cm	3664604040472
4	199013 Form cylindrique - 75 x 18 cm	3664604040441
5	199014 Form demi bouée - 105 x 22 cm	3664601040403
6	199015 Form décharge des deux talons - 85 x 25 cm	3664604040342



# Confort



Pour plus de précision sur les produits



SCANNEZ MOI !



Produit  
2,3 kg

### DORSABACK®

Coussin de positionnement pour le bureau, le canapé, la voiture, etc. Angle d'inclinaison réglable. Léger. Housse amovible en coton matelassé.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
204026	4250694701622



GARANTIE  
3 ANS

### LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE TL30

Pour pallier le manque de lumière en hiver. Format compact avec technologie LED.10000 Lux. Surface lumineuse d'environ 20 x 12 cm. Illumination claire & régulière, sans UV. Adapté pour le bureau ou les déplacements.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
253332	4211125608057



GARANTIE  
3 ANS

### MIROIR ÉCLAIRÉ À POSER 12 LEDS BS 49

Deux surfaces réfléchissantes pivotantes : normal & grossissement x 5. 12 lumières LEDs claires. Diamètre : 11 cm. Chromage de haute qualité. Piles fournies.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
204020	4211125584016



Produit  
2,8 kg

### PIED À SÉRUM

Roulettes 5 branches. 2/4 crochets. Hauteur de 123 à 210 cm.

Vente au carton - Carton de 2.

Référence	EAN
211047	3389360016003



Produit  
2,5 kg

### APPUI-DOS

Très confortable avec sa tête incorporée et ses 6 positions de réglages d'inclinaison. Largeur 65 cm, hauteur 60 cm et profondeur 52 cm.

Vente au carton - Carton de 1.

Référence	EAN
264001	3389360012753



Dimensions  
200 x 75 cm

### TAPIS D'AMORTISSEMENT STOPCHUTE

Mousse très dense à structure agglomérée. Se plie en 2 pour le rangement. Dessus enduction polyuréthane anti-feu M1, dessous antidérapant. Bande réfléchissante sur la longueur. Déhoussable par ZIP. Entretien éponge ou en machine.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
204010	3760079140362




### PROTECTION POUR BARRIÈRE DE LIT AVEC ATTACHES BOUCLES RAPIDES

Module à juxtaposer pour tout type de barrières (90, 140 ou 190 cm). Fixation par attaches rapides. Mousse préformée. Enveloppe polyester enduite polyuréthane anti-feu M1. Entretien par simple épongeage, déhoussable.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
211045	90x37x3 cm	3760079140133
206213	140x37x3 cm	3760079140140
199003	190x37x3 cm	3760079140621



### PROTECTION POUR BARRIÈRE DE LIT À ZIPPER

Se zippe sur la barrière de lit. Garnissage mousse, polyester enduite P.U. Traitée M1. Lavable à 90°. Dimensions : 130 x 35 x 2 cm.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
206220	3760079140157



Dimensions  
82 x 47 cm

### BARRE DE LIT

A glisser sous le matelas. Structure aluminium époxy blanc, poignée antidérapante. Hauteur ajustable.

Vente au carton - Carton de 1.

Référence	EAN
211042	3389360015228



GARANTIE  
3 ANS

### TROUSSE MANUCURE PÉDICURE MP60

Soins professionnels des pieds et des ongles. Vitesse de rotation 2100 - 6100 tr/min + ou - 12 %. Réglage en continu. Rotation à droite et à gauche. Embouts adaptés aux personnes atteintes de diabète.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
253104	Trousse	4211125570309
204034	Kit 6 embouts	4211125570323




GARANTIE  
3 ANS

### BAIN DE PIED RÉTRACTABLE FB30

3 fonctions : maintient la température de l'eau, massage par vibration et massage bouillonnant. Lumière infra-rouge bien-être. Embout pierre ponce. Bac rétractable pour un rangement pratique. Pieds en caoutchouc antidérapants.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
204021	4211125638504



## HOT COLD PEARL

Pour les yeux ou le visage. La gamme chaud-froid avec remplissage perles de gel. Décongestionnant, apaisant, relaxant !

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
204027	Yeux	4250694711928
204028	Visage	4250694711881

GARANTIE  
3 ANS



## MASSAGE INFRAROUGE MG40

Massage vibrant. Tête rotative 180° et manche réglable 3 positions. 4 embouts interchangeables. Chaleur infrarouge. 3 niveaux de massage : vibration / chaleur infrarouge / vibration + chaleur infrarouge.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
253326	4211125648251



## SISEL® PACK CHAUD / FROID

Avec housse et emballage 12 x 25 cm. Utilisation micro-ondes ou congélateur.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
204031	4250694701066



## COMPRESSE SOFT TOUCH PRO

Préchauffage micro-ondes. Idéale pour nuque, lombaires et épaules. Dimensions : 20 x 40 cm.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
204029	4250694710877



## BOUILLOTTE HEATWAVE

Bouillotte électrique. Plusieurs heures de chaleur, rechargeable sur secteur. Température : 65°C. Pas de remplissage. Enveloppe doublée et taie velours. Dimensions : 20 x 30 cm. Couleur taupe.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
204047	4250694713854



## COUSSIN NOYAUX DE CERISES

Diffuseur de chaleur. Soulage les maux de ventre. Se réchauffe au micro-ondes. Dimensions : 26 x 24 cm.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
204030	4250694703879



## COMPRESSE DE LIN LINUM ANATOMIC

Forme découpée pour une utilisation sur les lombaires et les cervicales. Utilisation très confortable et malléable. Micro-ondes ou congélateur. Dimensions : 36 x 38 cm. 100% naturelle.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
204048	4250694714653



## COMPRESSE DE LIN LINUM CLASSIC

Utilisation très confortable et malléable. Micro-ondes ou congélateur. Dimensions : 45 x 30 cm. 100% naturelle.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
204049	4250694714707



**TOUS LES PRODUITS CI-DESSOUS SONT DOTÉS DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ BSS BREVETÉ BEURER.**



Produits certifiés Öeko-TEX 100 : Les produits sont soumis à un contrôle qualité permanent, ce qui vous garantit le bien être en toute sécurité.



GARANTIE  
3 ANS

## COUVERTURE CHAUFFANTE HD75

180 x 130 cm. Taupe. Surface ultra douce en fibre polaire souple & agréable sur la peau. 6 niveaux de température. Arrêt automatique après 3 heures. Lavable en machine à 30°C.



GARANTIE  
3 ANS



## COUSSIN CHAUFFANT HK25

Taille : 40 x 30 cm. 3 niveaux de température. Arrêt automatique après 90 minutes. Lavable en machine à 40°C.



GARANTIE  
3 ANS

## CHANCELIÈRE COSY FW20

En peluche amovible. Chauffe rapidement. Surface ultra douce. Adapté aux grandes pointures. 3 niveaux de température.



GARANTIE  
3 ANS



## COUSSIN CHAUFFANT ÉPAULES/NUQUE HK54

Microfibre polaire. Chauffe rapidement, 3 niveaux de température. Arrêt automatique après 90 minutes. Souple & agréable sur la peau. Lavable en machine à 30°C.



GARANTIE  
3 ANS

## COUSSIN CHAUFFANT NUQUE /DOS HK53

Confortable et agréable sur la peau. 3 niveaux de température. Chauffe rapidement. Arrêt automatique après 90 minutes. Lavable en machine à 30°C.



GARANTIE  
5 ANS



## CHAUFFE-MATELAS UB60

Dessus non tissé doux. 4 niveaux de température. 1 place : 150 x 80 cm. Lavable en machine à 30°C.



GARANTIE  
3 ANS

## COUSSIN CHAUFFANT COSY HK45

Surface ultra douce. 3 niveaux de température. 44 x 33 cm. Chauffe rapidement. Arrêt après 90 minutes. Lavable en machine à 30°C.



GARANTIE  
3 ANS



## COUSSIN CHAUFFANT VENTRE ET DOS HK49

69 x 28 cm. Surface ultra douce en fibre polaire. 3 niveaux de température. Arrêt auto. Chauffe rapidement. Lavable en machine à 30°C.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
1	250233 Couverture chauffante HD75	4211125424008
2	199007 Chancelière cosy FW20 grise	4211125531065
3	250232 Coussin chauffant nuque /dos HK53	4211125215132
4	250208 Coussin chauffant cosy HK45	4211125273033

Référence	Description	EAN
5	199004 Coussin chauffant HK25	4211125255022
6	199006 Coussin chauffant épaules/nuque HK54	4211125216160
7	250230 Chauffe-matelas UB60	4211125360023
8	199005 Coussin chauffant ventre et dos HK49	4211125213145

# Confort



## 1 EXTRAIT DE CALENDULA

Apaisant cutané naturel, efficace pour calmer la douleur suite à un coup ou une bosse. Format de poche, pratique, toujours à portée de main.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
20110	50 ml	3401340113028

## 2 LOTION ASSÉCHANTE

Équivalent du Dakin ou hypochlorite de sodium. Assèche les égratignures pour éviter l'infection.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
20109	50 ml	3401340113196

## 3 FROID MENTHOLÉ

Provoque un écart thermique instantané lors des interventions sur les terrains de sport. Utilisé également par les kinés pour soulager les douleurs musculaires et articulaires.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
298198	520 g	3401560112467

## 4 CRÈME ARNICA

Appliquer en massage léger sur tous les petits chocs de la vie quotidienne. Tube operculé avec date limite d'utilisation de 12 mois après ouverture. Petit format pensé pour les infirmières, les particuliers, toujours à portée de main, à la maison comme à l'extérieur... Efficace également pour faciliter le retour veineux après le port de contention.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
204008	50 g	3401340111475

## 5 DÉSORODISANT

1 L. Parfumé, à forte rémanence. élimine par simple pulvérisation les mauvaises odeurs tout en laissant une agréable sensation de fraîcheur parfumée. Formule et contenance professionnelle, idéale pour sociétés de nettoyage, collectivités, EHPAD, hôtellerie, parties sanitaires.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
297135	Citron	3328680090508
297136	Marine	3328680090645

## 6 DESTRUCTEUR D'ODEURS

Formule odorante extrêmement concentrée pulvérisée par un diffuseur gros débit offrant un jet puissant. Arme absolue contre les odeurs les plus tenaces. Usage recommandé en collectivité (écoles, restaurations, EHPAD...) pour les locaux à poubelles, vestiaires, parties sanitaires... Très forte rémanence. Format professionnel.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
201108	1L	3328680090461

# Aides visuelles & sonores

Vente à l'unité - L'unité.



## 1 AMPLIDECT 295 PHOTO

Volume jusqu'à 30dB. 10 larges touches utilisables en mémoire photo ou pavé numérique. Répertoire de 50 fiches. Flash lumineux de sonnerie.

Référence	EAN
295543	3521350008968

## 2 AMPLIDECT 295

Volume de réception +30 dB, répondeur intégré. Répertoire 50 fiches, flash lumineux de sonnerie, possibilité d'ajouter 4 combinés additionnels.

Référence	EAN
295546	3521350008517

## 3 GSM CL8700

Volume de réception +40 dB, double écran, appareil photo, fonction d'appel d'urgence, vocalisation de la numérotation et des appels entrants.

Référence	EAN
295548	3521350009880

## 4 AMPLIDECT 295 SOS PRO

Téléphone sans fil avec médaillon DECT SOS. Possibilité à partir de ce médaillon de répondre aux appels entrants et d'envoyer un appel d'urgence vers 5 numéros. Volume jusqu'à 30dB.

Référence	EAN
295547	3521350008838

## 5 CL 100

Volume jusqu'à 30 dB. 9 mémoires directes. Grandes touches. Indicateur de sonnerie.

Référence	EAN
295501	3521350001976

## 6 SERENITIES

Téléphone + bracelet étanche pour appel d'urgence. Volume jusqu'à 30 dB. 5 mémoires directes. Fonction mains libres et flash. 5 numéros d'urgence. Compatible appareils auditifs.

Référence	EAN
295533	3521350007947

Vente à l'unité - L'unité.



## 7 PHOTOPHONE 100

Volume jusqu'à 30 dB. Mains-libres. 8 mémoires photos à personnaliser. Grandes touches. Indicateur de sonnerie.

Référence	EAN
295509	3521350005233

## 8 HORLOGE VISO 50

Composée d'un double écran : un analogique et un numérique. Fixation murale ou sur pieds. Horloge adaptée aux personnes ayant la vue qui baisse ou avec des troubles de l'orientation. Dim. 260 x 380 x 45 mm.

Référence	EAN
199002	3521350009101

## 9 RÉVEIL WAKE'N'SHAKE CURVE

Sonnerie puissante (90dB), flash lumineux, coussin vibrant, port USB pour charger son téléphone ou d'autres appareils électroniques.

Référence	EAN
295545	3521350008487

## 10 AIDE AU SOMMEIL LUMIÈRE SL10 DREAMLITE

Projection de lumière pulsée au plafond pour soutenir un rythme de respiration consciente et s'endormir facilement. Techniques de respiration intégrées. Arrêt automatique.

Référence	EAN
199016	4211125677657

## 11 AMPLIFICATEUR DE SON HA 50

Pour personne à l'ouïe restreinte. Amplifie les sons intérieurs et extérieurs. (40db max.) Batterie + recharge incluses. Particulièrement discrète. 3 embouts pour s'adapter aux conduits auditifs de chacun. Volume sonore des aigus de 128 dB max.

Référence	EAN	Tarif Public	Tarif net
203000	4211125641122	34,16	34,49

## 12 TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE TV5

8 larges touches programmables, très simple à utiliser.


Référence	EAN
236414	3521350008913

# Aide technique

Pour plus de précision sur les produits



SCANNEZ MOI !




## PILULIERS DOLCIMO POCKET

Pilulier hebdomadaire petit, moyen ou grand modèle. Coloris panachés : bleu, jaune et blanc.

Vente par lot - Lot de 60.

Référence	Description
211004	Petit
211005	Moyen
211003	Grand




## PILULIER MÉDICA 7 ÉVOLUTION

Pilulier hebdomadaire : jusqu'à 4 prises par jour. Ouverture totale du pilulier pour remplissage.

Vente par lot - Lot de 12.

Référence	Description
211000	Hebdomadaire



## PILULIER PIL 7 ÉVOLUTION

Pilulier hebdomadaire avec curseurs amovibles : jusqu'à 4 prises par jour. Ouverture totale du pilulier pour remplissage.

Vente par lot - Lot de 5.

Référence	EAN
211001	3389361000018



## PILULIER DOLCIMO 7

Plateau de 7 piluliers journaliers. Prise journalière détachable, facilement transportable.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description
211010	7 piluliers journaliers



## PRÉSENTOIR DE PILULIERS DOLCIMO 24H

Présentoir avec 12 piluliers journaliers vert pomme. Petit, transportable dans une poche.

Vente au présentoir.

Référence	Description
211008	Présentoir 12 piluliers



## PRÉSENTOIR DE PILULIERS DOLCIMO CLASSIC

Présentoir avec 4 piluliers hebdomadaires. Coloris : vert pomme, bleu, orange et violet. Facilement transportable dans un sac.

Vente au présentoir.

Référence	Description
211009	Présentoir 4 piluliers



## COUPEUR-BROYEUR DE COMPRIMÉ

Coupe et réduit les comprimés en poudre. Partie inférieure pour stocker les comprimés.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
231008A	3701126700566



## BROYEUR DE COMPRIMÉ

Permet de réduire les comprimés en poudre.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
231013	3701126718837



Produit 5,9 kg

Poids max. 130 kg

## CHAISE

Accoudoirs chromés. Pieds ajustables en hauteur. Hauteur d'assise confortable et réglable de 57 à 72 cm.

Vente au carton - Carton de 1.

Référence	EAN
204015	3389360015983



## PINCE DE PRÉHENSION

Pour attraper ou ramasser les objets.

Vente au carton - Carton de 1.

Référence	Description	EAN
231011	80 cm	3389360012784
231012	Pliable	3389360012807




Max. utilisateur 110 kg

## PÉDALIER D'EXERCICE PLIANT

Faible encombrement, ultra-compact, facilement pliable. Affichage amovible digital.

Vente au carton - Carton de 4.

Référence	EAN
203025	3389360019042



## CHEMISE DE PATIENT PRESSION IMPRIMÉE NEOVI

Chemise unisexe, taille unique. 65 % Coton, 35 % Polyester. Lavable à 30°. Poids tissu : 150 g/m<sup>2</sup> environ.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
299142	3701317004947



## BAVOIR

Deux types de bavoires :

- 199221 : Le bavoir avec poche de recueil en polyéthylène de couleur blanche, gaufré, 40 x 60 cm.
- 199222A : Le bavoir de protection 70 cm, avec poche de recueil (11 cm) en ouate de cellulose imperméable. 3 plis. (18 + 14 + 18 cm)

Vente au carton. Sachet de 100.

Référence	Description	EAN
199221	Carton/1000.	3389360011176
199222A	Carton/6.	3389360014276

# FOCUS SUR

## L'APPAREIL POUR PIQÛRE D'INSECTE

Appareil soulageant les piqûres d'insectes. Pour le traitement des piqûres ou morsures d'insectes. Sans substance chimiques, fonctionnant uniquement grâce à la chaleur et donc également adapté aux femmes enceintes. Peut aider à prévenir les démangeaisons et gonflements



Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
BR60	4211125606176




## TENA BIBS

Bavoires pratiques et jetables avec poches de recueil et attaches à l'arrière pour une protection digne et hygiénique lors des repas.

Vente au carton - Sachet de 150 - Carton de 6

Référence	Description	EAN
210121	S/M - 37 x 48 cm	7322540418002
210122	M/L - 37 x 68 cm	7322540420029



## BAVOIR PREMIUM NEOVI

Coloris : bleu. Taille unique. Lavable à 90°. Tissu imperméable double épaisseur : 140 g/m<sup>2</sup> environ. Fermeture par pressions, 2 positions disponibles.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
299143	3701317001304



## BAVOIR EN BOUCLETTE ENDUITE DE PVC

2 pressions de serrage. Couleur bleu ciel. Dimensions : 90 x 45 cm. Lavable à 90°.

Vente au sachet - Sachet de 5.

Référence	EAN
206217	3760079140195



## SERVIETTE NÉOPRÈNE 100 % INTRAVERSABLE

Ultra-absorbante, anti-bactérien et très durable. Attache au cou par pression. Lavage en machine à 80 °C, garantie sèche-linge.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
226101	Large 79 x 45 cm	3760223831290
226102	Medium 56 x 42 cm	3760223831283




# GAMME DIAGNOSTIC

Abaisse-langue bois .....	83
Bandelette urinaire .....	82
Bâtonnet de soin .....	82
Écouvillon .....	82
Étui thermomètre .....	81
Gamme E-Temp .....	81
Gamme E-Tens .....	78-79
Garrot .....	82
Gel de contact .....	83
Guéridon abs .....	83
Lunette de protection .....	83
Mallette Medbag .....	82
Microtoise .....	82
Montre infirmière .....	82
Oxymètre de pouls .....	79
Pèse-bébé connecté .....	80
Pèse-personne .....	80
Spéculum auriculaire .....	83
Spéculum New euro spec .....	83
Stéthoscope .....	83
Tensiomètre .....	78-79
Thermomètre .....	81



# FOCUS SUR

## LES TENSIOMÈTRES AUTOMATIQUES



### BON À SAVOIR

Le brassard ou le bracelet doit être porté sur le bras gauche, face au cœur. La mesure doit être prise le matin, avant la prise de médicaments et le soir avant le coucher.



### TENSIOMÈTRE E- TENS POIGNET AVEC PRÉSENTOIR

Élégant et très compact. Grand écran LCD, 60 mémoires. 2 utilisateurs. Détection des arythmies. Moyenne des 3 dernières mesures. Livré avec étui et piles. Dimensions du bracelet : 13,5 - 21 cm.

Vente au carton - Carton de 6.

Référence	EAN
133260	3389360014115



### TENSIOMÈTRE E- TENS BRAS

Élégant et très compact. Grand écran LCD, 60 mémoires. 2 utilisateurs. Détection des arythmies. Moyenne des 3 dernières mesures. Livré avec étui et piles. Dimensions du bracelet : 22 - 36 cm.

Vente au carton - Carton de 4.

Référence	EAN
133261	3389360014122



### TENSIOMÈTRE POIGNET RS2

Détecte les battements irréguliers. Possibilité de mémoriser jusqu'à 30 mesures. Signal sonore à la fin de la prise de tension. Longueur : 13,5 à 21,5 cm.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
233124	4015672111110



### TENSIOMÈTRE POIGNET RS4

Détecte les battements irréguliers. Possibilité de mémoriser jusqu'à 60 mesures. Effectue une moyenne de 3 mesures enregistrées. Signal sonore à la fin de la prise de tension. Longueur : 13,5 à 21,5 cm.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
233125	4015672111141



### TENSIOMÈTRE BRAS M3 CONFORT

Détecte les battements cardiaques irréguliers. Brassard Intelli Wrap Cuff 22-42 cm. Indicateur d'hypertension. Indicateur d'installation correcte du brassard. Détection de mouvement. Mémoire pour 2 utilisateurs, 60 mesures par utilisateur.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
OMR328	4015672111806



### TENSIOMÈTRE BRAS M7 INTELLI IT

Détecte la fibrillation atriale. Transfert des données vers OMRON connect® via bluetooth. Comparaison sur écran avec la dernière mesure. Brassard Intelli Wrap Cuff 22-42 cm. Indicateur d'hypertension. Indicateur d'installation correcte du brassard. Détection de mouvement. Mémoire pour 2 utilisateurs, 100 mesures par utilisateur.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
OMR330	4015672111172



### OXYMÈTRE DE POULS OXY ONE NÉO

Mesure de la SpO<sup>2</sup> et des pulsations cardiaques. Intervalle de mesure SpO<sup>2</sup> : 35 - 100% et des pulsations : 30 - 250 BPM. Arrêt automatique. 30 heures d'autonomie avec indicateur batterie. Mesure également l'indice de perfusion permettant de savoir si les pulsations sont suffisamment fortes pour une mesure fiable.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
205001	6942820417955



### OXYMÈTRE DE POULS PO 35

Détermine la saturation en oxygène (SpO<sup>2</sup>) et la fréquence cardiaque (pouls). Petit et léger. Arrêt automatique. Dispositif médical.

- Écran couleur facile à lire - 4 formats d'affichage
- Luminosité d'affichage réglable
- L'affichage s'oriente automatiquement (format vertical/horizontal)
- Affichage graphique de l'impulsion

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
P035	4211125454319





## PÈSE-PERSONNE PS 240

Plateau doux et antidérapant en gomme. Grand plateau de pesée de 30 x 30 cm antidérapant. Écran LCD à rétroéclairage noir. Taille des chiffres : 33 mm. Arrêt automatique.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
279217	4211125754150



GRAND PUBLIC

## PÈSE-PERSONNE NUMÉRIQUE ET ANALOGIQUE GS 58

Double affichage analogique et numérique. Large plateau (34 x 31,5 cm). Éclairage moderne de l'écran en blanc. Taille des chiffres : 26 mm. Arrêt automatique.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
279209	4211125766108



## PÈSE-PERSONNE ÉCRAN XXL PS160

Écran LCD extra large. Taille des chiffres : 47 mm.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
199018	4211125725303



## PÈSE-BÉBÉ CONNECTÉ BY 90

Plateforme de pesée incurvée. Fonction de maintien automatique et manuel pour capturer le poids des bébés gigoteurs. Fonction tare. Ruban à mesurer pour le haut du corps et la tête. 10 mémoires. Taille des chiffres : 23 mm. Arrêt automatique. Transmission sur App gratuite « BEURER BABY CARE » (App Store & Google Play).

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
279219	4211125956066

## LA GAMME E-TEMP



E-TEMP Flash



### THERMOMÈTRE E-TEMP FLASH

Frontal infrarouge sans contact. Rapide et facile à utiliser. Mesure la température corporelle et ambiante. Affichage par code couleur en fonction du degré de fièvre. Écran rétro-éclairé pour la lecture de nuit. Alarme sonore en cas de dépassement de la température. Arrêt automatique. Fourni avec pile.

Vente à l'unité - Présentoirs de 6.

Référence	EAN
166103	3389360018847



E-TEMP Flex



### THERMOMÈTRE E-TEMP FLEX EMBOUT SOUPLE

Électronique à embout souple. Précis et simple d'utilisation. Résistant à l'eau. Alarme sonore, arrêt automatique et mémoire de la dernière mesure. Alarme fièvre. Fourni avec pile et étui de rangement. Présentoir de 12 (6 bleus et 6 mauves).

Vente à l'unité - Présentoirs de 12.

Référence	EAN
166100	3389360018724



### THERMOMÈTRE AURICULAIRE, FRONTAL, AMBIANT, ALARME FIEVRE, OBJET FT 65

Mesure instantanée au niveau de l'oreille. Mesure sur le front en quelques secondes. Température superficielle d'objets et de liquides. Fièvre signalée par alarme visuelle. Heure et date. 10 valeurs mémorisables. Grand écran très lisible. Produit médical, convient à toute la famille. Arrêt automatique. Affichage en °C et °F.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
206231	4211125795146



### THERMOMÈTRE SANS CONTACT FT 85

Thermomètre médical infrarouge. Mesure également la température ambiante & des objets. Indication par smiley pour la température corporelle. 60 emplacements de mémoire pour la température corporelle. Distance de mesure : 2 à 3 cm. Écran éclairé. Arrêt automatique. Dispositif médical.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
266126	4211125795061



### THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

Affichage digital. Totalement étanche. Mesure de température entre 32 °C et 43 °C. Peut être désinfecté par immersion. En étui rigide transparent. Sonore, à mémoire, contrôlé et certifié conforme. Avec piles.

Vente à la boîte - Boîte de 10.

Référence	EAN
166102A	3389360011800



### THERMO JUMBO®

Électronique à embout souple. Écran géant, alarme fièvre, arrêt auto et mémoire de la dernière mesure. Avec piles.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
266106	3700445500727



### THERMOMÈTRE SANS MERCURE

Écologique. Sans mercure en étui rigide. Composé de gallium, d'indium et d'étain. Très précis ( $\pm 1/10$  °C).

Vente au présentoir - Boîte de 20.

Référence	EAN
166110	3389360008329



### ÉTUI THERMOMÈTRE THERMOSEPT®

Étui jetable de thermomètre électronique.

Vente à la boîte - Boîte de 1000.

Référence	Description	EAN
166111	Non lubrifié	3389360009098
166112	Lubrifié	3389360009104

# Diagnostic



**GARROT**  
Manipulation à une main, système de libération rapide. Largeur 25 mm pour adulte et enfant, 12,5 mm pour pédiatrique.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
XXTC	Adulte	14250373650415
XXTCB1	Enfant	04250373650449
XXTCB2	Pédiatrique	04250373650432



**GARROT CLIP**  
Longueur 45 cm, largeur 2,6 cm. Très facile d'utilisation. Ouverture rapide et desserrage progressif.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
291000	3701126707558



**MICROTOISE**  
Toise de 220 cm, à fixer au mur.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
221400	3701126708609

**ÉCOUVILLON**  
Tige en bois de 15 cm. Embout coton de 1,5 cm.

Vente au sachet - Sachet de 100.

Référence	EAN
211750	3701126705523



**BÂTONNET DE SOIN**  
Tige en polypropylène de 15 cm. Embout coton de 3 cm.

Vente au sachet - Sachet de 50.

Référence	EAN
211751	3701126705561



**MALLETTE MEDBAG**  
Ultra-légère. Tissu très résistant imperméable et lavable. Finition avec fermeture éclair. Intérieur capitonné et molletonné (6 mm). Compartiment central. 9 poches, 2 poches latérales, 1 poche frontale et arrière avec fermeture velcro. Dimensions : 42 x 20 x 32 cm.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
217101	Bleu	6970051170387
217102	Bordeaux	6970051170394
217100	Noir	6970051170295




**MONTRE INFIRMIÈRE**  
Montre étanche en silicone avec attache par épingle de sécurité. Nettoyage facile à l'eau savonneuse.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
206226	Vert	3701126701808
206227	Zèbre	
206228	Fleurs	3701126701877
206229	Léopard	

# FOCUS SUR LES GUÉRIDONS ABS

2 ou 3 plateaux. Structure aluminium. 4 roues dont 2 à freins et 2 pivotantes. Plateaux et poignées en ABS. Facile d'entretien. Existe en version avec 2 tiroirs.



Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
211039	2 plateaux - 620 x 450 mm	3389360015761
211033	2 plateaux - 2 tiroirs - 720 x 450 mm	3389360015709



Vente à l'unité - L'unité.

Référence	Description	EAN
211038	3 plateaux - 620 x 450 mm	3389360015754
211034	3 plateaux - 2 tiroirs - 720 x 450 mm	3389360015716



**SPÉCULUM AURICULAIRE**  
Spéculum universel pour otoscope.

Vente à la boîte - Boîte de 250 / Carton de 60 boîtes.

Référence	Description	EAN
2470025AEUR	25 mm	3701126703833
2470040AEUR	4 mm	3701126704441



**ABAISSE-LANGUE BOIS**  
Adulte en boîte de 100, enfant en boîte de 250.

Vente à la boîte.

Référence	Description	EAN
109200	Adulte	3389360004352
109201	Enfant	3389360004369



**LUNETTE DE PROTECTION**  
Compatible avec lunettes de vue. En polycarbonate. Conforme norme EN 166.

Vente à l'unité - L'unité.

Référence	EAN
208007	3701126706926



**STÉTHOSCOPE**  
Simple et double pavillon avec bague anti-froid. Lyre incorporée à la tubulure.

• **Simple pavillon**  
Vente au carton - Carton de 100.

Référence	Description	EAN
138111	Noir	3389360016072
138112	Bleu	3389360018441

• **Double pavillon**  
Vente au carton - Carton de 100.

Référence	Description	EAN
138101	Noir	33893600016096
138119	Bleu	3389360016102



**SPÉCULUM NEW EURO SPEC**  
Stérile. Plus de confort et plus d'efficacité. Proposé en 4 tailles (Vierge - Blanc - Ø 20 mm / Petit - Bleu - Ø 24 mm / Moyen - Rouge - Ø 26 mm et Large - Vert - Ø 30 mm). Transparence parfaite. Vis de sécurité avec blocage rapide. Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Vente au carton - Carton de 100. Palette de 24 ctn.


Référence	Description	EAN
139250	Vierge	3389360005342
139251	Petit	3389360005335
139252	Moyen	3389360005328
139253	Large	3389360005311



**GEL DE CONTACT**  
Pour échographie endocavitaire, Ultrasons, Doppler, ECG. Haute qualité. Assure une parfaite conductibilité. Très bonne tolérance cutanée. Ne tâche pas. 143105 : Simple emballage stérile, carton de 48. 143106A 5 L : Cubitainer, carton de 1.

Vente au carton.

Référence	EAN
143105	3389361000032
143106A	3389361000049



# GAMME ABORD PARENTÉRAL

Aiguille .....	87
Aiguille dentaire stérile .....	87
Aiguille mésothérapie Pic® .....	87
Aiguille pour stylo à insuline Europen® .....	87
Aiguille spéciale de phlébologie Eurofine® .....	88
Holder .....	88
Microperfuseur épïcânien .....	89
Microperfuseur épïcânien à ailettes sécurisé .....	89
Microperfuseur sécurisé .....	89
Obturbateur pour cathéter droit .....	93
Perfuseur Europerf® S .....	89
Seringue 2 pièces .....	88
Seringue 3 pièces .....	88
Seringue 3 pièces avec aiguille .....	88
Transfuseur Eurotrans® .....	89
Unité de prélèvement sécurisée .....	89
Cathéter Delta Selfsafe® .....	91
Cathéter Delta Ven® .....	90
Cathéter Surflash™ .....	93
Cathéter Surflo® .....	92
Cathéter Versatus™ .....	92-93



# Abord parentéral

## VOIES PERMETTANT D'APPORTER DES SUBSTANCES À L'INTÉRIEUR DU CORPS ET/OU D'EXTRAIRE DES FLUIDES.

Les aiguilles sont utilisées pour l'apport de substances et s'adaptent aux seringues, stylos, micro-perfuseurs et perfuseurs. Les unités de prélèvement sont utilisées pour la ponction des fluides.


### Choisir une Seringue

NF EN ISO 7886 -1/-2

- Seringue 2 pièces : piston + corps




- Seringue 3 pièces : piston + élastomère + corps  
L'embout peut être centré, excentré, luer slip, luer lock ou cathéter.



La graduation peut être en ml (hypodermiques, tuberculiques) ou en unités (insuline). Adaptées aux pousse-seringues électriques pour des débits très précis.

### COMPOSANTS




### Choisir une aiguille

- la gauge (Ø interne de l'aiguille code couleur associé)
  - la longueur de la canule
  - le biseau de l'aiguille (atraumatique)
- NF en ISO 7864

Epiderme
Derme
Tissus subcutanés
Tissus subcutanés adipeux
Veines
Muscles

**i** Les perfuseurs répondent aux exigences des essais physiques, chimiques et biologiques de la **NORME NF EN ISO 8536-4**



### AIGUILLE AGANIM™

Vente à la boîte. Boîte de 100 - Carton de 10000 - Sauf AN2150R1 - AN1950R1 - Boîte de 100 - Carton de 5000.

Référence	Description	EAN
AN3013R1	30 G - 13 x 0,3 BN	36923033401468
AN2719R1	27 G - 19 x 0,40 BN	36923033400966
AN2716R1	27 G - 16 x 0,40 BN	36923033400959
AN2623R1	26 G - 23 x 0,45 BN	36923033400935
AN2613R1	26 G - 13 x 0,45 BN	36923033401451
AN2525R1	25 G - 25 x 0,50 BN	36923033401444
AN2516R1	25 G - 16 x 0,50 BN	36923033401437
AN2425R1	24 G - 25 x 0,55 BN	36923033401420
AN2332R1	23 G - 32 x 0,6 BN	36923033401413
AN2325R1	23 G - 25 x 0,6 BN	36923033401406
AN2316R1	23 G - 16 x 0,6 BN	36923033400850
AN2238R1	22 G - 38 x 0,7 BN	36923033401390
AN2232R1	22 G - 32 x 0,7 BN	36923033400829
AN2138R1	21 G - 38 x 0,8 BN	36923033401383
AN2125R1	21 G - 25 x 0,8 BN	36923033401376
AN2116R1	21 G - 16 x 0,8 BN	36923033400775
AN2150R1	21 G - 50 x 0,8 BN	36923033400805
AN2038R1	20 G - 38 x 0,9 BN	36923033401369
AN2025R1	20 G - 25 x 0,9 BN	36923033401352
AN1938S1	19 G - 38 x 1,1 BC	36923033400737
AN1938R1	19 G - 38 x 1,1 BN	36923033401345
AN1925R1	19 G - 25 x 1,1 BN	36923033400713
AN1950R1	19 G - 50 x 1,1 BN	36923033400744
AN1838S1	18 G - 38 x 1,2 BC	36923033400706
AN1838R1	18 G - 38 x 1,2 BN	36923033401338

### AIGUILLE DENTAIRE STÉRILE

Vente à la boîte - Boîte de 100 - Carton de 2000.

Référence	Description	EAN
172206	30 G - 13 x 0,30 mm - Peri-apicale ultrafine	34987350708039
172202	30 G - 16 x 0,30 mm - Peri-apicale ultrafine	34987350708114
172203	30 G - 21 x 0,30 mm - Peri-apicale ultrafine	34987350708237
172200	27 G - 16 x 0,40 mm - Peri-apicale	34987350707636
172201	27 G - 21 x 0,40 mm - Peri-apicale	34987350707711
172204	25 G - 35 x 0,50 mm - Tronculaire	34987350707537
172205	25 G - 8 x 0,50 mm - Intraseptale	34987350707438

### AIGUILLE MÉSOTHÉRAPIE PIC®

Fines et petites, adaptées aux traitements des troubles circulatoires veineux et à la rétention d'eau. De par la conformation de leur biseau, (technologie du triple biseau), les aiguilles en acier inoxydable permettent des séances indolores. En effet les études in-vitro et in-vivo ont démontré leur supériorité qualitative par rapport à l'indice de pénétration. Les aiguilles s'adaptent sur un cône Luer ou Luer Lock, leur base est translucide. Stérile, à usage unique et sans latex. 27G Luer.

Vente à la boîte - Boîte de 100 - Carton de 4000.

Référence	Description	EAN
102100	4 x 0,40 mm	8058090007913
102102	6 x 0,40 mm	8003670448976



### AIGUILLE EUROFINE®

Aiguille en acier inoxydable stérile. Embase en polypropylène translucide aux couleurs standards. Diamètre extérieur de 0,45 à 1,2 mm. Longueurs disponibles : 12, 16, 25, 30, 40 et 50 mm. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. BC : Biseau court / BN : Biseau normal.

Vente à la boîte - Boîte de 100 - Carton de 2000.

Référence	Description	EAN
101300	26 G - 12 x 0,45 BN	3389360004376
101301	25 G - 16 x 0,5 BN	3389360004383
101302	23 G - 25 x 0,6 BN	3389360004390
101326	23 G - 30 x 0,6 BN	33893600012036
101303	22 G - 30 x 0,7 BN	3389360004406
101304	22 G - 40 x 0,7 BN	3389360004413
101305	21 G - 25 x 0,8 BN	3389360004420
101306	21 G - 40 x 0,8 BN	3389360004437
101314	21 G - 50 x 0,8 BN	33893600011916
101307	20 G - 25 x 0,9 BN	3389360004444
101308	20 G - 40 x 0,9 BN	3389360004451
101309	19 G - 30 x 1,0 BN	3389360004468
101310	19 G - 25 x 1,1 BN	3389360004475
101311	19 G - 40 x 1,1 BN	3389360004482
101312	18 G - 40 x 1,2 BN	3389360004499
101313	18 G - 40 x 1,2 BC	3389360014009



### AIGUILLE POUR STYLO À INSULINE EUROOPEN®

Biseautage triple pour une pénétration rapide et aisée. Compatible avec tous les types de stylos (Eli Lilly, Sanofi, Novopen, Ypsomed, etc.). Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Vente au carton - Boîte de 100 - Carton de 600.

Référence	Description	EAN	LPP
101400	31G - 6 x 0,25 mm	3389360011183	6155619
101401	31G - 8 x 0,25 mm	3389360011190	6155619
101403	31G - 4 x 0,25 mm	3389360011213	6155619
101404	31G - 5 x 0,25 mm	3389360011220	6155619
101405	30G - 8 x 0,30 mm	3389360011237	6155619
101406	30G - 10 x 0,30 mm	3389360011244	6155619
101402	29G - 12 x 0,33 mm	3389360011206	6155619

**i** RETROUVEZ NOS RÉCUPÉRATEURS D'AIGUILLES

Page 53



# Abord parentéral


## AIGUILLE SPÉCIALE DE PHLÉBOLOGIE EUROFINE®

Stérile à usage unique. 12 x 0,3 mm BN, jaune.



Vente à la boîte - Boîte de 100 - Carton de 2000.

Référence	EAN
101315	3389360011923



## SERINGUE 2 PIÈCES

Simple, précise et facile d'emploi, cette seringue est adaptée à tout type d'injection.

Vente à la boîte.

Référence	Description	EAN
103710.	2 ml - Boîte/100. Carton/2800.	8586006511464
103711.	5 ml - Boîte/100. Carton/1900.	8586006511471
103712.	10 ml - Boîte/100. Carton/1200.	8586006511488
103713A.	20 ml - Boîte/80. Carton/960.	8586015042942

## SERINGUE 3 PIÈCES



Vente à la boîte.

Référence	Description	EAN
103401A	1 ml - Tuberculine - Boîte/50. Carton/3000.	36970114922930
103403A	2,5 ml - Luer centré - Boîte/100. Carton/1200.	34987350708985
103403B	3 ml - Luer centré - Boîte/100. Carton/1800.	36970114922954
103404B	5 ml - Luer centré - Boîte/100. Carton/1800.	36970114922978
103405B	10 ml - Luer centré - Boîte/100. Carton/1200.	36970114922992
103405A	10 ml - Luer excentré - Boîte/100. Carton/1200.	34806017507382
103406A	20 ml - Luer excentré - Boîte/50. Carton/400.	36970114923012
103407A	30 ml - Luer excentré - Boîte/25. Carton/200.	34806017513376
103408	50 ml - Luer excentré - Boîte/25. Carton/100.	34806017507856
103460	2,5 ml - Luer Lock - Boîte/100. Carton/2400.	34987350702563
103465A	3 ml - Luer Lock - Boîte/100. Carton/1800.	36970114922947
103461	5 ml - Luer Lock - Boîte/100. Carton/1600.	34987350702600
103462	10 ml - Luer Lock - Boîte/100. Carton/800.	34987350702648
103463	20 ml - Luer Lock - Boîte/50. Carton/600.	34806017501687
103464A	30 ml - Luer Lock - Boîte/25. Carton/200.	34806017513369
103410	50 ml - Luer Lock - Boîte/25. Carton/100.	34806017507863
103409	50 ml - Cathéter - Boîte/25. Carton/100.	34806017507849
103416A	2,5 ml - AA 40 21 G x 0,80 - Boîte/100. Carton/2400.	
103417B	5 ml - AA 40 21 G x 0,80 - Boîte/100. Carton/1800.	36970114923135
103418B	10 ml - AA 40 21 G x 0,80 - Boîte/100. Carton/1200.	36970114923197

## HOLDER

Corps de prélèvement à usage unique, non stérile, adaptable sur toute unité de prélèvement.



Vente à la boîte - Boîte de 400 - Carton de 1600.

Référence	Description	EAN
105460	Holder	3389360018717

## SERINGUE 3 PIÈCES AVEC AIGUILLE

Vente à la boîte - Boîte de 100 - Carton de 2400.

Référence	Description	EAN
103413A	1 ml Tuberculine AA - 26 G - 13 x 0,45 mm	36970114923043
103414A	1 ml Tuberculine AA - 25 G - 16 x 0,50 mm	36970114923036



## SERINGUE 3 PIÈCES

Seringue en polypropylène inerte. Point d'étanchéité à double contact, sans latex. Graduations nettes. Seringue à insuline, tuberculine, 3 pièces. Embout de type Luer, Luer lock ou cathéter. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Vente à la boîte - sauf 103334C/ et 103338C au carton.

Référence	Description	EAN
103322	Insuline Nue 1CC 100 Unités - Boîte/100. Carton/1000.	3389360008978
103350	Insuline 0,3 ml LDS 29 G - Boîte/100. Carton/3600.	3389360011497
103336	Insuline 0,5 ml LDS 29 G - Boîte/100. Carton/3600.	3389360009067
103335	Insuline 1 ml LDS 29 G - Boîte/100. Carton/3600.	3389360011480
103326	Insuline AA 25 G x 16 mm - Boîte/100. Carton/1000.	3389360009012
103323	Tuberculine Nue 1CC - Boîte/100. Carton/1000.	3389360008985
103324	Tuberculine AA 26 G x 13 mm - Boîte/100. Carton/1000.	3389360008992
103325	Tuberculine AA 25 G x 16 mm - Boîte/100. Carton/1000.	3389360009005
103327C	3 ml Luer - Boîte/100. Carton/3000.	8586015041761
103328C	3 ml Luer Lock - Boîte/100. Carton/3000.	8586015041785
103329C	5 ml Luer - Boîte/100. Carton/2400.	8586006516834
103330C	5 ml Luer Lock - Boîte/100. Carton/2400.	8586006519156
103331C	10 ml Luer - Boîte/100. Carton/1600.	8586006516841
103332C	10 ml Luer Lock - Boîte/100. Carton/1600.	8586006519170
103333C	20 ml Luer - Boîte/50. Carton/800.	8586006516858
103334C	20 ml Luer Lock - Carton/100.	8586015046971
103640C	30 ml Luer - Boîte/40. Carton/640.	8586006517619
103641C	30 ml Luer Lock - Boîte/50. Carton/400.	8586006519217
103338C	50/60 ml Cathéter - Carton/100.	8586015045288

## MICROPERFUSEUR ÉPICRÂNIEN EUROFLY®

Microperfuseur ayant une excellente pénétration. Ailettes longues avec code couleur. Tubulure PVC de 30 cm de longueur. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.




Vente à la boîte - Boîte de 100 - Carton de 2000.

Référence	Description	EAN
105101	25 G - 20 x 0,5 mm	3389360005199
105102	23 G - 20 x 0,6 mm	3389360005182
105103	22 G - 20 x 0,7 mm	3389360005175
105104	21 G - 20 x 0,8 mm	3389360005168
105105	20 G - 20 x 0,9 mm	3389360005151

## MICROPERFUSEUR ÉPICRÂNIEN

Tubulure de 30 cm.



Vente à la boîte - Boîte de 50 - Carton de 500.

Référence	Description	EAN
105301	19 G - 19 x 1,10 mm - SV*19NL30	36927675502903
105302	21 G - 19 x 0,80 mm - SV*21BLK03	34987350725142
105303	22 G - 19 x 0,70 mm - SV*22BLK03	34987350725166
105304	23 G - 19 x 0,60 mm - SV*23NL30	36927675502934
105305	25 G - 19 x 0,50 mm - SV*25NL30	36927675502941




## MICROPERFUSEUR SÉCURISÉ

Muni d'une aiguille siliconée triple biseau avec une tubulure de prélèvement satinée de 30 cm. Activation simple et uni-manuelle du système de sécurité avec un clic audible.

Vente à la boîte - Boîte de 100 - Carton de 800.

Référence	Description	EAN
105410	21 G	3389360017437
105411	23 G	3389360017444
105412	25 G	3389360017451



## MICROPERFUSEUR ÉPICRÂNIEN À AILETTES SÉCURISÉ

Tubulure de 30 cm.

Vente à la boîte - Boîte de 50 - Carton de 500.

Référence	Description	EAN
105310	18 G SV*S18NL30	36927675506727
105311	19 G SV*S19NL30	36927675506734
105312	21 G SV*S21NL30	36927675506741
105313	22 G SV*S22NL30	36927675506758
105314	23 G SV*S23NL30	36927675506765
105315	25 G SV*S25NL30	36927675506772



## UNITÉ DE PRÉLÈVEMENT SÉCURISÉE

Munie d'une aiguille siliconée avec triple biseau. Adaptateur prémonté adaptable sur tout type de corps de prélèvement (Holder). Activation simple et unimanuelle du système de sécurité avec un clic audible. Tubulure 19 cm.

Vente à la boîte - Boîte de 100 - Carton de 800.

Référence	Description	EAN
105420	21 G	3389360017468
105421	23 G	3389360017475

## PERFUSEUR EUROPERF® S

Perforateur universel bicanal. Prise d'air à membrane hydrophobe obturable 0,22 µm assurant la filtration bactériologique de l'air. Chambre moulée, solidaire du perforateur. Compte-gouttes calibré à 20 gouttes/ml. Filtre 15 µm. Régulateur de débit type Adelberg. Robinet 3 voies déconnectable de l'embout terminal. Site pour injections extemporanées en "y" en caoutchouc synthétique dépourvu de latex. Filtre de purge hydrophobe de 15 µm. Tubulure de 1,70 à 2,20 m. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Sans DEHP.



Vente au carton - Carton de 100.

Référence	Description	EAN
104101S	Avec site en Y	3389360011817
104106S	Sans site latex. Filtre 25 microns 1 voie	3389360011831
104107S	Avec robinet 3 voies + raccord Y	3389360011848
104108S	Avec robinet 3 voies	3389360011855

## TRANSFUSEUR EUROTRANS®

Sans DEHP. Perforateur holoplastique monocanal (polyacétal). Chambre moulée, solidaire du perforateur. Filtre à mailles de 200 µm facilitant le passage des éléments figurés du sang en évitant toute hémolyse (filtre en polyamide). Régulateur de débit par rampe à molette de type Adelberg, en ABS. Sans site d'injection. Embout terminal : Luer-lock mobile et protecteur de stérilité à membrane. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène. Sans raccord latex.



Vente au carton - Carton de 100.

Référence	EAN
159102S	3389360011862

# Abord parentéral



## CATHÉTER DELTA VEN®

### Avantages du cathéter en polyuréthane (PUR) :

Grande compatibilité avec les médicaments, biocompatibilité pour un long maintien en veine. Flexibilité pour une adaptation aisée du cathéter à la veine. Élasticité pour un retour rapide du cathéter à sa forme d'origine avec rétablissement consécutif du flux normal de perfusion en cas de mouvements involontaires du patient qui provoquent une pliure du cathéter. Surface lisse et souple pour diminuer les risques de thromboses et de phlébites. Insertion aisée. Résistant aux plicatures. Devient encore plus souple avec la chaleur du corps humain.

### Caractéristiques générales du cathéter intraveineux :

Affûtage de l'aiguille de type «Back-Cut». Effilage du cathéter atraumatique. Distance optimale entre la canule et la pointe de l'aiguille. Cathéter à paroi fine avec 3 bandes radio-opaques. Chambre de visualisation transparente pour le contrôle immédiat du retour sanguin. Filtre microporeux amovible permettant une fermeture fiable, ce qui élimine les risques de contamination. Disponibilité du bouchon Luer Lock pour la fermeture de la partie proximale du cathéter après le retrait de l'aiguille. Obturateurs à une voie disponibles pour toutes les mesures (sauf 26G).

## CATHÉTER DROIT POLYURÉTHANE DELTA VEN® T PUR

Vente à la boîte - Boîte de 50 / Carton de 500.

Référence	Description	EAN
3178522	14G - 45 mm	8032248317857
3168522	16G - 45 mm	8032248316850
3158522	17G - 45 mm	8032248315853
3148522	18G - 45 mm	8032248314856
3188522	18G - 32 mm	8032248318854
3138522	20G - 32 mm	8032248313859
3128522	22G - 25 mm	8032248312852
3118522	24G - 19 mm	8032248311855
3108522	26G - 19 mm Néonatal	8032248310858



## CATHÉTER DROIT AVEC AILETTE POLYURÉTHANE DELTA VEN® 1 PUR

Vente à la boîte - Boîte de 50 / Carton de 500.

Référence	Description	EAN
3178122	14G - 45 mm	8032248317819
3168122	16G - 45 mm	8032248316812
3158122	17G - 45 mm	8032248315815
3148122	18G - 45 mm	8032248314818
3188122	18G - 32 mm	8032248318816
3138122	20G - 32 mm	8032248313811
3128122	22G - 25 mm	8032248312814
3118122	24G - 19 mm	8032248311817
3108122	26G - 19 mm Néonatal	8032248310810



## CATHÉTER DROIT AVEC AILETTE ET SITE POLYURÉTHANE DELTA VEN® 2 PUR

Vente à la boîte - Boîte de 50 / Carton de 500.

Référence	Description	EAN
3173122	14G - 45 mm	8032248317314
3163122	16G - 45 mm	8032248316317
3153122	17G - 45 mm	8032248315310
3143122	18G - 45 mm	8032248314313
3183122	18G - 32 mm	8032248318311
3133122	20G - 32 mm	8032248313316
3123122	22G - 25 mm	8032248312319
3113122	24G - 19 mm	8032248311312
3104022	26G - 19 mm Néonatal	8032248310407



## CATHÉTER DELTA SELFSAFE®

Cathéter sécurisé avec activation passive du dispositif de protection, disponible dans les mesures de 14G à 24G. Le cathéter intraveineux sécurisé réduit drastiquement les risques de piqûres accidentelles et ne nécessite aucun changement dans les gestes par rapport aux modèles conventionnels. Le dispositif de protection renferme la pointe de l'aiguille, ce qui rend la manipulation plus hygiénique. Il est totalement exempt de parties métalliques pour une protection totale de l'opérateur. Préserve du risque de piqûres accidentelles même pendant la phase d'élimination du cathéter intraveineux. Cathéter en polyuréthane (PUR) voir caractéristiques page précédente.

## CATHÉTER DROIT SÉCURISÉ POLYURÉTHANE DELTA SELFSAFE® T PUR

Vente à la boîte - Boîte de 50 / Carton de 200.

Référence	Description	EAN
3778522	14G - 45 mm	8032248377851
3768522	16G - 45 mm	8032248376854
3758522	17G - 45 mm	8032248375857
3748522	18G - 45 mm	8032248374850
3788522	18G - 32 mm	8032248378858
3738522	20G - 32 mm	8032248373853
3728522	22G - 25 mm	8032248372856
3718522	24G - 19 mm	8032248371859



## CATHÉTER DROIT SÉCURISÉ AVEC AILETTE POLYURÉTHANE DELTA SELFSAFE® 1 PUR

Vente à la boîte - Boîte de 50 / Carton de 200.

Référence	Description	EAN
3778122	14G - 45 mm	8032248377813
3768122	16G - 45 mm	8032248376816
3758122	17G - 45 mm	8032248375819
3748122	18G - 45 mm	8032248374812
3788122	18G - 32 mm	8032248378810
3738122	20G - 32 mm	8032248373815
3728122	22G - 25 mm	8032248372818
3718122	24G - 19 mm	8032248371811



## CATHÉTER DROIT SÉCURISÉ AVEC AILETTE ET SITE D'INJECTION EN POLYURÉTHANE DELTA SELFSAFE® 2 PUR

Vente à la boîte - Boîte de 50 / Carton de 200.

Référence	Description	EAN
3773122	14G - 45 mm	8032248377318
3763122	16G - 45 mm	8032248376311
3753122	17G - 45 mm	8032248375314
3743122	18G - 45 mm	8032248374317
3783122	18G - 32 mm	8032248378315
3733122	20G - 32 mm	8032248373310
3723122	22G - 25 mm	8032248372313
3713122	24G - 19 mm	8032248371316



## OBTURATEUR SIMPLE POUR CATHÉTER DROIT AVEC OU SANS AILETTES

Vente à la boîte - Boîte de 50 / Carton de 500.


Référence	Description	EAN
3075512	14G - 45 mm	8032248307551
3065512	16G - 45 mm	8032248306554
3055512	17G - 45 mm	8032248305549
3045512	18G - 45 mm	8032248304550
3085512	18G - 32 mm	8032248308558
3035512	20G - 32 mm	8032248303553
3025512	22G - 25 mm	8032248302556
3015512	24G - 19 mm	8032248301559



## OBTURATEUR DOUBLE POUR CATHÉTER AVEC SITE D'INJECTION

Vente à la boîte - Boîte de 50 / Carton de 500.

Référence	Description	EAN
3070512	14G - 45 mm	8032248307056
3060512	16G - 45 mm	8032248306059
3050512	17G - 45 mm	8032248305057
3040512	18G - 45 mm	8032248304055
3080512	18G - 32 mm	8032248308053
3030512	20G - 32 mm	8032248303058
3020512	22G - 25 mm	8032248302051
3010512	24G - 19 mm	8032248301054



# Abord parentéral


## CATHÉTER COURT EN PTFE SURFLO®



Vente à la boîte - Boîte de 50.

Référence	Description	EAN
115107A	24 G - 19 mm - SROX 2419 C1	34806017507511
115106A	22 G - 25 mm - SROX 2225 C1	34806017507504
115104A	20 G - 51 mm - SROX 2051 C1	34806017507498
115105A	20 G - 32 mm - SROX 2032 C1	34806017507481
115102A	18 G - 51 mm - SROX 1851 C1	34806017507467
115103A	18 G - 32 mm - SROX 1832 C1	34806017507450
115101A	16 G - 51 mm - SROX 1651 C1	34806017507436
115100A	14 G - 64 mm - SROX 1464 C1	34806017507429

## CATHÉTER COURT EN F.E.P. À AILETTES AVEC SITE SURFLO WP™



Vente à la boîte - Boîte de 50 - Carton de 500.

Référence	Description	EAN
SRDM2619PX	26 G - 19 x 0,64 mm	35413206019794
SRDM2419PX	24 G - 19 x 0,74 mm	35413206019770
SRDM2225PX	22 G - 25 x 0,90 mm	35413206019756
SRDM2032PX	20 G - 32 x 1,00 mm	35413206019732
SRDM1832PX	18 G - 32 x 1,30 mm	35413206019695
SRDM1845PX	18 G - 45 x 1,30 mm	35413206019718
SRDM1745PX	17 G - 45 x 1,50 mm	35413206019671
SRDM1645PX	16 G - 45 x 1,75 mm	35413206019657
SRDM1445PX	14 G - 45 x 2,00 mm	35413206019633

## CATHÉTER COURT EN F.E.P. À AILETTES SURFLO W™



Vente à la boîte - Boîte de 50 - Carton de 500.

Référence	Description	EAN
SRDM2619WX	26 G - 19 x 0,64 mm	35413206019800
SRDM2419WX	24 G - 19 x 0,74 mm	35413206019787
SRDM2225WX	22 G - 25 x 0,90 mm	35413206019763
SRDM2032WX	20 G - 32 x 1,00 mm	35413206019749
SRDM1832WX	18 G - 32 x 1,30 mm	35413206019701
SRDM1845WX	18 G - 45 x 1,30 mm	35413206019725
SRDM1745WX	17 G - 45 x 1,50 mm	35413206019688
SRDM1645WX	16 G - 45 x 1,75 mm	35413206019664
SRDM1445WX	14 G - 45 x 2,00 mm	35413206019640

## CATHETER TERUMO SURFLO S PLUS

Cathéter droit destiné à la perfusion, à la transfusion et comme voie d'accès lors d'injections intraveineuses. Cathéter fabriqué en FEP.



Vente à la boîte - Boîte de 50 - Carton de 500.

Référence	Description	EAN
SRDM2619SX	26 G - 19 x 0,64 mm	35413206207337
SRDM2419SX	24 G - 19 x 0,74 mm	35413206207320
SRDM2225SX	22 G - 25 x 0,90 mm	35413206207313
SRDM2032SX	20 G - 32 x 1,00 mm	35413206207207
SRDM1832SX	18 G - 32 x 1,30 mm	35413206207160
SRDM1845SX	18 G - 45 x 1,30 mm	35413206207177
SRDM1745SX	17 G - 45 x 1,50 mm	35413206207153
SRDM1645SX	16 G - 45 x 1,75 mm	35413206207146
SRDM1445SX	14 G - 45 x 2,00 mm	35413206207139


## CATHÉTER COURT EN POLYURÉTHANE À AILETTES VERSATUS W™



Vente à la boîte - Boîte de 50 - Carton de 500.

Référence	Description	EAN
SRDU2619WX	26 G - 19 x 0,64 mm	35413206021612
SRDU2419WX	24 G - 19 x 0,74 mm	35413206021605
SRDU2225WX	22 G - 25 x 0,90 mm	35413206021599
SRDU2032WX	20 G - 32 x 1,00 mm	35413206021582
SRDU1832WX	18 G - 32 x 1,30 mm	35413206021575
SRDU1845WX	18 G - 45 x 1,30 mm	35413206021568
SRDU1745WX	17 G - 45 x 1,50 mm	35413206021551
SRDU1645WX	16 G - 45 x 1,75 mm	35413206021537
SRDU1445WX	14 G - 45 x 2,00 mm	35413206021520

## CATHÉTER COURT EN POLYURÉTHANE À AILETTES AVEC SITE VERSATUS WP™



Vente à la boîte - Boîte de 50 - Carton de 500.

Référence	Description	EAN
SRDU2619PX	26 G - 19 x 0,64 mm	35413206021704
SRDU2419PX	24 G - 19 x 0,74 mm	35413206021698
SRDU2225PX	22 G - 25 x 0,90 mm	35413206021681
SRDU2032PX	20 G - 32 x 1,00 mm	35413206021674
SRDU1832PX	18 G - 32 x 1,30 mm	35413206021667
SRDU1845PX	18 G - 45 x 1,30 mm	35413206021650
SRDU1745PX	17 G - 45 x 1,50 mm	35413206021643
SRDU1645PX	16 G - 45 x 1,75 mm	35413206021636
SRDU1445PX	14 G - 45 x 2,00 mm	35413206021629

## CATHÉTER COURT DROIT VERSATUS™



Vente à la boîte - Boîte de 50.

Référence	Description	EAN
SROF2419	24 G - 19 mm	34987350750137
SROF2225	22 G - 25 mm	34987350750151
SROF2051	20 G - 51 mm	34987350750953
SROF2032	20 G - 32 mm	34987350750175
SROF1832	18 G - 32 mm	34987350750199
SROF1851	18 G - 51 mm	34987350750991
SROF1651	16 G - 51 mm	34987350750977
SROF1464	14 G - 64 mm	34987350750939

## CATHÉTER COURT DROIT SURFLASH™



Vente à la boîte - Boîte de 50.

Référence	Description	EAN
SRFF2419	24 G - 19 mm	34987350743597
SRFF2225	22 G - 25 mm	34987350743634
SRFF2032	20 G - 32 mm	34987350743573
SRFF1832	18 G - 32 mm	34987350747519
SRFF1851	18 G - 51 mm	34987350747915
SRFF1651	16 G - 51 mm	34987350747755
SRFF1464	14 G - 64 mm	34987350747670

## OBTURATEUR POUR CATHÉTER DROIT AVEC AILETTES ET SITE



Vente à la boîte - Boîte de 50 - Carton de 500.

Référence	Description	EAN
SODM2419P	24 G x 19mm	35413206019954
SODM2225P	22 G x 25mm	35413206019930
SODM2032P	20 G x 32mm	35413206019916
SODM1832P	18 G x 32mm	35413206019879
SODM1845P	18 G x 45mm	35413206019893
SODM1745P	17 G x 45mm	35413206019855
SODM1645P	16 G x 45mm	35413206019831
SODM1445P	14 G x 45mm	35413206019817

## OBTURATEUR POUR CATHÉTER DROIT AVEC AILETTES



Vente à la boîte - Boîte de 50 - Carton de 500.

Référence	Description	EAN
SODM2419W	24 G x 19 mm	35413206019961
SODM2225W	22 G x 25 mm	35413206019947
SODM2032W	20 G x 32 mm	35413206019923
SODM1832W	18 G x 32 mm	35413206019886
SODM1845W	18 G x 45 mm	35413206019909



# GAMME DÉSINFECTION

Acaricide .....	99
Alcool isopropylique 70 % .....	99
Bactericide .....	99
Chlorhexidine .....	99
Distributeur .....	96
Gel hydroalcoolique .....	96
Insecticide .....	99
Instrubac .....	98
Lavage et désinfection du linge .....	98
Lingette .....	98-99
Lotion hydratante et nourrissante .....	96
Mousse détergente désinfectante .....	97
Nettoyant et désinfectant surface et matériel médical .....	97-98
Savon pour la toilette générale .....	96
Savon pour les mains .....	96
Support murale .....	96
Tampon alcool 70° .....	99





# Désinfection



**1 Dermanios Scrub CG \*\***  
Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains.



**2 ANIOSGEL 800 \*\***  
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.



**3 ANIOSGEL 85 NPC \*\***  
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
1	152197 12 x 500 ml. Flacon pompe vissée	3597610291418
1	152198 12 x 1 l. Flacon Airless	3597610291647
1	152199 12 x 1 l. Flacon pompe vissée	3597610291401
1	152380 4 x 5 l. Bidon	3597610474743
2	152381 20 x 100 ml. Flacon	3597610452062
2	152382 6 x 300 ml. Flacon pompe	3597610456909
2	152383 12 x 500 ml. Flacon pompe vissée	3597610456800
2	152384 12 x 1 l. Flacon pompe vissée	3597610456824
2	152361 12 x 1 l. Flacon CPA Airless	3597610514869
3	152386 20 x 100 ml. Flacon	3597610182655
3	152387 6 x 300 ml. Flacon pompe vissée	359761011020
3	152283 12 x 500 ml. Flacon pompe vissée	3597610164347
3	152284 12 x 1 l. Flacon pompe vissée	3597610123566
3	152285 12 x 1 l. Flacon Airless	3597610282249
3	152385 12 x 1 l. Flacon CPA Airless	3597610515477
3	152363 4 x 5 l. Bidon	3597610488252
4	152389 20 x 100 ml. Flacon	3597610391330
4	152390 6 x 300 ml. Flacon pompe vissée	3597610391774
4	152391 12 x 500 ml. Flacon pompe vissée	3597610193569
4	152392 12 x 1 l. Flacon pompe vissée	3597610193583
4	152393 12 x 1 l. Flacon Airless	3597610391767



**4 ANIOSGEL 85 \*\***  
Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.



**5 ANIOSAFE MANUCLEAR HF**  
Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale, lors d'utilisations fréquentes. Enrichi en glycérine. Convient à la toilette de l'enfant.




**6 ANIOSAFE MANUCLEAR NPC HF**  
Recommandée pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Formulée sans parfum ni colorant. Enrichie en glycérine.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
5	152131 12 x 500 ml. Flacon pompe vissée	3597610234552
5	152377 12 x 1 l. Flacon pompe vissée	3597610295928
5	152378 12 x 1 l. Flacon Airless	3597610234545
5	152379 4 x 5 l. Bidon	3597610247415
6	152121 12 x 1 l. Flacon Airless	3597610455315
6	152122 12 x 1 l. Flacon CPA Airless	3597610514166
7	152210 200 x 30 ml. Flacon	3597610234392
7	152211 24 x 250 ml. Flacon	3597610270420
7	152212 12 x 500 ml. Flacon pompe vissée	3597610455414
7	152213 12 x 1 l. Flacon pompe vissée	3597610455346
7	152214 12 x 1 l. Flacon Airless	3597610455438
7	152215 4 x 5 l. Bidon	3597610455391
7	152218 12 x 1 l. Airless CPA	3597610520150
8	152206 50 x 100 ml. Tube	3597610616037
8	152207 12 x 500 ml. Flacon pompe	3597610614491
9	152110 Commande au coude pour flacon 500 ml	3597610182754
9	152196 Commande au coude pour flacon 1 litre	3597610182723
9	152394 ABS commande bouton poussoir pour flacon 1 l Airless	3597610207778
9	152195 Commande au coude pour flacon 1 l Airless	3597610089138
10	152192 ABS électronique pour poche Airless	3597610438042
10	152115 Électronique CPA pour 1 l Airless CPA. Blanc	8410840049435
10	152116 Manuel CPA pour 1 l Airless CPA. Blanc	8410840049411



**7 ANIOSAFE SAVON DOUX HF**  
Recommandée pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Formulation à pH neutre et enrichie en glycérine, permettant un lavage fréquent avec maintien de l'hydratation de l'épiderme. Testé sous contrôle dermatologique. Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans et pour peaux sensibles.



**8 SILONDA™ SENSITIVE**  
Lotion hydratante et nourrissante pour un usage fréquent en dehors des activités de soin et en fin de service.

**9 SUPPORT MURAL**

**10 DISTRIBUTEUR**

## NETTOYAGE ET DÉSINFECTION



**ANIOSYME X3 \***  
Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation. Compatible avec les ultra-sons.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
152375	12 x 1 l. Doseur 25 ml	3597610457418
152376	4 x 5 l. + 1 pompe	3597610457425



**ANIOS CLEAN EXCEL D \***  
Pour les dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
152177	200 x 25 ml	3597610429651
152178	12 x 1 l. Doseur	3597610464553
152179	4 x 5 L + 1 pompe	3597610455919



**SURFANIOS PREMIUM \*\*\***  
Pour les sols, murs, matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs (stéthoscopes, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes...). Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
152355	500 x 20 ml	3597610245053
152356	12 x 1 l	3597610245084
152357	4 x 5 L	3597610245060

## DÉSINFECTANT DE HAUT NIVEAU DES DISPOSITIFS MÉDICAUX



**ANIOXYDE 1000 \***  
Désinfectant de haut niveau des dispositifs médicaux : matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible. Bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique dans la solution reconstituée d'ANIOXYDE 1000.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
152257	4 x 5 l. + activateur incorporé	3597610505539
152258	Bandelette de contrôle	3597610290015



**STERANIOS 2% \***  
Pour matériel chirurgical et médical, d'endoscopie et thermosensible. Bandelettes de contrôle du taux de Glutaraldéhyde dans les solutions de STERANIOS 2%.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
152150	2 l.	3597610054860
152152	4 x 5 L	3597610054761
152256	Bandelettes de contrôle	3597610003943

## MOUSSE DÉTERGENTE DÉSINFECTANTE, DESTINÉE AU NETTOYAGE ET À LA DÉSINFECTION DES SURFACES



**SURFA'SAFE PREMIUM \*/\*\***  
Pour des structures externes des équipements (respirateurs, générateurs d'hémodialyse...) et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (sondes échographiques classiques, capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...).

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
152175	12 x 750 ml mousse diffuse	3597610427374
152176	12 x 750 ml mousse compacte	3597610421723



**SURFA'SAFE R PREMIUM \*\***  
Pour la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires. Mousse diffuse parfumée.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
152345	12 x 250 ml	3597610437953
152346	12 x 750 ml	3597610459016



**INDUSPRAY WR 52 \*\***  
Désinfection après nettoyage des surfaces : locaux, équipements et matériels de production et de laboratoire. Utilisation en Industries Cosmétiques et Pharmaceutiques. Utilisation en Industrie agro-alimentaire sans nécessité de rinçage.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
152369	12 x 1 l.	3597610437991
152370	4 x 5 l.	3597610436000

\* Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi.  
\*\* Produits biocides. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

\*\*\* Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Produit biocide (Groupe 1 - TP2 & 4). Dispositif médical de classe IIa. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

# Désinfection

## ANIOSPRAY SURF 29 \*/\*\*

Désinfection des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de glycémie, ...)



Vente au carton.

Référence	Description	EAN
152182	12 x 1 L + 4 pulvérisateurs	3597610421761
152183	4 x 5 L	3597610421747

## ANIOS'R SUN WAY \*\*

Destiné à l'entretien régulier des parties communes (chambres, couloirs, salles d'attente, zones de passages...) en ambulances, maisons de retraite ou tout établissement d'accueil médical spécialisé. Nettoie, désinfecte et parfume durant de longues heures, les sols et surfaces lavables. Ne nécessite pas de rinçage.



Vente au carton.

Référence	Description	EAN
152395	Fresh Garden 5 l. + pompe	3597610001093
152396	Sun Way 5 l. + pompe	3597610001222

## INSTRUBAC

Hygiène de l'instrumentation et des blocs opératoires. (ramassage, pré-désinfection, désinfection)



Vente à l'unité.

Référence	Description	EAN
152123	2 l.	3597610187629
152167	2 l. + fente	3597610187599
152144	10 l. - Volume utile/Usable volume 5 l.	3597610215827
152145	20 l. - Volume utile 10 l.	3597610059940
152262	15 l. endoscope	3597610064739
152263	40 l. - Volume utile 20 l.	3597610138942

## LESSIVE ATOMISÉE DÉSINFECTANTE \*\*

Lavage et désinfection du linge, tous textiles : blancs, couleurs, coton et synthétiques, dès 40°C, même en eau très calcaire. Procure d'excellents résultats grâce à sa haute concentration en agents de blanchiment, enzymes, tensio-actifs et agents alcalins.



Vente au carton.

Référence	Description	EAN
152244	15 kg	3597610203213

## TRAITEMENT

Traitement de surface pour éradiquer la gale, poux, punaises de lit sur moquette, tapis, sommier, matelas, canapé, fauteuils, siège de voiture.

Vente à l'unité.

Référence	Description	EAN
1	208001 Anti-gale - aérosol 520 ml	3401560466935
2	201113 Anti-mites - aérosol 520 ml	3401560167474
3	201112 Anti-poux - aérosol 520 ml	3401521507493
4	201111 Acaricide puissant - aérosol 520 ml	3401564342839



## BACTÉRICIDE

Bactéricide Menthe, fongicide conforme aux normes EN1276 et EN1275. Assainisseur d'air. 1000ml. Idéal pour les collectivités et les professionnels de santé.

Version One Shot : formule virucide EN14476. Assainisseur d'air qui se percute en une fois pour traiter jusqu'à 55 m³. Idéal pour les cabinets médicaux, chambres en milieu hospitalier, cliniques, infirmeries scolaires, également utilisé en EPHAD. Version 210 ml permettant de traiter jusqu'à 150m³, recommandé en collectivité.

Vente à l'unité.

Référence	Description	EAN
5	298205 Menthe aérosol 1000 ml	3401540114726
6	298207 One shot 50 ml - 75 ml brut	3401540114085
6	208005 One shot aérosol 210 ml	3401540114146



## CHLORHEXIDINE

La chlorhexidine est un désinfectant cutané à utiliser sur peau saine. Ne pique pas.

Vente à l'unité.

Référence	Description	EAN
208003	50 ml	3401560467246
208004	100 ml	3401521506953



# FOCUS SUR

## LES LINGETTES EURO-NETTE



**LINGETTES EURO-NETTE®**  
Lingettes pour le nettoyage et la désinfection des instruments. 130 x 200 mm.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
152400	Carton/12 b.	3389360009869

## LINGETTES ASEPTONET

Solution antiseptique. 200 x 130 mm. Épaisse. Sachet refermable de 100.



Vente à l'unité.

Référence	Description
252107	Le paquet.

## WIP'ANIOS EXCEL \*/\*\* (18 X 20 CM)

Traitement des surfaces (structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodyalise...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs (sondes échographiques classiques, testeurs de glycémie, marteaux à réflexes...), et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avec immersion pour nettoyage et désinfection.



Vente au carton.

Référence	Description	EAN
152142	12 x 50	3597610552625
152143	6 x 100	3597610552946

## ANIOS QUICK WIPES\* (13 X 19 CM)

Imprégnées d'une solution désinfectante à action rapide pour les dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool (stéthoscopes, sondes échographiques classiques, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes...).



Vente au carton.

Référence	Description	EAN
152368	12 x 50	3597610408106



## LINGETTES DÉSINFECTANTES

Hydroalcoolique. En semi crêpé. Degradable. Formulé et conditionné en France.

Vente à la boîte - Boite de 250.

Référence	Description	EAN
5052	Lingette	3328680050526



## TAMPON ALCOOL 70°

6 x 3 cm. Prêt à l'emploi pour toute désinfection de la peau. Papier crêpé imprégné d'alcool à 70° pour désinfection cutanée locale.

Vente au carton. Carton de 40 boîtes de 100.

Référence	Description	EAN
148102	Tampou alcool	3389360016997



## ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70 %


Une simple pression sur le bouchon permet d'obtenir la quantité nécessaire d'alcool.

Vente à l'unité.

Référence	Description	EAN
298199	Aérosol 50 ml	3401540113255
208000	Pulvérisateur 100 ml	3401521507035
208002	1 L	3401540112883
201107	250 ml	3401060272630
298202	2 L	3401540112074
201085	500 ml	3401540112654
298203	Distributeur 500 ml	3401540112593

\* Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi.  
\*\* Produits biocides. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

\* Ces produits sont des dispositifs médicaux, consultez les étiquettes de chaque dispositif pour plus d'information. Dangereux - respectez les précautions d'emploi.  
\*\* Produits biocides. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



# GAMME HABILLAGE ET DRAPAGE

Bistouri .....	107
Casaque de soin .....	103
Casaque renforcée .....	103
Casaque standard .....	103
Champ de soins .....	106
Champ de table .....	106
Dafilon fils à peau en polyamide .....	107
Housse pour amplis de brillance .....	106
Housse pour camera, pliage télescopique .....	106
Fermeture cutanée filapeau Peters .....	107
Lame coupe fils .....	107
Lame de bistouri .....	107
Manche de bistouri .....	107
Trousse .....	104 - 105



# Habillage et drapage

## LA GAMME HYPÉRIA

La gamme d'habillage et de drapage chirurgicaux HYPERIA a pour objectif de répondre aux besoins et aux différentes contraintes des équipes opératoires. La recherche des matériaux, le choix des composants, ainsi que l'élaboration des produits sont le fruit d'une écoute permanente de nos clients et sont liés à l'évolution de l'environnement des nouvelles techniques chirurgicales.

Les matières utilisées répondent aux exigences réglementaires des normes européennes EN 13795. Celles-ci définissent différentes caractéristiques dont les valeurs permettent d'identifier :

- La résistance à la pénétration des liquides,
- La résistance à la pénétration microbienne,
- La propreté microbienne,
- La propreté particulière (relargage particulière),
- La résistance à la traction, état sec et humide,
- La résistance à l'éclatement, état sec et humide.

Notre choix s'est organisé autour du S.M.S (Spunbonded / Melblown / Spunbonded), tant pour les casaque que pour le drapage avec des grammages différents répondant aux spécificités de chaque utilisation. Cette matière dispose des propriétés suivantes :

- Bonne résistance mécanique,
- Relargue très peu de particules,
- Bonne résistance à la pénétration des liquides.

Cette dernière propriété donnera entièrement satisfaction, notre S.M.S étant complété par des renforts sur les champs opératoires, en utilisant du Spunlace, laminé avec du polyéthylène alliant absorption et étanchéité.

## CASAQUE CHIRURGICALE

Deux axes de qualité

### 1 Degré de protection

La casaque chirurgicale joue un rôle important dans la prévention des infections en empêchant le transfert de micro-organismes dans le bloc opératoire.

Elle sert un double objectif :

- Protéger le patient par la prévention du transfert des germes de l'opérateur au patient.
- Protéger l'opérateur contre la pénétration de liquides (sang, fluides corporels, substances chimiques) et de micro-organismes.

### 2 Confort de l'opérateur (praticien)

Le confort de l'opérateur a un impact significatif sur la performance de celui-ci, il dépend principalement des propriétés thermiques et de la conception de la casaque.

## DRAPAGE CHIRURGICAL

La nouvelle gamme de trousse chirurgicales Euromedis a pour objectif de répondre aux différentes contraintes de drapage pour chacun de vos besoins.

- Architecture de drapage adaptée au type de procédure.
- Matériau imperméable ou étanche en fonction de la procédure.
- Gamme permettant de répondre aux différentes spécialités chirurgicales.

## LEURS NIVEAUX DE PERFORMANCE STANDARD

Supérieurs aux exigences aux normes EN 13795, il vous assurent une :

- Barrière physique entre le patient et l'opérateur
- Résistance à la pénétration des liquides
- Barrière efficace contre les bactéries
- Propreté microbiologique et un très faible relargage de particules




### 1 CASAQUE DE SOIN

Casaque chirurgicale standard stérile avec dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure.



### 2 CASAQUE STANDARD

Casaque chirurgicale standard stérile avec dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure.



### 4 CASAQUE STANDARD AVEC PASSE-POUCES

Casaque chirurgicale standard stérile avec passe-pouces, dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure.


### 3 CASAQUE STANDARD PLUS

Casaque chirurgicale standard stérile avec dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure. Son traitement spécifique lui configure une excellente barrière.




### 5 CASAQUE RENFORCÉE

Casaque chirurgicale renforcée offrant une meilleure protection que la casaque standard, stérile avec dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure. Renforcée au niveau des manches et du plastron avec la nouvelle technologie du film Micro-respirable, garantissant une excellente imperméabilité aux liquides.



### 6 CASAQUE RENFORCÉE AVEC PASSE-POUCES

Casaque chirurgicale renforcée offrant une meilleure protection que la casaque standard, stérile avec passe-pouce dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure. Renforcée au niveau des manches et du plastron avec la nouvelle technologie du film Micro-respirable, garantissant une excellente imperméabilité aux liquides.



### 7 CASAQUE RENFORCÉE AVEC PASSE-POUCES ET BAVETTE

Casaque chirurgicale renforcée offrant une meilleure protection que la casaque standard, stérile avec passe-pouce et bavette, dos croisé, manches soudées à l'ultrason garantissant la solidité et l'étanchéité, poignet en jersey élastique, fermeture sur le col par bandes agrippantes (Velcro®), longueur suffisante pour une bonne adaptation de l'encolure. Renforcée au niveau des manches et du plastron avec la nouvelle technologie du film Micro-respirable, garantissant une excellente imperméabilité aux liquides.

Vente au carton - Carton de 40.

Référence	Description	EAN
1	161740 Dos croisé - Taille L - 125 cm	3389360015037
1	161741 Dos croisé - Taille XL - 135 cm	3389360015044
1	161742 Dos droit - Taille L - 125 cm	3389360015051
1	161743 Dos droit - Taille XL - 135 cm	3389360015068
2	161720 Taille M - 110 x 154 cm	3389360013347
2	161721 Taille L - 120 x 154 cm	3389360013354
2	161722 Taille XL - 130 x 158 cm	3389360013361
2	161725 Taille XL - 140 x 160 cm	3389360016225
2	161723 Taille XXL - 140 x 169 cm	3389360013378
2	161724 Taille XLL - 150 x 158 cm	3389360013385
3	161760 Taille L - 130 cm	3389360018397
3	161761 Taille XL - 140 cm	3389360019448
3	161762 Taille XLL - 150 cm	3389360018403

Référence	Description	EAN
4	161752 Taille XL - 130 x 160 cm	3389360015402
4	161753 Taille XLL - 150 x 160 cm	3389360017987
5	161710 Taille L - 130 x 160 cm	3389360010957
5	161711 Taille XL - 140 x 160 cm	3389360010964
5	161712 Taille XXL - 140 x 169 cm	3389360010971
5	161713 Taille XLL - 150 x 160 cm	3389360010988
6	161750 Taille XL - 130 x 160 cm	3389360015389
6	161751 Taille XLL - 150 x 160 cm	3389360015396
7	161730 Taille XL - 130 x 160 cm	3389360015013
7	161731 Taille XLL - 150 x 160 cm	3389360015020

# Habillage et drapage

The grid contains 13 product cards, each with a diagram and technical details:

- 1 TROUSSE UNIVERSELLE** (Ref. 164000)
- 2 TROUSSE UNIVERSELLE RENFORCÉE** (Ref. 164002)
- 3 TROUSSE DE PAROI** (Ref. 164008)
- 4 TROUSSE DE PAROI** (Ref. 164005)
- 5 TROUSSE ORTHOPÉDIE** (Ref. 164100)
- 6 TROUSSE ORTHOPÉDIE PLUS** (Ref. 164101)
- 7 TROUSSE EXTRÉMITÉ RENFORCÉE** (Ref. 164102)
- 8 TROUSSE EXTRÉMITÉ** (Ref. 164103)
- 9 TROUSSE DE MAIN** (Ref. 164104)
- 10 TROUSSE DE MAIN** (Ref. 164105)
- 11 TROUSSE D'ISOLATION VERTICALE** (Ref. 164108)
- 12 TROUSSE DE CÉSARIENNE** (Ref. 164200)
- 13 TROUSSE DE CÉSARIENNE** (Ref. 164204)

**ij**  
**TROUSSE CHIRURGICALE**  
 avec étiquettes de traçabilité. Sachet de 1.

## 1 TROUSSE UNIVERSELLE

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
- 1 bande adhésive 8 x 50 cm,
- 2 champs latéraux 75 x 100 cm,
- 1 champ de pied 190 x 180 cm,
- 1 champ de tête 250 x 150 cm.

## 2 TROUSSE UNIVERSELLE RENFORCÉE

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm,
- 2 bandes adhésives 8 x 50 cm,
- 2 champs latéraux 110 x 100 cm renfort absorbant 40 x 68 cm adhésif sur 110 cm,
- 1 champ de pied 210 x 200 cm renfort absorbant 40 x 68 cm adhésif sur 100 cm,
- 1 champ de tête 260 x 160 cm renfort absorbant 40 x 68 cm adhésif sur 100 cm.

## 3 TROUSSE DE PAROI

- 1 couvre table 120 x 140 cm :
- 4 champs 75 x 90 cm adhésif sur 90 cm.

## 4 TROUSSE DE PAROI

- 1 couvre table 140 x 160 cm :
- 4 champs 75 x 90 cm adhésif sur 90 cm.

## 5 TROUSSE ORTHOPÉDIE

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm
- 2 bandes adhésives 8 x 50 cm
- 1 champ d'approche 120 x 140 cm
- 1 champ en U 150 x 210 adhésifs 20 x 70 cm
- 1 champ de Tête 180 x 300 cm renfort absorbant 40 x 68 cm adhésif sur 100 cm
- 1 champ en U 250 x 270 cm renfort absorbant 116 x 68 cm adhésif 15 x 100 cm

## 6 TROUSSE ORTHOPÉDIE PLUS

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 1 couvre table plié 140 x 190 cm
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm
- 2 bandes adhésives 8 x 50 cm
- 1 champ d'approche 120 x 140 cm
- 1 champ en U 150 x 210 adhésifs 20 x 70 cm
- 1 champ de Tête 180 x 300 cm renfort absorbant 40 x 68 cm, adhésif sur 100 cm
- 1 champ en U 250 x 270 cm renfort absorbant 116 x 68 cm adhésif 15 x 100 cm.

## 7 TROUSSE EXTRÉMITÉ RENFORCÉE

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 bandes adhésives 8 x 50 cm
- 1 champ d'approche 120 x 140 cm
- 1 champ d'extrémité 320 x 240 cm fenêtre élastique excentrée diamètre 6 cm renfort absorbant 70 x 110 cm avec 4 passes tubulures

## 8 TROUSSE EXTRÉMITÉ

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 1 bande adhésive 8 x 50 cm
- 1 champ d'extrémité 300 x 240 cm fenêtre élastique diamètre 6 cm

## 9 TROUSSE EXTRÉMITÉ

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 1 bande adhésive 8 x 50 cm
- 1 champ d'approche 120 x 140 cm
- 1 champ d'extrémité 300 x 240 cm fenêtre élastique diamètre 6 cm

## 10 TROUSSE DE MAIN

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 1 bande adhésive 8 x 50 cm
- 1 champ d'approche 120 x 140 cm
- 1 champ de mains 360 x 320 cm avec table à bras (160 x 140 cm) et fenêtre élastique diamètre 5 cm renfort absorbant 40 x 85 cm avec 4 passes tubulures

## 11 TROUSSE D'ISOLATION VERTICALE

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm
- 1 bande adhésive 8 x 50 cm
- 1 champ d'isolation 330 x 270 cm en polyéthylène transparent avec poche de recueil et robinet, champ fenêtré à inciser 25 x 80 cm
- 2 poches à instruments 25 x 27,5 cm

## 12 TROUSSE DE CÉSARIENNE

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm
- 1 couvre table 120 x 140 cm
- 1 champ bébé 100 x 100 cm
- 1 champ de césarienne 270 x 310 cm, renfort absorbant 65 x 50 cm, fenêtre triangulaire adhésive 27 x 35cm, passes-tubulures, poche de recueil avec robinet de vidange.

## 13 TROUSSE DE CÉSARIENNE

- 1 couvre table 140 x 190 cm :
- 2 essuie-mains 36 x 40 cm
- 1 champ Bébé 100 x 100 cm
- 1 champ de césarienne 270 x 310 cm, renfort absorbant 65 x 50 cm, fenêtre triangulaire adhésive 27 x 35 cm, passes-tubulures, poche de recueil avec robinet de vidange .

Vente au carton.

	Référence	Description	EAN
1	164000	Trousse universelle - Carton/12.	3389360014931
2	164002	Trousse universelle renforcée - Carton/8.	3389360014948
3	164005	Trousse de paroi - Carton/25.	3389360016232
4	164008	Trousse de paroi - Carton/25.	3389360016027
5	164100	Trousse orthopédie - Carton/6.	3389360014955
6	164101	Trousse orthopédie plus - Carton/6.	3389360014962
7	164102	Trousse extrémité renforcée - Carton/12.	3389360014979

	Référence	Description	EAN
8	164103	Trousse extrémité - Carton/12.	3389360014986
9	164104	Trousse extrémité - Carton/12.	3389360015372
10	164105	Trousse de main - Carton/12.	3389360014993
11	164108	Trousse d'isolation verticale - Carton/13.	3389360016799
12	164200	Trousse de césarienne - Carton/10.	3389360015006
13	164204	Trousse de césarienne - Carton/10.	3389360015785

# Habillage et drapage

## HOUSSE POUR CAMERA, PLIAGE TÉLESCOPIQUE

En polyéthylène (50µ) basse densité neutre. Pliage télescopique (8 plis). Raidisseur d'introduction (étui). Extrémité soudée en pointe, prédécoupe circulaire sur pointe, rayon 30 mm, corde 40 mm. Adhésif vinyle sur pointe (L. 200 mm, l. 20 mm). Sous double emballage, stérilisé à l'oxyde d'éthylène, 4 étiquettes de traçabilité.




Vente au carton - Carton de 50.

Référence	Description	EAN
199731	Housse pour camera, pliage télescopique	3389360012289

## HOUSSE POUR AMPLIS DE BRILLANCE

Protection efficace s'adaptant parfaitement au produit. Housse de caméra télescopique stérile.



Vente au carton - Carton de 50.

Référence	Description	EAN
199732	Housse pour amplis de brillance - 90 x 150 cm	3389360014801
199733	Housse pour amplis de brillance - 120 x 150 cm	3389360014818
199701	Couvre ampli de brillance - Ø 90 cm	3389360014771
199702	Couvre ampli de brillance - Ø 140 cm	3389360014788
199703	Couvre ampli de brillance - Ø 120 cm	3389360014795



## CHAMP DE SOINS SIMPLE STÉRILE

Champ de soins à usage unique pour la petite chirurgie et les soins particuliers. Composé d'une feuille opaque de polyéthylène doublée d'une feuille absorbante de cellulose.

Vente à la boîte - Boîte de 50 - Carton de 4.

Référence	Description	EAN
161600	40 x 45 cm	3389360008008
161601	45 x 75 cm	3389360008015
161602	75 x 90 cm	3389360008022



## CHAMP DE SOINS STÉRILE ADHÉSIF

Composé d'une bande adhésive sur la longueur permettant de rattacher le champ à un autre champ, ou à assurer une protection supplémentaire lors de l'intervention. Autre avantage : le champ ne risque pas de glisser durant l'intervention.

Vente à la boîte - Boîte de 50 - Carton de 4.

Référence	Description	EAN
161620	50 x 50 cm 5 cm x 50 cm	3389360008060
161621	50 x 70 cm 5 cm x 70 cm	3389360008077
161622	75 x 75 cm 5 cm x 75 cm	3389360008084
161623	75 x 90 cm 5 cm x 90 cm	3389360008091



## CHAMP DE SOINS STÉRILE FENESTRÉ

Présente un orifice central de différente taille selon le champ. Indiqué pour les opérations spécifiques nécessitant une intervention locale avec risque de forte exsudation.

Vente à la boîte - Boîte de 25 - Carton de 4.

Référence	Description	EAN
161630	50 x 60 cm Ø 6 cm	3389360008107
161632	70 x 90 cm Orifice 7 x 12 cm	3389360008121



## CHAMP DE SOINS STÉRILE FENESTRÉ ADHÉSIF

Allie les caractéristiques du champ fenestré en garantissant la fixité de celui-ci durant l'intervention. Diamètre 6 cm + adhésif 12 x 12 cm autour du trou.

Vente à la boîte - Boîte de 50 - Carton de 4.

Référence	Description	EAN
161640	50 x 50 cm	3389360008138
161641	50 x 70 cm	3389360008145
161642	70 x 90 cm	3389360008152



## CHAMP DE TABLE

Le champ de table assure une parfaite protection des instruments de par son étanchéité aux bactéries et aux liquides tout en contrôlant ceux-ci par son renfort absorbant. Champ spécialement adapté aux assistants muets.

Vente au carton.

Référence	Description	EAN
161610	140 x 120 cm Carton/50.	3389360008039
161611A	140 x 160 cm Carton/40.	3389360008046
161612	150 x 200 cm Carton/40.	3389360008053
161613	140 x 190 cm Carton/40.	3389360015075
161650A	Housse de mayo 80 x 140 cm - Boîte/100.	3389360019639

## SWANN-MORTON



• **Lame coupe-fils courts stériles. MDR 2017/745. Classe Is.**

Vente à la boîte - Boîte de 100 - Carton de 80 boîtes.

Référence	Description	EAN
126100	Coupe-fils	5033955004200

• **Manches de bistouris en acier inoxydable. MDR 2017/745 CE2797. Classe Ir.**

Vente à l'unité.

Référence	Description	EAN
119110	N°3	5033955009335
119109	N°4	5033955009342

• **Lames stériles carbone. MDR 2017/745. Classe IIa.**

Vente à la boîte - Boîte de 100 - Carton de 200 boîtes.

Référence	Description	EAN
118100	N° 10	5033955002015
118101	N° 11	5033955002039
118102	N° 12	5033955002046
118103	N° 15	5033955002053
118104	N° 20	5033955002060
118105	N° 21	5033955002077
118106	N° 22	5033955002084
118107	N° 23	5033955002107
118108	N° 24	5033955002114
118110	N° 26	5033955002138
118111	N° 27	5033955002145

• **Lames non stériles carbone. MDR 2017/745. Classe IIa.**

Vente à la boîte - Boîte de 100 - Carton de 120 boîtes.

Référence	Description	EAN
118112	N° 10	5033955001018
118113	N° 11	5033955001032
118114	N° 12	5033955001049
118115	N° 15	5033955001056
118116	N° 20	5033955001063
118117	N° 21	5033955001070
118118	N° 22	5033955001087
118119	N° 23	5033955001100
118120	N° 24	5033955001117
118122	N° 26	5033955001131
118123	N° 27	5033955001148

• **Bistouris stériles à usage unique. MDR 2017/745. Classe IIa.**

Vente à la boîte - Boîte de 10 - Carton de 158 boîtes.

Référence	Description	EAN
119100	N° 10	5033955005016
119101	N° 11	5033955005030
119102	N° 12	5033955005047
119103	N° 15	5033955005054
119104	N° 20	5033955005061
119105	N° 21	5033955005078
119107	N° 23	5033955005108
119108	N° 24	5033955005115



## LAME, BISTOURI ET COUPE FILS

Lame chirurgicale stérile. En acier au carbone. Gamme complète.

• **Lame coupe-fils**

Vente à la boîte - Boîte de 100.

Référence	Description	EAN
119250	Coupe-fils	3389360013392

• **Lames stériles carbone. MDR 2017/745. Classe IIa.**

Vente à la boîte - Boîte de 100 - Carton de 200 boîtes.

Référence	Description	EAN
118200P	N° 10	3389360010292
118201P	N° 11	3389360010308
118202P	N° 12	3389360010315
118203P	N° 15	3389360010322
118204P	N° 20	3389360010339
118205P	N° 21	3389360010346
118206P	N° 22	3389360010353
118207P	N° 23	3389360010360
118208P	N° 24	3389360010377

• **Lames non stériles carbone. MDR 2017/745. Classe IIa.**

Vente à la boîte - Boîte de 100 - Carton de 120 boîtes.

Référence	Description	EAN
118200P	N° 10	3389360010292
118201P	N° 11	3389360010308
118202P	N° 12	3389360010315
118203P	N° 15	3389360010322
118204P	N° 20	3389360010339
118205P	N° 21	3389360010346
118206P	N° 22	3389360010353
118207P	N° 23	3389360010360
118208P	N° 24	3389360010377

• **Bistouris stériles à usage unique. MDR 2017/745. Classe IIa.**

Vente à la boîte - Boîte de 10 - Carton de 158 boîtes.

Référence	Description	EAN
119200P	N° 10	3389360010193
119201P	N° 11	3389360010209
119202P	N° 12	3389360010216
119203P	N° 15	3389360010322
119204P	N° 20	3389360010230
119205P	N° 21	3389360010247
119206P	N° 23	3389360010254
119207P	N° 24	3389360010261
119209P	N° 22	3389360010285



## DAFILON FILS À PEAU EN POLYAMIDE

Monofilaments synthétiques non résorbables. Bleu. Indication : fermeture cutanée, micro-chirurgie, chirurgie plastique, ophtalmologie & neurochirurgie. Permet une surface lisse, résistante et élastique.

Vente à la boîte.

Référence	Description	EAN
C0935131	4/0 (1,5) 75 cm DS16 DDP - Boîte/36.	4038653715008
C0935336	2/0 (3) 90 cm DS24 - Boîte/36.	4038653715206
C0935239	3/0 (2) 90 cm DS19 - Boîte/36.	4038653715107
G0935123	5/0 (1) 75 cm DS16 - Boîte/36.	4035653988976
G0935190	5/0 (1) 75 cm DS19 - Boîte/12.	4038653745715
G0935328	3/0 (2) 90 cm DS24 - Boîte/12.	4046964540639



## FERMETURE CUTANÉE FILAPEAU PETERS

Non résorbable. Monofil polyamide bleu, légère élasticité, bonne glisse, retrait facile. Longueur 90 cm et forme 3/8.

Vente à la boîte - Boîte de 12.

Référence	Description	EAN
235760	D0,7 - 6/0 12 mm - M	3661522007068
235761	D1 - 5/0 16 mm - N	3401576649674
235762	D1,5 - 4/0 20 mm - R	3661522007082
235767	D2 - 3/0 20 mm - S	3661522007099
235765	D3 - 2/0 30 mm - T	3661522007112

# GAMME SONDE ET DRAINAGE

Mini Redon et drain .....	111
Poche à urine .....	111
Sonde de Foley 100% silicone .....	110
Sonde de Foley latex siliconé .....	110
Sonde PVC .....	110
Support de poche à urine plastique .....	111

## VOIE URINAIRE | VOIE RECTALE VOIE RESPIRATOIRE

Le but du sondage est de lever un obstacle empêchant la respiration, l'évacuation d'urine ou de matières fécales.

**Sondage urinaire :**  
Norme NF EN ISO 20696


- Ponctuel (1 à 3 h) réalisé avec une sonde simple
- Intermittent (<24 h)
  - en cas de drainage urinaire, le godet est adapté à la connexion avec les poches à urine
  - connexion luer lock en cas d'utilisation pour la réalisation d'un bilan urodynamique
- À demeure (>24 h à 30 jours) : sonde de Foley en latex ou silicone. Justifié lors de traumatismes graves

**Principaux critères de choix pour les sondes de Foley :**

- Volume du ballonnet : 5 à 15 ml pour les hommes, 3 à 5 ml pour les enfants
- Le matériau :
  - < 3 semaines latex enduit, si délai > silicone
- 2 voies vidange de la vessie

**Choix d'une sonde :**

- Longueur (40 cm homme, 20 cm femme)
- Diamètre extérieur = charrière (1ch = 0.33 mm)
- Matériaux :
  - pour sondage ponctuel : PVC
  - pour sondage à demeure : latex ou silicone



Les poches de recueil à urine doivent être conformes à la Norme NF ISO 8669-1.

## SONDAGE & SYSTÈME


Le système clos ou système fermé correspond à l'assemblage de plusieurs éléments qu'il ne faut jamais désunir.

**Choix des poches :**

- Dans le cas d'une incontinence chronique, les poches de 2L seront utilisées en « poche de nuit » pour le recueil de l'urine. Ces poches sont non stériles, vidangeables et dotées d'une valve anti-reflux.
- Dans le cas de personnes alitées suite à une intervention chirurgicale et pour tous les patients sondés, les poches à urines seront stériles, d'un volume de 2 L ou 4 L avec valves anti-reflux, système d'accrochage au lit et au drap, système de prélèvement sans aiguille et filtre à bactéries.
- Pour les sondages de longue durée, il faut définir un rythme de changement suivant le protocole du service, par exemple : tous les mois pour les sondes en silicone. La poursuite du sondage est à redéfinir quotidiennement selon l'état du malade, entre le médecin et l'infirmière.


**Principaux critères de choix :**

- Stérile ou non
- 2 L ou 4 L
- Avec ou sans valve anti-retour
- Crochet ou pas
- Robinet à clapet ou en croix




### ROBINET PRATIQUE ET EFFICACE

- Simple dans sa conception, il permet de sécuriser l'ouverture et la fermeture du robinet.
- Efficace car une seule main suffit à le fermer ou l'ouvrir
- Sûr, car il permet de diminuer les risques d'une erreur de vidange non souhaitée



# Sonde et drainage



## POCHE À URINE STÉRILE EUROBAG®

Poche à urine. Avec site de prélèvement sans aiguille, clamp et robinet à clapet utilisable avec une seule main. Site de prélèvement 2 litres.

Vente au carton - Carton de 50.

Référence	Description	EAN
134221R	Eurobag 8 + robinet à clapet	3389360011763
134222R	Eurobag 8H + robinet à clapet excentré rabattable + crochet	3389360011770
134223R	Eurobag 8HF + robinet à clapet excentré rabattable + crochet + piège à bactérie	3389360011787
134224R	Eurobag 9HF 4L + robinet en croix excentré rabattable + crochet + piège à bactérie	3389360011794



## POCHE À URINE NON STÉRILE

Poche à urine de 2 litres en PVC. Se présente sous 3 formes : Standard / Standard avec valve / Standard avec valve et robinet

Vente au carton - Carton de 250.

Référence	Description	EAN
134202	Standard	3389360005298
134203	Valve	3389360005281
134204	Valve + Robinet	3389360005274
134204C	Valve + Robinet en croix	3389360007995

## SUPPORT DE POCHE À URINE PLASTIQUE

Vente au carton - Carton de 500.

Référence	Description	EAN
199207	Support de poche à urine plastique	3389360008718



## SONDE DE FOLEY 100% SILICONE

Réservée pour un sondage de longue durée. Plus rigide. 100% Silicone 40 cm. Ballonnet 5 - 15 ml. CH 12 à 22.

Vente à la boîte - Boîte de 10 - Carton de 100.

Référence	Description	EAN
174830	CH 12	3389360009760
174831	CH 14	3389360009777
174832	CH 16	3389360009784
174833	CH 18	3389360009791
174834	CH 20	3389360009807
174835	CH 22	3389360009814



## SONDE DE FOLEY LATEX SILICONÉ

Sondage de courte et moyenne durée. Enduction silicone.

• Standard. Ballonnet de 5 - 15 ml.

Vente à la boîte - Boîte de 10 - Carton de 100.

Référence	Description	EAN
174800	CH 12	3389360009678
174801	CH 14	3389360009685
174802	CH 16	3389360009692
174803	CH 18	3389360009708
174804	CH 20	3389360009715
174805	CH 22	3389360009722
174806	CH 24	3389360009739

• Pédiatrique. Ballonnet de 3 - 5 ml.

Vente à la boîte - Boîte de 10 - Carton de 100.

Référence	Description	EAN
174850	CH 08	3389360009746
174851	CH 10	3389360009753

• Béquillé. 40 cm. Ballonnet de 5 - 15 ml.

Vente à la boîte - Boîte de 10 - Carton de 100.

Référence	Description	EAN
174880	CH 12	3389360014214
174881	CH 14	3389360014221
174882	CH 16	3389360014238
174883	CH 18	3389360014245
174884	CH 20	3389360014252
174885	CH 22	3389360014269

## SONDE PVC

Large gamme de sondes adaptées à la plupart des pathologies nécessitant un écoulement contrôlé, en particulier dans les spécialités d'urologie. Le matériau employé est le PVC. Ce matériau a été contrôlé sur le plan de son innocuité et de sa non-toxicité. Les sondes sont vendues stériles non lubrifiées.

• Sonde vésicale femme droite 18 cm - yeux latéraux. Urologie.

Vente à la boîte ou au sachet.

Référence	Description	EAN
174100	CH 06 - Sachet/100 Carton/1000	3389360002532
174102B	CH 08 - Boîte/100 Carton/800	3389360002549
174103B	CH 10 - Boîte/100 Carton/800	3389360002556
174104B	CH 12 - Boîte/100 Carton/800	3389360002563
174105B	CH 14 - Boîte/100 Carton/800	3389360002570
174106B	CH 16 - Boîte/100 Carton/800	3389360002587
174107B	CH 18 - Boîte/100 Carton/800	3389360002594

• Sonde de Tieman 40 cm - 2 yeux latéraux. Urologie.

Vente à la boîte ou au sachet.

Référence	Description	EAN
174121	CH 10 - Sachet/100 Carton/1000	3389360002709
174122B	CH 12 - Boîte/100 Carton/800	3389360002716
174123	CH 14 - Boîte/100 Carton/800	3389360002723
174124	CH 16 - Boîte/100 Carton/800	3389360002730
174125	CH 18 - Boîte/100 Carton/800	3389360002747

• Sonde rectale 40 cm - 2 yeux latéraux. Gastro-entérologie.

Vente à la boîte - Boîte de 50 - Carton de 300.

Référence	Description	EAN
174140B	CH 18	3389360002778
174141B	CH 20	3389360002785
174142B	CH 22	3389360002792
174143B	CH 25	3389360002808
174144B	CH 28	3389360002815
174145B	CH 30	3389360002822
174146	CH 32	3389360002839

## MINI REDON ET DRAIN


Deux présentations :  
- Flacon nu à soufflet. Aspiration par pression et relâchement du soufflet.  
- Set complet constitué de : un flacon à soufflet de 20, 30 ou 50 cc, un drain de redon CH 06 ou CH 08, une aiguille d'alène montée. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

Drain possédant 3 traits de repère noirs correspondants aux jours de pose. Trou en forme d'entonnoir CH 06 à CH 16. Perforation sur 8 ou 15 cm. Longueur 50 cm. Double emballage. Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

• Drain de redon 50 cm - Perforation 15 cm

Vente à la boîte - Boîte de 100 - Carton de 300.

Référence	Description	EAN
174755A	CH 08	3389360004574
174759A	CH 09	3389360004611
174760A	CH 10	3389360004628
174761A	CH 12	3389360004635
174762A	CH 14	3389360004642
174763A	CH 16	3389360004659



• Sonde vésicale femme bequillée. Urologie.

Vente au sachet - Sachet de 100 - Carton de 1000.

Référence	Description	EAN
174109	CH 10	3389360015143
174129	CH 12	3389360015150
174132	CH 14	3389360015174
174130	CH 16	3389360015167

• Sonde de Nelaton 40 cm - 2 yeux latéraux. Urologie.

Vente à la boîte ou au sachet.

Référence	Description	EAN
174111	CH 08 - Sachet/100 Carton/800	3389360002600
174112B	CH 10 - Boîte/100 Carton/800	3389360002617
174113B	CH 12 - Boîte/100 Carton/600	3389360002624
174114B	CH 14 - Boîte/100 Carton/600	3389360002631
174115B	CH 16 - Boîte/100 Carton/800	3389360002648
174116B	CH 18 - Boîte/100 Carton/600	3389360002655
174117B	CH 20 - Boîte/50 Carton/300	3389360002662
174118	CH 20 - Boîte/50 Carton/300	3389360002679

• Sonde d'aspiration 50 cm - 1 oeil. Anesthésie.

Vente à la boîte - Boîte de 100 - Carton de 600.

Référence	Description	EAN
174251	CH 06	3389360003171
174259B	CH 08	3389360003188
174266B	CH 10	3389360003195
174267B	CH 12	3389360003201
174268B	CH 14	3389360003218
174269B	CH 16	3389360003225
174270	CH 18	3389360003232




• Mini Redon avec drain et alène

Vente à la boîte ou au sachet.

Référence	Description	EAN
174702	20 cc CH 06 - Boîte/20. Carton/8.	3389360019141
174703	20 cc CH 08 - Boîte/20. Carton/8.	3389360019158
174770	30 cc CH 06 - Sachet/20. Carton/10.	4042301036377
174771	30 cc CH 08 - Sachet/20. Carton/10.	3389360006981
174705	50 cc CH 06 - Boîte/10. Carton/8.	3389360019165
174706	50 cc CH 08 - Boîte/10. Carton/8.	3389360019172





# GAMME OXYGÉNOTÉRAPIE

L'OXYGÉNOTHÉRAPIE EST UNE MÉTHODE VISANT À APPORTER ARTIFICIELLEMENT DE L'OXYGÈNE À UN MALADE DE FAÇON À RÉTABLIR OU À MAINTENIR UN TAUX NORMAL D'OXYGÈNE DANS LE SANG. CET APPORT SE FAIT GRÂCE AUX :

- Lunettes à oxygène
- Sonde nasale à oxygène
- Masque à oxygène

### Lunettes à oxygène

Elles sont adaptées pour fournir un faible débit : 0,5 à 3 L/min. Composition PVC avec ou sans dehp, « sans odeur », fournies avec embout droit ou courbe, avec ou sans tubulure de raccordement de 2 m.

### Masque simple à oxygène

- Le masque simple est muni d'ouvertures latérales sans valve souple. Ils sont adaptés pour un débit moyen : 4 à 8 L/min
- Changer le masque quotidiennement
- Pour adulte ou enfant, avec pince-nez et élastique de sécurité. Principalement composé de PVC « sans odeur »

### Sonde nasale à oxygène

Elles sont utilisées pour l'alimentation du patient en déficience respiratoire. Fourni avec ou sans tampon mobile.

### LUNETTES À OXYGÈNE

Soft et atraumatique. Pour adulte et enfant. Les lunettes reliées à une tubulure de 2 m de long ont été étudiées pour être confortables lors d'une utilisation prolongée. Le matériau principal est le PVC.



Vente au carton - Carton de 50.

Référence	Description	EAN
156100	Adulte embout droit avec tube 2 m	3389360004956
156112	Adulte embout courbe avec tube 2 m	3389360004932
156101SD	Pédiatrique embout droit avec tube 2 m sans DEHP Soft	3389360011008

### MASQUE À OXYGÈNE

Pour adulte et enfant. Anatomiquement bien dessiné, avec pince-nez et élastique de sécurité. Avec ou sans tubulure, il reste en position. Le matériau principal est le PVC.




Vente au carton - Carton de 50.

Référence	Description	EAN
156102	Tubulure 2,00 m Adulte (mentonnier)	3389360005083
156121SD	Sans tubulure Pédiatrique sans DEHP	3389360011077

### SONDE À OXYGÈNE

Ouverture distale multiperforée raccord conique - sans tampon - 40 cm.



Vente au sachet - Sachet de 100 - Carton de 500.

Référence	Description	EAN
174300	Ouverture distale multiperforée. CH 08	3389360003324

Vente à la boîte - Boîte de 100 - Carton de 500.

Référence	Description	EAN
174303B	Ouverture distale multiperforée. CH 10	3389360003348
174304B	Ouverture distale multiperforée. CH 12	3389360003355
174305B	Ouverture distale multiperforée. CH 14	3389360003362
174306B	Tampon mousse mobile. CH 10	3389360003379
174307	Tampon mousse mobile. CH 12	3389360003386
174308	Tampon mousse mobile. CH 14	3389360003393
174301F	Tampon mousse fixe. CH 08	3389360018656
174306F	Tampon mousse fixe. CH 10	3389360018632
174307F	Tampon mousse fixe. CH 12	3389360018663
174308F	Tampon mousse fixe. CH 14	3389360018649

Lunettes à oxygène .....	113
Masque à oxygène .....	113
Sonde à oxygène .....	113



# GAMME PLASTIQUE ET CELLULOSE

Boîte à dentier .....	116
Bracelet d'identification .....	116
Crachoir avec couvercle .....	116
Haricot à usage unique .....	116
Plastique médical france .....	117
Urinal à usage unique .....	117
Vessie à glace latex naturel .....	117



# Plastique et cellulose



## LES PRODUITS À USAGE UNIQUE

Principalement en cellulose pour des emplois ponctuels. Pour des emplois répétés il est préférable d'utiliser les produits plastiques car ils peuvent être recyclés et stérilisés à la chaleur.

Nos produits sont particulièrement bien adaptés aux patients alités ou difficilement mobiles.



### BRACELET D'IDENTIFICATION

Système de fixation pratique, rapide et inviolable. Seule l'utilisation de ciseaux permet la désolidarisation du poignet. Aucun risque de coupure ou d'irritation.

Vente à la boîte - Boîte de 10 - Carton de 1000.

Référence	Description	EAN
167100	Adulte Transparent	3389360005618
167101	Enfant Transparent	3389360005625
167110	Adulte Bleu - étanche	3389360014672
167112	Enfant Bleu - étanche	3389360014689
167113	Enfant Rose - étanche	3389360014696



## PRODUITS EN FIBRE MOULÉE (CELLULOSE)

destinés à l'hygiène des patients.

Conformes à la norme PAS29. Produits étanches sur une période de 4 heures minimum. Passé ce délai, il est recommandé de vider et/ou détruire le récipient pour éviter tout risque de fuite.



### UROLIS

Avec système exclusif anti-déversement. Cet urinal masculin dispose d'un bouchon de vidange, d'une poignée ergonomique et d'un capuchon. Contenance : 1,5 L (avec graduation).

Vente à l'unité.

Référence	Description	EAN
225107	Unité	3664604001114



### HARICOT À USAGE UNIQUE EN CELLULOSE MOULÉ

Capacité de 750 ml. Dimensions : 253 x 146 x 44 mm. Étanchéité à l'eau supérieure à 8 heures par une température de 40°C.

Vente au carton - Carton de 320.

Référence	EAN
125137A	3389360002143



### URINAL À USAGE UNIQUE

Dimensions : 256 x 111 x 123 mm.

Vente au carton - Carton de 100.

Référence	EAN
125139	3389360009128



### BOÎTE À DENTIER

Dimensions : 6 x 9,5 cm.

Vente au carton - Sachet de 100 - Carton de 500.

Référence	EAN
125145	3389360017642



### HARICOT À USAGE UNIQUE POLYPROPYLENE

Autoclavable à 120 °C. Dimensions : 24 x 14 x 4 cm.

Vente au carton - Sachet de 120 - Carton de 1080.

Référence	EAN
125135	3389360017680



### CRACHOIR AVEC COUVERCLE

Plastique. Gradué de 0 à 150 ml. Dimensions : 6,5 x 6 cm.

Vente au carton - Sachet de 40 - Carton de 400.

Référence	EAN
125134	3389360017697




### VESSIE À GLACE LATEX NATUREL

Avec bouchon à jupe rabattable.

Vente à l'unité - Boîte de 1.

Référence	Description	EAN
320000236	Ø 20 cm	3389360018205
320000237	Ø 25 cm	3389360018212
320000238	Ø 28 cm	3389360018229
320000239	Ø 30 cm	3389360018236
320000347	Ø 35 cm	3389360018243



### PLASTIQUE MÉDICAL FRANCE

Vente au carton - Carton de 10.

Référence	Description	EAN
125100	Bassin malade blanc	3155535021000
125101	Couvercle bassin malade	3155535021024
125104	Bock injection 2 l. blanc	3155535041022
125106	Inhalateur blanc	3155535071005
125107	Urinal femme 1 l. naturel	3155535091003
125108	Urinal homme 1 l. naturel	3478305092018
125109	Verre à boire malade blanc	3155535100002
125112	Bocal à urine naturel 2 l. + couvercle	3155535220021

# Pièces détachées

## PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

M.A.D.\*

\*Valable uniquement en France.

Référence Euromedis	Désignation	Tarif unitaire HT
199948	Embout 28 mm	Pièce
199909	Tube pied	Pièce
199910	Poignée mousse	Pièce
199944	Poignée mousse	Pièce
199946	Roue avant	Pièce
199947	Tube pied	Pièce
216101MP001	Roue avant	Pièce
216101MP002	Roue arrière	Pièce
216104P001	Roue avant gauche	Unité
216104P002	Roue avant droite	Unité
216101MP003	Poignée frein gauche	Pièce
216101MP004	Poignée frein droit	Pièce
216101MP005	Pince universelle pour levier	Pièce
216101MP006	Panier	Pièce
216101MP007	Plateau	Pièce
216101MP008	Set de serrage	Pièce
216111P001	Support en maille	Unité
216111P002	Assise	Pièce
216111P003	Ensemble roues	Paire
216111P004	Panier	Pièce
216111P005	Fourches	Paire
216111P006	Jeu de freins	Paire
216111P007	Poignées	Paire
216111P008	Plateau plastique	Pièce
216111P009	Jeu de molette de serrage	Paire
216104P005	Tube de manche gauche avec frein	Pièce
216104P006	Tube de manche droit avec frein	Pièce
216104P008	Appui dos	Pièce
216104P009	Panier	Pièce
216104P010	Assise	Pièce
216104P007	Molette de serrage	Unité
216113P001	Tube de poignée avec câble de frein	Pièce
216113P002	Jeu de roues avant avec fourches	Paire
216113P003	Jeu de roues arrière	Paire
216113P004	Ceinture de dossier	Pièce
216113P005	Toile d'assise	Pièce
216113P006	Sac à provisions	Pièce
216113P007	Goupille	Pièce
216113P008	Molette de serrage	Pièce
216113P010	Barre d'aide au passage de trottoir	Pièce
216113P011	Porte canne	Pièce
216109P009	Panier	Pièce
216109P001	Roue avant gauche	Pièce
216109P003	Roue avant droite	Pièce
216109P008	Assise	Pièce
216109P007	Tube de dossier avec mousse	Pièce
216109P006	Molette	Pièce
216109P002	Roue avant droite	Pièce
216109P004	Barre de frein gauche	Pièce
216109P005	Barre de frein droit	Pièce
216205P001	Toile de dossier avec ceinture	Pièce
216205P002	Toile d'assise	Pièce
216205P003	Frein gauche	Pièce
216205P004	Frein droit	Pièce
236103P001	Dossier avec ceinture de sécurité	Pièce
236103P002	Repose jambe gauche	Pièce
236103P003	Repose jambe droit	Pièce
236103P004	Roue avant	Pièce
236103P005	Roue arrière	Pièce
236103P006	Toile d'assise	Pièce
236103P007	Accoudoir	Pièce
236103P012	Frein gauche	Pièce
236103P013	Frein droit	Pièce
199926	Assise	Pièce
199950	Jeu de vis	Pièce
199934	Tube pied	Pièce
199924	Assise	Pièce
199937	Jeu de vis	Pièce
199949	Embout	Pièce
199920	Dossier	Pièce
199933	Tube dossier	Pièce
199929	Assise	Pièce
227111P003	Coussin d'assise	Pièce
227111P002	Plaque d'assise	Pièce
227111P004	Roues arrière avec frein	Paire
227111P005	Roues avant sans frein	Set
227111P006	Repose pied droit	Pièce
227111P007	Repose pied gauche	Pièce
215027	Seau	Pièce
216112RP001	Assise	Pièce
216112RP004	Roue	Pièce
216112RP002	Poignée grip gauche	Pièce
216112RP003	Poignée grip droite	Pièce
216112RP005	Set molette de serrage	Pièce



Afin de traiter votre demande, il vous suffit de flasher ce QR CODE et de nous retourner le document complété à l'adresse suivante : [sav.mad@euromedis.fr](mailto:sav.mad@euromedis.fr)

Référence Euromedis	Désignation	Tarif unitaire HT
216112RP006	Embout arrière pied	Pièce
264102P001	Plateau plastique 60 cm	Pièce
264102P002	Roulette freinées droite et gauche	Pièce
264102P003	Roue sans freins	Pièce
264102P004	Vis réglage de hauteur	Pièce
199911	Embout 19 mm	Pièce
215035	Pied pour 204045	Pièce
199945	Poignée rouge	Pièce
199948	Embout 28 mm	Pièce
199909	Tube pieds	Pièce
199910	Poignée en mousse	Pièce
199930	Assise pour 204041	Pièce
199909	Tube pieds	Pièce
199926	Assise	Pièce
199921	Dossier chaise de douche	Pièce
199923	Tube de dossier	Pièce
199928	Assise	Pièce
199932	Tube de dossier	Pièce
199939	Jeu de vis	Pièce
199931	Tube d'assise	Pièce
215047	Embout pour 204039/204037	Pièce
199914	Bouton poussoir	Pièce
215045	Embout	Pièce
199942	Jeu De Vis	Pièce
199935	Tube Pieds	Pièce
215051	Embout 25 Mm	Pièce
199940	Jeu de vis	Pièce
237129P001	Dossier	Pièce
237129P002	Accoudoir gauche	Pièce
237129P003	Accoudoir droit	Pièce
227114P001	Embout	Pièce
227114P002	Assise pleine	Pièce
227114P003	Assise trouée	Pièce
227114P004	Clip assise	Pièce
215025	Seau + Couvreclé	Pièce
199941	Jeu de vis pour barre d'appui	Pièce
199908	Embout pour canne fantaisie + Precisa	Pièce
264101P001	Plateau	Pièce
264101P002	Levier de réglage de hauteur	Pièce
199917	Roue avec frein pour table 264108/264105	Pièce
199919	Jeu de vis pour table 264105	Pièce
199916	Plateau pour table 264105	Pièce
199918	Jeu de vis pour table 264108	Pièce
215064	Télécommande pour Fr 211058/211059	Pièce
215063	Verin pour Fr 211058/211059	Pièce
236006	Verin pour Fr 236016ch	Pièce
236007V	Cable Y pour Fr 236016ch	Pièce
236018V	Transfo Fr 236016ch	Pièce
236032V	Télécommande pour Fr 236016ch	Pièce
236033V	Cable transfo pour Fr 236016ch	Pièce
199905	Transfo pour Fr 236500/236502/236503	Pièce
199906	Prise de courant pour Fr 236500/236502/236503	Pièce
199901	Verin + Moteur pour Fr 236500/236502/236503	Pièce
199903	Télécommande pour Fr 236500/236502/236503	Pièce
199907	Cable pour transfo pour Fr 236500/236502/236503	Pièce
236505T	Télécommande	Pièce
236101P001	Repose jambe gauche et droit	Unité
236101P002	Roue avant	Unité
236101P003	Roue arrière	Unité
236101P004	Repose pied	Unité
236101P005	Dossier	Unité
236101P006	Assise	Unité
236101P007	Accoudoir	Unité
236101P008	Mécanisme de pliage	Unité
236101P009	Poignée de frein gauche et droit	Unité
236101P010	Frein de parking gauche et droit	Unité
215032	Embout pour 227115	Unité
215061	Poignée pour guéridon 211033/211034	Unité
215062	Poignée pour guéridon 211038/211039	Unité
251112P001	Embout canne tripode	Unité
236508T	Télécommande pour Fr Aruba réf. 236508	Unité
LMD6208C-U-3	Moteur de la base pour Fr Aruba réf. 236508	Unité
LMD6208B-S-U-3	Moteur de dossier pour Fr Aruba réf. 236508	Unité
LMD40420-SA	Moteur de la tête pour Fr Aruba réf. 236508	Unité
ZB-H290020-B	Transformateur pour Fr Aruba réf. 236508	Unité
AC004	Cordon transformateur à la base pour Fr 236508 et 236505	Unité
236507T	Télécommande pour Fr Barbade réf. 236506/236507	Unité
LMD6208C-U	Moteur de la base pour Fr Barbade réf. 236506/236507	Unité
LMD6208B-S-U	Moteur de dossier pour Fr 236505, 236506, 236507	Unité
ZB-A290018-B	Transformateur pour Fr Barbade réf. 236506/236507	Unité
236505T	Télécommande pour Fr Cuba réf. 236505	Unité
LMD6205E-U	Moteur pour Fr Cuba réf. 236505	Unité

# Réseau commercial

## RESPONSABLE DES VENTES

Christophe GRIMONT  
c.grimont@euromedis.fr  
Tel . 06 01 88 02 85


## ASSISTANTE COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

Sylvie PRUVOST  
sylvie.pruvost@euromedis.fr  
Tel. 03 44 73 83 60

## SERVICE CLIENT

Secteurs Nord-Est et Nord-Ouest  
Tel. 03 44 73 83 59

Secteurs Sud-Est et Sud-Ouest  
Tel. 03 44 73 80 24



## SECTEUR NORD OUEST

c.grimont@euromedis.fr  
Tel. 06 01 88 02 85

## SECTEUR NORD EST

a.faure@euromedis.fr  
Tel. 06 28 09 58 74

## SECTEUR SUD OUEST

a.ibrahim@euromedis.fr  
Tel. 06 75 90 35 35

## SECTEUR SUD EST

h.stecki@euromedis.fr  
Tel. 06 28 09 60 48





**LABORATOIRES EUROMÉDIS**  
Z.A de la Tuilerie  
60290 Neuilly-sous-Clermont  
Tél. 03 44 73 83 60 - Fax : 03 44 73 57 32

---

Retrouvez-nous sur  
**[www.laboratoires-euromedis.fr](http://www.laboratoires-euromedis.fr)**

