

Hekbeschermers

Onrusthek- of bedrandbeschermer van Fico zorgen ervoor dat de patiënt een grote bewegingsvrijheid heeft zonder zich te kwetsen aan de onrusthekken. Het verplegend personeel kan de patiënt comfortabel verzorgen. De onrusthekbeschermers FR worden over de onrusthekken van het bed geplaatst.



Uitvoering

Permanent brandvertragend



- Samenstelling
 - 55% PU
 - 45% PE
- Ondoordringbaar
- Ademend
- Bi-elastisch
- Antihuisstofmijt
- Antibacterieel
- Brandvertragend BS 6807 CRIB 5
- Afwasbaar met bijna elk ontsmettingsmiddel



Vulling



- 100% FR polyester watten
- 250 g/m²
- Brandvertragend



De beschermers zijn eenvoudig en snel te bevestigen via de ritsluiting. Ze zijn vervaardigd uit PU-stof met zachte vulling van vaste watten op doek. Zowel de buitenstof als de watten zijn brandvertragend.

De onrusthekbeschermer is sterk, ondoordringbaar, antiallergisch en huisstofmijtwerend. Hij is ook met insteekflap te verkrijgen.

Afmetingen: 35 x 200 cm, maatwerk mogelijk.

Standaard met rits, optioneel met kliksluiting of klittenbandfixatie.

Uitgebreide informatie via onze webshop

www.ficobelgium.eu