



## ManuXelect

De ruimtebesparende,  
budgetvriendelijke bank

# ManuXelect

Dé onderzoeks- en behandelbank voor een kleine behandelruimte en voor een beperkt budget. Door het schaarmechanisme gaat de ManuXelect geheel rechtstandig omhoog. Hierdoor heeft de ManuXelect genoeg aan slechts 1,4 m<sup>2</sup> ! Simpel te bedienen door de gemakkelijk in te stellen blad-delen en altijd stabiel. Een prijsvriendelijke variant voor iemand die weinig ruimte beschikbaar heeft. De ManuXelect behandelbank kent twee 2-delige varianten, een 3-delige variant en een tractievariant.



ManuXelect | | |


## ManuXelect

- Elektrische hoogteverstelling van 48 tot 105 cm
- Bladverstelling d.m.v. gasveren
- Ergonomische handgrepen waardoor met één hand te bedienen
- Ruimtebesparend door het schaarmechanisme: de bank gaat rechtstandig omhoog
- Bladen met dikke polstering en zachte randen
- Dankzij het neusgat (afdekkussentje is optioneel) ligt de patiënt ook comfortabel in buikligging





# ManuXelect 3-delig

# BESTELGEGEVENS




# ManuXelect 2-delig hoofddeel

# BESTELGEGEVENS




# ManuXelect 2-delig rugdeel

## BESTELGEGEVENS



# ManuXelect Tractie

## BESTELGEGEVENS<sup>(1)</sup>




<sup>(1)</sup> LET OP! ManuXelect Tractie is alleen verkrijgbaar in kleuren 213 en 204.

# ManuXelect

## TECHNISCHE SPECIFICATIES


Afmetingen (lxb):	207 - 209 x 67 cm
Hoogteverstelling:	ca. 48-105 cm
Tijdsduur hoogte-verstelling (min.-max.):	ongeveer 35 sec.
Hefvermogen:	150 kg (optioneel 250 kg)
Netspanning:	120/230VAC 50/60 Hz
Opgenomen stroom:	1.5 A-350W max. (licht) of 2.0 A-470 W max. (zwaar)
Kleurcodering frame:	grijs = RAL 7035
Dichtheid schuim:	38 kg/m <sup>3</sup>



Dit is een medisch hulpmiddel



Het voldoet aan alle toepasselijke medische voorschriften. Raadpleeg voor meer details de gebruiksaanwijzing (te downloaden via [www.enraf-nonius.com](http://www.enraf-nonius.com)).





# ManuXelect kleuren

OPTIES<sup>(1)</sup>

Voor ieder interieur een eigen Enraf-Nonius bank. Ook in fysiotherapiepraktijken is een goede uitstraling belangrijk. Patiënten moeten zich op hun gemak voelen in de ruimte waar zij behandeld worden. Omdat iedere praktijk anders ingericht is en een eigen kleur heeft, vinden wij het belangrijk dat ook de behandelbank binnen uw concept en sfeer past. Vandaar dat wij de behandelbanken kunnen produceren in meerdere skaikleuren. Onze skai bekleding is ftalatenvrij, vlamvertragend en biocompatibel; een unieke combinatie die deze skai geschikt maakt voor medisch gebruik!



(1) = LET OP! Opties moeten tegelijk met de bank besteld worden i.v.m. aanpassingen aan het bladdeel tijdens productie.

ManuXelect kleuren

# EXECUTIVE




012 zwart




213 grijs



199 lavendel



204 siriusblauw



169 korenbloemblauw



170 baby blauw

# ManuXelect

OPTIES<sup>(1)</sup>

## Bekledingsvarianten

Bladbreedte

Standaard  
4 cm dik

67 cm

s

s = standaard



## Hoogteverstelling (elektrisch)

- A. Rondombediening
- B. Voetschakelaar
- C. Handschakelaar




A



B



C



(1) = LET OP! Opties moeten tegelijk met de bank besteld worden i.v.m. aanpassingen aan het bladdeel tijdens productie

# ManuXelect

OPTIES<sup>(1)</sup>

## Hefvermogen

A. Elektrisch - max. 150 kg (standaard)

B. Elektrisch - max. 250 kg (optioneel)



A



B

## Overige optionele mogelijkheden

A. Rol-hefmechanisme met wielen

B. 1550809 Veiligheidsschakelaar universeel

C. 1550804 Neerklapbare zijsteunen (set van 2)<sup>(2)</sup>



A



B



C

(1) = LET OP! Opties moeten tegelijk met de bank besteld worden i.v.m. aanpassingen aan het bladdeel tijdens productie

(2) = niet geschikt voor de tractievariant



# ManuXelect

## ACCESSOIRES

### Papierrolhouders en papierrollen

1550800 Papierrolhouder voor de ManuXelect, voor 50 cm rollen, bevestigd aan voeteneinde

3445280 Papierrolhouder vrijstaand voor 50 & 60 cm rol

3445278 Papierrollen 50 cm x 150 m, verpakt per 5 stuks



1550800



3445280



3445278



### Fixatieaccessoires

- 1550815 Fixatiesteun zwart<sup>(1)</sup> (2 stuks)
- 1550806 Bevestigingsbalk voor fixatiesteun schouder, en oksel en voor gynoset
- 1550807 Bevestigingsbalk voor fixatiesteun oksel en voor gynoset
- 1550808 Bevestigingsbalk voor fixatiesteun schouder.



1550815



1550806



1550807



1550808

(1) = vereist bevestigingsbeugel 1550806, 1550807 of 1550808



# ManuXelect

## ACCESSOIRES

### Fixatiegordels

- 3445023 Fixatiegordel met klittenbandsluiting 120 cm
- 3445014 Fixatiegordel met klittenbandsluiting 160 cm
- 3445015 Fixatiegordel met klittenbandsluiting 240 cm
- 3445475 Fixatiegordel met veiligheidssluiting 250 cm
- 3445474 Fixatiegordel met veiligheidssluiting 350 cm



3445023



3445014 / 3445015




3445474 / 3445475



# Gynaecologische accessoires

# ACCESSOIRES

- 1550806 Bevestigingsbalk voor gynoset (en voor fixatiesteun schouder, oksel)
- 1550807 Bevestigingsbalk voor gynoset (en voor fixatiesteun oksel)
- 1550810 Gynoset Comfort, knieschalen<sup>(1)</sup>
- 1550805 Gynoset, voetsteun <sup>(1)</sup>



1550806



1550807



1550810



1550805

(1) = vereist bevestigingsbeugel 1550806 of 1550807





## ManuXelect

De ruimtebesparende,  
budgetvriendelijke bank

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Rotterdam | Nederland  
[www.enraf-nonius.com](http://www.enraf-nonius.com) | [info@enraf-nonius.nl](mailto:info@enraf-nonius.nl) | +31 - (0) 10 20 30 600



PARTNER FOR LIFE