

# ENDOPRESS 442

Apparaat voor mechanische lymfdrainage



De EndoPress 442 is het fluisterstille pressotherapieapparaat van Enraf-Nonius waarmee een effectieve en comfortabele lymfdrainagebehandeling kan worden gegeven.

De EndoPress 442 is uitgerust met verschillende programma's, waardoor variatie geboden wordt met het instellen van de druk in de verschillende segmenten. Zo wordt het dus mogelijk om verschillende lymfdrainagetechnieken toe te passen; precies dit maakt de EndoPress 442 zo uniek. De druk kan snel en precies ingesteld worden met een waarde tussen de 20-150 mmHg voor het gehele manchet of voor ieder individueel segment.

- De druk is per segment instelbaar
- Het manchet bevat 7 segmenten (armmanchet) of 9 segmenten (beenmanchet), de drukopbouw kan per segment worden ingesteld
- Een zeer stille en krachtige compressor
- Eenvoudige bediening via grafisch LCD-scherm
- Meer dan 15 voorgeprogrammeerde sequenties
- 50 vrij-programmeerbare sequenties
- zeer comfortabel voor therapeut en patient

## LYMFDRAINAGE

Lymfdrainage, ook pressotherapie genoemd, is het stimuleren van de lymfcirculatie door middel van een specifieke, subtiele massage, waardoor het vocht wordt afgevoerd en hiermee de afval-producten welke zich in en tussen de cellen bevinden.

# ENDOPRESS 442



PARTNER FOR LIFE



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Netspanning:	230 VAC 50-60 Hz $\pm 15\%$ 115 VAC 50-60 Hz $\pm 15\%$
Maximaal stroomverbruik:	220 VA
LCD display:	graphic 240 128 pixel
Druk instelling:	20-150 mbar
Programmeerbare behandel tijd: oplopend tot 30 minuten	
Output connectors (parallel):	2
Voorgeprogrammeerde protocollen:	>15
Vrij programmeerbare protocollen:	50
Afmetingen (HxBxD):	39x40x93 cm

1442911

ENDOPRESS 442 230 VAC

## STANDAARD ACCESSOIRES

1442752	Bedieningshandleiding EndoPress 442
1442810	Dummy block EndoPress 442
3444298	Netsnoer 230V-EUR



## OPTIONELE ACCESSOIRES EN TOEBEHOREN

1442800	9-segments beenmanchet
1442801	7-segments armmanchet



1442800



1442801



PARTNER FOR LIFE

ENRAF-NONIUS B.V.

Vareseweg 127

3047 AT Rotterdam

Nederland

T: +31-(0)10 - 203 06 00

E: info-nl@enraf-nonius.nl

www.enraf-nonius.nl

ENDOPRESS 442

ENRAF-NONIUS

0442730\_42\_NL