

BASICS* Blue & BASICS* White



Gants d'examen en nitrile sans poudre

LE CHOIX LE PLUS RENTABLE ALLIANT CONFORT ET PROPRIÉTÉS DE PROTECTION DU NITRILE

Les gants d'examen en nitrile BASICS* Blue & BASICS* White sont plus fins, plus légers et plus économiques que les gants en nitrile standards.

Les gants sont adaptés à un large éventail de tâches et sont les remplaçants parfaits des gants d'examen en latex ou en vinyle tout en gardant un confort et une barrière de protection appropriée durant l'utilisation.



LES RAISONS DE SE DÉTENDRE AVEC LES GANTS BASICS*

- Gants adaptés à un large éventail de tâches
- Évite les allergies au caoutchouc naturel du latex

BASICS* Blue & BASICS* White

Gants d'examen en nitrile sans poudre

- Choix idéal de gants pour les situations à faible risque
- S'adaptent et apportent une sensation comparable au latex
- Confort excellent
- Conception anatomique fine pour une meilleure sensibilité tactile
- Barrière de protection virale
- Sans poudre
- Caoutchouc naturel sans latex
- Bout des doigts texturé
- Non stériles
- Légers
- Distributeur SMARTPULL*



Gants d'examen en nitrile BASICS* Blue & BASICS* White

Référence	Description	Taille	Conditionnement
44749	Gants d'examen en nitrile BASICS* Blue	X-Small	200 pièces/boîte 10 boîtes/paquet
44750	Gants d'examen en nitrile BASICS* Blue	Small	200 pièces/boîte 10 boîtes/paquet
44751	Gants d'examen en nitrile BASICS* Blue	Medium	200 pièces/boîte 10 boîtes/paquet
44752	Gants d'examen en nitrile BASICS* Blue	Large	200 pièces/boîte 10 boîtes/paquet
44753	Gants d'examen en nitrile BASICS* Blue	X-Large	170 pièces/boîte 10 boîtes/paquet
44740	Gants d'examen en nitrile BASICS* White	X-Small	200 pièces/boîte 10 boîtes/paquet
44741	Gants d'examen en nitrile BASICS* White	Small	200 pièces/boîte 10 boîtes/paquet
44742	Gants d'examen en nitrile BASICS* White	Medium	200 pièces/boîte 10 boîtes/paquet
44743	Gants d'examen en nitrile BASICS* White	Large	200 pièces/boîte 10 boîtes/paquet
44744	Gants d'examen en nitrile BASICS* White	X-Large	170 pièces/boîte 10 boîtes/paquet

Caractéristiques techniques

Largeur de la paume	
X-small	75 mm
Small	85 mm
Medium	95 mm
Large	106 mm
X-large	116 mm
Épaisseur mesurée	
Majeur	0,07 mm
Paume	0,05 mm
Poignet	0,04 mm
Longueur moyenne	240 mm

Normes de qualité

- Produit portant le marquage CE, conformément à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. Classe du dispositif : I
- Conforme aux normes EN 455, EN 374 et EN 420
- PPE Cat. I et approuvé pour la manipulation des aliments
- Niveau de qualité acceptable (NQA) < 1,5
- Le système de qualité des sites de production est conforme aux normes ISO 13485 et ISO 9001

Propriétés physiques

Avant vieillissement	
Résistance à la rupture médiane	6,0 N
Après vieillissement	
Résistance à la rupture médiane	6,0 N

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre service clientèle Halyard:

Tél : 0800 91 51 93 / Fax : 0800 91 51 94 (à partir de la France)

Tél : 0800 78 775 / Fax : 0800 78 774 (à partir du BELUX)

serviceclients@hyh.com



Ces produits sont des dispositifs médicaux de Classe I visant à prévenir la transmission d'agents infectieux entre le professionnel de santé et le patient. Organisme notifié (pour les versions stériles): TUV Product Service (0123). Fabricant : Halyard Health, 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004, USA. Lire attentivement les informations fournies sur l'étiquetage de ces dispositifs. Ces produits ne sont pas inscrits au Titre I de la liste mentionnée à l'article L.165-1 du Code de la sécurité sociale.