



# gMotio



Bilgewerkt: Februari 2022





# gMotio

De gMotio stoel bestemd voor gynaecologie is het resultaat van 2 jaar onderzoek bij beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg uit Europa en het Midden-Oosten. De stoel werd uitgebreid getest door ongeveer 20 artsen en 100 patiënten. De gMotio is ontworpen om een effectieve en comfortabele

behandeling te bieden, zowel voor de arts als voor de patiënten.

Dankzij haar ervaring heeft Promotal een synergie gecreëerd tussen twee vlaggenschipproducten: de Elite gynaecologenstoel en de eMotio onderzoekstafel. gMotio is al een must-have voor gebruikers van gynaecologenstoel.





## GELIJKHEID VAN BEHANDELING

### VERMINDER DE INSPANNINGEN VAN UW MINDER VALIDE PATIËNTEN MET:

- > De hoogte in de ontvangstpositie op 57 cm van de grond.
- > Elektrische ondersteuning voor alle bewegingen van de patiëntes
- > Stijgbeugels met elektrische bewegingen (afhankelijk van het model)



## EFFECTIVITEIT

### LAAT UW ONDERZOEK VLOTTER VERLOPEN DANKZIJ:

- > Een geïntegreerde uittrekbare beensteun voor een liggende positie (opt.)
- > 3 programmeerbare posities (9 als accessoires)
- > Autonome bewegingen, 1 impuls is voldoende om de positie in te stellen
- > De intuïtieve bediening en de positie bij het gaan zitten van de patiënt zijn al geconfigureerd
- > De verlichting is in de tafel geïntegreerd (afhankelijk van het model)
- > Standaard op de stoel geplaatste rails



## ERGONOMIE

### ZORG ALTIJD VOOR DE BESTE POSITIE VOOR UZELF EN VOOR UW PATIËNTE:

- > Nauwkeurig werk aan de vorm van de stoel en de schuimdichtheid
- > Variabele hoogte van 57 tot 118,5 cm (met kanteling)
- > Een nauwkeurige en verstelbare kanteling, eenvoudigere plaatsing van het speculum
- > De Verstellingen op de juiste plaats op de rug en de voeten
- > Geïntegreerde intrekbare wielen voor kleine verplaatsingen



## VEILIGHEID

### VERGEMAKKELIJK HET REINIGEN VAN UW ONDERZOEKSTAFEL:

- > Naadloze bekleding
- > Een intrekbare zitting en rugleuning voor eenvoudige reiniging
- > Behandeling met kataforese van de structuur voor de duurzaamheid en hygiëne van het product
- > De verwijderbare AbS-lade
- > Elektrisch activeerbare wielen door langdurig contact

### BEVEILIG UW ONDERZOEKEN:

- > Beveiligingssensoren
- > Veiligheidsbatterij
- > Dubbele bediening

# gMotio



## ELEKTRISCHE VOETSTEUNEN + GEÏNTEGREERDE VERLICHTING

— Ref 15640-01 (beeld hierboven)

## ELEKTRISCHE VOETSTEUNEN

— Ref 15630-01

*Model gepresenteerd met accessoires*



## STIGBEUGELS OP KLEMMEN VOETB

— Ref 15620-01



## BEENSTEUNEN OP KLEMMEN

— Ref 15626-01



## GOEPEL OP KLEMMEN

— Ref 15624-01



# gMotio

- OPTIES
- ACCESSOIRES



Geïntegreerd stopcontact en potentiaalvereffening  
(EUROPE, UK, US) Ref. 40400-1  
(DK, IT, AUS, CH) Ref. 40400-2




urolade  
(ter vervanging van de standaardlade)  
Ref. 2061-30



roestvrijstalen lade  
(ter vervanging van de standaardlade)  
Ref. 15966-01



uitbreiding van de  
beensteun  
Ref. 15672-01



Kristal bescherming  
uittrekbare beensteun  
Ref. 15907-01




Tweetal gecoate  
voetbeugels  
(2x klemmen 878-12 toevoegen)  
Ref. 12850 (+ 2 x 878-12)  
Onverenigbaar met 15630-01  
en 15640-01



Tweetal plastic  
beensteunen  
(2x klemmen 878-12 toevoegen)  
Ref. 840 (+ 2 x 878-12)  
Onverenigbaar met 15630-01  
en 15640-01



Tweetal overtrekken  
voor beensteunen  
Ref. 861



Tweetal  
Goepelbeensteunen  
(2x klemmen 878-12 toevoegen)  
Ref. 845 (+ 2 x 878-12)  
Onverenigbaar met 15630-01  
en 15640-01



Armsteun per stuk  
(1x klem 878-12 toevoegen)  
Ref. 2536  
(+ 878-12)



Hoes voor/armsteun  
2536  
Ref. 2537



Beugelbescherming  
(voor modellen 15630-01 & 15640-01)  
Ref. 15861-01



Verstelbare hoofdsteun  
(iQuest 3055-20 en gMotio)  
Ref. 11679-01



Kristal bescherming  
voor voetsteun  
Ref. 15905-01



Kristal bescherming  
voor zitting  
Ref. 15906-01



Handmatige bediening  
(9 programmeerbare posities)  
Ref. 15031-10



Zelfsluitende  
serumhouderstaaf 2 haken  
Ref. 2985-01  
(+ 878-12)




Serumstaaf 2 haken met  
aanslagmechanisme  
Ref. 985-01  
(+ 878-12)



Spatbescherming  
Ref. 12677-01



Colpo-steun Zeiss d.38  
voor gMotio\*  
Ref. 15840-01  
\*Autonome bewegingen geschrapt



Colpo-steun. Draaibare  
Leisegang voor gMotio\*  
Ref. 15810-01  
\*Autonome bewegingen geschrapt



Steun voor colposcoop  
Olympus rechts\* (elite/elansa 11614-01)  
Ref. 15850-01  
\*Autonome bewegingen geschrapt



Steun voor colposcoop  
Olympus links\* (elite/elansa 11614-01)  
Ref. 15851-01  
\*Autonome bewegingen geschrapt




Roestvrijstalen geleider  
voor rugleuning (tweetal)  
25x10 mm Ref. 15879-01



Geleider  
25x10 mm, ø 16/18 mm  
Ref. 878-12



Roterende klem voor geleider  
25x10 mm  
Ref. 879-10



Lamphouder voor rail\*  
25x10 mm Ref. 295-01

\*raadpleeg voor de keuze van de lamp de  
speciale documentatie




Lamp  
(Raadpleeg de documentatie)

# gMotio

MODELLEN 15620-01/15624-01/15626-01  
 NETTOGEWICHT : 177KG  
 BRUTOGEWICHT : 210KG  
 VERPAKKINGSVOLUME : 1,02M3

MODELL 15630-01  
 NETTOGEWICHT : 181KG  
 BRUTOGEWICHT : 214KG  
 VERPAKKINGSVOLUME : 1,02M3

MODELL 15640-01  
 NETTOGEWICHT : 182KG  
 BRUTOGEWICHT : 215KG  
 VERPAKKINGSVOLUME : 1,02M3



15620-01 / 15624-01 / 15626-01

15630-01 / 15640-01

## BEKLEDINGSKLEUREN

CA - TOMATO		CLASSIC RANGE
CB - FUCHSIA		
CC - PLUM		
CD - LEMON		
CE - PEACOCK		
CF - SAPHYR		
CG - MIDNIGHT BLUE		
CH - GLACIER		
CI - DARK		
57 - ANTISTATIC		
CJ - GREY		ELEGANT RANGE*
CK - PLATINUM		
EA - DEEP GREEN		
EB - VEGETAL		
EC - STORM		
ED - SILVER BLUE		
EE - PAPRIKA		
EF - TWILIGHT		
EG - CAMEL		
EH - CORK		

\* Het Elegance-assortiment is onderwerp tot de toepassing van een tarief toeslag. Raadpleeg de prijslijst.