

MYRO

Actief. Interactief.
In alle posities.



Myro is een interactieve therapietafel die op verschillende manieren kan gebruikt worden. De Myro sensoren maken het mogelijk alledaagse oefeningen te doen met echte objecten op een reagerend oppervlak. Reageert niet alleen op de beweging, maar ook op de druk. Grafomotorische therapie kan flexibel en onafhankelijk van accessoires uitgevoerd worden. Ruimtelijk verkennende elementen scheppen meer mogelijkheden voor cognitieve therapie. Aangepast aan de behoeften van elke patiënt, kan het worden gebruikt in verticale en horizontale positie.

- Helling aanpasbaar van 0 tot 90°
- Het in de hoogte verstelbare werkblad kan ook worden aangepast aan de aanbevolen range of motion
- Software met patiënt assessment documentatie en rapporten
- Combinatie van zintuiglijke proprioceptie en beweging met schaalbare niveaus
- De oefeningen zijn gebaseerd op taken met echte voorwerpen, gebaseerd op alledaagse bewegingen en verhogen met de dag de functionele capaciteit van de patiënt.
- De Myro® biedt een groot aantal cognitieve modules, die alleen of samen met anderen kunnen worden gebruikt.

