

HOSPITAL CARE

Klinische Digitale Thermometer

Thermometer en accessoires

Productinformatie



- De grote, duidelijke display toont de meetstatus en de resultaten in eenvoudig leesbare tekst.
- Zowel de thermometer als de houder kunnen worden gereinigd met desinfecterende oplossingen.
- Het apparaat schakelt automatisch in wanneer het uit de houder wordt gehaald en schakelt uit wanneer het wordt teruggeplaatst, zodat de batterij langer meegaat.

Beschrijving		Grondstoffen
1	Behuizing	Styreenhars
2	Display	Styreenhars
3	Metalen tip	Roestvrij staal
Houder thermometer		
4	Houder	ABS
	Magneet	SRO-6Fe ₂ O ₃ / roestvrij

Bevat geen componenten die vervaardigd zijn uit DEHP of natuurlijk rubberlatex.

De vernieuwde houder
maakt desinfectie eenvoudiger

Gebaseerd op meer dan 100 jaar expertise in de productie van thermometers

Productassortiment / Accessoire

Productcode	Beschrijving	Kleur-code
ET*C207S	Oksel	Wit
ET*C407S	Oraal/Rectaal	Blauw
Optioneel accessoire		
ET+COVER0205MP	Beschermhuls	-

CE
0123

Wettelijke status

CE-certificering – Klasse IIa actieve hulpmiddelen voor diagnostische en monitoringdoeleinden volgens Regel 10, Hoofdstuk III, Bijlage VIII van Verordening (EU) 2017/745

Aangemelde instantie

TÜV SÜD 0123

Fabrikant

TERUMO MEDICAL PRODUCTS (HANGZHOU) CO. LTD., M4-9-5,
Hangzhou Economic & Technological Development Zone, 310018
Hangzhou, P.R. China

EG-vertegenwoordiger

TERUMO EUROPE NV, Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, België

Raadpleeg altijd het productetiket en de gebruiksaanwijzing voor een volledig overzicht van toepasselijke normen, waarschuwingen en/of voorzorgsmaatregelen voordat u het product daadwerkelijk gebruikt.

Verpakking

Eenheidsdoos	Verzenddoos
10	100
10	100
1.000	10.000

Technische gegevens

Specificaties	
Batterij	3 V DC (1,5 V LR41) x 2
Batterijduur	Ongeveer 10.000 metingen
Classificatie	Interne voeding, type BF, IPX7
Energieverbruik	0,3 mW
Werkingsvoorwaarden	Temperatuur: 10 tot 40 °C Relatieve vochtigheid (geen condensatie): 30 tot 85% Luchtdruk: 700 tot 1.060 hPa (70 tot 106 kPa)
Bewaarcondities	Temperatuur: -10 tot +50 °C Relatieve vochtigheid (geen condensatie): 30 tot 95% Luchtdruk: 700 tot 1.060 hPa (70 tot 106 kPa)
Afmetingen (thermometer)	129 x 17,6 x 12,6 mm (L x B x H)
Gewicht	Ongeveer 13 g
Meetbereik	32,0 tot 42,0 °C
Meetmethodes	Voorspellend (berekend) / Direct (werkelijke meting)
Meettijd voor ET*C407S (oraal/rectaal)	Voorspellende meting: 30 sec. Directe meting: 5 min.
Meettijd voor ET*C207S (oksel)	Voorspellende meting: 30 sec. Directe meting: 10 min.
Nauwkeurigheid	+/- 0,1 °C (directe meting) <i>Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie</i>
Displayformaat	3-cijferige lcd-display (minimale weergave-eenheid: 0,1 °C)



Uw Terumo-partner

TERUMO EUROPE NV

Terumo Corporation Terumo Europe NV
+81 3 6742 8500 +32 16 38 12 11

www.terumo-europe.com

Alle merknamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van TERUMO CORPORATION, haar dochterondernemingen of niet-verwante derde partijen. Gepubliceerd door Terumo Europe nv

Alle afbeeldingen zijn indicatief. Kleuren, vormen, afmetingen en componenten kunnen in het echt afwijken.

Monitor met vertrouwen

De Terumo klinische digitale thermometer maakt een snelle en nauwkeurige meting mogelijk en kan op twee manieren worden gebruikt.