


UGAP

GAMME D'ACCESSOIRES  
DISPONIBLE A L'UGAP

**micromed**

# CATALOGUE



**ant** neuro  
inspiring technology



GAMME ANT NEURO – ACCESSOIRES

Commandez en ligne sur [www.micromed-france.fr](http://www.micromed-france.fr)

**MICROMED SAS**

Parc d'activités de Mâcon TGV Quartier Loché - 347 rue de Mâcon Chaintré – 71000 MACON

Tél : 03 85 36 81 50 – Fax : 03 85 36 81 51 – Email : [micromedinfo@micromed-france.com](mailto:micromedinfo@micromed-france.com)

Site internet : [www.micromed-france.eu](http://www.micromed-france.eu)



# SOMMAIRE

<b>GUIDE DES TAILLES WAVEGUARD .....</b>	<b>5</b>
<b>1. CASQUES WAVEGUARD CONNECT (ELECTRODES ETAIN) .....</b>	<b>6</b>
a) Casques Waveguard Connect compatibles avec les systèmes Micromed .....	6
b) Casques Waveguard Connect .....	6
c) Accessoires et consommables .....	7
<b>2. CASQUES WAVEGUARD ORIGINAL (ELECTRODES ARGENT) .....</b>	<b>9</b>
a) Casque Waveguard Original compatible Micromed .....	9
b) Casques Waveguard Original pour solution EEGO .....	9
c) Casques Waveguard Original non blindés.....	11
d) Casques Waveguard Original blindés .....	15
e) Casques Waveguard Original compatible MRI .....	17
f) Casques Waveguard Original compatible MEG .....	18
g) Casques Waveguard Original pour néonatalogie.....	20
<b>3. ADAPTATEURS .....</b>	<b>21</b>
<b>4. ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES WAVEGUARD .....</b>	<b>22</b>
a) Accessoires .....	22
b) Consommables .....	<b>Erreur ! Signet non défini.</b> 3
c) Accessoires et consommables disponibles sur fond de stock (références arrêtées) .....	23



# waveguard™ connect

tailored to perfection in clinical eeg

Taille		Circonférence tête		Coloris		
L	Large	56 cm	61 cm	●	●	●
M	Medium	51 cm	56 cm	●	●	●
S	Small	47 cm	51 cm	●	●	●
C	Child	43 cm	47 cm	●	●	●
I	Infant	39 cm	43 cm	●	●	●
B	Baby	36 cm	39 cm	●	●	●

# waveguard™ original

eeg cap & accessories

Taille		Circonférence tête		Coloris		
L	Large	56 cm	61 cm	●	●	●
M	Medium	51 cm	56 cm	●	●	●
S	Small	47 cm	51 cm	●	●	●
C	Child	43 cm	47 cm	●	●	●
I	Infant	39 cm	43 cm	●	●	●
B	Baby	36 cm	39 cm	●	●	●
N5	Neonatal 5	33 cm	36 cm	●	●	●
N4	Neonatal 4	31 cm	33 cm	●	●	●
N3	Neonatal 3	29 cm	31 cm	●	●	●
N2	Neonatal 2	27 cm	29 cm	●	●	●
N1	Neonatal 1	25 cm	27 cm	●	●	●

# 1. CASQUES WAVEGUARD CONNECT (ELECTRODES ETAIN)

## A) CASQUES WAVEGUARD CONNECT COMPATIBLES AVEC LES SYSTÈMES MICROMED

	<b>CS-311</b> (UGAP 2019785)	<p>Casque WaveGuard Connect, 21 électrodes avec terre et référence. Electrodes en étain. Disposition 10/20. Connecteur spécial pour amplificateur Micromed. Câble de longueur 1,50 m. Garantie de 4 mois.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<b>KC-310</b>	<p>Kit de démarrage pour casque Waveguard Connect compatible Micromed :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 3 casques Waveguard Connect compatibles Micromed (réf. CS-311 en taille S, M et L)</li><li>- 1 gel de contact Onestep Cleargel 500g (réf. XE-153)</li><li>- 3 cadres supports de tables pour casque (réf. XC-290)</li><li>- 1 paquet de 100 seringues (réf. XE-268)</li><li>- 2 boîtes d'aiguilles émoussées (réf. XE-266)</li><li>- 1 fluide désinfectant (réf. XC-280).</li></ul>

### Adaptateur pour amplificateurs autres que Micromed

	<b>CAP ADAPT TP</b> (UGAP 1439441)	<p>Adaptateur pour utiliser les casques précablés Micromed (CAPBQG, CAPBQM et CAPBQP) sur des amplificateurs d'autres marques. Pour les amplificateurs avec des entrées Touch Proof mâles.</p>
---	---------------------------------------	--

## B) CASQUES WAVEGUARD CONNECT

	<b>CS-301</b> (UGAP 1779366)	<p>Casque WaveGuard Connect, 21 électrodes avec terre et réf (Pos Cpz). Electrodes en étain. Disposition 10/20. Connecteur D-SUB mâle 25 pins. Câble non blindé de longueur 1,50 m. Garantie de 4 mois. <i>A connecter avec adaptateur XC-301.</i></p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<b>KC-300</b>	<p>Kit de démarrage pour casque Waveguard Connect :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 3 casques Waveguard Connect (réf. CS-301 en taille S, M et L)</li><li>- 1 adaptateur de casque (réf. XC-301)</li><li>- 1 gel de contact Onestep Cleargel 500g (réf. XE-153)</li><li>- 3 cadres supports de tables pour casque (réf. XC-290)</li><li>- 1 paquet de 100 seringues (réf. XE-268)</li><li>- 2 boîtes d'aiguilles émoussées (réf. XE-266)</li><li>- 1 fluide désinfectant (réf. XC-280).</li></ul>

### Adaptateur pour connexion sur fiches Touch Proof

	<b>XC-301</b> (UGAP 1779367)	<p>Adaptateur pour casque Waveguard Connect. Connecteur D-SUB femelle 25 pins vers 23 fiches Touch Proof DIN 42802.</p>
---	---------------------------------	---

## c) ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

### Accessoires

	<b>KC-303</b>	Kit accessoires de démarrage comprenant : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 gel de contact Onestep Cleargel 500g (réf. XE-153)</li> <li>- 3 cadres supports de tables pour casque (réf. XC-290)</li> <li>- 1 paquet de 100 seringues (réf. XE-268)</li> <li>- 2 boîtes d'aiguilles émoussées (réf. XE-266).</li> </ul>
	<b>XC-290</b>	Cadre support de table pour mettre à sécher un casque WaveGuard.
	<b>XC-141</b> (UGAP 2019787)	Mentonnière bande velcro pour casque WaveGuard.
	<b>XC-108</b>	Ceinture thoracique pour casque WaveGuard.
	<b>XE-268</b> (UGAP 1439149)	Paquet de 100 seringues de 10 ml. Nécessite des aiguilles émoussées Luer Lock (réf. XE-266). Non utilisable pour injection médicale.
	<b>XE-266</b> (UGAP 2019790)	Paquet de 25 aiguilles émoussées, non stériles. Longueur 13 mm. Luer Lock. Pour application du gel.
	<b>XE-107</b>	Paquet de 100 aiguilles émoussées, stériles. Pour application du gel.
	Gel de contact Onestep Cleargel pour casque WaveGuard.	
	<b>XE-265</b>	Pot de 60 grammes.
	<b>XE-157</b>	Bouteille de 120 grammes.
	<b>XE-153</b> (UGAP 1439137)	Pot de 500 grammes.
	<b>XE-154</b> (UGAP 1439136)	Pot de 1000 grammes.
	<b>XE-155</b> (UGAP 1439135)	Pot de 4000 grammes.
	<b>XE-218</b> (UGAP 2019786)	Electrode clip-oreille en étain. Câble de longueur 100 cm terminé par fiche Touch proof 1,5 mm (DIN 42802).

	<b>XC-280</b>	Liquide désinfectant de deux litres.
--	---------------	--------------------------------------

*Accessoires disponibles sur fond de stock (références arrêtées)*

	<b>XC-132</b>	Mentonnière bande velcro pour casque WaveGuard.
---	---------------	---

	<b>XE-107</b>	Paquet de 100 aiguilles émoussées pour application du gel. Longueur 25 mm.
---	---------------	---

## 2. CASQUES WAVEGUARD ORIGINAL (ELECTRODES ARGENT)

### A) CASQUE WAVEGUARD ORIGINAL COMPATIBLE MICROMED

	<p><b>CA-107</b> (UGAP 1439110)</p>	<p>Casque WaveGuard avec connecteur spécial pour amplificateur Micromed de type SAM. Avec 21 électrodes + terre + réf. Electrodes sintérisées Ag/AgCl. Disposition 10/20. Connecteur mâle D. Câble non blindé de 1,80 m.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
---	---	---

### B) CASQUES WAVEGUARD ORIGINAL POUR SOLUTION EEGO

	<p><b>CA-201</b></p>	<p>Casque Waveguard pour EEGO, 32 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 32 électrodes blindées avec référence CPz et terre AFz GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 1 connecteur HD – C68pin (Tyco)</li> <li>- câble 1,20 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-202</b></p>	<p>Casque Waveguard pour EEGO, 64 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 64 électrodes blindées avec référence CPz et terre AFz GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- inclut 4 électrodes externes (HEOGR, HEOGL, VEOGU VEOGL)</li> <li>- 2 connecteurs HD – C68pin (Tyco)</li> <li>- câble 1,80 m</li> <li>- fiches pour REF externe et GND externe.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-200</b></p>	<p>Casque Waveguard pour EEGO, 64 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 64 électrodes blindées avec référence CPz et terre AFz GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- inclut 4 électrodes externes (HEOGR, HEOGL, VEOGU VEOGL)</li> <li>- 2 connecteurs HD – C68pin (Tyco)</li> <li>- câble 1,20 m.</li> <li>- fiches pour EOG et GND externe.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-203</b></p>	<p>Casque Waveguard pour EEGO, 128 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 128 électrodes blindées avec référence CPz incluant 1 électrode GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/05</li> <li>- inclut 4 électrodes externes (HEOGR, HEOGL, VEOGU VEOGL)</li> <li>- 4 connecteurs HD – C68pin (Tyco)</li> <li>- câble 1,80 m.</li> <li>- inclut 2 fiches libres supplémentaires pour REF externe et GND.</li> </ul> <p>Compatible avec XC-240 GND et XE-240 REF.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C</i></p>
	<p><b>CA-205</b></p>	<p>Casque Waveguard pour EEGO, 256 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 256 électrodes blindées avec référence CPz incluant 1 électrode GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition ANT Duke (équidistant)</li> <li>- inclut 4 électrodes externes incluses (HEOGR, HEOGL, VEOGU VEOGL)</li> <li>- 8 connecteurs HD – C68pin (Tyco)</li> <li>- câble 1,80 m</li> <li>- inclut 2 fiches libres supplémentaires pour REF externe et GND.</li> </ul> <p>Compatible avec XC-240 GND et XE-240 REF.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i></p>

	<b>CA-206</b>	<p>Casque Waveguard pour EEGO, 21 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21 électrodes avec référence REF et terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 1 connecteur HD – C68pin (Tyco)</li> <li>- câble 1,20 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<b>CA-207</b>	<p>Casque Waveguard pour EEGO, 16 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21 électrodes avec référence CPz et terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20</li> <li>- 1 connecteur HD – C68pin (Tyco)</li> <li>- câble 1,20 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<b>CA-208</b>	<p>Casque Waveguard pour EEGO, 64 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 64 électrodes avec référence CPz et terre AFz, incluant 1 EOG par socket, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 2 connecteurs HD – 68pin (Hirose)</li> <li>- câble 1,80 m</li> <li>- fiches pour EOG et GND externe.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<b>CA-209</b>	<p>Casque Waveguard pour EEGO, 32 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 32 électrodes avec référence CPz et terre AFz, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 1 connecteur HD – C68pin (Tyco)</li> <li>- câble blindé 1,80 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i>  <i>Tailles Néonatales : Néonatal N5, Néonatal N4</i></p>
	<b>CA-220</b>	<p>Casque Waveguard pour EEGO, 32 voies MEG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 32 électrodes avec référence CPz et terre AFz, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 1 connecteur HD – C68pin (Tyco)</li> <li>- câble non blindé 1,80 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<b>CA-221</b>	<p>Casque Waveguard pour EEGO, 64 voies MEG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 64 électrodes avec référence CPz et terre AFz, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 2 connecteurs HD – C68pin (Tyco)</li> <li>- câble non blindé 1,80 m</li> <li>- fiches pour EOG et GND externe.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<b>CA-222</b>	<p>Casque Waveguard pour EEGO, 128 voies MEG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 128 électrodes avec référence CPz, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/05</li> <li>- configuration en cascade incluant 1 électrode externe de terre et incluant 4 électrodes externes (HEOGR, HEOGL, VEOGU, VEOGL)</li> <li>- 4 connecteurs HD – C68pin (Tyco)</li> <li>- câble non blindé 1,80 m.</li> <li>- avec 2 fiches libres supplémentaires pour REF externe et GND.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C</i></p>
	<b>CA-223</b>	<p>Casque Waveguard pour EEGO, 256 voies MEG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 256 électrodes inclus VEOGR, avec référence REF sur position Z12Z, avec 1 électrode externe pour GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition en équidistant</li> <li>- configuration en cascade</li> <li>- 8 connecteurs HD – C68pin (Tyco)</li> <li>- câble non blindé 1,80 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i></p>

**Disposition 10/xx**

	<p><b>CA-101</b> (UGAP 1439108)</p>	<p>Casque Waveguard 20 voies :                      - 20 électrodes avec terre GND, incluant position Oz, sintérisées Ag/AgCl                      - disposition 10/20                      - 1 connecteur mâle D-SUB 25 pins                      - câble non blindé 1,80 m.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-102</b> (UGAP 1439106)</p>	<p>Casque WaveGuard 23 voies :                      - 23 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl                      - disposition 10/20                      - 1 connecteur mâle D-SUB 37 pins                      - câble non blindé 1,80 m.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i>  <i>Tailles Néonatales : Néonatal N5, Néonatal N4, Néonatal N3, Néonatal N2, Néonatal N1</i></p>
	<p><b>CA-103</b> (UGAP 1439101)</p>	<p>Casque WaveGuard 23 voies :                      - 23 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl                      - disposition 10/20                      - 1 connecteur mâle D-SUB 37 pins                      - câble non blindé 1,80 m.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-104</b> (UGAP 1439102)</p>	<p>Casque WaveGuard 32 voies :                      - 32 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl                      - disposition 10/10                      - 1 connecteur mâle D-SUB 37 pins                      - câble non blindé 1,80 m.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-105</b> (UGAP 1439103)</p>	<p>Casque WaveGuard 64 voies :                      - 64 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl                      - disposition 10/10                      - 2 connecteurs mâles D-SUB 37 pins                      - câble non blindé 1,80 m.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-106</b> (UGAP 1439104)</p>	<p>Casque WaveGuard 128 voies :                      - 128 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl                      - disposition 10/5                      - 4 connecteurs mâles D-SUB 37 pins                      - câble non blindé 1,80 m.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C</i></p>
	<p><b>CA-165</b> (UGAP 1439105)</p>	<p>Casque WaveGuard 36 voies :                      - 36 électrodes avec terre GND, incluant une électrode externe spéciale, sintérisées Ag/AgCl                      - disposition 10/10                      - 1 connecteur mâle D-SUB 37 pins                      - câble non blindé 1,80 m.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i></p>

	<b>CA-109</b>	<p>Casque Waveguard 22 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 22 électrodes avec terre GND et référence position POz, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20</li> <li>- 1 connecteur mâle D-SUB 37 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<b>CA-112</b>	<p>Casque Waveguard 33 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 33 électrodes avec terre GND et référence position POz, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 1 connecteur mâle D-SUB 37 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m</li> <li>- version miroir.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<b>CA-114</b>	<p>Casque Waveguard 128 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 128 électrodes avec terre GND, incluant 4 électrodes externes (HEOGR, HEOGL, VEOGR, VEOGL), sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/5</li> <li>- 4 connecteurs mâles D-SUB 37 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C</i></p>
	<b>CA-149</b>	<p>Casque Waveguard 23 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20</li> <li>- 1 connecteur mâle D-SUB 37 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m</li> <li>- sortie câbles Vertex.</li> </ul> <p><i>Tailles Néonatales : Néonatal N5, Néonatal N4, Néonatal N3, Néonatal N2, Néonatal N1</i></p>
	<b>CA-150</b>	<p>Casque Waveguard 43 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 43 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10 avec positions d'électrodes extra-basses</li> <li>- 2 connecteurs mâles D-SUB 37 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m</li> <li>- sortie câbles à l'arrière pour toutes les tailles.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i>  <i>Tailles Néonatales : Néonatal N5</i></p>
	<b>CA-152</b>	<p>Casque Waveguard 21 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20</li> <li>- 1 connecteur mâle D-SUB 37 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<b>CA-154</b>	<p>Casque Waveguard 24 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 électrodes avec terre GND et référence position FCz, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20</li> <li>- 1 connecteur mâle D-SUB 25 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<b>CA-157</b>	<p>Casque Waveguard 23 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23 électrodes avec terre GND et référence position FCz, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20</li> <li>- 1 connecteur mâle D-SUB 37 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m</li> <li>- câblage non standard.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>

	<p style="text-align: center;"><b>CA-159</b></p>	<p>Casque Waveguard 5 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 électrodes sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20</li> <li>- 1 connecteur mâle D-SUB 25 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i>  <i>Tailles Néonatales : Néonatal N5, Néonatal N4, Néonatal N3, Néonatal N2, Néonatal N1</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>CA-161</b> (UGAP 1439111)</p>	<p>Casque WaveGuard 24 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 électrodes avec terre GND, position de référence CPz, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20</li> <li>- 1 connecteur mâle D-SUB 25 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i>  <i>Tailles Néonatales : Néonatal N5, Néonatal N4, Néonatal N3, Néonatal N2, Néonatal N1</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>CA-162</b> (UGAP 1439107)</p>	<p>Casque WaveGuard 22 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 22 électrodes avec terre GND, position de référence CPz, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20</li> <li>- 1 connecteur mâle D-SUB 25 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m</li> <li>- avec plastique de protection sur 30 cm du câble.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i>  <i>Tailles Néonatales : Néonatal N5, Néonatal N4, Néonatal N3, Néonatal N2, Néonatal N1</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>CA-164</b></p>	<p>Casque Waveguard 11 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20</li> <li>- 1 connecteur mâle D-SUB 37 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m</li> <li>- deux ouvertures aux positions FC1 et FC2</li> <li>- sortie câbles Vertex.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i>  <i>Tailles Néonatales : Néonatal N5, Néonatal N4, Néonatal N3, Néonatal N2, Néonatal N1</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>CA-166</b></p>	<p>Casque Waveguard 64 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 64 électrodes avec terre GND et référence position CPz, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 2 connecteurs mâles D-SUB 37 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m</li> <li>- câblage non standard.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>CA-174</b></p>	<p>Casque Waveguard 22 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 22 électrodes avec terre GND et référence position CPz, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20</li> <li>- 1 connecteur mâle D-SUB 25 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m</li> <li>- avec plastique de protection sur 30 cm du câble.</li> <li>- avec ouverture centrale de 10x30 mm et fermeture velcro.</li> </ul> <p><i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i>  <i>Tailles Néonatales : Néonatal N5, Néonatal N4, Néonatal N3, Néonatal N2, Néonatal N1</i></p>

## Disposition ANT/Duke

	<p><b>CA-129</b> (UGAP 1439112)</p>	<p>Casque Waveguard 64 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 64 électrodes avec terre GND, incluant électrode externe pour VEOG et une électrode externe pour GND, sintérisées Ag/AgCl</li><li>- disposition ANT/Duke (équidistant)</li><li>- 2 connecteurs mâles D-SUB 37 pins</li><li>- câble non blindé 1,80 m.</li></ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-130</b> (UGAP 1439113)</p>	<p>Casque Waveguard 128 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 64 électrodes avec terre GND, incluant électrode externe pour GND, sintérisées Ag/AgCl</li><li>- disposition ANT/Duke (équidistant)</li><li>- 4 connecteurs mâles D-SUB 37 pins</li><li>- câble non blindé 1,80 m.</li></ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C</i></p>

## Adaptateurs pour connexion sur amplificateurs avec entrées Touch Proof

	<p><b>XC-103</b> (UGAP 1439128)</p>	<p>Adaptateur pour casque Waveguard non blindé. Connecteur 37pins D-SUB vers 37 fiches Touch Proof DIN 42802.</p>
	<p><b>XC-104</b></p>	<p>Adaptateur pour casque Waveguard. Connecteur 25pins D-SUB vers 25 fiches Touch Proof DIN 42802.</p>

Disposition 10/xx

	<p><b>CA-115</b> (UGAP 1439093)</p>	<p>Casque Waveguard 23 voies :                      - 23 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl                      - disposition 10/20                      - 1 connecteur HD (Hirose)                      - câble blindé 1,80 m.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-116</b> (UGAP 1439095)</p>	<p>Casque Waveguard 32 voies :                      - 32 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl                      - disposition 10/10                      - 1 connecteur HD (Hirose)                      - câble blindé 1,80 m.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-118</b> (UGAP 1439096)</p>	<p>Casque Waveguard 64 voies :                      - 64 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl                      - disposition 10/10                      - 2 connecteurs HD (Hirose)                      - câble blindé 1,80 m.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-119</b> (UGAP 1439094)</p>	<p>Casque Waveguard 128 voies :                      - 128 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl                      - disposition 10/5                      - 4 connecteurs HD (Hirose)                      - câble blindé 1,80 m.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C</i></p>
	<p><b>CA-121</b></p>	<p>Casque Waveguard 43 voies :                      - 43 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl                      - disposition 10/10 avec positions d'électrodes extra-basses                      - 2 connecteurs HD (Hirose)                      - câble blindé 1,80 m                      - sortie câbles à l'arrière pour toutes les tailles.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-167</b></p>	<p>Casque Waveguard 32 voies :                      - 32 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl                      - disposition 10/5                      - 1 connecteur HD (Hirose)                      - câble blindé 1,80 m                      - deux ouvertures aux positions FC1 et FC2                      - sortie câbles Vertex.</p> <p><i>Tailles Néonatales : Néonatal N5, Néonatal N4, Néonatal N3</i></p>
	<p><b>CA-171</b></p>	<p>Casque Waveguard 128 voies :                      - 128 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl                      - disposition 10/5                      - électrodes externes avec clip-oreilles                      - 4 connecteurs HD (Hirose)                      - câble blindé 3 m.</p> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C</i></p>

**Disposition ANT/Duke**

	<p><b>CA-123</b> (UGAP 1439097)</p>	<p>Casque Waveguard 32 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 32 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- deux électrodes externes pour HEOGL et HEOGR</li> <li>- disposition en équidistant</li> <li>- 1 connecteur HD (Hirose)</li> <li>- câble blindé 1,80 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-124</b> (UGAP 1439098)</p>	<p>Casque Waveguard 64 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 64 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- deux électrodes externes pour VEOGL et GND</li> <li>- disposition en équidistant</li> <li>- 2 connecteurs HD (Hirose)</li> <li>- câble blindé 1,80 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-125</b> (UGAP 1439099)</p>	<p>Casque Waveguard 128 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 128 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- une électrode externe pour GND</li> <li>- disposition en équidistant</li> <li>- 4 connecteurs HD (Hirose)</li> <li>- câble blindé 1,80 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C</i></p>
	<p><b>CA-126</b> (UGAP 1439100)</p>	<p>Casque Waveguard 256 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 256 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition en équidistant</li> <li>- 8 connecteurs HD (Hirose)</li> <li>- câble blindé 1,80 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i></p>

**Adaptateurs pour connexion sur amplificateurs avec entrées Touch Proof**

	<p><b>XC-100</b> (UGAP 1439126)</p>	<p>Adaptateur pour casque Waveguard blindé. Connecteur HD vers 33 connecteur micro-coaxial blindés (32 EEG and GND). A connecter sur la face avant des amplificateurs ASA-Lab ou Cognitrace.</p>
	<p><b>XC-101</b> (UGAP 1439127)</p>	<p>Adaptateur pour casque Waveguard blindé. Connecteur HD vers 34 fiches Touch Proof DIN 42802 (32 EEG, GND et blindage).</p>

## E) CASQUES WAVEGUARD ORIGINAL COMPATIBLE MRI

	<p align="center"><b>CA-141</b> (UGAP 1439118)</p>	<p>Casque Waveguard 32 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 32 électrodes avec terre GND, avec 10 kOhm de résistance, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 1 connecteur HD (Hirose)</li> <li>- câble blindé 3 m</li> <li>- sortie câbles Vertex.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p align="center"><b>CA-142</b> (UGAP 1439119)</p>	<p>Casque Waveguard 64 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 64 électrodes avec terre GND, avec 10 kOhm de résistance, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 2 connecteurs HD (Hirose)</li> <li>- câble blindé 3 m</li> <li>- sortie câbles Vertex.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p align="center"><b>CA-143</b> (UGAP 1439117)</p>	<p>Casque Waveguard 128 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 128 électrodes avec terre GND, avec 10 kOhm de résistance, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/5</li> <li>- 4 connecteurs HD (Hirose)</li> <li>- câble blindé 3 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C</i></p>
	<p align="center"><b>CA-172</b></p>	<p>Casque Waveguard 31 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 31 électrodes EEG et 1 électrode ECG avec REF à FCz, avec GND à AFz, avec résistances de sécurité, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 1 connecteur 3M</li> <li>- câble non blindé 1,8 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p align="center"><b>CA-173</b></p>	<p>Casque Waveguard 63 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 63 électrodes EEG et 1 électrode ECG avec REF à FCz, avec GND à AFz, avec résistances de sécurité, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 2 connecteurs 3M avec GND et REF pontées</li> <li>- câble non blindé 1,8 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i> <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>

### Adaptateurs pour connexion sur amplificateurs avec entrées Touch Proof

	<p align="center"><b>XC-100</b> (UGAP 1439126)</p>	<p>Adaptateur pour casque Waveguard blindé. Connecteur HD vers 33 connecteur micro-coaxial blindés (32 EEG and GND). A connecter sur la face avant des amplificateurs ASA-Lab ou Cognitrace.</p>
	<p align="center"><b>XC-101</b> (UGAP 1439127)</p>	<p>Adaptateur pour casque Waveguard blindé. Connecteur HD vers 34 fiches Touch Proof DIN 42802 (32 EEG, GND et blindage).</p>

## F) CASQUES WAVEGUARD ORIGINAL COMPATIBLE MEG

	<p><b>CA-132</b></p>	<p>Casque Waveguard 21 voies MEG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21 électrodes, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20</li> <li>- 1 connecteur femelle D-SUB 37 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m</li> <li>- inclut 4 ouvertures pour bobines HPI.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-133</b></p>	<p>Casque Waveguard 32 voies MEG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 1 connecteur femelle D-SUB 37 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m</li> <li>- inclut 4 ouvertures pour bobines HPI.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-134</b></p>	<p>Casque Waveguard 61 voies MEG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 61 électrodes, position référence AFz, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 2 connecteurs femelles D-SUB 37 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m</li> <li>- inclut 4 ouvertures pour bobines HPI.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-136</b></p>	<p>Casque Waveguard 24 voies MEG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20</li> <li>- 1 connecteur HD (Hirose)</li> <li>- câble non blindé 1,8 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-137</b> (UGAP 1439115)</p>	<p>Casque Waveguard 32 voies MEG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 21 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 1 connecteur HD (Hirose)</li> <li>- câble non blindé 1,80 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-138</b> (UGAP 1439116)</p>	<p>Casque Waveguard 64 voies MEG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 64 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 2 connecteurs HD (Hirose)</li> <li>- câble non blindé 1,80 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p><b>CA-139</b></p>	<p>Casque Waveguard 128 voies MEG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 128 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/5</li> <li>- 4 connecteurs HD (Hirose)</li> <li>- câble non blindé 1,8 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i></p>
	<p><b>CA-140</b></p>	<p>Casque Waveguard 23 voies MEG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23 électrodes avec terre GND, avec resistance 10 kOhm, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20</li> <li>- 1 connecteur HD (Hirose)</li> <li>- câble non blindé 3 m</li> <li>- sortie câbles Vertex.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>

	<p style="text-align: center;"><b>CA-163</b></p>	<p>Casque Waveguard 32 voies MEG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 32 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 1 connecteur femelle D-SUB 37 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m</li> <li>- inclut 4 ouvertures pour bobines HPI.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>CA-169</b></p>	<p>Casque Waveguard 61 voies MEG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 61 électrodes sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/10</li> <li>- 2 connecteurs femelles D-SUB 37 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m.</li> </ul> <p><i>Tailles Adultes : Adulte L, Adulte M, Adulte S</i>  <i>Tailles Enfants : Enfant grand C, Enfant petit I, Bébé B</i></p>

## G) CASQUES WAVEGUARD ORIGINAL POUR NÉONATALOGIE

### Non blindés

	<p><b>CA-146</b> (UGAP 1439123)</p>	<p>Casque Waveguard 23 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20</li> <li>- 1 connecteur mâle D-SUB 37 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m</li> <li>- deux ouvertures aux positions FC1 et FC2</li> <li>- sortie câbles Vertex.</li> </ul> <p><i>Tailles Enfants : Bébé B</i> <i>Tailles Néonatales : Néonatal N5, Néonatal N4, Néonatal N3, Néonatal N2, Néonatal N1</i></p>
	<p><b>CA-147</b> (UGAP 1439122)</p>	<p>Casque Waveguard 32 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 32 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/5</li> <li>- 1 connecteur mâle D-SUB 37 pins</li> <li>- câble non blindé 1,80 m</li> <li>- deux ouvertures aux positions FC1 et FC2</li> <li>- sortie câbles Vertex.</li> </ul> <p><i>Tailles Enfants : Bébé B</i> <i>Tailles Néonatales : Néonatal N5, Néonatal N4, Néonatal N3</i></p>
	<p><b>XC-103</b> (UGAP 1439128)</p>	<p>Adaptateur pour casque Waveguard non blindé. Connecteur 37pins D-SUB vers 37 fiches Touch Proof DIN 42802.</p>

### Blindés

	<p><b>CA-168</b> (UGAP 1439125)</p>	<p>Casque Waveguard 23 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20</li> <li>- 1 connecteur HD (Hirose)</li> <li>- câble non blindé 1,80 m</li> <li>- deux ouvertures aux positions FC1 et FC2</li> <li>- sortie câbles Vertex.</li> </ul> <p><i>Tailles Néonatales : Néonatal N5, Néonatal N4, Néonatal N3, Néonatal N2, Néonatal N1</i></p>
	<p><b>CA-122</b> (UGAP 1439120)</p>	<p>Casque Waveguard 33 voies :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 33 électrodes avec terre GND, sintérisées Ag/AgCl</li> <li>- disposition 10/20 avec positions extra-basses</li> <li>- 1 connecteur HD (Hirose)</li> <li>- câble blindé avec tube plastique 1,80 m</li> <li>- deux ouvertures aux positions FC1 et FC2</li> <li>- sortie câbles Vertex.</li> </ul> <p><i>Tailles Enfants : Bébé B</i> <i>Tailles Néonatales : Néonatal N5, Néonatal N4, Néonatal N3</i></p>
	<p><b>XC-100</b> (UGAP 1439126)</p>	<p>Adaptateur pour casque Waveguard blindé. Connecteur HD vers 33 connecteur micro-coaxial blindés (32 EEG and GND). A connecter sur la face avant des amplificateurs ASA-Lab ou Cognitrace.</p>
	<p><b>XC-101</b> (UGAP 1439127)</p>	<p>Adaptateur pour casque Waveguard blindé. Connecteur HD vers 34 fiches Touch Proof DIN 42802 (32 EEG, GND et blindage).</p>

### 3. ADAPTATEURS

	<b>XC-100</b> (UGAP 1439126)	Adaptateur pour casque Waveguard blindé. Connecteur HD vers 33 connecteur micro-coaxial blindés (32 EEG and GND). A connecter sur la face avant des amplificateurs ASA-Lab ou Cognitrace.
	<b>XC-101</b> (UGAP 1439127)	Adaptateur pour casque Waveguard blindé. Connecteur HD vers 34 fiches Touch Proof DIN 42802 (32 EEG, GND et blindage).
	<b>XC-103</b> (UGAP 1439128)	Adaptateur pour casque Waveguard non blindé. Connecteur 37pins D-SUB vers 37 fiches Touch Proof DIN 42802.
	<b>XC-104</b>	Adaptateur pour casque Waveguard. Connecteur 25pins D-SUB vers 25 fiches Touch Proof DIN 42802.
	<b>XC-106</b>	Connecteur pour amplificateur 128 voies EGI Sensornet. (complètement assemblé, peut être utilisé avec deux amplificateurs 72 voies ou un amplificateur 136 voies).

## 4. ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES WAVEGUARD

### A) ACCESSOIRES

	<p><b>XC-108</b></p>	<p>Ceinture thoracique pour casque WaveGuard.</p>
	<p><b>XC-109</b> (UGAP 1439143)</p>	<p>Electrode de secours à insérer dans le casque Waveguard. Fil blindé à faible bruit. Longueur 1,50 m avec le connecteur micro-coaxial.</p>
	<p><b>XC-110</b> (UGAP 1439129)</p>	<p>Electrode de secours à insérer dans le casque Waveguard. Longueur 1,50 m avec connecteur Touch Proof DIN 42802.</p>
	<p><b>XC-113</b> (UGAP 1439142)</p>	<p>Paquet de 8 anneaux flexibles pour casque WaveGuard. Diamètre 17 mm et hauteur 5 mm.</p>
	<p><b>XC-118</b></p>	<p>Paquet de 5 électrodes de secours pour casque Waveguard avec câble non blindé de longueur 5 cm.</p>
	<p><b>XC-127</b> (UGAP 2019792)</p>	<p>Paquet de 8 top-screw pour casque Waveguard.</p>
	<p><b>XC-133</b> (UGAP 1439145)</p>	<p>Sangle de maintien avec clip pour casque WaveGuard.</p>
	<p><b>XC-135</b> (UGAP 2019789)</p>	<p>Paquet de 8 anneaux fins en silicone pour casque WaveGuard. Diamètre 13 mm et hauteur 5 mm.</p>
	<p><b>RC-316</b></p>	<p>Paquet de 5 anneaux large en silicone pour les électrodes Waveguard.</p>

## B) CONSOMMABLES

	<b>XE-126</b> (UGAP 1439131)	Connecteur pour entrée bipolaire sur amplificateur ANT. Fiche MacroDin Binder 4 pôles. Câble blindé de 1,50 m terminé par 2 fiches pressions rouge et noire.
	<b>XE-266</b> (UGAP 2019790)	Paquet de 25 aiguilles émoussées, longueur 13 mm. Luer Lock.
	<b>XE-268</b> (UGAP 1439149)	Paquet de 100 seringues de 10 ml. Nécessite des aiguilles émoussées Luer Lock (réf. XE-266).

	Gel de contact Onestep Cleargel pour casque WaveGuard.	
	<b>XE-265</b>	Pot de 60 grammes.
	<b>XE-157</b>	Bouteille de 120 grammes.
	<b>XE-153</b> (UGAP 1439137)	Pot de 500 grammes.
	<b>XE-154</b> (UGAP 1439136)	Pot de 1000 grammes.
	<b>XE-155</b> (UGAP 1439135)	Pot de 4000 grammes.

	<b>XE-157</b>	Gel de contact Onestep Cleargel pour casque WaveGuard. Bouteille de 120 grammes.
---	---------------	---

	<b>XE-164</b> (UGAP 2019788)	Paquet de 50 électrodes ECG.
---	---------------------------------	------------------------------

	<b>XE-277</b> (UGAP 2019791)	Paire d'électrodes flat-snap avec connecteur Touch proof.
--	---------------------------------	---

## C) ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES DISPONIBLES SUR FOND DE STOCK (RÉFÉRENCES ARRÊTÉES)

	<b>XE-115</b>	Paquet de 5 électrodes cupules sintérisées Ag/AgCl. Blindé. Connecteur micro-coaxial de 1,5 m.
	<b>XE-120</b> (UGAP 1439140)	Paire d'électrodes clip-oreille et sintérisées Ag/AgCl. Câble blindé de longueur 1,80 m. Connecteur micro-coaxial.
	<b>XE-141</b>	Paquet de 8 adaptateurs pour connecter des électrodes à fiche Touch Proof DIN 42802 sur les amplificateurs ASA Lab équipés d'entrées micro coaxiales.

	<b>XC-114</b>	Ensemble tubulaire élastique, 25 mètres.
--	---------------	--

	<b>XE-112</b>	Boîte de 100 unités pour le nettoyage (alcool) des casques Waveguard EEG.
---	---------------	---