



## 3M™ Attest™ Rapid Biologische Indicatoren stoom, 1292E, 50 stuks/pakje

GTIN/EAN code: 30707387508556, Art. code 3M (Short id) 1292E,  
Art. ref. 3M : 7000053661, Uw artikelnummer 1514202 | [Beheren](#)



Standaard | **Niet op voorraad**

- Kortere quarantaintijden resulteren in een snelle en doeltreffende opsporing van fouten in het sterilisatieproces (1 tot 4 uur).
- Afzonderlijke verpakking vermindert risico van fout-positieve resultaten ten gevolge van besmetting.
- Automatische uitlezing met ondubbelzinnig YES/NO-, PASS/FAIL-resultaat.
- Voldoet aan ISO 11138

## Specificaties

\* Kleinste verkoopbare eenheid ?

### Details

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Biologisch indicatorensysteem       | Snel      |
| Catalogusnummer                     | 1292E     |
| Cladimed-code                       | E52IC01   |
| Eenheden per individuele verpakking | 50        |
| Houdbaarheid in dagen               | 730 Dagen |
| Incubatieperiode                    | 3 Hour    |
| Individuele verpakkingen per doos   | 4         |
| Kapkleur                            | Bruin     |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Kleinste verkoopbare eenheid*</b>   | Pak                   |
| <b>Merk</b>                            | Attest™               |
| <b>Productgebruik</b>                  | Belastingsbewaking    |
| <b>Producttype</b>                     | Biologische indicator |
| <b>Sterilisatiemethode</b>             | Stoom                 |
| <b>Totaal aantal eenheden per doos</b> | 200                   |

## Afmetingen en classificaties

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Overdoos Breedte</b>       | 15,2 cm                   |
| <b>Overdoos Bruto gewicht</b> | 694 Gram                  |
| <b>Overdoos Hoogte</b>        | 14,2 cm                   |
| <b>Overdoos Lengte</b>        | 15,2 cm                   |
| <b>Overdoos Volume</b>        | 3.280,768 cm <sup>3</sup> |
| <b>Pak Breedte*</b>           | 7 cm                      |
| <b>Pak Bruto gewicht*</b>     | 159,2 Gram                |
| <b>Pak Hoogte*</b>            | 14 cm                     |
| <b>Pak Lengte*</b>            | 6 cm                      |
| <b>Pak Volume*</b>            | 588 cm <sup>3</sup>       |
| <b>Pallet Breedte</b>         | 1,07 meter                |
| <b>Pallet Bruto gewicht</b>   | 280 Kg                    |
| <b>Pallet Hoogte</b>          | 1,12 meter                |
| <b>Pallet Lengte</b>          | 1,22 meter                |
| <b>Pallet Volume</b>          | 1,462 m <sup>3</sup>      |
| <b>Stuk Bruto gewicht</b>     | 3,47 Gram                 |
| <b>Stuk Volume</b>            | 16,404 cm <sup>3</sup>    |
| <b>ECCN nummer</b>            | EU99                      |
| <b>Harmonisatie code</b>      | 3002490020                |

## Verpakking en identificatie

### Disclaimer land van oorsprong

Informatie over het land van oorsprong van het weergegeven product. Dit betreft de niet-preferentiële oorsprong welke gebruikt wordt om de toepasselijke rechten, quota en juiste oorsprongverklaring op productlabel te bepalen. Aan weergegeven land van oorsprong kunnen geen rechten worden ontleend ten aanzien van mogelijke preferentiële oorsprong en herkomst van de producten . Van een preferentieel tarief kan alleen gebruik worden gemaakt indien de preferentiële oorsprong van de goederen op de voorgeschreven wijze (artikel 56, lid 3 DWU)

wordt aangetoond. Deze bepalingen zijn specifiek voor 3M producten.

|   |  |
|---|--|
| <b>Verzendadres</b>                       | JUECHEN, Nrth Rhine Westfalia                            |
| <b>Disclaimer verzendadres</b>            | Het land van oorsprong kan afwijken van het verzendadres |
| <b>GTIN/EAN 3M besteleenheid (Pak)*</b>   | 30707387508556   |
| <b>GTIN/EAN consumenteneenheid (Pak)*</b> | 30707387508556   |
| <b>GTIN/EAN overdoos (Overdoos)</b>       | 50707387508550   |
| <b>Land van oorsprong</b>                 | Verenigde Staten   |
| <b>per Overdoos</b>                       | 200 Stuk   |
| <b>per Pak*</b>                           | 50 Stuk  |
| <b>per Pallet</b>                         | 75600 Stuk   |

## Transport

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| <b>Luchttransport beschikbaar</b> | Ja  |
| <b>Droogijs-vervoer</b>           | Nee |

## Details

- Kortere quarantainetijden resulteren in een snelle en doeltreffende opsporing van fouten in het sterilisatieproces (1 tot 4 uur).
- Afzonderlijke verpakking vermindert risico van fout-positieve resultaten ten gevolge van besmetting.
- Automatische uitlezing met ondubbelzinnig YES/NO-, PASS/FAIL-resultaat.
- Voldoet aan ISO 11138

Attest™ rapid-readout biologisch monitoringsysteem. Aparte biologische indicatoren voor stoomcycli bij 121-124 °C en vacuümcycli bij 132-137 °C, 50/doos.

Het Attest™ rapid-readout biologisch monitoringsysteem bestaat uit echte biologische indicatoren die duidelijke, gemakkelijk te interpreteren resultaten geven in slechts 1-4 uur.

## Documenten

### Infographics

[Hoeders van de sterilisatie Infographic\\_FR \(PDF,71.1KB\)](#)