



Sharpsafe® Tablethouder


RMA verpakken - NPSD voor 1, 2 en 3 liter

SHA-43000000 (enkel) - SHA-43010000 (dubbel)



Kenmerken

- SHA-43000000 is een tablethouder met 2 compartimenten, een vakje voor de Sharpsafe container (1, 2 of 3 l) en een vakje voor de zorgbenodigdheden
- SHA-43010000 is een tablethouder met 3 compartimenten, een vakje voor de Sharpsafe container (1, 2 of 3 l) en twee vakjes voor de zorgbenodigdheden
- Onderhoud: oppervlak reinigen met ontsmettingsmiddel
- Materiaal: polypropyleen (autoclaveerbaar zonder opeenstapelen, 135 °C tijdens 20 min.)
- Oorsprong: Europese Unie



Near Patient Sharps Disposal = “Verwijdering van scherpe medische voorwerpen in de nabijheid van de patiënt”

De verwijdering van RMA en specifiek van scherpe voorwerpen in de onmiddellijke nabijheid van de patiënt is een standaard procedure.

Sharpsafe heeft een eenvoudig en praktisch gamma toebehoren ontwikkeld.

Zij beantwoorden aan de vereiste veiligheid- en hygiëneregels.

De zorgverstreker kan RMA snel, gemakkelijk en planmatig verwijderen daar waar scherpe voorwerpen letsels zouden kunnen veroorzaken.



Technische gegevens

- SHA-43000000: Tablethouder (enkel)
- Hoeveelheid per karton: 10
- Afmetingen van de tablethouder: 45 (h) x 280 (l) x 260 (b) mm
- Gewicht: 0,20 kg

- SHA-43010000: Tablethouder (dubbel)
- Hoeveelheid per karton: 10
- Afmetingen van de tablethouder: 45 (h) x 356 (l) x 290 (b) mm
- Gewicht: 0,27 kg